

Põlveortoos liigendiga Quick Fit

Enne toote kasutamist tutvuda põhjalikult juhendiga. Nõuetekohane kasutamine on oluline toote pikaajaliseks vastu pidamiseks ning efektiivseks toimimiseks.

Kasutaja profiil: Kasutaja peaks olema võimeline lugema ja arusaama juhistest, hoiatustest ja ettevaatusabinõudest.

Näidustus – kerge põlve ja patella ebastabiilsus

Vastunäidustused – ei ole

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- kui tunned valu, paistetust, erilisi muutusi või reaktsioone selle ortoosi kasutamise ajal, konsulteeeri koheselt arstiga.
- Patella „sõõrik“ sisaldab neopreeni. Neopreenist tooteid ei tohiks kasutada need kes on vastuvõtlikud dermatiidile või on allergia neopreeni sisaldavate toodete suhtes.

Kasutusjuhend:

1. Ava esimesed ja tagumised rihmad. Istuvas asendis tõmba ortoos jalale.
2. Joonda tugi üle patella
3. Tõmba iga esimene rihm läbi D-kinnituse
4. Kinnita iga rihm takjakinnitusega
5. Korda punkte 3 ja 4 tagumiste rihmadega
6. Kohenda esimesi rihmasid sobiliku mugavusastme saavutamiseks
7. Korda punkti 6 tagumiste rihmadega
8. „sõõriku“ trimmimiseks eemalda külgtoed, keera tugi teist pidi-
 - Määra toetus/ vormi nii palju kui vaja (esimene, tagumine, väliskülg, sisekülg)
 - Leia „sõõriku“ katte eest avaus
 - Lõika „sõõrikut“ kääridega
 - Eemalda „sõõriku“ see osa mida ei ole vaja

Hoolitus – käsipesu 30° vees kasutades kerget pesuvahendit. Lase kuivada õhurikkas kohas.

Garantii – DJO, LLC parandab või vahetab ortoosi või selle osad välja kui sellel ilmnevad tootja poolt tehtud vead 6 kuu jooksul peale ortoosi ostmist.

Kasutamiseks ühele patsiendile.

Ei ole tehtud naturaalsest kummi lateksist

Tootja: DJO LLC 1430 Decision Street Vista CA 92081, USA info@djoglobal.com

Volitatud esindaja: MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany, www.mdss.com

Maaletooja: Eesti Ortoosikeskuse OÜ, Türi 6 Tallinn 11313, tel 6556 326, info@ortoosikeskus.ee

