

## **DONJOY® QUICK FIT LIIGENDITEGA PÕLVETUGI**

### **ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE PALUN JUHENDIT TÄIELIKULT JA HOOLIKALT. ÕIGE RAKENDAMINE ON OLULINE SEADME KORRALIKUKS TÖÖTAMISEKS.**

**MÄÄRATUD KASUTAJAPROFIIL:** Soovitatav kasutaja peaks olema litsentseeritud arst professionaal, patsient, patsiendi hooldaja või abi osutav pereliige. Kasutaja peaks olema võimeline lugema, aru saada ja olema füüsiliselt võimekas täitma kõiki kasutusteabes toodud juhiseid, hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

**KASUTUS/NÄIDUSTUSED:** DonJoy Quick Fit liigendiga põlvetus on loodud toetama põlve. See võib sobida kasutamiseks pärast põlve vigastust, pehmete kudede vigastust või kerge artriitilise valu korral. Pehme/pooljäik, mis on loodud liikumist piirama läbi elastse või pooljäiga konstruktsiooni.

**VASTUNÄIDUSTUSED:** ei ole

### **HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD:**

Soovitatav on lasta seade paigaldada sobiva kvalifikatsiooniga tervishoiutöötajal. Kui teil tekib allergiline reaktsioon ja/või tekib sügelus, punetav nahk pärast kokkupuudet, mis tahes selle toote osaga, lõpetage selle kasutamine ja võtke kohe ühendust oma tervishoiutöötajaga. Kui selle toote kasutamise ajal ilmnevad valu, turse, tundlikkuse muutused või muud ebatavalised reaktsioonid, võtke kohe ühendust oma tervishoiutöötajaga. Ärge kasutage lahtiste haavade peal. Ärge kasutage seda seadet, kui see on kahjustatud ja/või pakend on avatud. **MÄRKUS:** võtke ühendust tootja ja pädev asutusega, kui selle seadme kasutamisest on tingitud tõsine vahejuhtum.

### **KASUTAMINE:**

1. Avage ja eraldage eesmise ja tagumise osa rihmad. Istuvas asendis tõmmake tugi jalga. (Joonis 1)
  2. Joonda tugi üle põlvekedra. (Joonis 2)
  3. Tõmmake iga eesmine rihm läbi D-rõnga. (Joonis 3)
  4. Kinnitage iga rihm takjapaela külge. (Joonis 4)
  5. Korrake samme 3 ja 4 tagumiste rihmade puhul. (Joonis 5)
  6. Reguleerige eesmised rihmad sobivaks. (Joonis 6)
  7. Korrake 6. sammu tagumiste rihmade puhul. (Joonis 7)
  8. Rõnga lõikamiseks eemaldage liigendid, keerake tugi pahupidi. (Joonis 8)
- Tehke kindlaks vajalik tugi/kuju (Superior, Inferior, lateraalne või mediaalne)
  - Leidke rõnga ümbrisest parim ava
  - Lõika rõngast kääridega
  - Eemaldage liigne rõnga materjal, mida pole vaja

**KASUTAMINE JA HOOLDUS:** Käsipesu 30° vees kasutades kerge toimetist seepi. Kuivatage ainult õhu käes.

**GARANTII:** Garantii – DJO, LLC parandab või vahetab toe või selle osad välja, kui sellel ilmnevad tootja poolt tehtud vead 6 kuu jooksul peale toe ostmist.

**Kasutamiseks ühele patsiendile**



**Ei ole valmistatud naturaalsest kummilateksist.**

Tähelepanu: kuigi on tehtud kõik endast oleneva tipptasemel tehnikaga, et saavutada maksimaalne funktsionaalsuse, tugevuse, vastupidavuse ja mugavuse ühilduvus, ei ole mingit garantiid, et selle toote kasutamisel välditakse vigastusi.



DJO LLC 1430 Decision Street Vista CA 92081, USA [info@djoglobal.com](mailto:info@djoglobal.com)



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany, [www.mdss.com](http://www.mdss.com)

Importija: DJO France Centre europeen du fret 3 rue de Bethar 64990 Mouguerre, France

Levitaja: Eesti Ortoosikeskuse OÜ, Türi 6 Tallinn 11313, tel 6556 326, [info@ortoosikeskus.ee](mailto:info@ortoosikeskus.ee)



**MD**

Version 1

Tõlke teostanud tootja loal: Eesti Ortoosikeskuse OÜ, Türi tn 6 Tallinn 11313, tel 6556 326, [info@ortoosikeskus.ee](mailto:info@ortoosikeskus.ee), [www.ortoosikeskus.ee](http://www.ortoosikeskus.ee)