




PROVOX[®] LaryTube[™]



MD

**Rx
ONLY**



CE 0413



42° C
108° F
RT
2° C
36° F

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6a




Figure 6b




Figure 6c




Figure 6d




Figure 6e




Figure 6f




Figure 6g





Figure 6h



Prescription information

CAUTION: United States Federal law restricts this device to sale, distribution and use by or on order of a physician or a licensed practitioner. The availability of this product without prescription outside the United States may vary from country to country.

Disclaimer

Atos Medical offers no warranty - neither expressed nor implied - to the purchaser hereunder as to the lifetime of the product delivered, which may vary with individual use and biological conditions. Furthermore, Atos Medical offers no warranty of merchantability or fitness of the product for any particular purpose.

Patents and trademarks

Provox[®] is a registered trademark owned by Atos Medical AB, Sweden. LaryTube[™] and LaryClip[™] are trademarks of Atos Medical AB.

For information about protective rights (e.g. patents), please refer to our web page www.atosmedical.com/patents.



Manufacturer; Hersteller; Fabrikant; Fabricant; Produttore;
 Fabricante; Fabricante; Tillverkare; Producent; Produsent;
 Valmistaja; Framleiðandi; Tootja; Ražotājs; Gamintojas;
 Výrobce; Gyártó; Výrobca; Proizvajalec; Producent; Producător;
 Proizvođač; Proizvođač; Κατασκευαστής; Производител; Üretici;
 მწარმოებელი; Ἀρτοποιητής; İstehsalçı; Производитель; Pro-
 dusen; Pengilang; 製造業者; 제조사; 製造商; 制造商;
 היצרן; الجهة المصنعة



Date of manufacture; Herstellungsdatum; Productiedatum; Date de
 fabrication; Data di fabbricazione; Fecha de fabricación; Data de
 fabrico; Tillverkningsdatum; Fremstillingsdato; Produksjonsdato
 ; Valmistuspäivä; Framleiðsludagsetning; Valmistamise kuupäev;
 Ražošanas datums; Pagaminimo data; Datum výroby; Gyártás
 időpontja; Dátum výroby; Datum proizvodnje; Data produkcji; Data
 fabricației; Datum proizvodnje; Datum proizvodnje; Ημερομηνία
 κατασκευής; Дата на производство; Üretim tarihi; წარმოების
 თარიღი; Ἀρτοποιημάτων αμύση; İstehsal tarixi; Дата
 изготовления; Tanggal produksi; Tarikh pembuatan; 製造日;
 제조일자; 製造日期; 制造日期; تاريخ التصنيع



Use-by date; Verfallsdatum; Houdbaarheidsdatum; Date limite
 d'utilisation; Data di scadenza; Fecha de caducidad; Data de vali-
 dade; Används senast; Anvendes inden; Brukes innen; Viimeinen
 käyttöpäivä; Síðasti notkunardagur; Kölblik kuni; Derīguma
 termiņš; Naudoti iki; Datum expirace; Felhasználatoság dátuma;
 Dátum najneskoršej spotreby; Rok uporabnosti; Data ważności; Data
 expirării; Rok uporabe; Rok upotrebe; Ημερομηνία λήξης; Срок на
 годност; Son kullanım tarihi; ვარგისობა; Ἀχρησιμοποίητων
 δαμύλη; Son istifadə tarixi; Срок годности; Gunakan sebelum

tanggal; Tarikh guna sebelum; 使用期限; 사용 기한; 使用截止日期; 使用截止日期; תאריך אחרון לשימוש; تاريخ انتهاء الصلاحية

LOT

Batch code; Chargencode; Partijnummer; Code de lot; Codice lotto; Código de lote; Código do lote; Batchkod; Batchkode; Batchkode; Eränumero; Lotunúmer; Partii kood; Partijas kods; Partijos kodas; Kód šarže; Sarzs kód; Kód šarže; Številka serije; Kod partii; Codul lotului; Šifra serije; Šifra serije; Κωδικός παρτίδας; Код на партида; Parti kodu; სერიალური კოდი; Ιατρώματων κωδικός; Partiya kodu; Код партии; Kode batch; Kod kelompok; パッチコード; 배치 코드; 批次代碼; 批号; קוד אצורה; كود الدفعة

REF

Product reference number; Produktreferenznummer; Referentienummer product; Numéro de référence du produit; Numero riferimento prodotto; Número de referencia del producto; Referência do produto; Referensnummer; Produktreferencenummer; Produktreferansenummer; Artikelnummer; Tilvísunarnúmer vöru; Toote viitenumber; Produkta atsauces numurs; Gaminio katalogo numeris; Referenční číslo produktu; Termék referenciaszáma; Referenčné číslo produktu; Referenčna številka izdelka; Numer katalogowy produktu; Numărul de referință al produsului; Referentni broj proizvoda; Referentni broj proizvoda; Αριθμός αναφοράς προϊόντος; Референтен номер на продукт; Ürün referans numarası; პროდუქტის საკონტროლო ნომერი; Արտադրանքի տեղեկատու համարը; Məhsula istinad nömrəsi; Справочный номер изделия; Nomor referensi produk; Nombor rujukan produk; 製品参照番号; 제품 참조 번호; 產品參考號; 产品参考编号; מספר סימוכין של המוצר; الرقم المرجعي للمنتج



Non-sterile; Unsteril; Niet steriel; Non stérile; Non sterile; No estéril; Não estéril; Osteril; Ikke-steril; Usteril; Steriloimaton; Ósæft; Mittesteriilne; Nesterils; Nesterilu; Nesterilni; Nem steril; Nest-erilné; Nesterilno; Produkt niejałowy; Proodus nesteril; Nesterilno; Nije sterilno; Μη αποστειρωμένο; Нестерилно; Steril değıldir; არასტერილური; Όλ στερή; Qeyri-steril; Нестерильно; Tidak steril; Tidak steril; 非滅菌; 무균 아님; 未滅菌; 非无菌; גרוע אל; غير معقم



Keep away from sunlight and keep dry; Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen; Niet blootstellen aan zonlicht, droog bewaren; Maintenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité; Tenere all'asciutto e al riparo dalla luce del sole; Mantener seco y alejado de la luz solar; Manter afastado da luz solar e da chuva; Håll borta från solljus och håll torr; Holdes bort fra sollys og holdes tør; Unngå direkte sollys, holdes tørr; Säilyttävä kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta; Geymið fjarri sólarljósi og haldið þurru; Hoida kuivas ja eemal päikesevalgusest; Sargāt no saules stariem un mitruma; Saugoti nuo saulės šviesos ir laikyti sausai; Chraňte před slunečním zářením a udržujte v suchu; Tartsa a napfénytől távol, és tartsa szárazon; Chránite pred slnečným žiarením a uchováajte v suchu; Shranjujte na suhem in ne izpostavljajte sončni svetlobi; Chronić przed światłem słonecznym i przechowywać w suchym miejscu; A se feri de lumina soarelui și a se menține uscat; Čuvajte na suhom mjestu i podalje od Sunčeve svjetlosti; Držati dalje od sunčeve svetlosti i čuvati na suvom; Φυλάσσετε μακριά από το ηλιακό φως και διατηρείτε τη συσκευή στεγνή; Дръжте далече от слънчева светлина и съхранявайте на сухо място; Güneş ışığndan uzakta ve kuru tutun; შებნახეთ მზისგან დაცულ ადგილას და მშრალ მდგომარეობაში;

Հենու պահէր արևի ճառագայթներից և պահէր չոր տեղում;
 Gün işığından uzaqda və quru saxlayın; Берегите от воздействия
 прямых солнечных лучей и влаги; Hindarkan dari sinar matahari
 dan simpan di tempat yang kering; Jauhkan dari cahaya matahari
 dan pastikan sentiasa kering; 直射日光および湿気禁止;
 직사광선이 닿지 않게 하고 건조한 상태로 유지하십시오;
 避免日照並保持乾燥; 避免日照和保持干燥。;

יש להרחיק מאור השמש ולאחסן במקום יבש

يجب الحفاظ على المنتج جافًا وبعيدًا عن أشعة الشمس



Storage temperature limit; Lagertemperaturgrenze; Maximale
 bewaar temperatuur; Limite de température de stockage; Tempera-
 ture di stoccaggio; Límite de temperatura de almacenamiento;
 Limite da temperatura de armazenamento; Temperaturgränser
 för förvaring; Opbevaringstemperaturbegrænsning; Oppbevar-
 ingstemperaturgrense; Säilytyslämpötilan raja; Takmarkanir á
 hitastigi við geymslu; Säilitustemperatuuri piirmäär; Uzglabāšanas
 temperatūras ierobežojums; Laikymo temperatūros riba; Maximální
 skladovací teplota; Tárolási hőmérsékletkorlát; Limit skladova-
 cej teploty; Omejitve temperature za shranjevanje; Temperatura
 przechowywania; Limita temperaturii de depozitare; Ograničenje
 temperature skladištenja; Ograničenje temperature skladištenja;
 Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης; Границы на температурата на
 съхранение; Saklama sıcaklığı sınırı; შენახვის ტემპერატურის
 ლიმიტი; Պահպանման ջերմաստիճանի սահմանները; Saxlama
 temperaturu həddi; Ограничения температуры хранения; Batas
 suhu penyimpanan; Had suhu simpanan; 保管温度制限; 보관 온도
 제한; 儲存溫度限制; 儲存溫度限制; הגבלת טמפרטורת אחסון

حد درجة الحرارة والتخزين




Store at room temperature. Temporary deviations within the temperature range (max-min) are allowed; Bei Zimmertemperatur lagern. Temperaturschwankungen innerhalb des Temperaturbereichs (min.–max.) sind zulässig; Bij kamertemperatuur bewaren. Tijdelijke afwijkingen van de temperatuur binnen de marge (min-max) zijn toegestaan; Stocker à température ambiante Des écarts temporaires dans la plage de température ambiante (max-min) sont autorisés; Conservare a temperatura ambiente. Sono consentiti scostamenti temporanei entro i limiti di temperatura (max-min); Almacenar a temperatura ambiente. Se permiten desviaciones temporales dentro del rango de temperatura (máx.-mín.); Guardar à temperatura ambiente. São permitidos desvios temporários dentro do intervalo das temperaturas (máx-min); Förvara i rumstemperatur. Tillfälliga avvikelser inom temperaturområdet (max–min.) är tillåtna; Opbevar ved rumtemperatur. Midlertidige afvigelser i temperaturintervallet (maks-min) er tilladt; Oppbevares i romtemperatur. Midlertidige avvik innenfor temperaturområdet (maks.–min.) er tillatt; Säilytä huoneenlämmössä. Väliaikainen poikkeama lämpötila-alueella (suurin-pienin) on sallittu; Geymið við stofuhita. Tímabundin frávik innan hitasviðs (lág.-há.) eru leyfð; Hoida toatemperatuuril. Ajutised nihked temperatuurivahemikus (max–min) on lubatud; Uzglabāt istabas temperatūrā. Ir pieļaujamas īslaicīgas novirzes temperatūras diapazona ietvaros (min.–maks.); Laikyti kambario temperatūroje. Leidžiami laikini nuokrypiai, nevirsijantys temperatūros intervalo (didž.–maž.); Skladujte při pokojové teplotě. Dočasné odchylky od teplotního rozsahu (max–min) jsou povoleny; Tárolja szobahőmérsékleten. Az átmeneti ingadozás a hőmérséklet-tartományon belül (max.–min.) engedélyezett; Uchovávať pri izbovej teplote. Dočasné odchýlky v rámci teplotného rozsahu (max – min) sú povolené; Shranjujte pri sobni temperaturi. Dovoljena so začasna odstopanja znotraj temperaturnega razpona (najv.–najm.); Przechowywać w temperaturze pokojowej. Dopuszczalne są przejściowe odchylenia w obrębie zakresu temperatury (maks. — min.); A se păstra la temperatura camerei. Sunt permise abateri

temporare în intervalul de temperatură (min.–max.); Skladištite pri sobnoj temperaturi. Dopuštena su privremena odstupanja unutar raspona temperature (maks. – min.); Čuvati na sobnoj temperaturi. Dozvoljena su privremena odstupanja unutar temperaturnog opsega (maks.–min.); Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου. Επιτρέπονται παροδικές αποκλίσεις εντός του εύρους θερμοκρασίας (μέγιστη-ελάχιστη); Съхранявайте на стайна температура. Временните отклонения в температурните диапазони (макс. – мин.) са разрешени; Oda sıcaklığında saklayın. Sıcaklık aralığı (maksimum-minimum) içerisinde geçici sapmalara izin verilir; შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე. დროებითი გადახრები ტემპერატურის ფარგლებში (მაქს.-მინ.) დასაშვებია; Դաիել սենյակային ջերմաստիճանում: Թույլատրվում են ժամանակավոր տատանումներ ջերմաստիճանի ընդգրկույթում (առավելագույնից նվազագույն); Otaq temperaturunda saxlayın. Maksimum və minimum temperatur aralığında müvəqqəti yayınmalara icazə verilir; Храните при комнатной температуре. Допускаются временные отклонения интервала температур (макс.-мин.); Simpan pada suhu ruang. Deviasi sementara dalam rentang suhu (maks-min) diizinkan; Simpan pada suhu bilik. Penyimpangan sementara dalam julat suhu (maks-min) adalah dibenarkan: 室温で保管。温度範囲 (最大～最小) 内の温度逸脱は許容。; 실온에서 보관하십시오. 온도 범위내에서의 일시적인 편차(최대-최소)는 허용됩니다; 室溫儲存。允許在溫度範圍內 (上限至下限) 的溫度差異。; 室溫下存放。允許溫度範圍內 (最高-最低) 的暫時偏差。;

יש לאחסן בטמפרטורת החדר. מותרות סטיות זמניות בתוך טווח הטמפרטורה (מקסימום-מינימום).

يجب التخزين في درجة حرارة الغرفة. يُسمح باختلافات مؤقتة ضمن نطاق درجة الحرارة (الحد الأقصى-الحد الأدنى).



MD

Medical Device; Medizinprodukt Medisch hulpmiddel; Dispositif médical; Dispositivo medico; Productio sanitario; Dispositivo médico; Medicinteknisk produkt; Medicinsk udstyr; Medisinsk utstyr; Lääkinällinen laite; Lækningatæki; Meditsiiniseade; Medicīniska ierīce; Medicinos priemonė; Zdravotnický prostředek; Orvostechnikai eszköz; Zdravotnicka pomôcka; Medicinski pripomoček; Wyrób medyczny; Dispozitiv medical; Medicinski proizvod; Медицинское средство; Ιατροτεχνολογικό προϊόν; Медицинское изделие; Tibbi cihaz; სამედიცინო მოწყობილობა; Fəzləliyəli uşurp; Tibbi Avadanlıq; Медицинское изделие; Peralatan Medis; Peranti Perubatan; 医療機器; 의료 장치; 醫療裝置; 医疗器械; התקן רפואי; جهاز طبي



Instructions for use; Gebrauchsanweisung; Gebruiksaanwijzing; Mode d'emploi; Istruzioni per l'uso; Instrucciones de uso; Instruções de utilização; Bruksanvisning; Brugsanvisning; Bruksanvisning; Käyttöohjeet; Notkunarleiðbeiningar; Kasutusjuhend; Lietošanas norādījumi; Naudojimo instrukcija; Návod k použití; Használati útmutató; Návod na použitie; Navodila za uporabo; Instrukcja użycia; Instrucțiuni de utilizare; Upute za upotrebu; Uputstvo za upotrebu; Οδηγίες χρήσης; Инструкции за употреба; Kullanım talimatları; გამოყენების ინსტრუქცია; Oqunmaqrdmān hruhānqñnr; İstifadə qaydaları; Инструкции по применению; Petunjuk penggunaan; Arahan penggunaan; 取扱説明書; 사용 지침; 使用說明; 使用说明书; הוראות שימוש; تعليمات الاستخدام

Contents

EN - ENGLISH	15
DE - DEUTSCH	22
NL - NEDERLANDS.....	30
FR - FRANÇAIS	37
IT - ITALIANO.....	44
ES - ESPAÑOL.....	51
PT - PORTUGUÊS.....	58
SV - SVENSKA.....	65
DA - DANSK	72
NO - NORSK	79
FI - SUOMI	86
IS - ÍSLENSKA	93
ET - EESTI.....	100
LT - LIETUVIŲ KALBA.....	107
CS - ČESKY	114
HU - MAGYAR.....	121
SL - SLOVENŠČINA.....	128
SK - SLOVENČINA	135
PL - POLSKI	142
RO - ROMÂNĂ.....	149
HR - HRVATSKI	156
SR - SRPSKI.....	163
EL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ	170
TR - TÜRKÇE.....	178
KA - ქართული.....	185
HY - ՀԱՅԵՐԵՆ	194
RU - РУССКИЙ	202
MS - BAHASA MELAYU.....	210
JA - 日本語	217
KO - 한국어.....	224
ZHTW - 繁體中文.....	231
HE - עברית	242
AR - العربية.....	247
ORDERING INFORMATION	248

1. Descriptive information

1.1 Intended use

The Provox LaryTube is a holder for devices in the Provox HME System intended for vocal and pulmonary rehabilitation after total laryngectomy.

For patients with a shrinking tracheostoma it is also used to maintain the tracheostoma for breathing.

The Provox LaryTube is intended for single patient use.

1.2 CONTRAINDICATIONS

Provox LaryTube is not intended to be used by patients that:

- are under any form of mechanical ventilation.
- have damaged tracheal or tracheostoma tissue.

1.3 Description of the device

The Provox LaryTube is a tube made of medical grade silicone rubber. The purpose of the device is to create a comfortable and airtight fit between the Provox LaryTube and the tracheostoma, and also to provide attachment for devices from the Provox HME System.

They are delivered single packed, non-sterile.

There are 3 models: Standard, Fenestrated and with Ring (Fig. 1).

The Standard model and the Ring version can be fenestrated so that air can go through the voice prosthesis for voice prosthesis users. The holes are punched by using the Provox Fenestration Punch according to the Instructions for Use accompanying the Provox Fenestration Punch, see ordering information.

Standard versions (Fig. 1a) – made for use with or without a voice prosthesis. Can be attached with a Provox TubeHolder or Provox LaryClips.

Fenestrated versions (Fig. 1b) – For voice prosthesis users. Can be attached with a Provox TubeHolder or Provox LaryClips.

Ring versions (Fig. 1c) – made for use with or without a voice prosthesis. Can only be attached with a Provox Adhesive.

The different parts of the Provox LaryTube are (Fig. 1d-i):

- d) Tube
- e) Shield (conical)

- f) HME and Accessory Holder
- g) Wings
- h) Ring for adhesive connection
- i) Fenestration holes

1.4 WARNINGS

- **DO NOT** reuse a used Provox LaryTube in another patient. The device is intended for single patient use only. Reuse in another patient may cause cross contamination.
- **DO NOT** use lubricating gels if the patient has allergies related to these substances.
- **DO** ensure that the patient has been trained in the use of the device. The patient should demonstrate the ability to understand and consistently follow the Instructions for Use without clinician supervision.

1.5 PRECAUTIONS

- Always use a Provox LaryTube of an appropriate size. If the Provox LaryTube is too wide, too narrow, too long or too short it may cause tissue damage, bleeding or irritation. In addition, it may be harder to produce voice, because the LaryTube may obstruct the voice prosthesis. Inserting, removing and pressing on the HME Cassette may exert pressure on the voice prosthesis if the Provox LaryTube is not sized appropriately. A LaryTube that is too narrow may cause the stoma to shrink.
- **DO NOT** use force during insertion. Always insert and remove the Provox LaryTube according to the instructions below. If the product is pushed too far into trachea it may obstruct breathing. The use of force during insertion may cause tissue damage, bleeding or irritation and accidental dislodgement of the voice prosthesis and/or XtraFlange if used.
- If fenestration is necessary, make sure that it is done with the Provox Fenestration Punch. This will ensure that the holes are small and smooth. Fenestration holes that are too large may cause dislodgement of the voice prosthesis or XtraFlange. Fenestration holes with sharp edges may cause formation of granulation tissue. Make sure that no silicone residues are left in the holes or lumen of the LaryTube after fenestration.
- **DO NOT** use a dirty or contaminated Provox LaryTube. Clean and disinfect the device according to the cleaning and disinfection instructions below.
- **DO NOT** use a damaged device since this might cause aspiration of small parts or cause formation of granulation tissue.
- Only use water-soluble lubricants. Oil-based lubricants (e.g., Vaseline) may weaken, damage, or destroy the product and should not be used.
- Carefully monitor the tracheostoma tissue during radiation therapy. Stop using the device if the stoma gets irritated or starts to bleed.

- Patients with bleeding disorders or patients on anticoagulants should not use the device if it causes bleeding that re-occurs.
- Stop using the device if granulation tissue forms in the tracheostoma.
- **DO NOT** clean the device while inside the stoma since this could cause tissue damage. Always remove the device from the stoma before cleaning.

2. Instructions for use

2.1 Preparation

Choosing correct size

Diameter: The Provox LaryTubes are available in 4 different diameters, 8, 9, 10 and 12. Measure the size of the tracheostoma (largest diameter) with a ruler and fit the Provox LaryTube accordingly. In irregularly shaped tracheostomas, it may be difficult to achieve an airtight fit.

Length: The Provox LaryTubes are available in 3 different lengths, 27, 36 and 55 mm.

To help choose the size(s) of LaryTube to prescribe to the patient, the clinician can use a Provox LaryTube Sizer Kit. The Sizer Kit contains samples (“sizers”) of commercially available Provox LaryTubes.

CAUTION: During fitting always make sure that the LaryTube does not catch on to the tracheal flange of the voice prosthesis (Fig. 3).

Preparing for insertion

Before first use check that you have the correct size and that the package is not damaged or opened. Do not use otherwise.

Make sure that your hands are thoroughly clean and dry before placing them in the area of the stoma or handling the Provox LaryTube and/or accessories.

Have a mirror and sufficient light to illuminate the stoma.

Always carefully inspect the Provox LaryTube **BEFORE EACH USE** (i.e. before insertion), and ensure that it is undamaged and shows no signs of tears, cracks, or crusts. If you detect any damage, do not use the product, and obtain a replacement.

Before insertion, rinse the device with drinking water to remove any disinfectant residues (Fig. 2). Make sure that you only insert clean devices. In a hospital setting it is better to use sterile water rather than drinking water.

If needed, lightly lubricate the Tube with a small amount of water-soluble lubricant. The following water-soluble lubricants are recommended for use with the Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidocaine)

CAUTION: Only use water-soluble lubricants. Oil-based lubricants (e.g.,

Vaseline) may weaken, damage, or destroy the product and should not be used at any time.

Make sure that you do not lubricate the HME Holder, HME Cassette or any accessory which is to be held by the Provox LaryTube. This may lead to accidental detachment.

2.2 Operating instruction

Insertion (Fig. 3):

Provox LaryTube Standard and Fenestrated:

Gently insert the Provox LaryTube directly into the tracheostoma. Attach these tubes with either Provox LaryClip or Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring:

Attach a Provox Adhesive and then gently insert the Provox LaryTube through the adhesive into the tracheostoma (Fig. 4a).

Make sure that the adhesive is centered properly so that the LaryTube does not press on the sides of the stoma.

Insert the Provox HME System component into the HME Holder.

NOTE: Some patients might experience more coughing after inserting the LaryTube for the first time or when occluding the HME to speak. This usually diminishes as the user adjusts to the device. If discomfort persists the LaryTube should be removed.

Device removal

1. Hold the Provox LaryTube in place and remove the Provox HME System component from the tube (Fig. 5).
2. Remove the Provox LaryTube from the stoma.

NOTE: Insertion and/or removal of the LaryTube may occasionally cause some slight bleeding, irritation or coughing. Inform your clinician if these symptoms persist.

2.3 Cleaning and disinfection

CAUTION: DO NOT clean the device while inside the stoma. This can cause injury. Always remove the device from the stoma before cleaning.

Clean the Provox LaryTube after each use. Do not use any water other than drinking water to clean and rinse the device.

CAUTION: Be careful not to burn your fingers in the warm cleaning water.

1. Rinse the Provox LaryTube in drinking water (Fig. 6a).

2. Place the Provox LaryTube in non-oil based dish soap (Fig. 6b).
3. Clean the inside of the tube with the Provox TubeBrush (Fig. 6c, 6h).
4. If a fenestrated tube is used the holes should be cleaned with a Provox Brush, see ordering information (Fig. 6d, 6h).
5. Rinse the Provox LaryTube in drinking water (Fig. 6e).
6. Disinfect the Provox LaryTube at least once a day (Fig. 6f) with one of the following methods:
 - Ethanol 70% for 10 minutes
 - Isopropylalcohol 70% for 10 minutes
 - Hydrogenperoxide 3% for 60 minutes

CAUTION: Do not use the device until it is completely dry (Fig. 6g). Inhalation of disinfectant fumes can cause severe coughing and irritation of the airways.

If the Provox LaryTube looks dirty or has air dried in an area with a risk of contamination the device should be both cleaned and disinfected before use. A risk of contamination could exist if the device has been dropped on the floor or if it has been in contact with a pet, someone with a respiratory infection, or any other gross contamination.

During hospitalization it is important to both clean and disinfect the Provox LaryTube after use but also before use since there is an increased risk of infection and contamination. In a hospital it is better to use sterile water for cleaning and rinsing, rather than drinking water.

CAUTION: Do not clean or disinfect by any other method than described above as this might cause product damage and patient injury.

2.4 Storage instructions

When not in use, clean and disinfect the device as described above and then store the Provox LaryTube in a clean and dry container at room temperature. Protect from direct sunlight.

2.5 Device lifetime

The Provox LaryTube may be used for a maximum period of 6 months. If the device shows any signs of damage it shall be replaced earlier.

2.6 Disposal

Always follow medical practice and national requirements regarding biohazard when disposing of a used medical device.

2.7 Accessories

CAUTION: Use only original components. Other accessories may cause product damage and/or malfunction.

Some of the devices that can be used with the Provox LaryTube are:

- Provox HME Cassettes (Heat and Moisture Exchangers)
- Provox FreeHands HME, for speaking without manual stoma occlusion.
- Provox ShowerAid that can help to prevent water from entering the LaryTube during showering.
- A Provox TubeHolder or Provox LaryClips can be used for additional support to prevent the Provox LaryTube from falling out of the stoma.
- For Provox LaryTube with Ring a Provox Adhesive is used as attachment and keeping the LaryTube in place.

Please see ordering information for different accessories available.

3. Troubleshooting information

Bleeding of the stoma

Stop using the device. After the tracheostoma is healed gradually try to increase the duration of time when using the device. If even short periods of time cause bleeding or if the bleeding persists after removal of the device, stop using it and consult your clinician.

Rapid shrinking of the stoma

If you are wearing the Provox LaryTube because of a rapidly shrinking tracheostoma, discuss with your clinician the possibility of having two devices (of the same size). This would allow you to remove the Provox LaryTube from your stoma and replace it immediately with a clean one. Cleaning of the removed device can then be done after you have inserted the clean LaryTube.

Stoma enlarges during use

If your tracheostoma enlarges after using the LaryTube, ask your clinician if it is possible for you to use two devices (one with a smaller diameter and one with a larger diameter). This allows you to use the larger size LaryTube when the tracheostoma has enlarged, and the smaller size LaryTube to allow the tracheostoma to shrink. It may be necessary to discontinue use of the Tube during the night, so that the tracheostoma can shrink. In that case, discuss alternative options to attach the HME Cassette with your clinician so that you can continue HME Cassette use during the night.

4. Additional information

4.1 Compatibility with MRI Examination

MR-Safe: This device does not contain any metallic elements and has no potential for interaction with the MRI field.

4.2 Ordering information

See end of this Instructions for Use.

4.3 User assistance information

For additional help or information please see back cover of this Instruction for Use for contact information.

1. Beschreibende Informationen

1.1 Verwendungszweck

Die Provox LaryTube ist eine selbsthaltende Aufnahme zur Befestigung von Produkten des Provox HME Systems zur stimmlichen und pulmonalen Rehabilitation nach einer totalen Laryngektomie.

Sie findet außerdem bei Patienten mit schrumpfendem Tracheostoma Anwendung, um das Tracheostoma für die Atmung offen zu halten.

Die Provox LaryTube ist nur zum Gebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt.

1.2 KONTRAINDIKATIONEN

Die Provox LaryTube darf nicht bei Patienten verwendet werden, die:

- mechanisch beatmet werden (in jeglicher Form).
- Schäden am Tracheal- oder Tracheostomagewebe aufweisen.

1.3 Produktbeschreibung

Die Provox LaryTube ist eine Trachealkanüle aus medizinischem Silikon. Der Zweck des Produkts besteht darin, eine bequeme und gleichzeitig luftdichte Passung zwischen der Provox LaryTube und dem Tracheostoma zu schaffen. Darüber hinaus bietet die Provox LaryTube eine Aufnahmemöglichkeit für Produkte der Provox HME Systemreihe.

Das Produkt wird einzeln verpackt und unsteril geliefert.

Drei Ausführungen sind erhältlich: Standard, Fenestrated (gesiebt) und with Ring (mit Ring) (Abb. 1).

Die Standard-Ausführung und die Ausführung „with Ring“ (mit Ring) können individuell gesiebt werden, sodass bei Stimmprothesenträgern Luft durch die Stimmprothese strömen kann. Die Siebung erfolgt mit Hilfe des Provox Fenestration Punch gemäß der dem Provox Fenestration Punch beiliegenden Gebrauchsanweisung (siehe Bestellinformationen).

Standard-Ausführung (Abb. 1a) – Zur Verwendung mit oder ohne Stimmprothese geeignet.

Kann mit einem Provox TubeHolder (Kanülentrageband) oder Provox LaryClips befestigt werden.

Ausführung Fenestrated (Gesiebte) (Abb. 1b) – Für Stimmprothesenträger. Kann mit einem Provox TubeHolder (Kanülentrageband) oder Provox LaryClips befestigt werden.

Ausführung „with Ring“ (mit Ring) (Abb. 1c) – Zur Verwendung mit oder ohne Stimmprothese geeignet.

Kann nur mit Basisplatten Provox Adhesives befestigt werden.

Der Aufbau der Provox LaryTube (Abb. 1d-i):

- d) Kanüle
- e) Schild (konisch geformt)
- f) HME- und Zubehör-Aufnahme
- g) Flügel
- h) Ring zur Fixierung in einer Basisplatte
- i) Siebungslöcher

1.4 WARNHINWEISE

- Die Provox LaryTube **NICHT** bei verschiedenen Patienten wiederverwenden. Das Produkt ist nur zum Gebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt. Die Wiederverwendung bei weiteren Patienten kann eine Kreuzkontamination verursachen.
- **KEINE** Gleitgele verwenden, wenn der Patient gegenüber diesen Substanzen allergisch ist.
- **SICHERSTELLEN**, dass der Patient in der Anwendung des Produkts geschult wurde. Der Patient muss in der Lage sein, die Gebrauchsanweisung ohne Aufsicht eines Arztes nachzuvollziehen und konsequent zu befolgen.

1.5 VORSICHTSMASSNAHMEN

- Stets eine Provox LaryTube geeigneter Größe verwenden. Ist die Provox LaryTube zu dick, zu dünn, zu lang oder zu kurz, kann sie Gewebeschäden, Blutungen oder Reizungen verursachen. Darüber hinaus kann die Stimmerzeugung erschwert sein, da die Provox LaryTube die Stimmprothese blockieren kann. Wenn die Provox LaryTube nicht richtig dimensioniert ist, kann das Einsetzen oder Entfernen der HME Cassette, sowie das Drücken auf die HME Cassette, Druck auf die Stimmprothese ausüben. Eine zu dünne Provox LaryTube kann dazu führen, dass das Tracheostoma schrumpft.
- Beim Einsetzen **KEINE** Gewalt anwenden. Die Provox LaryTube stets gemäß der nachstehenden Anleitung einsetzen und entfernen. Wird das Produkt zu weit in die Luftröhre eingeschoben, kann es die Atmung behindern. Wird beim Einsetzen Gewalt angewendet, können dadurch Gewebeschäden, Blutungen oder Reizungen entstehen und die Stimmprothese und/oder der XtraFlange, sofern verwendet, versehentlich herausgelöst werden.
- Ist eine Siebung erforderlich, muss sichergestellt werden, dass diese mit Hilfe des Provox Fenestration Punch erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Löcher klein und glatt sind. Zu große Siebungslöcher können ein Herauslösen der Stimmprothese oder des XtraFlange verursachen. Siebungslöcher mit

scharfen Kanten können die Bildung von Granulationsgewebe verursachen. Sicherstellen, dass nach der Siebung keine Silikonreste in den Löchern oder dem Lumen der Provox LaryTube vorhanden sind.

- **KEINE** verschmutzte oder kontaminierte Provox LaryTube verwenden. Das Produkt gemäß der nachstehenden Reinigungs- und Desinfektionsanleitung reinigen und desinfizieren.
- Ein beschädigtes Produkt darf **NICHT** verwendet werden, da dies die Aspiration von Kleinteilen oder die Bildung von Granulationsgewebe verursachen könnte.
- Nur wasserlösliche Gleitgele verwenden. Gleitgele auf Ölbasis (z. B. Vaseline) können das Produkt schwächen, beschädigen oder zerstören und dürfen nicht verwendet werden.
- Das Tracheostomagewebe während einer Bestrahlung sorgfältig überwachen. Die Verwendung des Produkts einstellen, wenn das Tracheostoma gereizt wird oder zu bluten beginnt.
- Patienten mit Blutungsstörungen oder Patienten, die mit Antikoagulanzen behandelt werden, sollten das Produkt nicht benutzen, wenn es wiederkehrende Blutungen verursacht.
- Das Produkt nicht weiter verwenden, wenn sich Granulationsgewebe im Tracheostoma bildet.
- Das Produkt **NICHT** reinigen, wenn es sich noch im Tracheostoma befindet. Dadurch könnte Gewebe verletzt werden. Das Produkt vor der Reinigung stets aus dem Tracheostoma herausnehmen.

2. Gebrauchsanweisung

2.1 Vorbereitung

Auswahl der richtigen Größe

Durchmesser: Die Provox LaryTubes sind in vier verschiedenen Durchmessern erhältlich: 8, 9, 10 und 12. Die Größe des Tracheostomas (größter Durchmesser) mit einem Lineal messen und die entsprechende Provox LaryTube auswählen. Bei unregelmäßig geformten Tracheostomata ist es u. U. schwierig, eine luftdichte Passung zu erreichen.

Länge: Die Provox LaryTubes sind in drei verschiedenen Längen erhältlich: 27, 36 und 55 mm.

Um die Auswahl der dem Patienten zu verschreibenden Provox LaryTube Größe(n) zu erleichtern, kann der Arzt ein Provox LaryTube Sizer Kit verwenden. Das Sizer Kit (Kit zur Größenbestimmung) enthält Muster („Sizers“) der im Handel erhältlichen Provox LaryTubes.

VORSICHT: Beim Anpassen der Provox LaryTube muss stets sichergestellt werden, dass sie sich nicht am Tracheaflansch der Stimmprothese verfängt (Abb. 3).

Vorbereitung für das Einsetzen

Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass die richtige Größe vorliegt und dass die Verpackung weder beschädigt noch geöffnet wurde. Andernfalls nicht verwenden.

Sicherstellen, dass vor dem Berühren des Tracheostomabereichs oder dem Umgang mit der Provox LaryTube und/oder Zubehör die Hände gründlich gereinigt und trocken sind.

Ein Spiegel und ausreichend Licht, um das Tracheostoma auszuleuchten, werden benötigt.

Die Provox LaryTube VOR JEDEM GEBRAUCH (d. h. vor dem Einsetzen) stets sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass sie unbeschädigt ist und keine Anzeichen von Rissen, Brüchen oder Verkrustungen aufweist. Falls Beschädigungen festgestellt werden, das Produkt nicht verwenden und für Ersatz sorgen.

Das Produkt vor dem Einsetzen mit Trinkwasser abspülen, um sämtliche Desinfektionsmittelreste zu entfernen (Abb. 2). Sicherstellen, dass nur saubere Produkte eingesetzt werden. Im Krankenhaus statt Trinkwasser besser steriles Wasser verwenden.

Die Kanüle bei Bedarf etwas schmieren. Hierzu wasserlösliches Gleitgel verwenden. Die folgenden wasserlöslichen Gleitgele werden für den Gebrauch mit der Provox LaryTube empfohlen:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(Lidocain)

VORSICHT: Nur wasserlösliche Gleitgele verwenden. Gleitgele auf Ölbasis (z. B. Vaseline) können das Produkt schwächen, beschädigen oder zerstören und dürfen niemals verwendet werden.

Sicherstellen, dass weder die HME-Aufnahme noch die HME Cassette oder sonstiges Zubehör, das von der Provox LaryTube gehalten werden soll, mit Gleitgel versehen werden. Diese könnten sich sonst versehentlich herauslösen.

2.2 Handhabung

Einsetzen (Abb. 3):

Provox LaryTube Standard und Fenestrated (gesiebt):

Die Provox LaryTube vorsichtig direkt in das Tracheostoma einsetzen. Die Kanüle mit Provox LaryClips oder einem Provox TubeHolder (Kanülentrageband) befestigen (Abb. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (mit Ring):

Eine Basisplatte Provox Adhesive auf dem Tracheostoma anbringen und anschließend die Provox LaryTube vorsichtig durch die Basisplatte hindurch in das Tracheostoma einsetzen (Abb. 4a).

Sicherstellen, dass die Basisplatte ordentlich mittig fixiert ist, sodass die Provox LaryTube nicht gegen den Tracheostomarand drückt.

Die Provox HME Systemkomponente in die HME-Aufnahme einsetzen.

HINWEIS: Manche Patienten müssen vermehrt husten, nachdem die Provox LaryTube zum ersten Mal eingesetzt wurde oder beim Verschluss des HME zum Sprechen. Dies lässt in der Regel nach, sobald sich der Anwender an das Produkt gewöhnt hat. Bei anhaltenden Beschwerden sollte die Provox LaryTube entfernt werden.

Entfernen des Produkts

1. Die Provox LaryTube festhalten und die Provox HME Systemkomponente von der Kanüle entfernen (Abb. 5).
2. Die Provox LaryTube aus dem Tracheostoma herausnehmen.

HINWEIS: Beim Einsetzen und/oder Entfernen der Provox LaryTube kann es gelegentlich zu leichten Blutungen, Reizungen oder Husten kommen. Falls diese Symptome anhalten, informieren Sie Ihren Arzt.

2.3 Reinigung und Desinfektion

VORSICHT: Das Produkt NICHT reinigen, wenn es sich noch im Tracheostoma befindet. Dies kann zu Verletzungen führen. Das Produkt vor der Reinigung stets aus dem Tracheostoma herausnehmen.

Die Provox LaryTube nach jedem Gebrauch reinigen. Zum Reinigen und Abspülen des Produkts ausschließlich Trinkwasser benutzen.

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht mit heißem Reinigungswasser verbrennen.

1. Die Provox LaryTube mit Trinkwasser abspülen (Abb. 6a).
2. Die Provox LaryTube in eine Spüllösung aus Trinkwasser und einem ölfreien Spülmittel legen (Abb. 6b).
3. Die Innenseite der Kanüle mit der Provox TubeBrush (Kanülenreinigungsbürste) reinigen (Abb. 6c, 6h).
4. Bei Verwendung einer gesiebten Kanüle sollten die Löcher mit einer Provox Brush (Bürste) gereinigt werden; siehe Bestellinformationen (Abb. 6d, 6h).
5. Die Provox LaryTube mit Trinkwasser abspülen (Abb. 6e).
6. Die Provox LaryTube mindestens einmal am Tag mit einem der folgenden Mittel desinfizieren (Abb. 6f):
 - 10 Minuten in Ethanol 70%
 - 10 Minuten in Isopropylalkohol 70%
 - 60 Minuten in Wasserstoffperoxid 3%

VORSICHT: Das Produkt darf erst verwendet werden, wenn es vollständig trocken ist (Abb. 6g). Das Einatmen von Desinfektionsmitteldämpfen kann schweren Husten und Atemwegsreizungen verursachen.

Falls die Provox LaryTube sichtbar verschmutzt ist oder in einem kontaminationsgefährdeten Bereich luftgetrocknet wurde, sollte sie vor dem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden. Ein Kontaminationsrisiko kann bestehen, wenn das Produkt auf den Boden fallengelassen wurde oder in Kontakt mit Haustieren oder einer Person mit Atemwegsinfektion gekommen ist oder das Produkt auf andere Art und Weise grob verschmutzt wurde.

Aufgrund des erhöhten Infektions- und Kontaminationsrisikos ist es bei der Verwendung im Rahmen eines Krankenhaus-aufenthalts wichtig, die Provox LaryTube nach dem Gebrauch und zusätzlich erneut vor dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Im Krankenhaus zur Reinigung und Spülung statt Trinkwasser besser steriles Wasser verwenden.

VORSICHT: Zur Reinigung oder Desinfektion kein anderes als die obengenannten Mittel benutzen, da dieses Schäden am Produkt verursachen oder zu Verletzungen des Patienten führen könnte.

2.4 Lagerungshinweise

Bei Nichtgebrauch die Provox LaryTube wie oben beschrieben reinigen und desinfizieren und anschließend in einem sauberen und trockenen Behälter bei Zimmertemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

2.5 Nutzungsdauer des Produkts

Die Provox LaryTube kann für einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten verwendet werden. Weist das Produkt allerdings Schäden auf, sollte es bereits früher ausgetauscht werden.

2.6 Entsorgung

Bei der Entsorgung eines benutzten Medizinprodukts sind stets die medizinischen Praktiken und nationalen Vorschriften hinsichtlich biologischer Gefährdung zu befolgen.

2.7 Zubehör

VORSICHT: Ausschließlich Originalkomponenten verwenden. Anderes Zubehör kann Produktschäden und/oder Funktionsstörungen verursachen.

Folgende Produkte können zusammen mit der Provox LaryTube verwendet werden:

- Provox HME Cassettes [Heat and Moisture Exchangers (Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher)].
- Provox FreeHands HME, zum Sprechen ohne manuellen Verschluss des Tracheostomas.

- Provox ShowerAid (Duscheschutz), um zu verhindern, dass Wasser beim Duschen in die Provox LaryTube eindringt.
- Zusätzlich können ein Provox TubeHolder (Kanülen-trageband) oder Provox LaryClips verwendet werden, um ein Herausfallen der Provox LaryTube aus dem Tracheostoma zu verhindern.
- Um die Provox LaryTube with Ring (mit Ring) zu befestigen und in Position zu halten, wird eine Basisplatte Provox Adhesive verwendet.

Bitte die Bestellinformation zu den verschiedenen erhältlichen Zubehörteilen beachten.

3. Informationen zur Problemlösung

Tracheostomablutung

Das Produkt nicht mehr verwenden. Versuchen Sie nach erfolgter Heilung des Tracheostomas, die Anwendungsdauer des Produkts allmählich zu steigern. Wenn es selbst bei kurzer Anwendungsdauer zu Blutungen kommt oder die Blutung nach Entfernung des Produkts anhält, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Schnelles Schrumpfen des Tracheostomas

Falls Sie die Provox LaryTube wegen eines schnell schrumpfenden Tracheostomas tragen, sollten Sie mit Ihrem Arzt die Möglichkeit besprechen, zwei Produkte (derselben Größe) zur Hand zu haben. So kann die Provox LaryTube aus dem Tracheostoma herausgenommen und unverzüglich durch die zweite, saubere Provox LaryTube ersetzt werden. Die Reinigung des entfernten Produkts kann erfolgen, nachdem die saubere Provox LaryTube eingesetzt wurde.

Tracheostomavergrößerung während des Gebrauchs

Kommt es beim Gebrauch der Provox LaryTube zu einer Vergrößerung Ihres Tracheostomas, fragen Sie Ihren Arzt, ob es möglich wäre, zwei Produkte (mit einem kleineren und einem größeren Durchmesser) zu verwenden. So können Sie die größere Provox LaryTube verwenden, wenn sich Ihr Tracheostoma vergrößert hat, und die kleinere Provox LaryTube, damit das Tracheostoma wieder schrumpfen kann. Unter Umständen ist es erforderlich, die Kanüle während der Nacht nicht zu tragen, sodass das Tracheostoma wieder schrumpfen kann. In diesem Fall sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt über alternative Möglichkeiten zur Befestigung der HME Cassette, sodass Sie diese auch weiterhin während der Nacht verwenden können.

4. Zusätzliche Informationen

4.1 Kompatibilität mit MRT-Untersuchungen

MR-sicher: Dieses Produkt enthält keine Metallteile und kann nicht mit dem MRT-Feld interagieren.

4.2 Bestellinformationen

Siehe Ende der vorliegenden Gebrauchsanweisung.

4.3 Informationen zur Anwenderunterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung oder Informationen wünschen, beachten Sie bitte die Kontaktinformationen auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

1. Beschrijving

1.1 Beoogd gebruik

De Provox LaryTube is een houder voor hulpmiddelen in het Provox HME Systeem dat bestemd is voor revalidatie van de stem en de longen na een totale laryngectomie.

Voor patiënten met een krimpande tracheostoma wordt het product ook gebruikt om de tracheostoma in stand te houden voor de ademhaling.

De Provox LaryTube is uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt.

1.2 CONTRA-INDICATIES

De Provox LaryTube is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten die:

- op enigerlei wijze mechanisch worden beademd.
- beschadiging hebben in het weefsel van de trachea of de tracheostoma.

1.3 Beschrijving van het hulpmiddel

De Provox LaryTube is een canule die vervaardigd is van siliconen rubber van medische kwaliteit. Het hulpmiddel heeft tot doel om een comfortabele en luchtdichte pasvorm voor de Provox LaryTube in de tracheostoma te verwezenlijken, en ook om een aansluitpunt te vormen voor hulpmiddelen van het Provox HME Systeem.

Ze worden geleverd in een éénstuksverpakking en zijn niet-steriel.

Er zijn 3 modellen: Standard (standaard), Fenestrated (met fenestratie) en with Ring (met ring) (afb. 1).

Het Standard model (standaardmodel) en de versie with Ring (met ring) kunnen van een fenestratie zijn voorzien zodat lucht door de stemprothese kan gaan voor gebruikers van een stemprothese. De openingen zijn geponst met behulp van de Provox Fenestration Punch overeenkomstig de met de Provox Fenestration Punch meegeleverde gebruiksaanwijzing, zie bestelinformatie.

Standard versies (afb. 1a) – gemaakt voor gebruik met of zonder stemprothese. Kan worden aangebracht met een Provox TubeHolder of Provox LaryClips.

Fenestrated versies (afb. 1b) – voor gebruikers van de stemprothese. Kan worden aangebracht met een Provox TubeHolder of Provox LaryClips.

With Ring versies (versies met ring) (afb. 1c) – gemaakt voor gebruik met of zonder stemprothese.

Kan alleen worden aangebracht met een Provox Adhesive (pleister).

De verschillende onderdelen van de Provox LaryTube zijn (afb. 1d-i):

d) canule

e) schild (conisch)

f) HME (warmte- en vochtwisselaar) en accessoire houder

g) vleugels

h) ring voor aansluiting op pleister

i) fenestratie openingen

1.4 WAARSCHUWINGEN

- Een gebruikte Provox LaryTube mag **NIET** opnieuw worden gebruikt bij een andere patiënt. Het hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. Hergebruik bij een andere patiënt veroorzaakt mogelijk kruisbesmetting.
- Er mogen **GEEN** glijmiddelen in gelvorm worden gebruikt als de patiënt allergieën in verband met deze stoffen heeft.
- Er dient voor te worden **GEZORGD** dat de patiënt getraind is in het gebruik van het hulpmiddel. De patiënt moet aantonen dat hij/zij in staat is om de gebruiksaanwijzing te begrijpen en consequent te volgen zonder toezicht van de clinicus.

1.5 VOORZORGSMATREGELEN

- Er moet altijd een Provox LaryTube van de juiste maat worden gebruikt. Als de Provox LaryTube te breed, te smal, te lang of te kort is, kan deze weefselbeschadiging, bloeding of irritatie veroorzaken. Voorts kan het moeilijker zijn om spraak voort te brengen, omdat de LaryTube de stemprothese mogelijk obstrueert. Wanneer de HME Cassette wordt ingebracht of verwijderd of wanneer er op de HME Cassette wordt gedrukt, kan dit druk uitoefenen op de stemprothese als de Provox LaryTube niet van de juiste maat is. Als gevolg van een te smalle LaryTube kan de stoma krimpen.
- Tijdens het inbrengen mag **GEEN** kracht worden uitgeoefend. De Provox LaryTube moet altijd worden ingebracht en verwijderd volgens de onderstaande instructies. Als het product te ver in de trachea wordt geduwd, kan het de ademhaling blokkeren. Het gebruik van kracht tijdens de inbrenging kan weefselbeschadiging, bloeding of irritatie veroorzaken en kan ertoe leiden dat de stemprothese en/of XtraFlange als deze gebruikt wordt onbedoeld van hun plaats raken.
- Als het gebruik van een fenestratie nodig is, zorgt u dat dit gebeurt met de Provox Fenestration Punch. Zo zorgt u dat de openingen klein en gelijkmatig zijn. Fenestratie openingen die te groot zijn, kunnen ertoe leiden dat de stemprothese of XtraFlange van zijn plaats raakt. Fenestratie openingen met scherpe randen kunnen leiden tot de vorming van granulatieweefsel. Controleer na fenestratie of er geen siliconen residu's in de openingen of het lumen van de LaryTube achterblijven.

- Gebruik **GEEN** vuile of gecontamineerde Provox LaryTube. Reinig en desinfecteer het hulpmiddel volgens de onderstaande instructies voor reiniging en desinfectie.
- Gebruik **GEEN** beschadigd hulpmiddel, omdat dit kan leiden tot aspiratie van kleine onderdelen of de vorming van granulatieweefsel.
- Gebruik uitsluitend in water oplosbare glijmiddelen. Glijmiddelen op basis van olie (bijv. vaseline) kunnen het product verzwakken, beschadigen of vernietigen en mogen niet worden gebruikt.
- Controleer het weefsel van de tracheostoma altijd nauwlettend tijdens een bestraling. Staak het gebruik van het hulpmiddel als de stoma geïrriteerd raakt of begint te bloeden.
- Patiënten met bloedingsstoornissen of patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld, mogen het hulpmiddel niet gebruiken als het een nieuwe bloeding veroorzaakt.
- Staak het gebruik van het hulpmiddel als er granulatieweefsel ontstaat in de tracheostoma.
- Reinig het hulpmiddel **NIET** terwijl het zich binnen de stoma bevindt, omdat dit weefselbeschadiging kan veroorzaken. Verwijder het hulpmiddel altijd uit de stoma alvorens het te reinigen.

2. Gebruiksaanwijzing

2.1 Voorbereiding

De juiste maat kiezen

Diameter: De Provox LaryTubes zijn verkrijgbaar in 4 verschillende maten: 8, 9, 10 en 12. Neem de afmetingen van de tracheostoma (grootste diameter) met een liniaal en zorg dienovereenkomstig voor de juiste pasvorm van de Provox LaryTube. Bij tracheostoma's die een onregelmatige vorm hebben kan het moeilijk zijn een luchtdichte pasvorm te verwezenlijken.

Lengte: De Provox LaryTubes zijn verkrijgbaar met 3 verschillende lengtes: 27, 36 en 55 mm.

Om de juiste maat (maten) LaryTube te helpen kiezen die voor de patiënt wordt (worden) voorgeschreven, kan de clinicus een Provox LaryTube Sizer Kit (maatbepalingskit) gebruiken. De maatbepalingskit bevat voorbeelden ('maatbepalers') van in de handel verkrijgbare Provox LaryTubes.

LET OP: Controleer tijdens het passen altijd of de LaryTube niet aan de tracheale flens van de stemprothese blijft haken (afb. 3).

Voorbereiding voor het inbrengen

Controleer voordat u het product voor het eerst gebruikt of u de juiste maat hebt en of de verpakking niet beschadigd of geopend is. Anders gebruikt u het niet.

Zorg dat uw handen goed schoon en droog zijn voordat u ze in de buurt van de stoma gebruikt of voordat u de Provox LaryTube en/of accessoires hanteert.

U dient een spiegel en voldoende licht te hebben om de stoma te verlichten. Inspecteer de Provox LaryTube VÓÓR GEBRUIK (d.w.z. vóór het inbrengen) altijd zorgvuldig en zorg dat hij onbeschadigd is en geen tekenen van scheuren, barsten of korsten vertoont. Als u een beschadiging ontdekt, gebruikt u het product niet en zorgt u voor een vervanging.

Voordat u het inbrengt, spoelt u het hulpmiddel af met drinkwater om eventueel residu van desinfectiemiddelen te verwijderen (afb. 2). Zorg ervoor dat u uitsluitend schone hulpmiddelen inbrengt. In een ziekenhuis is het beter om steriel water te gebruiken in plaats van drinkwater.

Zo nodig brengt u lichtjes een geringe hoeveelheid in water oplosbaar glijmiddel aan op de canule. De volgende in water oplosbare glijmiddelen worden aanbevolen voor gebruik met de Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidocaïne)

LET OP: Gebruik uitsluitend in water oplosbare glijmiddelen. Glijmiddelen op oliebasis (bijv. vaseline) kunnen het product verzwakken, beschadigen of vernietigen en mogen nooit worden gebruikt.

Zorg dat u geen glijmiddel aanbrengt op de HME houder, de HME Cassette of op een accessoire dat door de Provox LaryTube op zijn plaats zal worden gehouden. Daardoor kunnen onderdelen onvoorzien losraken.

2.2 Gebruiksaanwijzingen

Inbrenging (afb. 3):

Provox LaryTube Standard en Fenestrated:

Breng de Provox LaryTube voorzichtig rechtstreeks in de tracheostoma in. Zet deze canules ofwel met een Provox LaryClip of met een Provox TubeHolder vast (afb. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (met ring):

Breng een Provox Adhesive (pleister) aan en breng de Provox LaryTube vervolgens voorzichtig via de pleister in de tracheostoma in (afb. 4a).

Zorg dat de pleister goed gecentreerd is zodat de LaryTube geen druk uitoefent op de zijkanten van de stoma.

Breng de Provox HME cassette voorzichtig aan in de HME houder.

OPMERKING: Sommige patiënten kunnen meer hoestbuien ervaren nadat de LaryTube voor het eerst is ingebracht of wanneer ze de HME afsluiten om te spreken. Dit neemt gewoonlijk af naarmate de gebruiker aan het hulpmiddel gewend raakt. Als het ongemak aanhoudt, moet de LaryTube worden verwijderd.

Verwijdering van het hulpmiddel

1. Houd de Provox LaryTube op zijn plaats en verwijder de Provox HME Systeem component uit de canule (afb. 5).
2. Verwijder de Provox LaryTube uit de stoma.

OPMERKING: Inbrenging en/of verwijdering van de LaryTube kan af en toe enige lichte bloeding, irritatie of hoestbuien veroorzaken. Breng uw clinicus ervan op de hoogte als deze symptomen aanhouden.

2.3 Reiniging en desinfectie

LET OP: Reinig het hulpmiddel NIET terwijl het zich in de stoma bevindt. Dit kan letsel veroorzaken. Verwijder het hulpmiddel altijd uit de stoma alvorens het te reinigen.

Reinig de Provox LaryTube telkens na gebruik. Gebruik geen ander water dan drinkwater om het hulpmiddel te reinigen en af te spoelen.

LET OP: Zorg dat u uw vingers niet brandt aan het warme reinigingswater.

1. Spoel de Provox LaryTube met drinkwater af (afb. 6a).
2. Plaats de Provox LaryTube in een afwasmiddel dat geen olie bevat (afb. 6b).
3. Reinig de binnenkant van de canule met de Provox TubeBrush (afb. 6c, 6h).
4. Bij gebruik van een canule met fenestratie moeten de openingen worden gereinigd met een Provox Brush (zie bestelinformatie) (afb. 6d, 6h).
5. Spoel de Provox LaryTube met drinkwater af (afb. 6e).
6. Desinfecteer de Provox LaryTube ten minste eenmaal per dag (afb. 6f) met een van de volgende methoden:
 - Ethanol 70% gedurende 10 minuten
 - Isopropanol 70% gedurende 10 minuten
 - Waterstofperoxide 3% gedurende 60 minuten

LET OP: Gebruik het hulpmiddel pas wanneer het geheel droog is (afb. 6g). Inademing van damp van het desinfectiemiddel kan ernstige hoestbuien en irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Als de Provox LaryTube er vuil uitziet of aan de lucht is gedroogd in een ruimte met gevaar van contaminatie, moet het hulpmiddel vóór gebruik zowel worden gereinigd als gedesinfecteerd. Er kan een risico van contaminatie bestaan als het hulpmiddel op de grond is gevallen of als het in aanraking is geweest met een huisdier, met iemand met een luchtweginfectie of met een andere bron van grove contaminatie.

Tijdens ziekenhuisopname is het belangrijk de Provox LaryTube na gebruik en ook vóór gebruik zowel te reinigen als te desinfecteren, omdat er een verhoogd risico van infectie en contaminatie bestaat. In een ziekenhuis is het beter om steriel water te gebruiken voor reinigen en afspoelen in plaats van drinkwater.

LET OP: Het hulpmiddel mag niet op een andere wijze worden gereinigd of gedesinfecteerd dan zoals hierboven beschreven, omdat dit kan leiden tot beschadiging van het product en letsel aan de patiënt.

2.4 Opslaginstructies

Als het hulpmiddel niet in gebruik is, reinigt en desinfecteert u het zoals hierboven beschreven, en bewaart u het vervolgens in een schone en droge container bij kamertemperatuur. Beschermen tegen direct zonlicht.

2.5 Levensduur van het hulpmiddel

De Provox LaryTube kan gedurende een periode van maximaal 6 maanden worden gebruikt. Als het hulpmiddel tekenen van beschadiging vertoont, moet het eerder worden vervangen.

2.6 Afvoer

Volg bij het afvoeren van een gebruikt medisch hulpmiddel altijd de medische praktijk en nationale voorschriften met betrekking tot biologisch gevaar.

2.7 Accessoires

LET OP: Gebruik uitsluitend originele componenten. Andere accessoires kunnen beschadiging en/of storing van het product veroorzaken.

Sommige hulpmiddelen die met de Provox LaryTube kunnen worden gebruikt, zijn:

- Provox HME Cassettes (warmte- en vochtwisselaars).
- Provox FreeHands HME, om te spreken zonder handmatige occlusie van de stoma.
- Provox ShowerAid die kan helpen voorkomen dat er tijdens het douchen water in de LaryTube binnendringt.
- Er kunnen een Provox TubeHolder of Provox LaryClips worden gebruikt voor aanvullende ondersteuning om te voorkomen dat de Provox LaryTube uit de stoma valt.
- Voor de Provox LaryTube with Ring (met ring) wordt een Provox Adhesive (pleister) gebruikt als aansluitpunt en om de LaryTube op zijn plaats te houden.

Zie de bestelinformatie voor andere accessoires die verkrijgbaar zijn.

3. Informatie over het oplossen van problemen

Bloeding van de stoma

Staak het gebruik van het hulpmiddel. Nadat de tracheostoma is genezen, probeert u de tijdsduur waarin het hulpmiddel gebruikt wordt, geleidelijk te verhogen. Als zelfs na een korte tijdsduur een bloeding volgt of als de bloeding aanhoudt nadat het hulpmiddel verwijderd is, staakt u het gebruik van het hulpmiddel en raadpleegt u uw clinicus.

Snel krimpen van de stoma

Als u de Provox LaryTube draagt vanwege een snel krimpende tracheostoma, bespreek dan met uw clinicus de mogelijkheid twee hulpmiddelen (van dezelfde maat) te gebruiken. Dit zou u in staat stellen de Provox LaryTube uit uw stoma te verwijderen en hem onmiddellijk door een schone te vervangen. Reiniging van het verwijderde hulpmiddel kan vervolgens plaatsvinden nadat u de schone LaryTube hebt ingebracht.

De stoma wordt tijdens het gebruik groter

Als uw tracheostoma groter wordt nadat u de LaryTube hebt gebruikt, vraagt u aan uw clinicus of het mogelijk voor u is om twee hulpmiddelen te gebruiken (een met een kleinere diameter en een met een grotere diameter). Dit stelt u in staat de grotere maat LaryTube te gebruiken wanneer de tracheostoma vergroot is en de kleinere maat LaryTube te gebruiken om de tracheostoma de gelegenheid te geven om te krimpen. Het is wellicht nodig om de canule gedurende de nacht niet te gebruiken zodat de tracheostoma kan krimpen. Bespreek in dat geval met uw clinicus andere mogelijkheden om de HME Cassette aan te brengen zodat u gedurende de nacht de HME Cassette kunt blijven gebruiken.

4. Aanvullende informatie

4.1 Compatibiliteit met MRI-onderzoek

MRI-veilig: Dit hulpmiddel bevat geen metalen onderdelen en kan geen interactie aangaan met het MRI-veld.

4.2 Bestelinformatie

Zie achterin deze gebruiksaanwijzing.

4.3 Informatie over hulp voor de gebruiker

Raadpleeg voor aanvullende hulp of informatie de achterkant van deze gebruiksaanwijzing, waar u contactgegevens vindt.

1. Description générale

1.1 Utilisation prévue

Le Provox LaryTube est un support pour les dispositifs du système Provox HME destinés à la réhabilitation vocale et pulmonaire après une laryngectomie totale.

Il sert également à maintenir le trachéostome ouvert pour la respiration en cas de rétrécissement de celui-ci.

Le Provox LaryTube est destiné à l'usage d'un seul patient.

1.2 CONTRE-INDICATIONS

Le Provox LaryTube n'est pas destiné à être utilisé chez les patients :

- sous toute forme de ventilation mécanique,
- présentant des lésions tissulaires dans la trachée ou le trachéostome.

1.3 Description du dispositif

Le Provox LaryTube est une canule trachéale en silicone de qualité médicale. L'objectif de ce dispositif est de créer un ajustement hermétique et confortable entre le Provox LaryTube et le trachéostome, et de permettre la fixation de dispositifs du système Provox HME.

Il est fourni en conditionnement individuel et non stérile.

Il en existe trois modèles : Standard, Fenestrated (fenêtré) et with Ring (avec anneau) (Figure 1).

Les modèles Standard et with Ring peuvent être fenêtrés de manière à faire passer l'air à travers la prothèse phonatoire pour les utilisateurs de cette dernière. Les perforations sont réalisées à l'aide du poinçon Provox Fenestration Punch en suivant le mode d'emploi accompagnant celui-ci. Voir les informations de commande.

Versions Standard (Figure 1a) : pour une utilisation avec ou sans prothèse phonatoire.

Peuvent se fixer avec un collier Provox TubeHolder ou des Provox LaryClips.

Versions Fenestrated (fenêtré) (Figure 1b) : pour les utilisateurs de prothèses phonatoires.

Peuvent se fixer avec un collier Provox TubeHolder ou des Provox LaryClips.

Versions with Ring (avec anneau) (Figure 1c) : pour une utilisation avec ou sans prothèse phonatoire.

Uniquement utilisable en combinaison avec un adhésif Provox Adhesive.

Les différentes parties de Provox LaryTube sont : (Figure 1d-1) :

- d) Tube
- e) Colerette (conique)
- f) Porte-HME
- g) Ailettes
- h) Anneau pour le raccord avec l'adhésif
- i) Perforations

1.4 AVERTISSEMENTS

- **NE PAS** réutiliser un Provox LaryTube chez un autre patient. Le dispositif est prévu à l'usage d'un seul patient. La réutilisation chez un autre patient peut entraîner une contamination croisée.
- **NE PAS** utiliser de gel lubrifiant si le patient présente des allergies associées à ces produits.
- **S'ASSURER** que le patient a été formé à l'utilisation du dispositif. Le patient doit prouver sa capacité à comprendre et respecter scrupuleusement le mode d'emploi sans la supervision d'un praticien.

1.5 PRÉCAUTIONS

- Toujours utiliser la taille de Provox LaryTube appropriée. Si le Provox LaryTube est trop large, trop étroit, trop long ou trop court, il risque de causer une lésion, un saignement ou une irritation. En outre, du fait que le LaryTube est susceptible d'obstruer la prothèse phonatoire, parler risque d'être plus difficile. L'insertion, le retrait et la pression sur la HME Cassette risquent d'exercer une pression sur la prothèse phonatoire si le Provox LaryTube n'est pas de taille appropriée. Un LaryTube trop étroit risque de causer le rétrécissement du trachéostome.
- **NE PAS** forcer pendant l'insertion. Toujours insérer et retirer le Provox LaryTube conformément aux instructions ci-dessous. Si le produit est introduit trop loin dans la trachée, il risque de bloquer la respiration. Une force excessive pendant l'insertion risque de causer une lésion, un saignement ou une irritation, et le délogement accidentel de la prothèse phonatoire et/ou de l'XtraFlange s'il est utilisé.
- Si une fenêtre est nécessaire, elle doit être réalisée à l'aide du Provox Fenestration Punch. Cela garantit l'obtention de petites perforations lisses. Des orifices trop larges risquent de déloger la prothèse phonatoire ou l'XtraFlange. Des orifices à bords tranchants risquent de causer la formation de tissus de granulation. S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de silicone dans les orifices ou la lumière de la canule LaryTube après la perforation.
- **NE PAS** utiliser un Provox LaryTube sale ou contaminé. Nettoyer et désinfecter le dispositif conformément aux instructions de nettoyage et de désinfection ci-dessous.

- **NE PAS** utiliser un dispositif endommagé car cela risque de causer l'aspiration de fragments ou la formation de tissus de granulation.
- Utiliser uniquement des lubrifiants hydrosolubles. Les lubrifiants à base d'huile (par ex., Vaseline) risquent d'altérer, endommager, ou détruire le produit. Ils ne doivent pas être utilisés.
- Surveiller attentivement les tissus du trachéostome au cours de la radiothérapie. Interrompre l'utilisation du dispositif si le trachéostome devient irrité ou commence à saigner.
- Les patients souffrant de trouble de coagulation ou sous traitement anticoagulant ne doivent pas utiliser le dispositif s'il provoque un saignement à répétition.
- Interrompre l'utilisation du dispositif en cas de formation de tissus de granulation dans le trachéostome.
- **NE PAS** nettoyer le dispositif lorsqu'il se trouve à l'intérieur du trachéostome car cela pourrait causer des lésions tissulaires. Toujours retirer le dispositif du trachéostome avant le nettoyage.

2. Mode d'emploi

2.1 Préparation

Sélection de la taille appropriée

Diamètre : Les Provox LaryTubes sont disponibles en quatre différentes tailles : 8, 9, 10 et 12. Mesurer la taille du trachéostome (diamètre le plus grand) à l'aide d'une règle et adapter le Provox LaryTube en conséquence. Pour les trachéostomes aux formes irrégulières, il peut être difficile d'obtenir un ajustement hermétique.

Longueur : Les Provox LaryTubes sont disponibles en trois différentes longueurs : 27, 36 et 55 mm.

Pour savoir comment choisir la bonne taille de LaryTube à prescrire au patient, le praticien peut utiliser un Provox LaryTube Sizer Kit. Le dimensionneur contient des modèles (« sizers ») de Provox LaryTubes existant commercialement. **ATTENTION :** Lors de l'adaptation, toujours s'assurer que le LaryTube n'atteint pas la collerette trachéale de la prothèse phonatoire (Figure 3).

Préparation de l'insertion

Avant la première utilisation, vérifier que la taille est correcte et que l'emballage n'est pas endommagé ni ouvert. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé ou ouvert. Veiller à ce que vos mains soient intégralement propres et sèches avant de toucher la zone du trachéostome ou de manipuler le Provox LaryTube et/ou les accessoires.

Utiliser un miroir et un éclairage suffisant pour éclairer le trachéostome. Toujours inspecter soigneusement le Provox LaryTube AVANT CHAQUE UTILISATION (c.-à-d. avant l'insertion) et s'assurer qu'il n'est pas endommagé et ne présente pas de déchirures, fissures ou croûtes. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit et demander son remplacement.

Avant l'insertion, rincer le dispositif avec de l'eau potable pour retirer tout résidu de désinfectant (Figure 2). Veiller à insérer uniquement des dispositifs propres. En milieu hospitalier, il est préférable d'utiliser de l'eau stérile plutôt que de l'eau potable.

Si nécessaire, lubrifier légèrement le tube avec une petite quantité de lubrifiant hydrosoluble. Les lubrifiants hydrosolubles suivants sont recommandés pour une utilisation avec le Provox LaryTube :

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®] / (lidocaïne)

ATTENTION : Utiliser uniquement des lubrifiants hydrosolubles. Les lubrifiants à base d'huile (par ex., Vaseline) risquent d'altérer, endommager, ou détruire le produit. Ils ne doivent jamais être utilisés.

Veiller à ne pas lubrifier le porte-HME, la HME Cassette ni les accessoires utilisant le Provox LaryTube comme support. Cela risque d'entraîner un détachement accidentel.

2.2 Consignes d'utilisation

Insertion (Figure 3) :

Provox LaryTube Standard et Fenestrated :

Insérer délicatement le Provox LaryTube directement dans le trachéostome. Fixer ces tubes avec un Provox LaryClip ou un Provox TubeHolder (Figure 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (avec anneau) :

Fixer un Provox Adhesive, puis insérer délicatement le Provox LaryTube à travers l'adhésif dans le trachéostome (Figure 4a).

S'assurer que l'adhésif est bien centré de façon à ce que le LaryTube n'exerce pas de pression sur les côtés du trachéostome.

Insérer l'accessoire du système Provox HME dans le porte-HME.

REMARQUE : Certains patients risquent de tousser davantage après la première insertion du LaryTube ou lorsqu'ils ferment le HME pour parler. Cet effet diminue à mesure que l'utilisateur s'habitue au dispositif. Si l'inconfort persiste, retirer le LaryTube.

Retrait du dispositif

1. Tenir le Provox LaryTube en place et retirer l'accessoire Provox HME du LaryTube (Figure 5).
2. Extraire le Provox LaryTube du trachéostome.

REMARQUE : L'insertion et/ou le retrait du LaryTube risquent de causer occasionnellement un léger saignement, une faible irritation ou la toux. Avertir le praticien si ces symptômes persistent.

2.3 Nettoyage et désinfection

ATTENTION : NE PAS nettoyer le dispositif lorsqu'il se trouve à l'intérieur du trachéostome. Cela risque de causer des lésions. Toujours retirer le dispositif du trachéostome avant le nettoyage.

Nettoyer le Provox LaryTube après chaque utilisation. N'utiliser que de l'eau potable pour nettoyer et rincer le dispositif.

ATTENTION : Veiller à ne pas se brûler les doigts sous l'eau chaude pendant le nettoyage.

1. Rincer le Provox LaryTube à l'eau potable (Figure 6a).
2. Plonger le Provox LaryTube dans de l'eau savonnée (liquide vaisselle non gras) (Figure 6b).
3. Nettoyer l'intérieur du tube à l'aide de la brosse Provox TubeBrush (Figure 6c, 6h).
4. En cas d'utilisation d'un tube fenêtré, nettoyer les orifices à l'aide d'une brosse Provox Brush. Voir les informations de commande (Figure 6d, 6h).
5. Rincer le Provox LaryTube à l'eau potable (Figure 6e).
6. Désinfecter le Provox LaryTube au moins une fois par jour (Figure 6f) en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :
 - Éthanol à 70 % pendant 10 minutes
 - Alcool isopropylique à 70 % pendant 10 minutes
 - Peroxyde d'hydrogène à 3 % pendant 60 minutes

ATTENTION : Ne pas utiliser le dispositif avant qu'il ne soit complètement sec (Figure 6g). L'inhalation des vapeurs de désinfectants peut entraîner une toux sévère et une irritation des voies respiratoires.

Si le Provox LaryTube est visiblement sale ou a séché à l'air dans une zone où il existe un risque de contamination, nettoyer et désinfecter le dispositif avant l'utilisation. Il existe un risque de contamination du dispositif si l'utilisateur l'a laissé tomber par terre, ou si le dispositif a été en contact avec un animal domestique, avec quelqu'un qui souffre d'une infection respiratoire ou avec tout autre contaminant grossier.

Au cours d'une hospitalisation, il est important de nettoyer et désinfecter le Provox LaryTube après l'utilisation et aussi avant l'utilisation, en raison d'un risque accru d'infection et de contamination. En milieu hospitalier, il est préférable d'utiliser de l'eau stérile pour nettoyer et rincer le dispositif plutôt que de l'eau potable.

ATTENTION : Ne pas nettoyer ni désinfecter par une méthode autre que décrit plus haut au risque d'endommager le produit et d'occasionner des lésions.

2.4 Instructions de stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, nettoyer et désinfecter le dispositif tel que décrit plus haut, puis stocker le Provox LaryTube dans un récipient propre et sec, à température ambiante. Protéger de la lumière directe du soleil.

2.5 Durée de vie du dispositif

Le Provox LaryTube peut être utilisé pendant une période maximale de six mois. Si le dispositif est abîmé, il doit être remplacé plus tôt.

2.6 Élimination

Toujours respecter la pratique médicale et les directives nationales concernant les risques biologiques lorsque vous mettez au rebut un dispositif médical usagé.

2.7 Accessoires

ATTENTION : Utiliser uniquement des pièces d'origine. Les autres accessoires risquent de causer l'endommagement et/ou le dysfonctionnement du produit.

Le Provox LaryTube permet d'utiliser notamment les dispositifs suivants :

- Provox HME Cassettes (échangeurs de chaleur et d'humidité).
- Provox FreeHands HME, valve phonatoire « mains libres » pour parler sans occlusion manuelle du trachéostome.
- Protège-douche Provox ShowerAid, pour empêcher l'infiltration d'eau dans le LaryTube pendant la douche.
- Un collier Provox TubeHolder ou des Provox LaryClips apportent un maintien supplémentaire pour empêcher le Provox LaryTube de tomber du trachéostome.
- Pour le Provox LaryTube with Ring, un support adhésif Provox Adhesive sert à fixer et maintenir le LaryTube en place.

Consulter les informations de commande des différents accessoires.

3. Problèmes et solutions

Saignement du trachéostome

Interrompre l'utilisation du dispositif. Une fois que le trachéostome est cicatrisé, essayer d'augmenter progressivement la durée d'utilisation du dispositif. Si même une utilisation par courtes périodes cause un saignement ou si le saignement continue après le retrait du dispositif, interrompre son utilisation et consulter votre praticien.

Rétrécissement rapide du trachéostome

Si vous portez le Provox LaryTube pour cause de rétrécissement rapide du trachéostome, étudier avec votre praticien la possibilité de disposer de deux dispositifs (de taille identique). Cela permet de retirer le Provox LaryTube du trachéostome et de le remplacer immédiatement par l'autre dispositif propre. Une fois le LaryTube propre inséré, le dispositif retiré peut être nettoyé.

Élargissement du trachéostome pendant l'utilisation

Si votre trachéostome s'élargit après avoir utilisé le LaryTube, demander à votre praticien s'il est possible d'utiliser deux dispositifs de diamètres différents. Cela permet d'utiliser le LaryTube de taille supérieure lorsque le trachéostome est élargi, et le LaryTube de plus petite taille pour laisser le trachéostome rétrécir. Il peut être nécessaire d'interrompre l'utilisation de la canule pendant la nuit, de manière à laisser le trachéostome rétrécir. Dans ce cas, évaluer avec votre praticien les solutions possibles pour fixer la HME Cassette afin de continuer à utiliser celle-ci la nuit.

4. Informations supplémentaires

4.1 Compatibilité avec l'examen IRM

Compatible avec l'IRM : Ce dispositif ne contient pas d'éléments métalliques et ne présente aucun risque d'interaction avec le champ IRM.

4.2 Informations de commande

Voir la fin de ce mode d'emploi.

4.3 Informations d'aide pour l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, voir la quatrième de couverture de ce mode d'emploi qui indique nos coordonnées.

1. Informazioni descrittive

1.1 Finalità d'uso

Il Provox LaryTube è un supporto per i dispositivi del sistema Provox HME destinato alla riabilitazione vocale e polmonare in seguito a laringectomia totale.

Nei pazienti con una stenosi del tracheostoma viene utilizzato anche per mantenere le dimensioni dello stoma necessarie per la respirazione.

Il Provox LaryTube è destinato all'uso su un singolo paziente.

1.2 CONTROINDICAZIONI

Il Provox LaryTube non è destinato all'utilizzo da parte di pazienti che:

- siano sottoposti a ventilazione meccanica di qualsiasi tipo;
- presentino danni ai tessuti tracheali o nell'area del tracheostoma.

1.3 Descrizione del dispositivo

Il Provox LaryTube è una cannula realizzata in silicone medicale. Lo scopo del dispositivo è quello di creare un adattamento confortevole ed ermetico tra il Provox LaryTube e il tracheostoma e di consentire il fissaggio dei dispositivi del sistema Provox HME.

I LaryTube sono forniti in confezioni singole, non sterili.

Sono disponibili in 3 modelli: Standard, Fenestrated e with Ring (Fig. 1).

Il modello Standard e la versione with Ring possono essere fenestrati per consentire il passaggio dell'aria attraverso la protesi fonatoria. I fori vengono praticati mediante il Provox Fenestration Punch, secondo le istruzioni per l'uso allegate allo strumento (vedere le informazioni per l'ordine).

Versioni Standard (Fig. 1a) - Previste per l'uso con o senza una protesi fonatoria. Possono essere fissate con un Provox TubeHolder o Provox LaryClips.

Versioni Fenestrated (Fig. 1b) - Per utilizzatori di protesi fonatorie. Possono essere fissate con un Provox TubeHolder o Provox LaryClips.

Versioni with Ring (Fig. 1c) - Previste per l'uso con o senza una protesi fonatoria. Possono essere fissate solo con un Provox Adhesive.

Il Provox LaryTube è composto dalle parti seguenti (Fig. 1 d-i):

- d) Cannula
- e) Protezione (conica)
- f) HME e supporto per accessori

- g) Alette
- h) Anello per il fissaggio dell'adesivo
- i) Fori di fenestrazione

1.4 AVVERTENZE

- **NON** riutilizzare un Provox LaryTube usato per un altro paziente. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo su un altro paziente può causare contaminazione incrociata.
- **NON** utilizzare gel lubrificanti se il paziente soffre di allergie correlate a queste sostanze.
- **ACCERTARSI** che il paziente sia stato addestrato all'uso del dispositivo. Il paziente deve dimostrare la capacità di comprendere e attenersi in modo coerente alle istruzioni per l'uso senza supervisione del medico.

1.5 PRECAUZIONI

- Utilizzare sempre un Provox LaryTube della misura adeguata. Se il Provox LaryTube è troppo largo, troppo stretto, troppo lungo o troppo corto può causare danni tissutali, sanguinamento o irritazione. Inoltre, la fonazione può risultare più difficile perché il LaryTube può ostruire la protesi fonatoria. Se il Provox LaryTube utilizzato non è della misura corretta, l'inserimento, la rimozione e l'eventuale pressione esercitata sulla HME Cassette possono produrre una pressione sulla protesi fonatoria. Un LaryTube troppo stretto può causare una stenosi dello stomaco.
- **NON** applicare forza durante l'inserimento. Inserire e rimuovere sempre il Provox LaryTube conformemente alle istruzioni riportate di seguito. Se il prodotto viene spinto troppo avanti nella trachea può impedire la respirazione. Inserire con forza Provox LaryTube nel tracheostoma può causare danni tissutali, sanguinamento o irritazione e dislocazione accidentale della protesi fonatoria e/o di XtraFlange, se utilizzato.
- Se è necessaria la fenestrazione, accertarsi che sia eseguita con il Provox Fenestration Punch. Questo garantirà che i fori siano piccoli e levigati. I fori di fenestrazione troppo larghi possono causare la dislocazione della protesi fonatoria o di XtraFlange. I fori di fenestrazione con bordi affilati possono causare la formazione di tessuto di granulazione. Accertarsi che, dopo la fenestrazione, nei fori o nel lume di LaryTube non siano presenti residui di silicone.
- **NON** utilizzare un Provox LaryTube sporco o contaminato. Pulire e disinfettare il dispositivo attenendosi alle istruzioni di pulizia e disinfezione riportate sotto.
- **NON** utilizzare un dispositivo danneggiato perché questo potrebbe causare l'aspirazione di piccole parti o la formazione di tessuto di granulazione.
- Utilizzare solo lubrificanti idrosolubili. I lubrificanti a base oleosa (come la vaselina) possono indebolire, danneggiare o distruggere il prodotto e non devono essere utilizzati.

- Monitorare accuratamente i tessuti in corrispondenza del tracheostoma durante la radioterapia. Interrompere l'uso del dispositivo se lo stoma si irrita o inizia a sanguinare.
- I pazienti con sindromi emorragiche o in terapia con anticoagulanti non devono utilizzare il dispositivo se questo causa sanguinamenti ricorrenti.
- Interrompere l'utilizzo del dispositivo in caso di formazione di tessuto di granulazione nel tracheostoma.
- **NON** pulire il dispositivo quando questo si trova ancora inserito nello stoma; in caso contrario si possono causare danni tissutali. Rimuovere sempre il dispositivo dallo stoma prima di procedere alla pulizia.

2. Istruzioni per l'uso

2.1 Preparazione

Scelta della misura corretta

Diametro - I Provox LaryTube sono disponibili in 4 diverse misure, 8, 9, 10 e 12. Misurare il tracheostoma (massimo diametro) con un righello e scegliere un Provox LaryTube della misura adatta. Se il tracheostoma ha una forma irregolare può essere difficile ottenere un adattamento ermetico.

Lunghezza - I Provox LaryTube sono disponibili in 3 diverse lunghezze, 27, 36 e 55 mm.

Per scegliere correttamente le misure del LaryTube da prescrivere al paziente, il medico può utilizzare un Provox LaryTube Sizer Kit. Il Sizer Kit contiene campioni ("sizer"- dimensionatori) dei Provox LaryTube disponibili in commercio.

ATTENZIONE - Durante il posizionamento accertarsi che il LaryTube non si impigli nella flangia tracheale della protesi fonatoria (Fig. 3).

Preparazione per l'inserimento

Prima del primo utilizzo controllare che la misura sia corretta e che la confezione non sia danneggiata né aperta. In caso contrario non utilizzare il prodotto.

Lavare e asciugare accuratamente le mani prima di avvicinarle alla regione dello stoma o di manipolare il Provox LaryTube e/o gli accessori.

Accertarsi di avere uno specchio e luce sufficiente per illuminare lo stoma. Controllare sempre accuratamente il Provox LaryTube PRIMA DI OGNI UTILIZZO (ovvero prima dell'inserimento) e accertarsi che non sia danneggiato e che non presenti segni di lacerazioni, fissurazioni o incrostazioni. In presenza di qualsiasi tipo di danneggiamento non utilizzare il prodotto e richiederne la sostituzione.

Prima dell'inserimento, sciacquare il dispositivo con acqua potabile per rimuovere eventuali residui di disinfettante (Fig. 2). Accertarsi di inserire solo dispositivi puliti. In ospedale è meglio utilizzare acqua sterile, anziché acqua potabile.

Se necessario, lubrificare la cannula con una piccola quantità di lubrificante idrosolubile. Si consigliano i seguenti lubrificanti idrosolubili da utilizzare con Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidocaina)

ATTENZIONE - Utilizzare solo lubrificanti idrosolubili. I lubrificanti a base oleosa (come la vaselina) possono indebolire, danneggiare o distruggere il prodotto e non devono mai essere utilizzati.

Accertarsi di non lubrificare il supporto per HME, la HME Cassette né qualsiasi accessorio che debba essere fissato al Provox LaryTube. Questo può causare il distacco accidentale.

2.2 Istruzioni procedurali

Inserimento (Fig. 3)

Provox LaryTube Standard e Fenestrated

Inserire delicatamente il Provox LaryTube direttamente nel tracheostoma. Fissare queste cannule con Provox LaryClips o Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring

Fissare un Provox Adhesive e inserire delicatamente il Provox LaryTube attraverso l'adesivo nel tracheostoma (Fig. 4a).

Accertarsi che l'adesivo sia centrato correttamente in modo che il LaryTube non preme ai lati dello stoma.

Inserire il componente del sistema Provox HME nel supporto HME.

NOTA - alcuni pazienti possono sperimentare un aumento della tosse dopo l'inserimento del LaryTube per la prima volta o durante l'occlusione dell'HME per parlare. La tosse in genere diminuisce man mano che l'utente si adatta al dispositivo. Se il disagio persiste, il LaryTube va rimosso.

Rimozione del dispositivo

1. Tenere fermo il Provox LaryTube e rimuovere il componente del sistema Provox HME dalla cannula (Fig. 5).
2. Rimuovere il Provox LaryTube dallo stoma.

NOTA - In alcuni casi l'inserimento e/o la rimozione del LaryTube possono causare lieve sanguinamento, irritazione o tosse. Informare il proprio medico se questi sintomi persistono.

2.3 Pulizia e disinfezione

ATTENZIONE - NON pulire il dispositivo mentre si trova inserito nello stoma. Questo potrebbe causare lesioni. Rimuovere sempre il dispositivo dallo stoma prima di procedere alla pulizia.

Pulire il Provox LaryTube dopo ciascun utilizzo. Utilizzare esclusivamente acqua potabile per pulire e sciacquare il dispositivo.

ATTENZIONE - Attenzione a non scottarsi le dita nell'acqua di pulizia calda.

1. Sciacquare il Provox LaryTube in acqua potabile (Fig. 6a).
2. Immergere il Provox LaryTube in detergente per piatti a base non oleosa (Fig. 6b).
3. Pulire l'interno della cannula con il Provox TubeBrush (Fig. 6c, 6h).
4. Se viene utilizzata una cannula fenestrata i fori devono essere puliti con un Provox Brush (vedere le informazioni per l'ordine) (Fig. 6d, 6h).
5. Sciacquare il Provox LaryTube in acqua potabile (Fig. 6e).
6. Disinfettare il Provox LaryTube almeno una volta al giorno (Fig. 6f) con uno dei metodi seguenti:
 - Etanolo al 70% per 10 minuti
 - Alcool isopropilico al 70% per 10 minuti
 - Perossido di idrogeno al 3% per 60 minuti

ATTENZIONE - Non utilizzare il dispositivo prima che sia completamente asciutto (Fig. 6g). Le esalazioni dei disinfettanti possono causare tosse violenta e irritazione delle vie aeree.

Se il Provox LaryTube appare sporco o è stato fatto asciugare all'aria in una zona a rischio di contaminazione, il dispositivo deve essere pulito e disinfettato prima dell'uso. Il rischio di contaminazione può esistere se il dispositivo è caduto a terra o è entrato in contatto con un animale domestico, con un individuo che abbia contratto un'infezione respiratoria oppure con altre fonti di contaminazione grossolana.

Durante la degenza in ospedale, è importante pulire e disinfettare il Provox LaryTube dopo l'uso ma anche prima dell'uso, in quanto esiste un maggiore rischio di infezione e di contaminazione del dispositivo. In ospedale è meglio utilizzare acqua sterile, anziché acqua potabile, per pulire e sciacquare il dispositivo.

ATTENZIONE - Non utilizzare metodi per la pulizia o la disinfezione diversi da quelli descritti sopra perché questo potrebbe causare danni al prodotto e lesioni al paziente.

2.4 Istruzioni per la conservazione

Quando non viene utilizzato, il Provox LaryTube deve essere pulito e disinfettato come descritto sopra e quindi conservato in un contenitore pulito e asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce diretta del sole.

2.5 Durata del dispositivo

Provox LaryTube può essere utilizzato per un periodo massimo di 6 mesi. Se il dispositivo mostra segni di danneggiamento deve essere sostituito prima.

2.6 Smaltimento

Attenersi sempre alle pratiche mediche e alle normative nazionali sui materiali biopercicolosi per lo smaltimento di un dispositivo medico usato.

2.7 Accessori

ATTENZIONE - Utilizzare esclusivamente componenti originali. Accessori diversi possono causare danni al prodotto e/o malfunzionamento.

Alcuni dei dispositivi che possono essere utilizzati con il Provox LaryTube:

- Provox HME Cassette (Heat and Moisture Exchanger - Scambiatore di calore e umidità).
- Provox FreeHands HME, per la fonazione senza occludere manualmente lo stoma.
- Provox ShowerAid che aiuta a prevenire l'infiltrazione di acqua nel LaryTube durante la doccia.
- Un Provox TubeHolder o Provox LaryClips possono essere utilizzati per un supporto supplementare per prevenire la fuoriuscita del Provox LaryTube dallo stoma.
- Per il Provox LaryTube with Ring viene utilizzato un Provox Adhesive per il fissaggio e il mantenimento in situ del LaryTube.

Vedere le informazioni sull'ordine per altri accessori disponibili.

3. Risoluzione dei problemi

Sanguinamento dello stoma

Interrompere l'uso del dispositivo. Dopo la guarigione del tracheostoma, cercare di aumentare gradualmente la durata di utilizzo del dispositivo. Se anche brevi periodi di utilizzo causano sanguinamento o se il sanguinamento persiste dopo la rimozione del dispositivo, interrompere l'utilizzo e consultare il medico.

Stenosi rapida dello stoma

Se indossate il Provox LaryTube a causa di una rapida stenosi del tracheostoma, discutete con il medico la possibilità di utilizzare due dispositivi (della stessa misura). Questo vi consentirà di rimuovere il Provox LaryTube dallo stoma e di sostituirlo immediatamente con un dispositivo pulito. La pulizia del dispositivo rimosso può essere effettuata dopo aver inserito il LaryTube pulito.

Ingrossamento dello stomia durante l'uso

Se il tracheostoma si ingrandisce dopo l'utilizzo del LaryTube, chiedete al medico se è possibile utilizzare due dispositivi (con due diametri diversi, uno più piccolo e uno più grande). In questo modo potrete utilizzare il LaryTube con diametro maggiore quando il tracheostoma è ingrandito e quello con diametro minore per consentire al tracheostoma di restringersi. Può essere necessario sospendere l'utilizzo della cannula durante la notte affinché il tracheostoma possa restringersi. In questo caso, discutete con il medico le opzioni alternative di fissaggio della HME Cassette in modo da continuare a utilizzare quest'ultima durante la notte.

4. Informazioni aggiuntive

4.1 Compatibilità con esame MRI

Sicuro per la RM: Questo dispositivo non contiene elementi metallici e non ha alcun potenziale di interazione con il campo MRI.

4.2 Informazioni per l'ordine

Vedere alla fine di queste istruzioni per l'uso.

4.3 Informazioni sull'assistenza agli utilizzatori

Per ulteriore assistenza o istruzioni e per le informazioni di contatto, fare riferimento all'ultima pagina delle presenti istruzioni per l'uso.

1. Información descriptiva

1.1 Uso previsto

La cánula de laringectomía Provox LaryTube es un soporte para dispositivos del Provox HME System (intercambiador de calor y humedad) diseñado para la rehabilitación vocal y pulmonar después de una laringectomía total.

En el caso de los pacientes con un traqueostoma que se cierra, también se utiliza para mantener este abierto para la respiración.

Provox LaryTube está diseñado para utilizarse en un solo paciente.

1.2 CONTRAINDICACIONES

Provox LaryTube no está diseñado para utilizarse en pacientes:

- con cualquier tipo de ventilación mecánica.
- con tejido traqueal o de traqueostoma dañado.

1.3 Descripción del dispositivo

Provox LaryTube está fabricado con caucho de silicona para uso médico. La finalidad del dispositivo es crear un ajuste cómodo y hermético entre el dispositivo Provox LaryTube y el traqueostoma, así como proporcionar una conexión para los dispositivos del sistema Provox HME.

Se suministran en un único envase y sin esterilizar.

Hay tres modelos: Standard (estándar), Fenestrated (fenestrado) y with Ring (con anillo) (fig. 1).

El modelo Standard y la versión with Ring pueden perforarse de modo que el aire atraviese la prótesis de voz en el caso de los usuarios con prótesis de voz. Los orificios se perforan con el Provox Fenestration Punch (punzón de fenestración) de acuerdo con las instrucciones de uso adjuntas a este. Consulte la información para pedidos.

Versiones Standard (fig. 1a): diseñadas para utilizarse con o sin una prótesis de voz.

Pueden acoplarse a una cinta de cuello Provox TubeHolder o a clips Provox LaryClips.

Versiones Fenestrated (fig. 1b): para usuarios de prótesis de voz.

Pueden acoplarse a una cinta de cuello Provox TubeHolder o a clips Provox LaryClips.

Versiones with Ring (fig. 1c): diseñadas para utilizarse con o sin una prótesis de voz.

Solo puede acoplarse a un adhesivo Provox Adhesive.

Las diferentes partes de Provox LaryTube son (fig. 1d-i):

- d) tubo
- e) protección (cónica)
- f) soporte para el HME y para los accesorios
- g) pestañas
- h) anillo para la conexión del adhesivo
- i) orificios de fenestración

1.4 ADVERTENCIAS

- **NO** reutilice el dispositivo Provox LaryTube en otro paciente. Este dispositivo se ha diseñado para utilizarse en un solo paciente. Su reutilización en otro paciente podría provocar una contaminación cruzada.
- **NO** utilice geles lubricantes si el paciente tiene alergias relacionadas con estas sustancias.
- **ASEGÚRESE** de que el paciente se haya formado en el uso del dispositivo. El paciente deberá demostrar la capacidad para comprender y seguir de forma sistemática las instrucciones de uso sin la supervisión de un médico.

1.5 PRECAUCIONES

- Utilice siempre un Provox LaryTube del tamaño adecuado. Si el dispositivo Provox LaryTube es demasiado ancho, demasiado estrecho, demasiado largo o demasiado corto, es posible que provoque daño tisular, hemorragia o irritación. Asimismo, podría ser más difícil hablar, ya que el dispositivo LaryTube podría obstruir la prótesis de voz. La inserción, extracción y presión sobre el casete HME Cassette puede presionar la prótesis de voz si el Provox LaryTube no es del tamaño adecuado. Un LaryTube demasiado estrecho puede provocar el cierre del estoma.
- **NO** utilice la fuerza durante la inserción. Inserte y extraiga siempre el dispositivo Provox LaryTube de acuerdo con las instrucciones siguientes. Si el producto se empuja demasiado lejos hacia el interior de la tráquea, podría obstruir la respiración. El uso de la fuerza durante la inserción puede provocar daño tisular, hemorragia o irritación, así como un desplazamiento accidental de la prótesis de voz o de XtraFlange, en su caso.
- En caso de que sea necesario realizar una fenestración, asegúrese de que se realiza con Provox Fenestration Punch. Esto garantizará que los orificios sean pequeños y uniformes. Los orificios de fenestración demasiado grandes pueden provocar el desplazamiento de la prótesis de voz o XtraFlange.

Los orificios de fenestración con bordes afilados pueden provocar tejido de granulación. Asegúrese de que no queden residuos de silicona ni en los orificios ni en el lumen del dispositivo LaryTube después de la fenestración.

- **NO** utilice un dispositivo Provox LaryTube sucio o contaminado. Limpie y desinfecte el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza y desinfección siguientes.
- **NO** utilice un dispositivo dañado, ya que esto podría provocar la aspiración de pequeñas piezas o la formación de tejido de granulación.
- Utilice solo lubricantes solubles en agua. Los lubricantes con base oleosa (por ejemplo, la vaselina) pueden debilitar, dañar o destruir el producto, y no deberán utilizarse.
- Controle cuidadosamente el tejido del traqueostoma durante la terapia de radiación. Deje de utilizar el dispositivo si el estoma se irrita o empieza a sangrar.
- Los pacientes con trastornos hemorrágicos o tratados con anticoagulantes no podrán usar el dispositivo si este provoca hemorragias recurrentes.
- Deje de utilizar el dispositivo si se forma tejido de granulación en el traqueostoma.
- **NO** limpie nunca el dispositivo mientras se encuentre dentro del estoma, ya que esto podría provocar daños tisulares. Extraiga siempre el dispositivo del estoma antes de limpiarlo.

2. Instrucciones de uso

2.1 Preparación

Elección del tamaño correcto

Diámetro: Los dispositivos Provox LaryTube están disponibles en 4 medidas diferentes, 8, 9, 10 y 12. Mida el tamaño del traqueostoma (diámetro mayor) con una regla y ajuste el dispositivo Provox LaryTube según corresponda. En el caso de los traqueostomas con formas irregulares, es posible que resulte difícil conseguir un ajuste hermético.

Longitud: Los dispositivos Provox LaryTube están disponibles en 3 longitudes diferentes, 27, 36 y 55 mm.

Para ayudarle a elegir el tamaño del dispositivo LaryTube que debe prescribir al paciente, el médico dispone de un kit medidor Provox LaryTube Sizer Kit. El kit medidor contiene muestras (“medidores”) de los dispositivos Provox LaryTube disponibles en el mercado.

PRECAUCIÓN: Durante el ajuste, asegúrese siempre de que el dispositivo LaryTube no alcance la pestaña traqueal de la prótesis de voz (fig. 3).

Preparación de la inserción

Antes del primer uso, compruebe que el dispositivo sea del tamaño correcto y que el envase no esté roto ni dañado. En caso contrario, no lo utilice.

Asegúrese de que sus manos estén completamente limpias y secas antes de colocarlas en la zona del estoma o de manipular el dispositivo Provox LaryTube o sus accesorios.

Utilice un espejo y una luz suficiente para iluminar el estoma. Inspeccione siempre el dispositivo Provox LaryTube de forma exhaustiva ANTES DE CADA USO (es decir, antes de la inserción) y asegúrese de que no muestre signos de desgarros, grietas ni incrustaciones. Si detecta algún daño, no utilice el producto y sustitúyalo.

Antes de insertar el dispositivo, enjuáguelo con agua potable para retirar cualquier residuo de desinfectante (fig. 2). Asegúrese de que solo inserta dispositivos limpios. En los hospitales, es mejor utilizar agua estéril que agua potable.

En caso necesario, lubrique ligeramente el tubo con un poco de lubricante soluble en agua. Los lubricantes solubles en agua siguientes están recomendados para su uso junto con Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidocaína)

PRECAUCIÓN: Utilice solo lubricantes solubles en agua. Los lubricantes con base oleosa (por ejemplo, la vaselina) pueden debilitar, dañar o destruir el producto, y no deberán utilizarse nunca.

Asegúrese de que no lubrica el soporte del HME, el HME Cassette ni ningún accesorio que vaya a sostener el dispositivo Provox LaryTube. Esto podría conllevar una desconexión accidental.

2.2 Instrucciones de uso

Inserción (fig. 3):

Provox LaryTube Standard y Fenestrated:

Inserte suavemente el dispositivo Provox LaryTube directamente en el traqueostoma. Acople estos tubos con los dispositivos Provox LaryClip o Provox TubeHolder (fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring:

Acople un Provox Adhesive y, a continuación, inserte cuidadosamente el dispositivo Provox LaryTube a través del adhesivo en el traqueostoma (fig. 4a).

Asegúrese de que el adhesivo esté bien centrado, de modo que el dispositivo LaryTube no presione los laterales del estoma.

Inserte el componente del Provox HME System en el soporte del HME.

NOTA: Es posible que algunos pacientes tosan después de insertar el dispositivo LaryTube por primera vez y cuando se ocluya el dispositivo para hablar. Normalmente esto disminuye cuando el usuario se acostumbra al dispositivo. Si las molestias persisten, el dispositivo LaryTube deberá extraerse.

Extracción del dispositivo

1. Sostenga el dispositivo Provox LaryTube en su sitio y extraiga el componente del Provox HME System del tubo (fig. 5).
2. Extraiga el dispositivo Provox LaryTube del estoma.

NOTA: En algunas ocasiones, es posible que los procedimientos de inserción o extracción del dispositivo LaryTube provoquen pequeñas hemorragias, irritaciones o tos. Informe a su médico si estos síntomas persisten.

2.3 Limpieza y desinfección

PRECAUCIÓN: NO limpie el dispositivo mientras se encuentre dentro del estoma. Esto podría provocar lesiones. Extraiga siempre el dispositivo del estoma antes de limpiarlo.

Limpie el dispositivo Provox LaryTube después de cada uso. No utilice agua que no sea potable para limpiar y enjuagar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado para no quemarse los dedos con el agua de limpieza caliente.

1. Enjuague el dispositivo Provox LaryTube en agua potable (fig. 6a).
2. Coloque el dispositivo Provox LaryTube en lavavajillas sin una base oleosa (fig. 6b).
3. Limpie el interior del tubo con el cepillo Provox TubeBrush (fig. 6c, 6h).
4. Si se utiliza un tubo perforado, los orificios deberán limpiarse con un cepillo Provox Brush. Consulte la información para pedidos (fig. 6d, 6h).
5. Enjuague el dispositivo Provox LaryTube en agua potable (fig. 6e).
6. Desinfecte el dispositivo Provox Brush al menos una vez al día (fig. 6f) con uno de los métodos siguientes:
 - Etanol al 70 % durante 10 minutos
 - Alcohol isopropílico al 70 % durante 10 minutos
 - Agua oxigenada al 3 % durante 60 minutos

PRECAUCIÓN: No utilice el dispositivo hasta que esté completamente seco (fig. 6g). La inhalación de vapores procedentes de los desinfectantes puede provocar una tos grave e irritación de las vías respiratorias.

Si el tapón Provox LaryTube parece sucio o se ha secado al aire en una zona con riesgo de contaminación, deberá limpiarse y desinfectarse antes de su uso. Podría existir riesgo de contaminación si el dispositivo se ha caído al suelo o ha estado en contacto con algún animal, con alguien que tenga una infección respiratoria o con algún otro tipo de contaminación visible.

Durante la hospitalización, es importante limpiar y desinfectar el dispositivo Provox LaryTube después de su uso y una vez más antes de usarlo, debido a un mayor riesgo de infecciones y contaminación. En los hospitales, para limpiar y enjuagar es mejor utilizar agua estéril, en vez de agua potable.

PRECAUCIÓN: No limpie ni desinfecte el producto mediante ningún otro método que no sean los anteriormente mencionados, ya que esto podría dañarlo y producir lesiones al paciente.

2.4 Instrucciones de almacenamiento

Cuando no esté utilizando el dispositivo Provox LaryTube, límpielo y desinfectelo como se ha descrito anteriormente y, a continuación, guárdelo en un recipiente limpio y seco a temperatura ambiente. Proteja el dispositivo de la luz solar directa.

2.5 Vida útil del dispositivo

El dispositivo Provox LaryTube puede usarse durante un período máximo de 6 meses. Si el dispositivo muestra cualquier signo de daños, deberá sustituirse con anterioridad.

2.6 Eliminación

Al desechar un dispositivo médico usado, siga siempre la práctica médica y los requisitos nacionales sobre peligros biológicos.

2.7 Accesorios

PRECAUCIÓN: Utilice solo componentes originales. Otros accesorios podrían dañar el producto o provocar un funcionamiento incorrecto.

Algunos de los dispositivos que pueden utilizarse con Provox LaryTube son:

- Provox HME Cassettes (intercambiadores de calor y humedad).
- Provox FreeHands HME, para hablar sin la oclusión manual del estoma.
- Provox ShowerAid, que puede ayudar a evitar la entrada de agua en el dispositivo LaryTube durante la ducha.
- En caso necesario, puede utilizar los dispositivos Provox TubeHolder o Provox LaryClips como soportes adicionales para evitar que el dispositivo Provox LaryTube se caiga del estoma.
- En el caso de Provox LaryTube with Ring, se deberá utilizar un Provox Adhesive para el acoplamiento y el mantenimiento de LaryTube en su sitio.

Consulte la información para pedidos para conocer los diferentes accesorios disponibles.

3. Información para la resolución de problemas

Hemorragia del estoma

Deje de usar el dispositivo. Cuando se haya curado el traqueostoma, intente aumentar gradualmente la duración del uso del dispositivo. Si incluso los períodos breves de uso provocan hemorragias o si las hemorragias persisten después de retirar el dispositivo, deje de usarlo y consulte a su médico.

Cierre rápido del estoma

Si está usando el dispositivo Provox LaryTube debido a un cierre rápido del traqueostoma, comente a su médico la posibilidad de tener dos dispositivos (del mismo tamaño). Esto le permitiría extraer el dispositivo Provox LaryTube del estoma y sustituirlo inmediatamente por uno limpio. La limpieza del dispositivo extraído podrá realizarla después de haber insertado el dispositivo LaryTube limpio.

Agrandamiento del estoma durante el uso

Si el traqueostoma aumenta de tamaño después de haber utilizado el dispositivo LaryTube, pregunte a su médico si es posible disponer de dos dispositivos (uno de un diámetro mayor y otro de un diámetro menor). Esto le permitirá utilizar el dispositivo LaryTube mayor cuando el traqueostoma haya aumentado de tamaño y el dispositivo LaryTube pequeño para permitir que el traqueostoma reduzca su tamaño. Es posible que deba interrumpir el uso del tubo durante la noche, de modo que el traqueostoma pueda reducir su tamaño. En ese caso, comente con su médico las opciones alternativas que se pueden acoplar al HME Cassette, de modo que pueda seguir utilizando el HME Cassette durante la noche.

4. Información adicional

4.1 Compatibilidad con la exploración de IRM

Seguro para RM: Este dispositivo no contiene elementos metálicos y no presenta potencial de interacción con el campo de IRM.

4.2 Información para pedidos

Consulte el final de estas instrucciones de uso.

4.3 Información de asistencia al usuario

Para obtener más ayuda o información, consulte la información de contacto en la contraportada de estas instrucciones de uso.

1. Informação descritiva

1.1 Utilização prevista

O Provox LaryTube é um suporte para dispositivos no Provox HME System destinado à reabilitação vocal e pulmonar após laringectomia total.

Também é utilizado em doentes com um traqueostoma que está a diminuir de tamanho para mantê-lo para respiração.

O Provox LaryTube destina-se a utilização num único doente.

1.2 CONTRAINDICAÇÕES

O Provox LaryTube não se destina a ser utilizado por doentes:

- submetidos a qualquer forma de ventilação mecânica.
- com lesões no tecido traqueal ou do traqueostoma.

1.3 Descrição do dispositivo

O Provox LaryTube é um tubo fabricado em borracha de silicone para uso médico. A finalidade do dispositivo consiste em criar um ajuste confortável e estanque entre o Provox LaryTube e o traqueostoma e também permitir a fixação dos dispositivos do sistema Provox HME.

São fornecidos em embalagem única, não estéril.

Existem 3 modelos: Standard, Fenestrated e with Ring (com anel) (Fig. 1).

O modelo Standard e a versão with Ring podem ser fenestrados, para que o ar possa passar através da prótese fonatória para os utilizadores da prótese. Os orifícios são feitos utilizando o Provox Fenestration Punch de acordo com as instruções de utilização anexas ao Provox Fenestration Punch; consultar a informação para encomenda.

Versões Standard (Fig. 1a) — fabricado para utilização com ou sem uma prótese fonatória.

Pode ser fixado a um Provox TubeHolder ou a Provox LaryClips.

Versões Fenestrated (Fig. 1b) — para utilizadores da prótese fonatória.

Pode ser fixado a um Provox TubeHolder ou a Provox LaryClips.

Versões with Ring (Fig. 1c) — fabricado para utilização com ou sem uma prótese fonatória.

Apenas pode ser fixado com um Provox Adhesive.

As diferentes partes do Provox LaryTube são (Fig. 1d-i):

- d) Tubo
- e) Protetor (cônico)
- f) Suporte HME e porta-acessórios
- g) Asas
- h) Anel para conexão adesiva
- i) Orifícios de fenestração

1.4 ADVERTÊNCIAS

- **NÃO** reutilize um Provox LaryTube noutro doente. O dispositivo destina-se exclusivamente a utilização num único doente. A reutilização noutro doente pode causar contaminação cruzada.
- **NÃO** utilize géis lubrificantes se o doente sofrer de alergias relacionadas com estas substâncias.
- **CERTIFIQUE-SE** de que o doente foi treinado na utilização do dispositivo. O doente deve demonstrar a capacidade para compreender e seguir as instruções de utilização de forma consistente sem supervisão de um profissional de saúde.

1.5 PRECAUÇÕES

- Utilize sempre um Provox LaryTube de tamanho adequado. Se o Provox LaryTube for demasiado largo ou estreito, ou demasiado comprido ou curto, poderá causar lesões, sangramento ou irritação tecidular. Além disso, pode ser mais difícil produzir a fala, uma vez que o LaryTube pode obstruir a prótese fonatória. A inserção, remoção e pressão sobre a HME Cassette podem exercer pressão na prótese fonatória se o Provox LaryTube não for de tamanho adequado. Um LaryTube que seja demasiado estreito pode fazer com que o estoma diminua de tamanho.
- **NÃO** utilizar a força durante a inserção. Insira e remova sempre o Provox LaryTube de acordo com as instruções seguintes. Se o produto for empurrado excessivamente para dentro da traqueia, poderá obstruir a respiração. A utilização de força durante a inserção poderá originar lesões, sangramento ou irritação tecidular e desalojamento acidental da prótese fonatória e/ou XtraFlange, caso esteja a ser utilizada.
- Caso a fenestração seja necessária, certifique-se de que é feita com o Provox Fenestration Punch. Desta forma garantirá que os orifícios são pequenos e macios. Orifícios de fenestração demasiado grandes podem originar o desalojamento da prótese fonatória ou da XtraFlange. Orifícios de fenestração com bordos aguçados podem causar a formação de tecido de granulação. Após a fenestração, certifique-se de que não há quaisquer resíduos de silicone nos orifícios ou no lúmen do tubo LaryTube.

- **NÃO** utilize um Provox LaryTube sujo ou contaminado. Limpe e desinfete o dispositivo de acordo com as instruções de limpeza e desinfecção seguintes.
- **NÃO** utilize um dispositivo danificado, pois tal poderia resultar na aspiração de peças pequenas ou originar a formação de tecido de granulação.
- Utilize apenas lubrificantes hidrossolúveis. Os lubrificantes de base oleosa (p. ex., Vaseline) poderão enfraquecer, danificar ou destruir o produto e não deverão ser utilizados.
- Monitorize cuidadosamente o tecido do traqueostoma durante a radioterapia. Deixe de utilizar o dispositivo caso o estoma fique com irritação ou comece a sangrar.
- Os doentes com coagulopatias ou tratados com anticoagulantes não deverão utilizar o dispositivo se este causar sangramento recorrente.
- Deixe de utilizar o dispositivo caso se forme tecido de granulação no traqueostoma.
- **NÃO** limpe o dispositivo enquanto ainda estiver no estoma, pois poderia causar lesões tecidulares. Retire sempre o dispositivo do estoma antes de limpar.

2. Instruções de utilização

2.1 Preparação

Escolha do tamanho certo

Diâmetro: Os Provox LaryTubes estão disponíveis em 4 diâmetros diferentes: 8, 9, 10 e 12. Meça o tamanho do traqueostoma (maior diâmetro) com uma régua e adapte o Provox LaryTube em conformidade. No caso de traqueostomas de forma irregular, poderá ser difícil conseguir um ajuste estanque.

Comprimento: Os Provox LaryTubes estão disponíveis em 3 comprimentos diferentes: 27 mm, 36 mm e 55 mm.

Para ajudar a escolher o(s) tamanho(s) do LaryTube a prescrever ao doente, o profissional de saúde pode usar um Provox LaryTube Sizer Kit. O kit de cálculo do tamanho contém amostras (“medidores”) de Provox LaryTubes disponíveis no mercado.

ATENÇÃO: Durante o encaixe, assegure-se sempre que o LaryTube não alcança a flange traqueal da prótese fonatória (Fig. 3).

Preparação para a inserção

Antes da primeira utilização, verifique se tem o tamanho correto e se a embalagem não está danificada ou aberta. Se não for o caso, não utilize.

Confirme que as suas mãos estão bem limpas e secas antes de as colocar na área do estoma ou manusear o Provox LaryTube e/ou os acessórios.

Tenha um espelho à mão e luz suficiente para iluminar o estoma. Inspeção sempre cuidadosamente o Provox LaryTube ANTES DE CADA

UTILIZAÇÃO (ou seja, antes da inserção) e certifique-se de que não está danificado nem apresenta sinais de rasgões, rachas ou incrustações. Se detetar algum dano, não utilize o produto e peça uma substituição.

Antes da inserção, enxague o dispositivo com água potável para remover eventuais resíduos de desinfetantes (Fig. 2). Certifique-se de que apenas insere dispositivos limpos. Num contexto hospitalar, é melhor utilizar água estéril do que água potável.

Se necessário, lubrifique ligeiramente o tubo com uma pequena quantidade de lubrificante hidrossolúvel. Para utilização com o Provox LaryTube recomendam-se os seguintes lubrificantes hidrossolúveis:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®] / (lidocaína)

ATENÇÃO: Utilize apenas lubrificantes hidrossolúveis. Os lubrificantes de base oleosa (p. ex., Vaseline) poderão enfraquecer, danificar ou destruir o produto e nunca deverão ser utilizados.

Certifique-se de que não lubrifica o suporte HME, a HME Cassette ou qualquer outro acessório que vá ser suportado pelo Provox LaryTube. Isto poderá levar à separação accidental.

2.2 Instruções de funcionamento

Inserção (Fig. 3):

Provox LaryTube Standard e Fenestrated:

Insira suavemente o Provox LaryTube diretamente dentro do traqueostoma. Fixe estes tubos com o Provox LaryClip ou Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring:

Fixe um Provox Adhesive e, em seguida, insira suavemente o Provox LaryTube através do adesivo para dentro do traqueostoma (Fig. 4a).

Certifique-se de que o adesivo está devidamente centrado para que o LaryTube não prima ambos os lados do estoma.

Insira o componente Provox HME System dentro do suporte HME.

NOTA: Alguns doentes poderão sentir mais tosse depois de inserir o LaryTube pela primeira vez ou ao ocluir o HME para falar. Isto normalmente diminui quando o utilizador se habitua ao dispositivo. Se o desconforto persistir, o LaryTube deve ser removido.

Remoção do dispositivo

1. Mantenha o Provox LaryTube na devida posição e remova suavemente o componente Provox HME System do tubo (Fig. 5).
2. Retire o Provox LaryTube do estoma.

NOTA: A inserção e/ou a remoção do LaryTube poderá causar por vezes ligeiro sangramento, irritação ou tosse. Informe o seu profissional de saúde se estes sintomas persistirem.

2.3 Limpeza e desinfecção

ATENÇÃO: NÃO limpe o dispositivo enquanto ainda estiver dentro do estoma. Isto poderá causar lesões. Retire sempre o dispositivo do estoma antes de limpar.

Limpe o Provox LaryTube após cada utilização. Não utilize outro tipo de água além de água potável para limpar e enxaguar o dispositivo.

ATENÇÃO: Tenha cuidado para não queimar os dedos na água de limpeza quente.

1. Enxague o Provox LaryTube em água potável (Fig. 6a).
2. Coloque o Provox LaryTube em detergente para loiça de base não oleosa (Fig. 6b).
3. Limpe o interior do tubo com a Provox TubeBrush (Fig. 6c, 6h).
4. Se for utilizado um tubo fenestrated, os orifícios devem ser limpos com uma Provox Brush, consultar a informação para encomenda (Fig. 6d, 6h).
5. Enxague o Provox LaryTube em água potável (Fig. 6e).
6. Desinfete o Provox LaryTube no mínimo uma vez por dia (Fig. 6f) com um dos seguintes métodos:
 - Etanol a 70% durante 10 minutos
 - Álcool isopropílico a 70% durante 10 minutos
 - Peróxido de hidrogénio a 3% durante 60 minutos

ATENÇÃO: Não utilize o dispositivo até que esteja completamente seco (Fig. 6g). A inalação de fumos de desinfetante pode provocar tosse forte e irritação das vias respiratórias.

Se o Provox LaryTube parecer sujo ou tiver sido seco ao ar numa área em que exista risco de contaminação, o dispositivo deverá ser limpo e desinfetado antes da utilização. Poderá existir um risco de contaminação se o dispositivo tiver caído ao chão ou se tiver estado em contacto com um animal de estimação, com uma pessoa que apresente uma infeção respiratória ou qualquer outra contaminação grosseira.

Durante a hospitalização, é importante limpar e desinfetar o Provox LaryTube após a utilização e novamente logo antes da utilização devido a um risco acrescido de infeção e contaminação do dispositivo. Num hospital, é melhor utilizar água estéril para limpeza e enxaguamento do que água potável.

ATENÇÃO: Não limpe ou desinfete por qualquer outro método além dos que foram anteriormente descritos, porque isto poderia danificar o produto e causar lesões no doente.

2.4 Instruções de conservação

Quando o dispositivo não estiver a ser utilizado, limpe-o e desinfete-o conforme descrito acima e depois armazene o Provox LaryTube num recipiente limpo e seco à temperatura ambiente. Proteger da luz solar direta.

2.5 Vida útil do dispositivo

O Provox LaryTube pode ser utilizado durante um período máximo de 6 meses. Se o dispositivo apresentar algum sinal de danos, deverá ser substituído mais cedo.

2.6 Eliminação

Siga sempre as práticas médicas e os requisitos nacionais relativos a riscos biológicos ao eliminar um dispositivo médico usado.

2.7 Acessórios

ATENÇÃO: Utilize apenas componentes originais. Outros acessórios poderão causar danos e/ou avaria do produto.

Alguns dos dispositivos que podem ser utilizados com o Provox LaryTube são:

- Provox HME Cassettes (permutadores de calor e de humidade).
- Provox FreeHands HME, que torna possível falar sem oclusão manual do estoma.
- Provox ShowerAid que pode ajudar a impedir a entrada de água no LaryTube enquanto se toma duche.
- Poderá utilizar um Provox TubeHolder ou Provox LaryClips para suporte adicional, para impedir que o Provox LaryTube caia do estoma.
- No caso do Provox LaryTube with Ring, é utilizado um Provox Adhesive como fixação e para manter o LaryTube na devida posição.

Consulte a secção informação para encomenda para ver os diferentes acessórios disponíveis.

3. Informações sobre resolução de problemas

Sangramento do estoma

Deixe de utilizar o dispositivo. Depois de o traqueostoma ter cicatrizado, tente aumentar gradualmente a duração de utilização do dispositivo. Se mesmo curtos períodos de utilização causarem hemorragia ou se a hemorragia persistir depois de remover o dispositivo, deixe de utilizá-lo e consulte o seu profissional de saúde.

Diminuição rápida do estoma

Se estiver a usar o Provox LaryTube devido à diminuição rápida do traqueostoma, converse com o seu profissional de saúde sobre a possibilidade de ter dois dispositivos (do mesmo tamanho). Deste modo, poderia remover o Provox LaryTube do estoma e substituí-lo imediatamente por um limpo. A limpeza do dispositivo removido pode ser feita depois de ter inserido o LaryTube limpo.

O estoma alarga-se durante a utilização

Se o seu traqueostoma alargar após a utilização do LaryTube pergunte ao seu profissional de saúde se é possível utilizar dois dispositivos (um de diâmetro mais pequeno e outro maior). Isto permite que utilize o tamanho maior do LaryTube quando o traqueostoma tiver alargado e o tamanho mais pequeno do LaryTube para permitir que o traqueostoma diminua de tamanho. Pode ser necessário não utilizar o tubo durante a noite, para que o traqueostoma possa encolher. Nesse caso, discuta com o seu profissional de saúde opções alternativas para fixar a HME Cassette para que possa continuar a utilizar a HME Cassette durante a noite.

4. Informações adicionais

4.1 Compatibilidade com exames de RM

Seguro para RM: Este dispositivo não contém nenhuns elementos metálicos e não há qualquer possibilidade de interação com o campo de RM.

4.2 Informação para encomenda

Consulte o fim destas instruções de utilização.

4.3 Informação para assistência ao utilizador

Para obter ajuda ou informações adicionais, consulte a informação de contacto na contracapa destas instruções de utilização.

1. Beskrivning

1.1 Avsedd användning

Provox LaryTube (larynxkanyl) är en hållare för produkter i Provox HME (fukt- och värmeväxlar)-systemet avsett för rehabilitering av röst och luftvägar efter total laryngektomi.

För patienter med ett krympande trakeostoma används den också för att upprätthålla trakeostomat vid andning.

Provox LaryTube är avsedd för användning på en enstaka patient.

1.2 KONTRAINDIKATIONER

Provox LaryTube ska inte användas av patienter som:

- behandlas med någon typ av mekanisk ventilation.
- har skadat trachea eller tracheostomi-vävnad.

1.3 Produktbeskrivning

Provox LaryTube är en kanyl som är gjord av silikongummi av medicinsk kvalitet. Syften med produkten är att skapa en bekväm och lufttät passform mellan Provox LaryTube och trakeostomat samt också för att ge fäste för produkter från Provox HME -systemet.

De levereras icke-sterila med en produkt i varje förpackning.

Det finns 3 modeller: Standard, Fenestrated (perforerad) och with Ring (med ring) (Fig. 1).

Standard-modellen och with Ring-versionen kan vara fenestrerade så att luft kan passera genom röstventilen hos röstventilsanvändare. Hålen stansas med Provox Fenestration Punch (stans) enligt bruksanvisningen som medföljer Provox Fenestration Punch, se beställningsinformationen.

Standard-versioner (Fig. 1a) – tillverkade för användning med eller utan en röstventil.

Kan sättas fast med en Provox TubeHolder (kanylhållare) eller Provox LaryClips (larynxklämmor).

Fenestratede-versioner (Fig. 1b) – För röstventilsanvändare.

Kan sättas fast med en Provox TubeHolder (kanylhållare) eller Provox LaryClips (larynxklämmor).

With Ring-versioner (Fig. 1c) – tillverkade för användning med eller utan en röstventil.

Kan endast sättas fast med en Provox Adhesive (vidhäftning).

De olika delarna av Provox LaryTube är (Fig. 1d-i):

- d) Kanyl
- e) Skydd (koniskt)
- f) HME och tillbehörshållare
- g) Vingar
- h) Ring för vidhäftning
- i) Fenestreringshåll

1.4 VARNINGAR

- Återanvänd **INTE** en använd Provox LaryTube på en annan patient. Produkten är endast avsedd för enpatientsbruk. Återanvändning på en annan patient kan orsaka korskontaminering.
- Använd **INTE** smörjande geler om patienten har allergier förknippade med dessa substanser.
- **SÄKERSTÄLL** att patienten har fått utbildning i användningen av produkten. Patienten ska kunna förstå och genomgående följa bruksanvisningen utan läkarens överinseende.

1.5 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd alltid en Provox LaryTube med en korrekt storlek. Om Provox LaryTube är för vid, för trång, för lång eller för kort kan den orsaka skada på vävnader, blödning eller irritation. Dessutom kan det bli svårare att tala, eftersom LaryTube kan blockera röstventilen. Införing, borttagning och tryckning på HME Cassette (kassetten) kan utöva tryck på röstventilen om Provox LaryTube inte är lämpligt storleksanpassad. En LaryTube som är för trång kan göra så att stomat krymper.
- Använd **INTE** kraft under införing. För alltid in och ta bort Provox LaryTube enligt nedan instruktioner. Om produkten trycks in för långt i trakea kan den blockera andningen. Användningen av kraft under införing kan orsaka skada på vävnader, blödning och irritation samt oavsiktlig rubbning av röstventilen och/eller XtraFlange (extrafläns) om sådan används.
- Om fenestrering behövs, se till att detta görs med Provox Fenestration Punch. Detta kommer att säkerställa att hålen är små och jämna. Fenestreringshåll som är för stora kan göra så att röstventilen eller XtraFlange rubbas. Fenestreringshåll med skarpa kanter kan ge upphov till ärrbildning. Se till att det inte finns några silikonrester kvar i hålen eller lumen på LaryTube efter fenestrering.
- Använd **INTE** en smutsig eller kontaminerad Provox LaryTube. Rengör och desinficera produkten enligt nedan rengörings- och desinfektionsinstruktioner.
- Använd **INTE** en skadad produkt eftersom det kan leda till aspiration av små delar eller ge upphov till ärrbildning.

- Använd endast vattenlösliga smörjmedel. Oljebaserade smörjmedel (t.ex. vaselin) kan försvaga, skada eller förstöra produkten och ska inte användas.
- Övervaka trakeostomavävnaden noggrant under strålbehandling. Sluta använda produkten om stomat blir irriterat eller börjar blöda.
- Patienter med blödningsrubbingar eller antikoagulantia-behandlade patienter ska inte använda produkten om den ger upphov till en recidivblödning.
- Sluta använda produkten om ärrvävnad bildas i trakeostomat.
- Rengör **INTE** produkten när den sitter i stomat eftersom den kan leda till skada på vävnaden. Ta alltid bort produkten från stomat före rengöring.

2. Bruksanvisning

2.1 Förberedelser

Välja rätt storlek

Diameter: Provox LaryTubes finns tillgängliga i 4 olika diametrar, 8, 9, 10 och 12. Mät storleken på trakeostomat (största diametern) med en linjal och anpassa Provox LaryTube därefter. Vid oregelbundet formade trakeostoman kan det vara svårt att uppnå en lufttät passform.

Längd: Provox LaryTube finns tillgängliga i 3 olika längder, 27, 36 och 55 mm.

För att hjälpa till att välja storlek(ar) på LaryTube för att ordinera till patienten, kan läkaren använda ett Provox LaryTube Sizer Kit (storlekssats). Storlekssatsen innehåller prover ("storleksanpassare") för kommersiellt tillgängliga Provox LaryTubes.

VAR FÖRSIKTIG! Under formpassning säkerställ alltid att LaryTube inte fastnar på röstventilens trakealfläns (Fig. 3).

Förbereda för införing

Före första användning kontrollera att du har den rätta storleken och att förpackningen inte är skadad eller öppnad. Produkten får annars inte användas. Säkerställ att dina händer är ordentligt rena och torra innan du placerar dem i stomaområdet eller hanterar Provox LaryTube och/eller tillbehör.

Ha en spegel och tillräckligt ljus för att belysa stomat.

Inspektera alltid Provox LaryTube noggrant **FÖRE** VARJE ANVÄNDNING (dvs. före införing), och säkerställ att den är oskadad och inte visar några tecken på slitage. Om du upptäcker någon skada, får inte produkten användas utan ett byte ska göras.

Före införing, skölj produkten med dricksvatten för att ta bort alla rester av desinfektionsmedel (Fig. 2). Säkerställ att du endast för in rena produkter. På sjukhuset är det bättre att använda sterilt vatten, snarare än dricksvatten.

Vid behov kan kanylen smörjas lätt med en liten mängd vattenlösligt smörjmedel. Följande vattenlösliga smörjmedel rekommenderas för användning med Provox LaryTube.

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokain)

VAR FÖRSIKTIG! Använd endast vattenlösliga smörjmedel. Oljebaserade smörjmedel (t.ex. vaselin) kan försvaga, skada eller förstöra produkten och ska aldrig användas.

Säkerställ att du inte smörjer HME-hållaren, HME Cassette eller något tillbehör som ska fästas på Provox LaryTube. Detta kan medföra oavsiktligt lösgörande.

2.2 Användarhandledning

Införing (Fig. 3):

Provox LaryTube Standard och Fenestrated:

För in Provox LaryTube varsamt direkt i trakeostomat. Fäst dessa kanyler antingen med Provox LaryClip eller Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring:

Fäst en a Provox Adhesive och för sedan in en Provox LaryTube genom vidhäftningen in i trakeostomat (Fig. 4a).

Säkerställ att vidhäftningen är centrerad korrekt så att LaryTube inte trycker på sidorna av stomat.

För in Provox HME-systemkomponenten in i HME-hållaren.

OBSERVERA! Vissa patienter kan erfara mer hosta efter införande av LaryTube första gången eller när HME blockeras för tal. Detta avtar när användaren anpassar sig till produkten. Om obehag kvarstår ska LaryTube tas bort.

Borttagning av produkt

1. Håll Provox LaryTube på plats och ta bort Provox HME-systemkomponenten från kanylen (Fig. 5).
2. Ta bort Provox LaryTube från stomat.

OBSERVERA! Införing och/eller borttagning av LaryTube kan ibland orsaka lätt blödning, irritation eller hostningar. Tala om för din läkare om dessa symptom inte försvinner.

2.3 Rengöring och desinfektion

VAR FÖRSIKTIG! Rengör INTE produkten när den sitter inuti stomat. Detta kan leda till skada. Ta alltid bort produkten från stomat före rengöring.

Rengör Provox LaryTube efter varje användning. Använd ingen annan vattenkvalitet än dricksvatten för att rengöra och skölja produkten.

VAR FÖRSIKTIG! Var försiktig så du inte bränner dina fingrar i det varma rengöringsvattnet.

1. Skölj Provox LaryTube i dricksvatten (Fig. 6a).
2. Placera Provox LaryTube i en icke oljebaserad diskmedelslösning (Fig. 6b).
3. Rengör insidan av kanylen med TubeBrush (kanylborste) (Fig. 6c, 6h).
4. Om en perforerad kanyl används ska hålen rengöras med en Provox Brush, se beställningsinformationen (Fig. 6d, 6h).
5. Skölj Provox LaryTube i dricksvatten (Fig. 6e).
6. Desinficera Provox LaryTube åtminstone en gång per dag (Fig. 6f) med någon av följande metoder:
 - 70 % etanol under 10 minuter.
 - 70 % isopropylalkohol under 10 minuter.
 - 3 % väteperoxid under 60 minuter.

VAR FÖRSIKTIG! Använd inte produkten förrän den är helt torr (Fig. 6g). Inandning av ångor från desinfektionsmedel kan orsaka svår hosta och irritation i luftvägarna.

Om Provox LaryTube ser smutsig ut eller har fått lufttorka i ett område med kontaminationsrisk ska produkten både rengöras och desinficeras före användning. En kontaminationsrisk kan föreligga om produkten har tappats på golvet eller om den har varit i kontakt med ett husdjur, om någon har en luftvägsinfektion eller vid annan grov kontamination.

Under sjukhusvistelse är det viktigt att rengöra och desinficera Provox LaryTube efter användning men även före användning på grund av ökad risk för infektion och kontamination. På sjukhuset är det bättre att använda sterilt vatten, snarare än dricksvatten, för rengöring och sköljning.

VAR FÖRSIKTIG! Rengör eller desinficera inte med någon annan metod än beskriven ovan eftersom det kan orsaka produkt- eller personskada.

2.4 Förvaringsanvisningar

När den inte används ska produkten rengöras och desinficeras på det sätt som beskrivs ovan och därefter ska Provox LaryTube förvaras i en ren och torr behållare i rumstemperatur. Skydda den mot direkt solljus.

2.5 Produktens hållbarhetstid

Provox LaryTube kan användas under en maximal period på 6 månader. Om produkten uppvisar några tecken på skada ska den bytas ut tidigare.

2.6 Avfallshantering

Följ alltid medicinsk praxis och nationella föreskrifter rörande biologiska risker vid kassering av en använd medicinsk anordning.

2.7 Tillbehör

VAR FÖRSIKTIG! Använd endast originalkomponenter. Andra tillbehör kan orsaka produktskada och/eller funktionsfel.

Vissa av produkterna som kan användas med Provox LaryTube är:

- Provox HME Cassettes (fukt- och värmeväxlare).
- Provox FreeHands HME (frihands-HME), för tal utan manuell blockering av stomat.
- Provox ShowerAid (duschhjälp) som kan hjälpa till att förhindra att vatten tränger in i LaryTube under duschning.
- En Provox TubeHolder eller Provox LaryClips kan användas som ytterligare stöd för att förebygga så att Provox LaryTube inte faller ut från stomat.
- För Provox LaryTube with Ring används en Provox Adhesive för vidhäftning och för att hålla LaryTube på plats.

Se beställningsinformationen för olika tillgängliga tillbehör.

3. Information för felsökning

Blödning vid stomat

Sluta använda produkten. Efter läkning av trakeostomat försök att successivt öka användningstiden av produkten. Om även korta tidsperioder ger blödning eller om blödningen kvarstår efter produktens borttagning, sluta använda den och be din läkare om råd.

Snabb krympning av stomat

Om du bär Provox LaryTube på grund av ett snabbt krympande trakeostoma, diskutera med din läkare om möjligheten av att ha två produkter (av samma storlek). Detta skulle låta dig ta bort Provox LaryTube från ditt stoma och byta ut den omedelbart mot en ren produkt. Rengöring av den borttagna produkten kan sedan göras när du har fört in den rena LaryTube.

Stomat förstoras under användning

Om ditt trakeostoma förstoras efter användningen av LaryTube, fråga din läkare om det är möjligt för dig att använda två produkter (en med en mindre diameter och en med en större diameter). Detta låter dig använda LaryTube med den större storleken när trakeostomat har förstorats, och LaryTube med den mindre storleken för att låta trakeostomat krympa. Det kanske blir nödvändigt att avbryta användningen av kanylen under natten så att trakeostomat kan krympa. I så fall, diskutera alternativa möjligheter för att fästa HME Cassette med din läkare så att du kan fortsätta använda HME Cassette under natten.

4. Ytterligare information

4.1 Kompatibilitet med MR-undersökning

MR-säker: Denna produkt innehåller inte några metalldelar och har ingen potential för interaktion med MRT-fältet.

4.2 Beställningsinformationen

Se slutet av denna bruksanvisning.

4.3 Hjälpinformation för användaren

För ytterligare hjälp eller information, se baksidan av denna bruksanvisning för kontaktinformation.

1. Deskriptive oplysninger

1.1 Tilsigtet anvendelse

Provox LaryTube er en holder til anordninger i Provox HME System, der er beregnet til stemme- og lungerehabilitering efter total laryngektomi.

For patienter med et skrumpende trakeostoma anvendes den også til at opretholde trakeostomaet med henblik på vejrtrækning.

Provox LaryTube er beregnet til brug for en enkelt patient.

1.2 KONTRAINDIKATIONER

Provox LaryTube er ikke beregnet til at blive brugt af patienter, som:

- er under nogen form for mekanisk ventilation.
- har beskadiget væv i trakea eller trakeostomaet.

1.3 Beskrivelse af anordningen

Provox LaryTube er en tube fremstillet af silikonegummi af medicinsk kvalitet. Anordningens formål er at skabe en behagelig og lufttæt tilpasning mellem Provox LaryTube og trakeostomaet, og også at danne grundlag for fastgørelse af anordninger fra Provox HME System.

De leveres enkeltpakkede, ikke-sterile.

Der findes 3 modeller: Standard, Fenestrated (fenestreret) og with Ring (med ring) (Fig. 1).

Standard modellen og with Ring-versionen kan fenestreres, så der kan komme luft gennem stemmeprotesen for patienter, der bruger stemmeprotese. Hullerne laves ved hjælp af Provox Fenestration Punch (perforatoren) i henhold til den brugsanvisning, der følger med Provox Fenestration Punch (perforatoren), se bestillingsoplysningerne.

Standard versioner (Fig. 1a) – fremstillet til brug med eller uden en stemmeprotese.

Kan fastgøres med en Provox TubeHolder eller Provox LaryClips.

Fenestrated-versioner (Fig. 1b) – Til patienter, der bruger stemmeprotese.

Kan fastgøres med en Provox TubeHolder eller Provox LaryClips.

With Ring-versioner (Fig. 1c) – fremstillet til brug med eller uden en stemmeprotese.

Kan kun fastgøres med Provox Adhesive (plaster).

Provox LaryTubes forskellige dele består af (Fig. 1d-i):

- d) Tube
- e) Skjold (kegleformet)
- f) HME- (fugt- og varmeveksler-) og tilbehørsholder
- g) Vinger
- h) Ring til tilslutning med plaster
- i) Fenestreringshuller

1.4 ADVARSLER

- En brugt Provox LaryTube må **IKKE** genbruges til en anden patient. Denne anordning er kun til brug for en enkelt patient. Genbrug til en anden patient kan forårsage krydskontaminering.
- Brug **IKKE** smørende geler, hvis patienten er allergisk over for disse stoffer.
- **KONTROLLÉR**, at patienten er blevet oplært i brugen af anordningen. Patienten skal demonstrere sin evne til at forstå og følge brugsanvisningen konsekvent uden opsyn af en kliniker.

1.5 FORHOLDSREGLER

- Anvend altid en Provox LaryTube af passende størrelse. Hvis Provox LaryTube er for bred, for smal, for lang eller for kort, kan den forårsage vævsbeskadigelse, blødning eller irritation. Det kan endvidere være sværere at frembringe tale, da LaryTube kan blokere stemmeprotesen. Endvidere kan der ved indføring, fjernelse og tryk på HME Cassette (fugt- og varmevekslerkassetten) blive påført tryk på stemmeprotesen, hvis Provox LaryTube ikke har den rigtige størrelse. En LaryTube der er for smal, kan få stomaet til at skrumpe.
- Anvend **IKKE** kraft under indføring. Indfør og fjern altid Provox LaryTube i henhold til anvisningerne nedenfor. Hvis produktet skubbes for langt ind i trakea, kan det obstruere vejtrækningen. Brug af kraft under indføring kan forårsage vævsbeskadigelse, blødning eller irritation og få stemmeprotesen og/eller XtraFlange, hvis en sådan anvendes, til uforsægtigt at løsne sig.
- Hvis fenestrering er nødvendig, skal man sørge for, at det udføres med Provox Fenestration Punch (perforateren). Derved sikres det, at hullerne er små og glatte. Fenestreringshuller, der er for store, kan få stemmeprotesen eller XtraFlange til at løsne sig. Fenestreringshuller med skarpe kanter kan forårsage dannelse af granulationsvæv. Kontrollér, at der ikke er silikonerester i LaryTubes huller eller lumen efter fenestrering.
- En snavset eller kontamineret Provox LaryTube må **IKKE** anvendes. Rengør og desinficér anordningen ifølge rengørings- og desinfektionsanvisningerne nedenfor.
- En beskadiget anordning må **IKKE** anvendes, da dette kan forårsage aspiration af små dele eller forårsage dannelse af granulationsvæv.

- Brug kun vandopløselige smøremidler. Oliebaserede smøremidler (f.eks. Vaseline) kan svække, beskadige eller ødelægge produktet og må ikke benyttes.
- Overvåg omhyggeligt trakeostomavævet under stråleterapi. Stands brugen af anordningen, hvis stomaet bliver irriteret eller begynder at bløde.
- Patienter med blodningslidelser eller patienter, der tager antikoagulanter, må ikke anvende anordningen, hvis den forårsager tilbagevendende blødning.
- Stands brugen af anordningen, hvis der dannes granulationsvæv i trakeostomaet.
- Anordningen må **IKKE** rengøres, mens den befinder sig inden i stomaet, da det kan forårsage vævsbeskadigelse. Fjern altid anordningen fra stomaet før rengøring.

2. Brugsanvisning

2.1 Klargøring

Valg af korrekt størrelse

Diameter: Provox LaryTube fås med 4 forskellige diametre, 8, 9, 10 og 12. Mål størrelsen af trakeostomaet (største diameter) med en lineal, og afpas Provox LaryTube derefter. Ved trakeostomaer, der har en uregelmæssig form, kan det være svært at opnå en lufttæt tilpasning.

Længde: Provox LaryTube fås i 3 forskellige længder, 27, 36 og 55 mm.

Som en hjælp til at vælge, hvilke(n) størrelse(r) LaryTube, der skal ordineres til patienten, kan klinikerne benytte et Provox LaryTube Sizer Kit (størrelsesmålingskit til Provox LaryTube). Størrelsesmålingskittet indeholder prøver ("størrelsesmålere") af kommercielt tilgængelige Provox LaryTube.

FORSIGTIG: Sørg altid for, at LaryTube ikke sidder fast i stemmeprotensens trakeale flange under tilpasning (Fig. 3).

Klargøring til indføring

Kontrollér inden brug første gang, at størrelsen er korrekt, og at pakningen ikke er beskadiget eller åbnet. Ellers må anordningen ikke anvendes.

Sørg for, at hænderne er grundigt rene og tørre, før de placeres i stomaområdet eller før håndtering af Provox LaryTube og/eller tilbehør.

Sørg for at have et spejl og tilstrækkeligt lys til rådighed til at oplyse stomaet. Inspicér altid Provox LaryTube grundigt FØR HVER BRUG (dvs. før indføring), og kontrollér, at den er ubeskadiget og ikke viser tegn på revner, knæk eller knaster. Hvis der findes beskadigelse, må produktet ikke anvendes, og der skal skaffes en erstatning.

Før indføring skylles anordningen med drikkevand for at fjerne eventuelle rester af desinficeringsmiddel (Fig. 2). Sørg for kun at indføre rene anordninger. I et hospitalsmiljø er det bedre at anvende sterilt vand frem for drikkevand.

Hvis det er nødvendigt, smøres tuben let med lidt vandopløseligt smøremiddel. Følgende vandopløselige smøremidler anbefales til brug med Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokain)

FORSIGTIG: Brug kun vandopløselige smøremidler. Oliebaserede smøremidler (f.eks. Vaseline) kan svække, beskadige eller ødelægge produktet og bør ikke anvendes på noget tidspunkt.

Sørg for ikke at smøre HME-holderen (fugt- og varmeveksler-holderen), HME Cassette (fugt- og varmevekslerkassetten) eller tilbehør, som skal holdes af Provox LaryTube. Dette kan føre til uforsættelig løsning.

2.2 Betjeningsvejledning

Indføring (Fig. 3):

Provox LaryTube Standard og Fenestrated:

Før forsigtigt Provox LaryTube direkte ind i trakeostomaet. Disse tuber fastgøres enten med Provox LaryClip eller Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (med ring):

Fastgør et Provox Adhesive (plaster), og indfør derefter Provox LaryTube forsigtigt gennem plasteret og ind i trakeostomaet (Fig. 4a).

Sørg for, at plasteret er centreret korrekt, så LaryTube ikke presser på stomaets sider.

Før Provox HME-systemkomponenten ind i HME-holderen (fugt- og varmevekslerholderen).

BEMÆRK: Nogle patienter kan opleve mere hoste efter indføring af LaryTube første gang, eller når de okkluderer HME (fugt- og varmeveksleren) for at tale. Dette mindskes som regel, efterhånden som brugeren vænner sig til anordningen. Hvis der fortsat er ubehag, skal LaryTube fjernes.

Fjernelse af anordningen

1. Hold Provox LaryTube på plads, og fjern Provox HME-systemkomponenten fra tuben (Fig. 5).
2. Fjern Provox LaryTube fra stomaet.

BEMÆRK: Indføring og/eller fjernelse af LaryTube kan af og til forårsage let blødning, irritation eller hoste. Giv klinikerens besked, hvis disse symptomer fortsætter.

2.3 Rengøring og desinficering

FORSIGTIG: Anordningen må IKKE rengøres, mens den befinder sig inden i stomaet. Dette kan forårsage personskade. Fjern altid anordningen fra stomaet før rengøring.

Rengør Provox LaryTube efter hver brug. Der må ikke bruges andet vand end drikkevand til at rengøre og skylle anordningen.

FORSIGTIG: Pas på ikke at brænde fingrene i det varme rengøringsvand.

1. Skyl Provox LaryTube med drikkevand (Fig. 6a).
2. Læg Provox LaryTube i et opvaskemiddel, der ikke er oliebaseret (Fig. 6b).
3. Rengør tuben indvendigt med Provox TubeBrush (tubebørste) (Fig. 6c, 6h).
4. Hvis der anvendes en fenestreret tube, skal hullerne rengøres med en Provox Brush (børste), se bestillingsoplysningerne (Fig. 6d, 6h).
5. Skyl Provox LaryTube med drikkevand (Fig. 6e).
6. Desinficér Provox LaryTube mindst en gang om dagen (Fig. 6f) vha. en af følgende metoder:
 - Ethanol 70 % i 10 minutter
 - Isopropylalkohol 70 % i 10 minutter
 - Brintoverilte 3 % i 60 minutter

FORSIGTIG: Anordningen må ikke anvendes, før den er fuldstændig tør (Fig. 6g). Indånding af desinficerende dampe kan forårsage svær hoste og irritation af luftvejene.

Hvis Provox LaryTube ser snavset ud eller er blevet lufttørret på et område med risiko for kontaminering, skal anordningen både rengøres og desinficeres før brug. Der kan være risiko for kontaminering, hvis anordningen er faldet på gulvet, eller hvis den har været i kontakt med et kæledyr, en person med en respirationsinfektion eller andre former for voldsom kontaminering.

Under hospitalsindlæggelse er det vigtigt både at rengøre og desinficere Provox LaryTube efter brug, men også før brug, da der er en øget risiko for infektion og kontaminering. På et hospital er det bedst at bruge sterilt vand til rengøring og skylning frem for drikkevand.

FORSIGTIG: Rengøring eller desinficering må ikke foretages efter andre metoder end de, der er beskrevet ovenfor, da dette kan forårsage produktbeskadigelse og patientskade.

2.4 Opbevaringsvejledning

Når den ikke er i brug, rengøres og desinficeres anordningen som beskrevet ovenfor, hvorefter Provox LaryTube opbevares i en ren og tør beholder ved stuetemperatur. Beskyttes mod direkte sollys.

2.5 Anordningens levetid

Provox LaryTube kan anvendes i en maksimumsperiode på 6 måneder. Hvis anordningen viser tegn på beskadigelse, skal den udskiftes tidligere.

2.6 Bortskaffelse

Bortskaffelse af en brugt medicinsk anordning skal altid foretages i henhold til medicinsk praksis og nationale krav vedrørende biologisk risiko.

2.7 Tilbehør

FORSIGTIG: Brug kun originale komponenter. Andet tilbehør kan forårsage produktbeskadigelse og/eller fejlfunktion.

Nogle af de anordninger, som kan anvendes sammen med Provox LaryTube er:

- Provox HME Cassettes (fugt- og varmevekslere).
- Provox FreeHands HME (frihåndsfugt- og varmeveksler), til tale uden manuel stomaokklusion.
- Provox ShowerAid (brusehjælp), som kan hjælpe med at forhindre vand i at trænge ind i LaryTube under brusebad.
- En Provox TubeHolder eller Provox LaryClips kan anvendes som yderligere støtte for at forhindre Provox LaryTube i at falde ud af stomaet.
- Til Provox LaryTube with Ring (med ring) anvendes et Provox Adhesive (plaster) til at fastgøre og holde LaryTube på plads.

Se venligst bestillingsoplysningerne for forskellige tilgængelige tilbehør.

3. Fejlfindingsoplysninger

Blødning i stomaet

Standse brugen af anordningen. Efter at trakeostomaet er helet, skal man prøve gradvist at øge den tid, anordningen bruges. Hvis selv korte tidsperioder forårsager blødning, eller hvis blødningen fortsætter efter fjernelse af anordningen, skal man standse brugen og spørge klinikerens til råds.

Hurtig skrumpning af stomaet

Hvis Provox LaryTube anvendes pga. et hurtigt skrumpende trakeostoma, kan man drøfte muligheden for at have to anordninger (af samme størrelse) med klinikerens. Derved bliver det muligt at fjerne Provox LaryTube fra stomaet og straks erstatte den med en ren. Rengøring af den fjernede anordning kan så foretages, efter at den rene LaryTube er blevet indført.

Stomaet forstørres under brug

Hvis trakeostomaet bliver forstørret efter brug af LaryTube, kan man spørge klinikerens, om det er muligt at bruge to anordninger (en med en lille diameter og en med en stor diameter). Derved bliver det muligt at bruge den store størrelse LaryTube, når trakeostomaet er blevet forstørret, og den lille størrelse LaryTube

giver trakeostomaet mulighed for at skrumpe ind. Det kan blive nødvendigt at standse brug af tuben om natten, så trakeostomaet kan skrumpe ind. I så fald kan man drøfte med klinikerens, om der er alternative muligheder for at fastgøre HME Cassette (fugt- og varmevekslerkassetten), så HME Cassette (fugt- og varmevekslerkassetten) fortsat kan anvendes om natten.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Kompatibilitet med MR-undersøgelse

MR-sikker: Denne anordning indeholder ingen metalelementer og har ikke potentiale for interaktion med MR-feltet.

4.2 Bestillingsoplysninger

Se sidst i denne brugsanvisning.

4.3 Hjælpeoplysninger til brugeren

Se kontaktoplysningerne på bagsiden af denne brugsanvisning for yderligere hjælp eller information.

1. Beskrivelse

1.1 Tiltenkt bruk

Provox LaryTube er en holder for anordninger i Provox HME-systemet beregnet på stemme- og lungerehabilitering etter total laryngektomi.

For pasienter med en reduserende trakeostoma brukes den også til å opprettholde trakeostoma for pusting.

Provox LaryTube er tiltenkt brukt på én pasient.

1.2 KONTRAINDIKASJONER

Provox LaryTube er ikke tiltenkt brukt av pasienter som:

- får noen form for mekanisk ventilering.
- har skadet trakea- eller trakeostomavev.

1.3 Beskrivelse av anordningen

Provox LaryTube er et rør laget av silikongummi av medisinsk kvalitet. Formålet med anordningen er å danne en bekvemmelig og lufttett tilpasning mellom Provox LaryTube og trakeostoma, og i tillegg sørge for tilkobling for anordninger fra Provox HME-systemet.

De leveres individuelt pakket, ikke sterile.

Det er 3 modeller: Standard, Fenestrated (fenestrert) og with Ring (med ring) (fig. 1).

Standard-modellen og with Ring (med ring)-versjonen kan fenestreres slik at luft kan gå gjennom taleprotesen for brukere av taleprotesen. Hullene lages ved å bruke Provox Fenestration Punch (fenestreringsstanse) i samsvar med bruksanvisningen som følger med Provox Fenestration Punch, se bestillingsinformasjonen.

Standard-versjoner (fig. 1a) – laget for bruk med eller uten en taleprotese. Kan festes med en Provox TubeHolder (rørholder) eller Provox LaryClips.

Fenestrated-versjoner (fig. 1b) – For brukere av taleprotese. Kan festes med en Provox TubeHolder (rørholder) eller Provox LaryClips.

With Ring-versjoner (fig. 1c) – laget for bruk med eller uten en taleprotese. Kan bare festes med et Provox Adhesive (klebemateriale).

De ulike delene på Provox LaryTube er (fig. 1d-i):

d) Rør

e) Skjerm (konisk)

- f) HME (fukt- og varmeveksler) og tilbehørsholder
- g) Vinger
- h) Ring for tilkobling med klebemateriale
- i) Fenestreringshuller

1.4 ADVARSLER

- **IKKE** bruk en brukt Provox LaryTube på nytt i en annen pasient. Anordningen er kun til bruk på én pasient. Gjenbruk i en annen pasient kan føre til krysskontaminasjon.
- **IKKE** bruk smørende gel hvis pasienten har allergier tilknyttet disse midlene.
- **PÅSE** at pasienten har fått opplæring i bruken av anordningen. Pasienten skal vise evne til å forstå og konsekvent følge bruksanvisningen uten klinikerens tilsyn.

1.5 FORHOLDSREGLER

- Bruk alltid Provox LaryTube med egnet størrelse. Hvis Provox LaryTube er for bred, for smal, for lang eller for kort, kan den føre til vevsskade, blødning eller irritasjon. I tillegg kan det bli vanskeligere å generere stemme fordi LaryTube kan blokkere taleprotesen. Innsetting, fjerning og pressing på HME Cassette (HME-kassetten) kan legge press på taleprotesen hvis Provox LaryTube ikke har riktig størrelse. En LaryTube som er for smal, kan føre til at stoma blir redusert.
- **IKKE** bruk makt under innsettingen. Sett alltid inn og fjern Provox LaryTube i samsvar med instruksjonene nedenfor. Hvis produktet presses for langt inn i trakea, kan det hindre pusting. Hvis det brukes makt under innsetting, kan det forekomme vevsskade, blødning eller irritasjon og utilsiktet forflytning av taleprotesen og/eller XtraFlange hvis brukt.
- Hvis fenestring er nødvendig, må du påse at det utføres med Provox Fenestration Punch (fenestreringsstans). Dette vil sikre at hullene er små og glatte. Fenestreringshull som er for store, kan føre til at taleprotesen eller XtraFlange forflyttes. Fenestreringshull med skarpe kanter kan føre til at det dannes granulasjonsvev. Sørg for at det ikke er silikonrester igjen i hullene eller i lumenet på LaryTube etter fenestring.
- **IKKE** bruk en skitten eller kontaminert Provox LaryTube. Rengjør og desinfiser anordningen i samsvar med rengjørings- og desinfiseringsinstruksjonene nedenfor.
- **IKKE** bruk en skadet anordning, da dette kan forårsake aspirasjon av små deler eller føre til at det dannes granulasjonsvev.
- Bruk bare vannløselige smøremidler. Oljebaserte smøremidler (f.eks. Vaseline) kan svekke, skade eller ødelegge produktet, og skal ikke brukes.
- Overvåk trakeostomavevet nøye under strålebehandling. Slutt å bruke anordningen hvis stoma blir irritert eller begynner å blø.

- Pasienter med blødningslidelser eller pasienter på antikoagulantia må ikke bruke anordningen hvis den forårsaker blødning som inntreffer flere ganger.
- Slutt å bruke anordningen hvis det dannes granulassjonsvev i trakeostoma.
- **IKKE** rengjør anordningen mens den er i stoma, da dette kan føre til vevsskade. Fjern alltid anordningen fra stoma før rengjøring.

2. Bruksanvisning

2.1 Klargjøring

Velge riktig størrelse

Diameter: Provox LaryTube er tilgjengelig i 4 ulike diametere, 8, 9, 10 og 12. Mål størrelsen på trakeostoma (største diameter) med en linjal, og tilpass Provox LaryTube deretter. Det kan være vanskelig å oppnå en lufttett tilpasning i trakeostoma med uregelmessig form.

Lengde: Provox LaryTube er tilgjengelig i 3 ulike lengder, 27, 36 og 55 mm.

Til hjelp med å velge hvilke(n) størrelse(r) av LaryTube som skal foreskrives til pasienten, kan klinikeren bruke et Provox LaryTube Sizer Kit (størrelsesmålesett). Størrelsesmålesettet inneholder prøver ("størrelsesmålere") på kommersielt tilgjengelige Provox LaryTube.

FORSIKTIG: Pass alltid på at LaryTube ikke hektes på taleprotesens trakeakrage (fig. 3) under tilpasning.

Klargjøring for innsetting

Kontroller før første gangs bruk at du har riktig størrelse og at pakningen ikke er skadet eller åpnet. Ellers må den ikke brukes.

Kontroller at hendene dine er helt rene og tørre før du plasserer dem i området med stoma eller håndterer Provox LaryTube og/eller tilbehør.

Ha et speil og tilstrekkelig med lys til å belyse stoma.

Undersøk alltid Provox LaryTube nøye FØR HVER BRUK (dvs. før innsetting), og påse at den ikke er skadet og ikke viser tegn til revner, sprekker eller skorper. Hvis du oppdager skade, må du ikke bruke produktet, og skaffe en erstatning.

Før innsetting skyller du anordningen med drikkevann for å fjerne eventuelle rester etter desinfiseringsmidler (fig. 2). Pass på at du bare setter inn rene anordninger. I en sykehussituasjon er det bedre å bruke sterilt vann enn drikkevann.

Hvis nødvendig, smør røret lett med en liten mengde vannløselig smøremiddel. Følgende vannløselige smøremidler er anbefalt for bruk sammen med Provox LaryTube:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokain)

FORSIKTIG: Bruk bare vannløselige smøremidler. Oljebaserte smøremidler (f.eks. Vaseline) kan svekke, skade eller ødelegge produktet, og skal ikke brukes på noe tidspunkt.

Pass på at du ikke smører HME-holderen, HME Cassette (HME-kassetten) eller noe tilbehør som skal holdes av Provox LaryTube. Dette kan føre til utilsiktet løsning.

2.2 Bruksanvisning

Innsetting (fig. 3):

Provox LaryTube Standard og Fenestrated:

Sett forsiktig Provox LaryTube direkte inn i trakeostoma. Fest disse rørene med enten Provox LaryClip eller Provox TubeHolder (fig. 4b–c).

Provox LaryTube with Ring:

Fest et Provox Adhesive (klebemateriale) og sett deretter Provox LaryTube forsiktig gjennom klebematerialet inn i trakeostoma (fig. 4a).

Pass på at klebematerialet er riktig sentrert slik at LaryTube ikke presser på sidene av stoma.

Sett Provox HME-systemkomponenten inn i HME-holderen.

MERKNAD: Enkelte pasienter kan oppleve mer hosting etter innsetting av LaryTube for første gang eller når HME okkluderes for å snakke. Dette avtar vanligvis når brukeren venner seg til anordningen. Hvis ubehaget vedvarer, skal LaryTube fjernes.

Fjerne anordningen

1. Hold Provox LaryTube på plass og fjern Provox HME-systemkomponenten fra røret (fig. 5).
2. Fjern Provox LaryTube fra stoma.

MERKNAD: Innsetting og/eller fjerning av LaryTube kan av og til føre til lett blødning, irritasjon eller hosting. Informer klinikerens hvis disse symptomene vedvarer.

2.3 Rengjøring og desinfisering

FORSIKTIG: IKKE rengjør anordningen mens den er inne i stoma. Det kan føre til skade. Fjern alltid anordningen fra stoma før rengjøring.

Rengjør Provox LaryTube etter hver bruk. Ikke bruk annet vann enn drikkevann til rengjøring og skylling av anordningen.

FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke brenner fingrene i det varme rengjøringsvannet.

1. Skyll Provox LaryTube i drikkevann (fig. 6a).
2. Legg Provox LaryTube i ikke-oljebasert oppvasksåpe (fig. 6b).
3. Rengjør innsiden av røret med Provox TubeBrush (rørborste) (fig. 6c, 6h).
4. Hvis et fenestrert rør brukes, skal hullene rengjøres med en Provox Brush (børste). Se bestillingsinformasjon (fig. 6d, 6h).
5. Skyll Provox LaryTube i drikkevann (fig. 6e).
6. Desinfiser Provox LaryTube minst én gang om dagen (fig. 6f) med en av følgende metoder:
 - Etanol 70 % i 10 minutter
 - Isopropylalkohol 70 % i 10 minutter
 - Hydrogenperoksid 3 % i 60 minutter

FORSIKTIG: Ikke bruk anordningen før den er helt tørr (fig. 6g). Innånding av damp fra desinfeksjonsmidler kan gi alvorlig hoste og irritasjon i luftveiene.

Hvis Provox LaryTube ser skitten ut eller har lufttørket på et sted med risiko for kontaminasjon, må anordningen både rengjøres og desinfiseres før bruk. En fare for kontaminasjon kan være til stede hvis anordningen har falt i gulvet eller hvis den har vært i kontakt med et kjæledyr, noen med luftveisinfeksjon eller noen annen grov kontaminasjon.

Ved sykehusinnleggelse er det viktig å både rengjøre og desinfisere Provox LaryTube etter bruk, men også før bruk, da det er økt risiko for infeksjon og kontaminasjon. På et sykehus er det bedre å bruke sterilt vann til rengjøring og skylling enn drikkevann.

FORSIKTIG: Ikke rengjør eller desinfiser med noen annen metode enn beskrevet ovenfor, da dette kan forårsake produktskade og pasientskade.

2.4 Oppbevaringsanvisninger

Rengjør og desinfiser anordningen som beskrevet ovenfor når den ikke er i bruk, og oppbevar deretter Provox LaryTube i en ren og tørr beholder i romtemperatur. Må beskyttes mot direkte sollys.

2.5 Anordningens levetid

Provox LaryTube kan brukes i en maksimumsperiode på 6 måneder. Hvis anordningen viser noe tegn til skade, skal den byttes ut tidligere.

2.6 Avhending

Følg alltid medisinsk praksis og nasjonale krav angående biologiske farer når en brukt medisinsk anordning skal avhendes.

2.7 Tilbehør

FORSIKTIG: Bruk bare originalkomponenter. Annet tilbehør kan føre til at produktet blir skadet og/eller ikke virker som det skal.

Noen av anordningene som kan brukes med Provox LaryTube, er:

- Provox HME Cassettes (kassetter) (Heat and Moisture Exchangers (fukt- og varmevekslere)).
- Provox FreeHands HME (frihånds fukt- og varmeveksler), for tale uten manuell stomaokklusjon.
- Provox ShowerAid (dusjhjelp) som kan hjelpe med å unngå at det kommer vann inn i LaryTube under dusjing.
- En Provox TubeHolder eller Provox LaryClips kan brukes til ekstra støtte for å hindre at Provox LaryTube faller ut av stoma.
- For Provox LaryTube with Ring (med ring) brukes Provox Adhesive (klebemateriale) som fester, og holder LaryTube på plass.

Se bestillingsinformasjon angående forskjellig tilgjengelig tilbehør.

3. Informasjon om feilsøking

Blødning i stoma

Slutt å bruke anordningen. Etter at trakeostoma er tilhelet, prøv gradvis å øke varigheten på bruk av anordningen. Hvis selv korte perioder fører til blødning eller hvis blødningen vedvarer etter fjerning av anordningen, må du slutte å bruke den, og kontakte klinikeren.

Hurtig reduksjon av stoma

Hvis du bruker Provox LaryTube på grunn av hurtig reduksjon av trakeostoma, må du spørre klinikeren om muligheten for å ha to anordninger (med samme størrelse). Dette vil la deg fjerne Provox LaryTube fra stoma og umiddelbart erstatte den med en som er ren. Rengjøring av den fjernede anordningen kan så utføres etter at du har satt inn den rene LaryTube.

Stoma forstørres under bruk

Hvis trakeostoma forstørres etter at LaryTube har vært brukt, må du spørre klinikeren om det er mulig for deg å bruke to anordninger (én med mindre diameter og én med større diameter). Da kan du bruke LaryTube med den store størrelsen når trakeostoma er forstørret, og LaryTube med den mindre størrelsen slik at trakeostoma kan bli redusert. Det kan være nødvendig å slutte å bruke røret om natten, slik at trakeostoma kan bli redusert. I det tilfellet må du spørre klinikeren om alternative metoder for å koble til HME Cassette (HME-kassetten) slik at du kan fortsette å bruke HME Cassette (HME-kassetten) om natten.

4. Tilleggsinformasjon

4.1 Kompatibilitet med MR-undersøkelse

MR-sikker: Denne anordningen inneholder ingen metallelementer og har ikke potensial for interaksjon med MR-feltet.

4.2 Bestillingsinformasjon

Se bakerst i denne bruksanvisningen.

4.3 Informasjon til hjelp for brukeren

Du finner kontaktopplysninger for ytterligere hjelp eller informasjon bak på omslaget til denne bruksanvisningen.

1. Tuotetiedot

1.1 Käyttötarkoitus

Provox LaryTube on pidike Provox HME -järjestelmän laitteille, jotka on tarkoitettu puhe- ja keuhkokuntoutusta varten täydellisen kurkunpäänpoiston jälkeen.

Pidikettä käytetään myös trakeostooman säilyttämiseen hengitystä varten niillä potilailla, joiden trakeostooma kutistuu.

Provox LaryTube on tarkoitettu potilaskohtaiseen käyttöön.

1.2 VASTA-AIHEET

Provox LaryTube -laitetta ei ole tarkoitettu seuraavanlaisille potilaille:

- mitä tahansa mekaanista ventilaatiohoitoa saavat potilaat
- potilaat, joiden henkitorvi- tai trakeostoomakudos on vaurioitunut.

1.3 Välineen kuvaus

Provox LaryTube on putki, joka on valmistettu lääketieteellisen laadun silikonikumista. Laitteen avulla Provox LaryTuben ja trakeostooman välille luodaan miellyttävä ja ilmatiivis liitos ja saadaan kiinnityskohta Provox HME -järjestelmän laitteita varten.

Laitteet toimitetaan yksittäin pakattuina ja epästeriileinä.

Saatavana on 3 mallia: Standard (tavallinen), Fenestrated (fenestroitu) ja with Ring (varustettu renkaalla) (kuva 1).

Standard-malli ja with Ring -versio voidaan fenestroida siten, että ilma voi päästä ääniproteesin läpi, jos sellaista käytetään. Reiät lävistetään Provox Fenestration Punch -työkalun avulla Provox Fenestration Punch -työkalun mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Katso tilaustietoja.

Standard-versiot (kuva 1a) – tarkoitettu käytettäväksi ääniproteesin kanssa tai ilman sitä.

Voidaan kiinnittää Provox TubeHolder- tai Provox LaryClips -pidikkeen avulla.

Fenestrated-versiot (kuva 1b) – ääniproteesin käyttäjille.

Voidaan kiinnittää Provox TubeHolder- tai Provox LaryClips -pidikkeen avulla.

With Ring-versiot (kuva 1c) – tarkoitettu käytettäväksi ääniproteesin kanssa tai ilman sitä.

Voidaan kiinnittää vain Provox Adhesive -liimapohjalla.

Provox LaryTube -laitteen eri osat (kuvat 1d–i):

- d) putki
- e) suojus (kartionmuotoinen)
- f) HME:n ja lisävarusteiden pidike
- g) siivekkeet
- h) rengas liimapohjakiinnitystä varten
- i) fenestrintireiät

1.4 VAROITUKSET

- Käytettyä Provox LaryTube -laitetta **EI SAA** käyttää uudelleen toisella potilaalla. Laite on tarkoitettu vain potilaskohtaiseen käyttöön. Uudelleenkäyttö toisella potilaalla saattaa aiheuttaa ristikontaminaation.
- Liukastavia geelejä **EI SAA** käyttää, jos potilaalla on näihin aineisiin liittyviä allergioita.
- **MUISTA** varmistaa, että potilaalle on opetettu laitteen käyttö. Potilaan on osoitettava ymmärtävänsä käyttöohjeet ja kykenevänsä johdonmukaisesti noudattamaan niitä ilman lääkärin ohjausta.

1.5 VAROTOIMET

- Käytä aina sopivan kokoista Provox LaryTube -laitetta. Jos Provox LaryTube on liian leveä, liian kapea, liian pitkä tai liian lyhyt, se saattaa vaurioittaa kudosta tai aiheuttaa verenvuotoa tai ärsytystä. Lisäksi äänen tuottaminen saattaa olla vaikeampaa, koska LaryTube saattaa tukkia ääniproteesin. HME Cassette -kasetin asettaminen, poistaminen ja painaminen saattaa puristaa ääniproteesia, jos Provox LaryTube ei ole oikean kokoinen. Liian kapea LaryTube saattaa aiheuttaa stooman kutistumista.
- Asettamisen aikana **EI SAA** käyttää voimaa. Aseta ja poista Provox LaryTube aina alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos tuote työnnetään liian pitkälle henkitorveen, laite saattaa tukkia hengityksen. Voiman käyttäminen asettamisen aikana saattaa vaurioittaa kudosta tai aiheuttaa verenvuotoa tai ärsytystä sekä ääniproteesin ja/tai XtraFlange-laitteen tahattoman irtoamisen, jos sellaista käytetään.
- Jos fenestrintia tarvitaan, varmista, että se tehdään Provox Fenestration Punch -työkalun avulla. Näin varmistetaan reikien pieni koko ja tasaisuus. Liian suuret fenestrintireiät saattavat aiheuttaa ääniproteesin tai XtraFlange-laitteen irtoamisen. Teräväreunaiset fenestrintireiät saattavat aiheuttaa granulaatiokudoksen muodostumista. Varmista, ettei mitään silikonijäämiä ole jäänyt LaryTube-laitteen reikiin tai onteloon fenestroinnin jälkeen.
- Likaista tai kontaminoitunutta Provox LaryTube -laitetta **EI SAA** käyttää. Puhdista ja desinfioi laite alla olevien puhdistus- ja desinfiointiohjeiden mukaisesti.
- Vahingoittunutta laitetta **EI SAA** käyttää, sillä tämä voi aiheuttaa pienten osien vetämisen henkitorveen tai arpikudoksen muodostumisen.

- Käytä ainoastaan vesiliukoisia liukastusaineita. Öljypohjaiset liukastusaineet (esim. Vaseline) saattavat heikentää, vaurioittaa tai tuhota tuotetta. Niitä ei saa koskaan käyttää.
- Seuraa trakeostoomakudosta huolella sädehoidon aikana. Lopeta laitteen käyttö, jos stoomassa esiintyy ärsytystä tai verenvuotoa.
- Jos laitteen käyttö aiheuttaa toistuvaa verenvuotoa, laitetta ei saa käyttää potilaille, joilla on verenvuotoon liittyviä sairauksia tai jotka saavat antikoagulanttihoitoa.
- Laitteen käyttö on lopetettava, jos trakeostoomaan muodostuu arpikudosta.
- Laitetta **EI SAA** puhdistaa, kun se on stooman sisällä, sillä tämä saattaa aiheuttaa kudolvaurion. Poista laite aina stoomasta ennen puhdistamista.

2. Käyttöohjeet

2.1 Valmistelu

Oikean koon valitseminen

Läpimitta: Käytettävissä on 4 kooltaan erilaista Provox LaryTube -laitetta (8, 9, 10 ja 12). Mittaa trakeostooman koko (suurin läpimitta) viivottimella ja valitse sopiva Provox LaryTube sen mukaisesti. Jos kyseessä ovat epäsäännöllisen muotoiset trakeostoomat, voi olla vaikeaa saavuttaa ilmatiivistä liitosta.

Pituus: Käytettävissä on pituudeltaan 3 erilaista Provox LaryTube -laitetta (27, 36 ja 55 mm).

Lääkäri voi helpottaa potilaalle määrättävän LaryTube-laitteen koon päättämistä Provox LaryTube Sizer Kit -mittauspakkauksen avulla. Mittauspakkaus sisältää markkinoilla olevien Provox LaryTube -laitteiden näytteitä ("mittakappaleet").

HUOMIO: Varmista aina sovittamisen aikana, että LaryTube ei kosketa ääniproteesin ulkosiivekettä (kuva 3).

Asettamisen valmistelu

Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että laite on oikean kokoinen ja ettei pakkaus ole vahingoittunut tai avattu. Muussa tapauksessa laitetta ei saa käyttää. Varmista, että kädet ovat täysin puhtaat ja kuivat, ennen kuin niillä kosketetaan stooma-aluetta tai ennen kuin Provox LaryTube -laitetta ja/tai lisävarusteita käsitellään.

Valaise stoomaa peilillä ja riittävällä valolla.

Tarkasta Provox LaryTube aina huolella ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ (ts. ennen asettamista). Varmista, että laite on vahingoittumaton ja ettei siinä ole mitään kulumien, murtumien tai karstan merkkejä. Jos havaitset jonkin vaurion, tuotetta ei saa käyttää. Hanki korvaava tuote.

Huuhtele laite juomavedellä ennen asettamista mahdollisten desinfiointiaineiden poistamiseksi (kuva 2). Muista asettaa vain puhtaita laitteita. Sairaalaympäristössä on parempi käyttää steriiliä vettä juomaveden sijaan.

Voit tarvittaessa voidella putkea pienellä määrällä vesiliukoista liukastusainetta. Provox LaryTube -laitteen kanssa suositellaan käytettäväksi seuraavia vesiliukoisia liukastusaineita:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®] / (lidokaiini)

HUOMIO: Käytä ainoastaan vesiliukoisia liukastusaineita. Öljypohjaiset liukastusaineet (esim. Vaseline) saattavat heikentää, vaurioittaa tai tuhota tuotetta. Niitä ei saa koskaan käyttää.

Muista, ettet saa voidella HME-pidikettä, HME Cassette -kasettia tai mitään lisävarustetta, jota Provox LaryTube pitää paikallaan. Tämä saattaisi aiheuttaa tahattoman irtoamisen.

2.2 Ohjeet käyttöä varten

Asetus (kuva 3):

Provox LaryTube Standard ja Fenestrated:

Aseta Provox LaryTube varovasti suoraan trakeostoomaan. Kiinnitä nämä putket joko Provox LaryClip- tai Provox TubeHolder -pidikkeellä (kuvat 4b–c).

Provox LaryTube with Ring:

Kiinnitä Provox Adhesive -liimapohja ja aseta sitten Provox LaryTube varovasti liimapohjan läpi trakeostoomaan (kuva 4a).

Varmista, että liimapohja keskitetään oikein siten, että LaryTube ei paina stooman reunoja.

Aseta Provox HME -järjestelmän osa HME-pidikkeeseen.

HUOMAUTUS: Jotkin potilaat saattavat yskiä enemmän sen jälkeen, kun LaryTube-laite asetetaan ensimmäistä kertaa, tai kun he tukkivat HME-laitteen puheenmuodostusta varten. Tämä yleensä vähenee, kun käyttäjä tottuu laitteeseen. Jos LaryTube tuntuu edelleen epämiellyttävältä, se on poistettava.

Laitteen poistaminen

1. Pidä Provox LaryTube paikoillaan ja irrota Provox HME -järjestelmän osa putkesta (kuva 5).
2. Poista Provox LaryTube stoomasta.

HUOMAUTUS: LaryTube-laitteen asetus- tai poistotoimenpiteet saattavat toisinaan aiheuttaa vähäistä verenvuotoa, ärsytystä tai yskintää. Kerro lääkärille, jos nämä oireet jatkuvat.

2.3 Puhdistus ja desinfiointi

HUOMIO: Laitetta EI SAA puhdistaa, kun se on stooman sisällä. Tämä voi aiheuttaa vamman. Poista laite aina stoomasta ennen puhdistamista.

Puhdista Provox LaryTube jokaisen käyttökerran jälkeen. Laitteen puhdistukseen ja huuhteluun ei saa käyttää muunlaista vettä kuin juomavettä.

HUOMIO: Varo, ettet polta sormiasi lämpimässä puhdistusvedessä.

1. Huuhtelee Provox LaryTube juomavedessä (kuva 6a).
2. Aseta Provox LaryTube tiskiaineeseen, joka ei ole öljypohjaista (kuva 6b).
3. Puhdista putken sisäosa Provox TubeBrush -harjalla (kuva 6c, 6h).
4. Jos käytetään fenestroitua putkea, reiät on puhdistettava Provox Brush -harjalla. Katso tilaustietoja (kuva 6d, 6h).
5. Huuhtelee Provox LaryTube juomavedessä (kuva 6e).
6. Desinfioi Provox LaryTube vähintään kerran päivässä (kuva 6f) jollakin seuraavista menetelmistä:
 - 70-prosenttinen etanoli 10 minuutin ajan
 - 70-prosenttinen isopropanoli (=isopropyylialkoholi) 10 minuutin ajan
 - 3-prosenttinen vetyperoksidi 60 minuutin ajan.

HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää, ennen kuin se on kokonaan kuiva (kuva 6g). Desinfiointihöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta yskintää ja hengitystieinfektiopotilasta tai muuta selkeää kontaminaatiolähdettä, kontaminoitumisvaara on olemassa.

Jos Provox LaryTube näyttää likaiselta tai on kuivunut ilmassa alueella, jossa on kontaminoitumisvaara, laite on sekä puhdistettava että desinfioitava ennen käyttöä. Jos laite on pudonnut lattialle tai koskettanut kotieläintä, hengitystieinfektiopotilasta tai muuta selkeää kontaminaatiolähdettä, kontaminoitumisvaara on olemassa.

Sairaalahoidon aikana on tärkeää sekä puhdistaa että desinfioida Provox LaryTube käytön jälkeen, mutta myös ennen käyttöä, sillä infektion ja kontaminaation vaara on suurentunut. Sairaalassa on parempi käyttää steriiliä vettä puhdistukseen ja huuhteluun juomaveden sijaan.

HUOMIO: Laitetta ei saa puhdistaa eikä desinfioida millään muulla kuin edellä kuvatulla menetelmällä, jotta tuotteen vahingoittuminen ja potilasvamma vältetään.

2.4 Säilytysohjeet

Kun Provox LaryTube ei ole käytössä, puhdista ja desinfioi se edellä kuvatulla tavalla ja säilytä sitä sitten puhtaassa ja kuivassa astiassa huoneenlämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta.

2.5 Välineen käyttöikä

Provox LaryTube -laitetta voidaan käyttää enintään 6 kuukauden ajan. Jos laitteessa näkyy mitään vaurioiden merkkejä, se täytyy vaihtaa uuteen aikaisemmin.

2.6 Hävittäminen

Noudata aina lääketieteellistä käytäntöä ja biovaarallisia aineita koskevia kansallisia vaatimuksia lääkinnällistä laitetta hävitettäessä.

2.7 Lisävarusteet

HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä osia. Muut lisävarusteet saattavat vahingoittaa laitetta ja/tai aiheuttaa toimintavian.

Joitakin laitteita, joita voidaan pitää paikallaan Provox LaryTube -laitteen avulla:

- Provox HME Cassette -kasetit (Heat and Moisture Exchanger -kosteuslämpövaihtimet).
- Provox FreeHands HME -kosteuslämpövaihdin, jonka avulla voidaan puhua stoomaa manuaalisesti tukkimatta.
- Provox ShowerAid, joka voi auttaa estämään veden pääsemistä LaryTube-laitteeseen suihkun aikana.
- Provox TubeHolder- tai Provox LaryClips -pidikkeitä voidaan käyttää lisätueksi, jotta Provox LaryTube -laitteen putoaminen stoomasta estetään.
- Provox LaryTube with Ring -laitteen tapauksessa LaryTube-laitteen kiinnittämiseen ja paikallaan pitämiseen käytetään Provox Adhesive -liimapohjaa.

Katso erilaisten saatavissa olevien lisävarusteiden tilaustietoja.

3. Vianetsintään liittyviä tietoja

Verenvuoto stoomasta

Lopeta laitteen käyttö. Kun trakeostooma on parantunut, yritä pidentää laitteen käytön kestoa asteittain. Jos jopa lyhyet käyttöjaksot aiheuttavat verenvuotoa tai jos vuoto jatkuu laitteen poistamisen jälkeen, lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Stooman nopea kutistuminen

Jos käytät Provox LaryTube -laitetta nopeasti kutistuvan trakeostooman takia, keskustele lääkärin kanssa kahden (samankokoisen) laitteen mahdollisuudesta. Tämän avulla voisit poistaa Provox LaryTube -laitteen stoomastasi ja vaihtaa laitteen heti puhtaaseen. Poistettu laite voidaan sitten puhdistaa jälkeensä, kun olet asettanut puhtaan LaryTube-laitteen paikalleen.

Stooma suurenee käytön aikana

Jos trakeostoomasi suurenee sen jälkeen, kun olet käyttänyt LaryTube-laitetta, kysy lääkäriltä, onko sinun mahdollista käyttää kahta laitetta (toinen läpimitaltaan pienempi ja toinen suurempi). Tämän avulla voit käyttää suuremman kokoista LaryTube-laitetta silloin, kun trakeostooma on suurentunut, ja pienempää LaryTube-laitetta silloin, kun trakeostooman annetaan kutistua. Voi olla tarpeen lopettaa putken käyttö yön ajaksi, niin että trakeostooma voi kutistua. Keskustele siinä tapauksessa lääkärin kanssa vaihtoehtoisista mahdollisuuksista kiinnittää HME Cassette -kasetti, niin että voit jatkaa HME Cassette -kasetin käyttöä yön aikana.

4. Lisätietoja

4.1 Yhteensopivuus magneettikuvaustutkimuksen kanssa

Turvallinen magneettikuvauksessa: Laite ei sisällä mitään metalliosia eikä voi häiritä MRI-kenttää.

4.2 Tilaustiedot

Katso näiden käyttöohjeiden lopusta.

4.3 Käyttäjätukeen liittyvät tiedot

Jos tarvitset lisäapua tai -tietoja, katso näiden käyttöohjeiden takakannessa olevia yhteystietoja.

1. Lýsandi upplýsingar

1.1 Fyrirhuguð notkun

Provox LaryTube búnaðurinn er slíður fyrir búnað í Provox HME System sem ætlaður er fyrir radd- og lungnaþjálfun í kjölfar barkakýlisnáms.

Hjá sjúklingum með barkarauf sem þrengist er búnaðurinn einnig notaður til að halda barkaraufinni opinni og viðhalda þannig öndun.

Provox LaryTube búnaðurinn er aðeins ætlaður til notkunar af einum sjúklingi.

1.2 FRÁBENDINGAR

Ekki má nota Provox LaryTube búnaðinn hjá sjúklingum sem:

- eru í öndunarvél af hvaða toga sem er.
- eru með vefjaskemmdir í barka eða barkarauf.

1.3 Lýsing á búnaðinum

Provox LaryTube búnaðurinn er rör sem búið er til úr sílíkongúmmí sem hæfir lækningatækjum. Tilgangur búnaðarins er að mynda þægilega og loftþétta tengingu milli Provox LaryTube búnaðarins og barkaraufarinnar, og einnig að veita festingu fyrir búnað úr Provox HME System.

Búnaðurinn er afhentur stakur og ósæfður.

Þrjár gerðir eru í boði: Hefðbundinn (standard), með götum (fenestrated) og með hring (ring) (mynd 1).

Hægt er að gata búnað sem er af gerðinni „hefðbundinn“ og „með hring“ þannig að loft komist gegnum talventilinn fyrir þá sem nota slíkt. Götin eru búin til með Provox Fenestration Punch samkvæmt notkunarleiðbeiningum sem fylgja Provox Fenestration Punch, sjá pöntunarupplýsingar.

Hefðbundnar útgáfur (mynd 1a) – til notkunar með eða án talventils.

Hægt að festa með Provox TubeHolder eða Provox LaryClips.

Útgáfur með götum (mynd 1b) – fyrir þá sem nota talventil.

Hægt að festa með Provox TubeHolder eða Provox LaryClips.

Útgáfur með hring (mynd 1c) – til notkunar með eða án talventils.

Má aðeins festa með Provox barkaraufarhlíf.

Provox LaryTube búnaðurinn skiptist í eftirfarandi hluta (mynd 1d-i):

- Rör
- Hlíf (keilulaga)
- Slíður fyrir HME og aukabúnað

- g) Vængir
- h) Hringur fyrir barkaraufarhlíf
- i) Göt

1.4 VARNAÐARORÐ

- **EKKI** má endurnýta notaðan Provox LaryTube búnað hjá öðrum sjúklingum. Búnaðurinn er eingöngu ætlaður til notkunar fyrir einn sjúkling. Ef hann er notaður hjá öðrum sjúklingi getur það valdið víxlmengun.
- **EKKI** má nota smurefni ef sjúklingurinn er með ofnæmi fyrir slíkum efnum.
- **TRYGGIÐ** að sjúklingurinn hafi fengið þjálfun í notkun búnaðarins. Sjúklingurinn ætti að sýna fram á getu til að skilja og fylgja notkunarleiðbeiningum með stöðugum hætti án eftirlits læknis.

1.5 VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

- Notið alltaf Provox LaryTube búnað af viðeigandi stærð. Ef Provox LaryTube búnaðurinn er of breiður, of þröngur, of langur eða of stuttur getur hann valdið vefjaskemmdum, blæðingu eða ertingu. Að auki getur verið erfiðara að tala, vegna þess að LaryTube búnaðurinn getur lokað fyrir talventilinn. Ef Provox LaryTube búnaðurinn er ekki af rétttri stærð getur talventillinn orðið fyrir þrýstingi þegar HME hylkið er sett inn, það fjarlæggt eða þrýst á það. Of þröngur LaryTube búnaður getur valdið því að barkaraufin þrengist.
- **EKKI** beita afli við ísetningu búnaðarins. Ávallt skal setja Provox LaryTube búnaðinn inn og fjarlægja hann í samræmi við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan. Ef búnaðinum er ýtt of langt inn í barkann getur hann hindrað öndun. Ef afli er beitt við ísetningu búnaðarins getur það valdið vefjaskemmdum, blæðingu eða ertingu, og talventillinn og/eða XtraFlange (ef til staðar) getur færst úr stað.
- Ef götun er nauðsynleg skal tryggja að Provox Fenestration Punch sé notað við verkið. Það tryggir að götin verði lítil og slétt. Ef götin eru of stór getur talventillinn eða XtraFlange færst úr stað. Göt með skörpum brúnum geta valdið því að holdgunarvefur myndist. Gangið úr skugga um að engar sílíkonleifar séu til staðar í götunum eða holrými LaryTube búnaðarins eftir götun.
- **EKKI** má nota óhreinan eða mengaðan Provox LaryTube búnað. Hreinsið og sótthreinsið búnaðinn samkvæmt leiðbeiningum um hreinsun og sótthreinsun hér fyrir neðan.
- **EKKI** má nota skemmdan búnað þar sem slíkt getur valdið því að smáhlutir berist í öndunarveg eða holdgunarvefur myndist.
- Notið aðeins vatnsleysanleg smurefni. Ekki skal nota smurefni sem eru að uppistöðu úr olíuefnum (t.d. vaselín) þar sem þau geta veikt, skaðað eða eyðilagt búnaðinn.
- Fylgjast skal vandlega með vefnum í barkaraufinni meðan á geislameðferð

stendur. Hætta skal notkun búnaðarins ef erting verður í barkaraufinni eða byrjar að blæða úr henni.

- Sjúklingar með blæðingarsjúkdóma eða sjúklingar á blóðþynningarlyfjum ættu ekki að nota búnaðinn ef hann veldur endurteknum blæðingum.
- Hætta skal notkun búnaðarins ef holdgunarvefur myndast í barkaraufinni.
- **EKKI** má hreinsa búnaðinn meðan hann er inni í barkaraufinni, þar sem það getur valdið vefjaskemmdum. Ávallt skal fjarlægja búnaðinn úr barkaraufinni fyrir hreinsun.

2. Notkunarleiðbeiningar

2.1 Undirbúningur

Rétt stærð valin

Þvermál: Provox LaryTube búnaðurinn er fánlegur í 4 mismunandi stærðum, með þvermálið 8, 9, 10 og 12. Mælið stærð barkaraufarinnar (þar sem þvermálið er stærst) með reglustiku, og veljið rétta stærð af Provox LaryTube búnaði í samræmi við það. Erfitt getur verið að ná loftþéttri tengingu ef barkaraufin er óreglulega löguð.

Lengd: Provox LaryTube búnaðurinn er fánlegur í 3 mismunandi lengdum, 27, 36 og 55 mm.

Læknirinn getur notað Provox LaryTube Sizer Kit í því skyni að auðvelda val á réttri stærð LaryTube búnaðar til að ávísa sjúklingnum. Sizer Kit inniheldur prufur („sizers“) af þeim Provox LaryTube búnaði sem fánlegur er á markaði.

VARÚÐ: Meðan á mátun stendur skal alltaf ganga úr skugga um að LaryTube búnaðurinn festist ekki í barkakraga talventilsins (mynd 3).

Undirbúningur fyrir ísetningu

Áður en byrjað er að nota búnaðinn skal ganga úr skugga um að hann sé af réttri stærð og að umbúðirnar séu óskemmdar og lokaðar. Notið búnaðinn ekki nema að þessum kröfum uppfylltum.

Gangið úr skugga um að hendur séu vandlega hreinar og þurrar áður en svæði umhverfis barkarauf er snert og áður en Provox LaryTube búnaðurinn og/eða aukahlutir eru meðhöndlaðir.

Hafið spegil við höndina og gætið þess að lýsing sé nægileg til að lýsa upp barkaraufina.

Skoðið Provox LaryTube búnaðinn ávallt vandlega FYRIR HVERJA NOTKUN (þ.e. fyrir ísetningu) og gangið úr skugga um að hann sé óskemmdur og engin merki til staðar um rifur, sprungur eða harða skorpu. Ekki skal nota búnaðinn ef sýnilegar skemmdir eru til staðar, heldur útvega nýjan.

Fyrir ísetningu skal skola búnaðinn með drykkjarvatni til að fjarlægja leifar sótthreinsiefna (mynd 2). Gangið úr skugga um að einungis hreinn búnaður sé notaður til ísetningar. Á sjúkrahúsum er betra að nota sæft vatn í stað drykkjarvatns.

Ef þörf krefur skal smyrja rörið lítillega með litlu magni af vatnsleysanlegu smurefni. Eftirfarandi vatnsleysanleg smurefni eru ráðlögð til notkunar með Provox LaryTube búnaðinum:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lídókáín)

VARÚÐ: Notið aðeins vatnsleysanleg smurefni. Aldrei má nota smurefni sem eru að uppistöðu úr olíuefnum (t.d. vaselín) þar sem þau geta veikt, skaðað eða eyðilagð búnaðinn.

Ekki má smyrja HME hulstrið, HME hylkið eða sérhvern annan aukabúnað sem Provox LaryTube búnaðinum er ætlað að halda. Slíkt getur valdið því að hlutir losni sundur fyrir slysin.

2.2 Notkunarleiðbeiningar

Ísetning (mynd 3):

Provox LaryTube búnaður, hefðbundinn og með götum:

Setjið Provox LaryTube búnaðinn varlega beint inn í barkaraufina. Festið búnaðinn annaðhvort með Provox LaryClip eða Provox TubeHolder (mynd 4b-c).

Provox LaryTube búnaður með hring:

Komið Provox barkaraufarhlíf fyrir og setjið síðan Provox LaryTube búnaðinn varlega gegnum barkaraufarhlífina inn í barkaraufina (mynd 4a).

Gangið úr skugga um að barkaraufarhlífin sé staðsett fyrir miðju þannig að LaryTube búnaðurinn þrýsti ekki á hliðar barkaraufarinnar.

Setjið Provox HME System ihlutinn inn í HME slíðrið.

ATHUGIÐ: Sumir sjúklingar gætu hóstað meira eftir að LaryTube búnaðurinn hefur verið settur inn í fyrsta sinn, eða þegar þeir loka fyrir HME til að tala. Yfirleitt dregur úr þessum einkennum þegar notandinn venst búnaðinum. Ef óþægindi eru viðvarandi ætti að fjarlægja LaryTube búnaðinn.

Búnaðurinn fjarlægður

1. Haldið Provox LaryTube búnaðinum á sínum stað og fjarlægið Provox HME System ihlutinn úr búnaðinum (mynd 5).
2. Fjarlægið Provox LaryTube búnaðinn úr barkaraufinni.

ATHUGIÐ: Stundum kemur fram smávægileg blæðing, erting eða hósti þegar LaryTube búnaðurinn er settur inn eða hann fjarlægður. Látið lækinn vita ef þessi einkenni eru viðvarandi.

2.3 Hreinsun og sótthreinsun

VARÚÐ: EKKI má hreinsa búnaðinn meðan hann er inni í barkaraufinni. Það getur valdið meiðslum. Ávallt skal fjarlægja búnaðinn úr barkaraufinni fyrir hreinsun.

Hreinsið Provox LaryTube búnaðinn eftir hverja notkun. Notið ekki annað vatn en drykkjarvatn til að hreinsa og skola búnaðinn.

VARÚÐ: Gætið þess að brenna ekki fingurna í heitu vatni sem notað er til hreinsunar.

1. Skolið Provox LaryTube búnaðinn í drykkjarvatni (mynd 6a).
2. Setjið Provox LaryTube búnaðinn í uppþvottalög sem er ekki að uppistöðu úr olíuefnum (mynd 6b).
3. Hreinsið búnaðinn að innanverðu með Provox TubeBrush burstanum (mynd 6c, 6h).
4. Ef notaður er búnaður með götum skal hreinsa götin með Provox Brush burstu, sjá þöntunarupplýsingar (mynd 6d, 6h).
5. Skolið Provox LaryTube búnaðinn í drykkjarvatni (mynd 6e).
6. Sótthreinsið Provox LaryTube búnaðinn a.m.k. einu sinni á dag (mynd 6f) með einni af eftirfarandi aðferðum:
 - 70% etanól í 10 mínútur
 - 70% ísóprópylalkóhól í 10 mínútur
 - 3% vetnisperoxíð í 60 mínútur

VARÚÐ: Notið ekki búnaðinn fyrr en hann hefur þornað að fullu (mynd 6g). Ef gufa af sótthreinsiefnum berst í öndunarveg getur það valdið miklum hósta og eringu í öndunarvegum.

Ef Provox LaryTube búnaðurinn virðist óhreinn eða hefur loftþornað á svæði þar sem hætta er á mengun skal hreinsa og sótthreinsa búnaðinn fyrir notkun. Mengun getur verið til staðar ef búnaðurinn hefur dottið í gólfíð, komist í snertingu við gæludýr eða einstakling með sýkingu í öndunarfærum, eða ef annars konar víxlmengun hefur átt sér stað.

Á sjúkrahúsum er mikilvægt að hreinsa og sótthreinsa Provox LaryTube búnaðinn eftir notkun en einnig fyrir notkun þar sem aukin hætta er á sýkingum og mengun. Á sjúkrahúsum er betra að nota sæft vatn til hreinsunar og skolonar í stað drykkjarvatns.

VARÚÐ: Ekki má hreinsa eða sótthreinsa búnaðinn með neinum öðrum hætti en lýst er hér fyrir ofan þar sem það getur valdið skemmdum á vörunni og meiðslum hjá sjúklingi.

2.4 Leiðbeiningar um geymslu

Þegar Provox LaryTube búnaðurinn er ekki í notkun skal hreinsa hann og sótthreinsa eins og lýst er hér fyrir ofan og geyma hann síðan í hreinu og lokuðu íláti við stofuhita. Verjið gegn beinu sólarljósi.

2.5 Endingartími búnaðar

Provox LaryTube búnaðinn má nota í að hámarki 6 mánuði. Skiptið fyrr um búnaðinn ef merki eru um skemmdir.

2.6 Förgun

Ávallt skal fylgja heilbrigðiskröfum sem og landsbundnum kröfum varðandi lífsýnahættu við förgun á notuðum lækningatækjum.

2.7 Fylgihlutir

VARÚÐ: Aðeins skal nota upprunalega íhluti. Ef notaður er annar aukabúnaður getur það valdið skemmdum á vörunni ásamt því að búnaðurinn virki ekki sem skyldi.

Búnaður sem hægt er að nota með Provox LaryTube búnaðinum er meðal annars:

- Provox HME hylki (varma- og rakaskiptir, Heat and Moisture Exchangers)
- Provox FreeHands HME, gerir tal mögulegt án þess að loka þurfi fyrir barkaraukina með fingrum.
- Provox ShowerAid (sturtuhlíf) sem kemur í veg fyrir að vatn komist inn í LaryTube búnaðinn þegar farið er í sturtu.
- Nota má Provox TubeHolder eða Provox LaryClips sem viðbótarstuðning til að koma í veg fyrir að Provox LaryTube búnaðurinn renni út úr barkaraufinni.
- Þegar Provox LaryTube með hring er notað er Provox barkaraufarhlíf notuð til festingar og til að halda LaryTube búnaðinum á sínum stað.

Upplýsingar um mismunandi aukabúnað sem í boði er má finna í þöntunarupplýsingum.

3. Upplýsingar um úrræðaleit

Blæðing úr barkarauf

Hættið notkun búnaðarins. Reynið smám saman að auka notkun búnaðarins eftir að barkaraufin hefur jafnað sig. Ef blæðing kemur fram jafnvel þótt búnaðurinn sé aðeins notaður í stuttan tíma í senn eða ef blæðing er viðvarandi eftir að búnaðurinn hefur verið fjarlægður skal hætta notkun og hafa samráð við lækni.

Barkaraufin þrengist hratt

Ef Provox LaryTube búnaðurinn er notaður vegna þess að barkaraufin þrengist hratt skal ræða við lækni um möguleikann á að hafa tvö eintök af búnaðinum (af sömu stærð). Það myndi gefa notanda kleift að fjarlægja Provox LaryTube búnaðinn úr barkaraufinni og setja hreinan búnað samstundis í staðinn. Þannig er hægt að hreinsa búnaðinn sem var fjarlægður eftir að hreinum LaryTube búnaði hefur verið komið fyrir.

Barkaraufin víkkar meðan á notkun stendur

Ef barkaraufin víkkar við notkun LaryTube búnaðarins skal ræða við lækni um möguleikann á að hafa tvö eintök af búnaðinum (annað með minna þvermáli og hitt með stærra þvermáli). Það gerir notanda kleift að nota LaryTube búnað með stærra þvermáli þegar barkaraufin hefur víkkað, og LaryTube búnað með minna þvermáli þegar þrengja þarf barkaraufina. Það kann að vera nauðsynlegt að hætta notkun búnaðarins á nóttunni til að þrengja barkaraufina. Í slíkum tilvikum skal ræða við lækni um aðra valkosti við að festa HME hylkið þannig að unnt sé að nota það að næturlagi.

4. Nánari upplýsingar

4.1 Samhæfi við segulómun

Öruggt við segulómun: Búnaðurinn inniheldur enga málmhluta og engin hætta er á truflunum við segulóm sviðið.

4.2 Pöntunarupplýsingar

Sjá neðst í þessum notkunarleiðbeiningum.

4.3 Upplýsingar um aðstoð við notendur

Ef þörf er á frekari aðstoð eða upplýsingum eru tengiliðaupplýsingar á bakhlið þessara notkunarleiðbeininga.

1. Kirjeldav teave

1.1 Kavandatud kasutus

Provox LaryTube on seadmete Provox HME System hoidik, mis on mõeldud vokaalseks ja kopsude taastusraviks pärast täielikku larüngektoomiat.

Kitseneva trahheostoomiga patisientidel kasutatakse seda ka trahheostoomi lahtihoidmiseks hingamisel.

Provox LaryTube on ette nähtud kasutamiseks ainult ühel patsiendil.

1.2 VASTUNÄIDUSTUSED

Provox LaryTube ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistel patsientidel:

- mehaanilise ventilatsiooniga;
- kahjustatud trahhea või trahheostoomi koega.

1.3 Seadme kirjeldus

Provox LaryTube on meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud silikoonist valmistatud toru. Seadme eesmärgiks on mugava ja õhutiheda ühenduse loomine Provox LaryTube toru ja trahheostoomi vahel. Lisaks ühenduse võimaldamiseks Provox HME System seadmetele.

Nad tarnitakse üheses pakendis mittesteriilsena.

Saadaval on kolm mudelit: Standardne, avadega ja rõngaga (joonis 1).

Standardset ja rõngaga mudelit on võimalik augustada, et õhk pääseks hääleproteesi kasutajatel läbi hääleproteesi. Avad valmistatakse kasutades seadet Provox Fenestration Punch vastavalt Provox Fenestration Punch kasutusjuhendile, vt tellimisteavet.

Standardised versioonid (joonis 1a) – mõeldud kasutamiseks koos või ilma hääleproteesita.

Võib paigaldada seadmetega Provox TubeHolder või Provox LaryClips.

Avadega versioonid (joonis 1b) – mõeldud kasutamiseks hääleproteesi kasutajatele.

Võib paigaldada seadmetega Provox TubeHolder või Provox LaryClips.

Rõngaga versioonid (joonis 1c) – mõeldud kasutamiseks koos või ilma hääleproteesita.

On võimalik paigaldada ainult vahendiga Provox Adhesive.

Seadme Provox LaryTube erinevad osad on (joonis 1d-i):

- d) Toru
- e) Kate (kooniline)
- f) HME ja lisatarvikute hoidik
- g) Tiivad
- h) Kinnituse rõngas
- i) Avad

1.4 HOIATUSED

- **ÄRGE KASUTAGE** kasutatud Provox LaryTube'i teisel patsiendil. Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult ühel patsiendil. Teisel patsiendil kasutamine võib põhjustada ristsaastumise.
- **ÄRGE KASUTAGE** libestavaid geele, kui patsiendil on allergia nende ainete suhtes.
- **VEENDUGE**, et patsienti on koolitatud seadet kasutama. Patsient peaks demonstreerima võimekust ilma kliinilise järeelvalveta kasutusjuhendit mõista ja püsivalt järgida.

1.5 ETTEVAATUSABINÕUD

- Kasutage alati õiges suuruses Provox LaryTube'i. Kui Provox LaryTube on liiga lai, kitsas, pikk või lühike, siis võib see põhjustada koekahjustust, veritsust või ärritust. Lisaks võib olla raskendatud hääle tekitamine, sest LaryTube võib takistada hääleproteesi. Kui Provox LaryTube'i suurus on valesti valitud, võib Provox HME Cassette sisestamine, eemaldamine või sellele vajutamine avaldada rõhku hääleproteesile. Liiga kitsas LaryTube võib põhjustada stoomi kitsenemist.
- **ÄRGE KASUTAGE** sisestamisel jõudu. Alati sisestage ja eemaldage Provox LaryTube vastavalt allpool esitatud juhiste. Kui seade lükatakse liiga sügavale trahheasse, siis võib see takistada hingamist. Jõu kasutamine sisestamise ajal võib põhjustada koekahjustust, veritsust või ärritust ja hääleproteesi ja/või XtraFlange seadme nihkumist.
- Augustamise vajalikkuse korral, teostage see seadmega Provox Fenestration Punch. See tagab väikesed ja siledad avad. Liiga suured avad võivad põhjustada hääleproteesi või XtraFlange seadme nihkumist. Teravate servadega avad võivad põhjustada granulatsioonikoe moodustumist. Pärast augustamist veenduge silikoonijääkide puudumises LaryTube'i avades või valendikus.
- **ÄRGE KASUTAGE** musta või saastunud Provox LaryTube'i. Puhastage ja desinfitseerige seade vastavalt allpool esitatud desinfitseerimisjuhendile.
- **ÄRGE KASUTAGE** kahjustatud seadet, sest see võib põhjustada väikeste osakeste aspireerimist või granulatsioonikoe moodustumist.

- Kasutage ainult vees lahustuvaid libestusaineid. Õli baasil libestusained (nt vaseliin) võivad toodet nõrgestada, kahjustada või lagundada ning neid ei tohi kasutada.
- Kiiritusteraapia käigus jälgige hoolikalt trahheostoomi kudet. Lõpetage seadme kasutamine, kui stoomi juurde tekib ärritus või veritus.
- Verehüübimishäiretega või antikoagulante kasutavad patsiendid ei tohiks seadet kasutada, kui see põhjustab korduvat verejooksu.
- Lõpetage seadme kasutamine, kui trahheostoomi tekib granulatsioonkude.
- **ÄRGE PUHASTAGE** seadet, kui see paikneb stoomis, sest see võib põhjustada koekahjustust. Enne puhastmist eemaldage seade alati stoomist.

2. Kasutusjuhend

2.1 Ettevalmistus

Õige suuruse valimine

Läbimõõt: Saadaval on nelja erineva diameetriga Provox LaryTube'i: 8, 9, 10 ja 12. Mõõtke joonlauaga trahheostoomi suurus (suurim läbimõõt) ja sobitage sellele vastavalt Provox LaryTube. Ebaregulaarse kujuga traheostoomide korral võib õhutiheda ühenduse saavutamine olla keeruline.

Pikkus: Saadaval on 3 erineva pikkusega Provox LaryTube'i: 27, 36 ja 55 mm.

Patsiendile õige suurusega LaryTube'i valimiseks saab arst kasutada komplekti Provox LaryTube Sizer Kit. Suurusmõõtjate komplekt sisaldab erinevaid müügil olevate Provox LaryTube'ide näidiseid („suurusmõõtjatega“).

ETTEVAATUST! Paigaldamise käigus veenduge, et LaryTube ei jää kinni hääleproteesi trahhea ääriku külge (joonis 3).

Ettevalmistused sisestamiseks

Enne esimest kasutuskorda veenduge, et seade on õige suurusega ja et pakend ei ole kahjustatud ega avatud. Vastupidisel juhul ärge seda kasutage.

Enne stoomi piirkonna või Provox LaryTube'i ja/või selle tarvikute katsumist veenduge oma käte puhtuses ja kuivuses.

Kasutage peeglit ja piisavas koguses valgust stoomi valgustamiseks.

ENNE IGAT KASUTUSKORDA (enne sisestamist) kontrollige Provox LaryTube'i ja veenduge, et see on kahjustamata ning et sellel ei ole rebendeid, pragusid ega kooruvaid osi. Kahjustuste märkamise korral ärge toodet kasutage ja asendage toode.

Enne sisestamist loputage seadet desinfitseerimisvahendi jääkide eemaldamiseks joogivees (joonis 2). Veenduge, et sisestate puhta seadme. Haiglas on joogivee asemel parem kasutada steriilset vett.

Vajadusel libestage toru väikese koguse vesilahustuva libestusainega. Kasutamiseks koos Provox LaryTube'iga on soovitatavad järgmised vees lahustuvad libestusained:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidokaiin)

ETTEVAATUST! Kasutage ainult vees lahustuvaid libestusaineid. Õli baasil libestusained (nt vaseliin) võivad toodet nõrgestada, kahjustada või lagundada ning neid ei tohi mingil juhul kasutada.

Ärge libestage lisatarvikuid, mida Provox LaryTube hoiab, sh HME Holderit ja Provox HME Cassette. Libestamine võib põhjustada seadme lahtitulekut.

2.2 Kasutusjuhised

Sisestamine (joonis 3):

Standardne ja aukudega Provox LaryTube:

Sisestage Provox LaryTube õrnalt otse trahheestoomi. Kinnitage need torud, kasutades kas seadet Provox LaryClip või Provox TubeHolder (joonis 4b-c).

Rõngaga Provox LaryTube:

Kinnitage Provox Adhesive ja seejärel sisestage Provox LaryTube õrnalt läbi kinnituse trahheestoomi (joonis 4a).

Veenduge, et kinnitus paikneb korrektselt keskel nii, et LaryTube ei vajuta stoomi külgedele.

Sisestage Provox HME System komponendid HME Holderisse.

MÄRKUS. Mõnedel patsientidel võib pärast esimest LaryTube'i sisestamist või rääkimiseks HME sulgemisel esineda rohkem kõha. See tavaliselt väheneb, kui kasutaja seadmega kohaneb. Kui ebamugavustunne püsib, tuleks LaryTube eemaldada.

Seadme eemaldamine

1. Hoidke Provox LaryTube'i paigal ja eemaldage torust Provox HME System komponent (joonis 5).
2. Eemaldage Provox LaryTube stoomist.

MÄRKUS. LaryTube'i sisestamine ja/või eemaldamine võib vahetevahel põhjustada kerget veritsust, ärritust või kõha. Teavitage oma arsti nende sümptomite püsimisel.

2.3 Puhastamine ja desinfitseerimine

ETTEVAATUST! ÄRGE puhastage seadet, kui see on stoomis. See võib põhjustada vigastusi. Enne puhastmist eemaldage seade alati stoomist.

Puhastage Provox LaryTube'i pärast igat kasutuskorda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks ja loputamiseks muud vett peale joogivee.

ETTEVAATUST! Ärge põletage oma sõrmi sooja puhastusvees.

1. Loputage Provox LaryTube'i joogivees (joonis 6a).
2. Asetage Provox LaryTube mitte-õli baasil nõudepesuvahendisse (joonis 6b).
3. Puhastage toru sisemust Provox TubeBrush harjaga (joonis 6c, 6h).
4. Akendatud toru avasid tuleks puhastada Provox Brush harjakesega, vt tellimisteavet (joonis 6d, 6h).
5. Loputage Provox LaryTube'i joogivees (joonis 6e).
6. Desinfitseerige Provox LaryTube vähemalt üks kord päevas (joonis 6f) vastavalt ühele järgnevatest meetoditest:
 - 70% etanooliga 10 minutit
 - 70% isopropüülalkoholiga 10 minutit
 - 3% vesinikperoksiidiga 60 minutit

ETTEVAATUST! Ärge kasutage seadet enne, kui see on täielikult kuiv (joonis 6g). Desinfektsioonivahendi aurude sissehingamine võib põhjustada tugevat köhimist ja hingamisteede ärritust.

Kui Provox LaryTube näib määrdunud või kui seda kuivatati õhu käes saastumisohuga kohas, tuleb seade enne kasutamist nii puhastada kui ka desinfitseerida. Saastumisoht võib tekkida siis, kui seade on kukkunud põrandale või see on puutunud kokku koduloomaga, hingamisteede infektsiooniga inimesega või mõne muu ristsaastumisega.

Haiglas viibimisel on kõrgenenud nakkuse ja saastumise ohu tõttu oluline puhastada ja desinfitseerida Provox LaryTube nii pärast kui ka enne kasutamist. Haiglas on seadme puhastamiseks joogivee asemel parem kasutada steriilset vett.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage puhastamiseks või desinfitseerimiseks teisi meetodeid kui eelpool kirjeldatud, kuna see võib põhjustada toote kahjustusi ja patsiendi vigastusi.

2.4 Säilitusjuhend

Kui seadet ei kasutata, puhastage ja desinfitseerige see nagu kirjeldatud ülal ja seejärel säilitage Provox LaryTube'i toatemperatuuril puhtas ja kuivas konteineris. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

2.5 Seadme kasutuskestus

Provox LaryTube'i võib kasutada maksimaalselt 6 kuu jooksul. Kui seadmel esineb kahjustusi, siis tuleb see asendada varem.

2.6 Kõrvaldamine

Kasutatud meditsiiniseadme kõrvaldamisel järgige alati meditsiinilisi tavaid ja bioloogilist ohtu käsitlevaid riiklikke nõudeid.

2.7 Lisatarvikud

ETTEVAATUST! Kasutage ainult originaaltarvikuid. Muud lisatarvikud võivad põhjustada toote kahjustusi ja/või häireid seadme töös.

Provox LaryTube'iga võib kasutada näiteks järgmisi seadmeid:

- Provox HME Cassette (soojuse ja niiskuse vaheti);
- Provox FreeHands HME (rääkimiseks ilma käsitsi stoomi sulgemata);
- Provox ShowerAid aitab takistada vee sisenemist LaryTube'i duši all käimise ajal.
- Takistamaks Provox LaryTube'i stoomist väljakukkumist võib lisatoetusena kasutada seadet Provox TubeHolder või Provox LaryClips.
- Rõngaga Provox LaryTube'i kinnitamiseks ja paigalhoidmiseks kasutatakse vahendit Provox Adhesive.

Tutvuge erinevate lisatarvikute tellimisteabega.

3. Veatsingu teave

Veritsus stoomist

Lõpetage seadme kasutamine. Pärast trahheostoomi paranemist proovige järk-järgult pikendada seadme kasutusaega. Kui juba lühikesed ajaperioodid põhjustavad veritsust või veritsus jätkub pärast seadme eemaldamist, lõpetage seadme kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Kiire stoomi kitsenemine

Kui kasutate Provox LaryTube'i kiiresti aheneva trahheostoomi tõttu, konsulteerige oma arstiga kahe seadme kasutamise võimalikkuse osas (sama suurusega). See võimaldaks Provox LaryTube'i stoomist eemaldada ja selle koheselt puhtaga asendada. Eemaldatud seadme võiks seejärel puhastada pärast puhta Provox LaryTube'i sisestamist.

Stoom suureneb kasutamise käigus

Kui trahheostoom suureneb pärast LaryTube'i kasutamist, küsige oma arstilt kahe seadme kasutamise võimalikkuse kohta (üks suurema ja üks väiksema diameetriga). See võimaldab kasutada suuremat LaryTube'i suurenenud trahheostoomi korral ja väiksemat LaryTube'i võimaldamaks trahheostoomi ahenemist. Võib esineda vajadus toru kasutamise peatamiseks öösel, võimaldamaks trahheostoomi ahenemist. Sellel juhul konsulteerige oma arstiga alternatiivsete kinnitusvahendite kasutamiseks, et öösel oleks jätkuvalt võimalik Provox HME Cassette kasutada.

4. Lisateave

4.1 Sobivus MRT-uuringuks

MRT-kindel. See seade ei sisalda ühtegi metallist elementi ja sellel ei ole võimalikku koostoimet MRT-väljaga.

4.2 Tellimise teave

Vt kasutusjuhendi lõppu.

4.3 Kasutaja abiteave

Täiendava abi või teabe saamiseks vt kontaktandmeid käesoleva kasutusjuhendi tagakaanelt.

1. Aprašomoji informacija

1.1. Paskirtis

„Provox LaryTube“ yra šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojančios sistemos „Provox HME System“ priemonių laikiklis, skirtas kalbos organų ir plaučių reabilitacijai po visiškos laringektomijos.

Jis taip pat naudojamas pacientams su besitraukiančia tracheostoma, kad būtų palaikomas kvėpuoti tinkamas tracheostomos dydis.

„Provox LaryTube“ skirtas naudoti tik vienam pacientui.

1.2. KONTRAINDIKACIJOS

„Provox LaryTube“ neskirtas šiems pacientams:

- kuriems atliekamas bet kokios formos mechaninis ventiliavimas;
- su pažeistu trachėjos arba tracheostomos audiniu.

1.3. Priemonės aprašymas

„Provox LaryTube“ yra iš medicininio silikono pagamintas vamzdelis. Priemonės paskirtis – sudaryti komfortišką ir orui nelaidžią jungtį tarp „Provox LaryTube“ ir tracheostomos bei suteikti galimybę jungti „Provox HME System“ priemones.

Priemonės tiekiamos supakuotos po vieną ir nesterilios.

Yra 3 modeliai: standartinis, perforuotas ir su žiedu (1 pav.).

Standartinį modelį ir versiją su žiedu galima perforuoti, kad oras galėtų tekėti per naudojamą kalbėjimo protezą. Perforuojama perforatoriumi „Provox Fenestration Punch“, laikantis su „Provox Fenestration Punch“ pateiktos naudojimo instrukcijos, žr. užsakymo informaciją.

Standartinės versijos (1a pav.) – skirtos naudoti su kalbėjimo protezu ar be jo. Gali būti jungiamos naudojant „Provox TubeHolder“ arba „Provox LaryClips“.

Perforuotos versijos (1b pav.) – skirtos kalbėjimo protezų naudotojams. Gali būti jungiamos naudojant „Provox TubeHolder“ arba „Provox LaryClips“.

Versijos su žiedu (1c pav.) – skirtos naudoti su kalbėjimo protezu ar be jo. Gali būti jungiamos tik naudojant pleistrą „Provox Adhesive“.

„Provox LaryTube“ sudarytas iš šių dalių (1d–i pav.)

d) vamzdelio;

e) gaubto (kūginio);

- f) HME ir priedų laikiklio;
- g) sparnelių;
- h) žiedo pleistrui jungti;
- i) perforacijos angų.

1.4. ĮSPĖJIMAI

- Panaudoto „Provox LaryTube“ **NEGALIMA** pakartotinai naudoti kitam pacientui. Ši priemonė skirta naudoti tik vienam pacientui. Jeigu ją naudoja kitas pacientas, gali būti perduodamas užkratas.
- **NENAUDOKITE** lubrikantų, jeigu pacientas alergiškas šioms medžiagoms.
- **PASIRŪPINKITE**, kad pacientas būtų išmokytas naudoti priemonę. Pacientas turi parodyti, jog sugeba suprasti ir nuosekliai laikytis naudojimo nurodymų be klinicisto priežiūros.

1.5. ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Naudokite tik tinkamo dydžio „Provox LaryTube“. Jeigu „Provox LaryTube“ per platus, per siauras, per ilgas ar per trumpas, gali būti pažeisti audiniai, prasidėti kraujavimas arba sudirginimas. Be to, gali būti sunkiau kalbėti, nes „LaryTube“ gali užkimšti kalbėjimo protezą. Jeigu naudojamas netinkamo dydžio „Provox LaryTube“, įdedant, išimant ir spaudžiant HME kasetę gali būti spaudžiamas kalbėjimo protezas. Jeigu „LaryTube“ per siaura, gali susitraukti stoma.
- Įdėdami **NENAUDOKITE** jėgos. „Provox LaryTube“ dėkite ir išimkite tik laikydamiesi toliau pateiktų nurodymų. Pernelyg toli į trachėją įstumtas gaminys gali trukdyti kvėpuoti. Jeigu įdedant naudojama jėga, gali būti pažeisti audiniai, prasidėti kraujavimas ar sudirginimas ir netyčia pasislinkti kalbėjimo protezas ir (arba) „XtraFlange“, jeigu naudojamas.
- Jeigu reikia perforuoti, būtinai naudokite „Provox Fenestration Punch“. Taip užtikrinama, kad angos būtų mažos ir lygiuos. Dėl pernelyg didelių perforacijos angų gali pasislinkti kalbėjimo protezas arba „XtraFlange“. Dėl perforacijos angų aštrių briaunų gali formuotis granuliacijos audinys. Pasirūpinkite, kad po perforacijos „LaryTube“ angose ir spindyje neliktų silikono likučių.
- **NENAUDOKITE** nešvaraus arba užkrėsto „Provox LaryTube“. Pagal toliau pateiktus valymo ir dezinfekavimo nurodymus išvalykite ir išdezininfekuokite priemonę.
- **NENAUDOKITE** sugadintos priemonės, nes antraip gali būti įkvėptos smulkios dalys arba pradėti formuotis granuliacinis audinys.
- Naudokite tik vandenyje tirpius lubrikantus. Aliejaus pagrindo lubrikantai (pavyzdžiui, vazelinas) gali susilpninti, pažeisti arba sugadinti gaminį, todėl jie neturi būti naudojami.

- Spindulinės terapijos metu atidžiai stebėkite tracheostomos audinį. Jeigu stoma sudirginama arba pradeda kraujuoti, priemonės nebenaudokite.
- Jeigu kraujavimo ligomis sergantiems arba antikoaguliantus vartojantiems pacientams pakartotinai prasideda kraujavimas, priemonė neturi būti naudojama.
- Jeigu tracheostomoje formuojasi granuliacinis audinys, priemonės nebenaudokite.
- Priemonės **NEVALYKITE** stomoje, nes antraip gali būti pažeisti audiniai. Prieš valydami būtinai išimkite priemonę iš stomos.

2. Naudojimo instrukcija

2.1. Parengimas

Tinkamo dydžio pasirinkimas

Skersmuo: „Provox LaryTube“ tiekiami 4 skirtingų skersmenų: 8, 9, 10 ir 12. Liniuote išmatuokite tracheostomos dydį (didžiausią skersmenį) ir atitinkamai parinkite „Provox LaryTube“. Jeigu tracheostoma netaisyklingos formos, gali būti sunku užtikrinti orui nelaidų sujungimą.

Ilgis: „Provox LaryTube“ tiekiami 3 skirtingų ilgių: 27, 36 ir 55 mm.

Kad galėtų lengviau nustatyti pacientui skiriamo „Provox LaryTube“ dydį (-ius), klinicianai gali naudoti dydžio nustatymo rinkinį „Provox LaryTube Sizer Kit“. „Sizer Kit“ pateikiami parduodamų „Provox LaryTube“ pavyzdžiai, kuriuos galima naudoti dydžiui nustatyti.

DĖMESIO. Matuodami būtinai pasirinkite, kad „LaryTube“ neužkliūtų už kalbėjimo protezo trachėjos jungės (3 pav.).

Parengimas įdėti

Prieš pirmą kartą naudodami patikrinkite, ar tinkamas dydis, ar nesugadinta ir neatidaryta pakuotė. Jei taip nėra, priemonės nebenaudokite.

Prieš liesdami stomos vietą ir imdami „Provox LaryTube“ ir (arba) priedus kruopščiai nusiplaukite ir nusauskite rankas.

Naudokite veidrodėlį ir pakankamai stiprų šviesos šaltinį, kad apšviestumėte stomą.

Būtinai KASKART PRIEŠ NAUDODAMI (t. y. prieš įdedami) kruopščiai apžiūrėkite „Provox LaryTube“ ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nesimato jokių plyšimo, įtrūkimo arba apnašų požymių. Pastebėję bet kokį pažeidimą gaminio nebenaudokite ir gaukite naują.

Prieš įdėdami priemonę išplaukite geriamuoju vandeniu, kad pašalintumėte visus dezinfekavimo priemonių likučius (2 pav.). Dėkite tik švarias priemones. Ligoninėje geriau naudoti ne geriamąjį, o sterilų vandenį.

Jeigu reikia, vamzdelį lengvai sutepkite mažu kiekiu vandenyje tirpaus lubrikanto. Su „Provox LaryTube“ rekomenduojama naudoti šiuos vandenyje tirpius lubrikantus:

- „KY Jelly“;
- „SurgiLube“;
- „Xylocaine“ / (lidokainą).

DĖMESIO. Naudokite tik vandenyje tirpius lubrikantus. Aliejaus pagrindo lubrikantai (pavyzdžiui, vazelinai) gali susilpninti, pažeisti arba sugadinti gaminį, todėl jie jokiu būdu neturi būti naudojami.

Netepkite HME laikiklio, HME kasetės ir jokių kitų priedų, kurie bus jungiami prie „Provox LaryTube“. Nepaisant šio nurodymo jie gali netyčia atsiskirti.

2.2. Naudojimo nurodymai

Įdėjimas (3 pav.)

Standartinis ir perforuotas „Provox LaryTube“

„Provox LaryTube“ atsargiai įdėkite tiesiai į tracheostomą. Vamzdelius pritvirtinkite naudodami „Provox LaryClip“ arba „Provox TubeHolder“ (4b–c pav.).

„Provox LaryTube“ su žiedu

Prilipinkite pleistrą „Provox Adhesive“, tada per pleistrą atsargiai įstumkite „Provox LaryTube“ į tracheostomą (4a pav.)

Pasirūpinkite, kad pleistras būtų tinkamai sucentruotas ir „LaryTube“ nespaustų stomos šonų.

Į HME laikiklį įdėkite sistemos „Provox HME System“ komponentą.

PASTABA. Pirmą kartą įdėjus „LaryTube“ arba kalbant užspaudus HME kai kuriems pacientams gali sustiprėti kosulys. Naudotojui prisitaikant prie priemonės šis reiškinys paprastai susilpnėja. Jeigu nemalonūs pojūčiai išlieka, „LaryTube“ reikia išimti.

Priemonės išėmimas

1. Prilaikydami „Provox LaryTube“ iš vamzdelio išimkite „Provox HME System“ komponentą (5 pav.).
2. Iš stomos išimkite „Provox LaryTube“.

PASTABA. Įdedant ir (arba) išimant „LaryTube“ kartais gali prasidėti nežymus kraujavimas, sudirginimas arba kosulys. Jeigu šie simptomai nepraeina, pasakykite savo kliniciui.

2.3. Valymas ir dezinfekavimas

DĖMESIO. Priemonės NEVALYKITE stomoje. Nepaisant šio nurodymo pacientas gali būti sužeistas. Prieš valydami būtinai išimkite priemonę iš stomos.

„Provox LaryTube“ valykite po kiekvieno naudojimo. Priemonę valykite ir plaukite tik geriamuoju vandeniu, nenaudokite jokio kito vandens.

DĖMESIO. Plaudami šiltu vandeniu nenusiplikykite pirštų.

1. Geriamajame vandenyje išskalaukite „Provox LaryTube“ (6a pav.).
2. Įdėkite „Provox LaryTube“ į indą su ne aliejaus pagrindo indų plovikliu (6b pav.).
3. Vamzdelio vidų išvalykite šepetėliu „Provox TubeBrush“ (6c ir 6h pav.).
4. Jeigu naudojamas perforuotas vamzdelis, angas reikia išvalyti šepetėliu „Provox Brush“, žr. užsakymo informaciją (6d ir 6h pav.).
5. Geriamajame vandenyje išskalaukite „Provox LaryTube“ (6e pav.).
6. „Provox LaryTube“ bent kartą per dieną (6f pav.) dezinfekuokite vienu šių būdų:
 - 10 minučių 70 % etanolyje;
 - 10 minučių 70 % izopropilo alkoholyje;
 - 60 minučių 3 % vandenilio peroksido.

DĖMESIO. Priemonę naudokite tik jai visiškai išdžiūvus (6g pav.). Įkvėpus dezinfekavimo priemonės garų gali prasidėti stiprus kosulys ir kvėpavimo takų sudirginimas.

Jeigu „Provox LaryTube“ atrodo nešvarus arba buvo ore išdžiovinas vietoje, kurioje yra užkrėtimo pavojus, priemonę prieš naudojant reikia ir valyti, ir dezinfekuoti. Priemonė gali būti užkrėsta, jeigu buvo nukritusi ant grindų arba palietė naminį gyvūną, kvėpavimo takų infekcija sergantį asmenį arba kitą užkrato šaltinį.

Hospitalizavimo metu svarbu „Provox LaryTube“ valyti ir dezinfekuoti ne tik baigus naudoti, bet ir prieš pradedant naudoti, nes padidėja infekcijų ir užteršimo pavojus. Ligoninėje geriau valyti ir skalauti ne geriamuoju, o sterilizuotu vandeniu.

DĖMESIO. Neplaukite ir nedezinfekuokite jokiais kitais būdais, išskyrus pirmiau aprašytus, nes antraip gali būti sugadintas gaminyje ir sužeistas pacientas.

2.4. Laikymo nurodymai

Nenaudojamą „Provox LaryTube“ išvalykite ir išdezinfekuokite pirmiau aprašytu būdu ir laikykite švarioje ir sausoje talpyklėje kambario temperatūroje. Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.

2.5. Priemonės naudojimo trukmė

„Provox LaryTube“ galima naudoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Pastebėjus bet kokių priemonės pažeidimo požymių ją reikia keisti anksčiau.

2.6 Šalinimas

Šalindami panaudotą medicininę priemonę būtinai laikykitės medicinos praktikos ir nacionalinių reikalavimų.

2.7 Priedai

DĖMESIO. Naudokite tik originalius komponentus. Naudojant kitus priedus gaminy s gali būti sugadintas ir (arba) tinkamai neveikti.

Toliau išvardytos kai kurios priemonės, kurias galima naudoti su „Provox LaryTube“.

- „Provox HME“ (šilumos ir drėgmės apykaitą reguliuojančių filtrų) kasetės.
- „Provox FreeHands HME“, skirti kalbėti ranka neužspaudžiant stomos.
- „Provox ShowerAid“, prausiantis duše galinčios apsaugoti, kad į „LaryTube“ nepatektų vandens.
- Kad „Provox LaryTube“ neiškristų iš stomos, kaip papildomą priemonę galima naudoti „Provox TubeHolder“ arba „Provox LaryClips“.
- Naudojant „Provox LaryTube“ su žiedu kaip jungiamoji priemonė, laikanti „LaryTube“ vietoje, naudojamas pleistras „Provox Adhesive“.

Apie įvairius siūlomus priedus žr. užsakymo informaciją.

3. Trikčių diagnostikos informacija

Stomos kraujavimas

Nebenaudokite priemonės. Tracheostomai užgijus palaipsniui mėginkite ilginti priemonės naudojimo trukmę. Jeigu kraujavimas prasideda netgi trumpą laiką panaudojus priemonę arba tęsiasi ją išėmus, priemonės nebenaudokite ir pasitarkite su klinicistu.

Sparčiai besitraukianti stoma

Jeigu „Provox LaryTube“ naudojate dėl sparčiai besitraukiančios tracheostomos, su klinicistu aptarkite galimybę įsigyti dvi priemones (to paties dydžio). Šiuo būdu galėsite iš stomos išsiimti „Provox LaryTube“ ir jį tuojau pakeisti švari. Išimta priemonę galėsite išvalyti įsidėję švarų „LaryTube“.

Naudojant didėjanti stoma

Jeigu panaudojus „LaryTube“ tracheostoma padidėja, paklauskite klinicisto, ar būtų galima naudoti dvi priemones (vieną mažesnio, kitą didesnio skersmens). Šiuo būdu didesnę „LaryTube“ galėsite naudoti padidėjus tracheostomai, o mažesnę „LaryTube“ naudoti, kad tracheostoma galėtų susitraukti.

Kad tracheostoma galėtų susitraukti, gali reikėti vamzdelio nenaudoti naktį. Tokiu atveju su klinicistu aptarkite kitas HME kasetės jungimo galimybes, kad HME kasetė galėtumėte naudoti ir naktį.

4. Papildoma informacija

4.1. Suderinamumas su MRT tyrimais

Priemonė saugi naudoti su MR įranga: šioje priemonėje nėra jokių metalinių elementų, todėl negali būti jokios sąveikos su MRT metu generuojamu magnetiniu lauku.

4.2. Užsakymo informacija

Žr. šios naudojimo instrukcijos gale.

4.3. Informacija apie pagalbą naudotojams

Norėdami gauti daugiau pagalbos ar informacijos, žr. šios naudojimo instrukcijos galiniame viršelyje pateiktą kontaktinę informaciją.

1. Popisné informace

1.1 Účel použití

Provox LaryTube je držák pro nástroje v systému Provox HME System, který je určen pro vokální a plicní rehabilitaci po totální laryngektomii.

U pacientů se zmenšující se tracheostomií se používá také k udržení tracheostomy pro dýchání.

Provox LaryTube je určen k použití pro jednoho pacienta.

1.2 KONTRAINDIKACE

Provox LaryTube není určen k použití pro pacienty, kteří:

- jsou připojeni na jakoukoli formu mechanické ventilace,
- mají poškozenou tracheální nebo tracheostomální tkáň.

1.3 Popis zařízení

Provox LaryTube je trubice z lékařského silikonového kaučuku. Účelem zařízení je vytvořit pohodlný a vzduchotěsný přechod mezi trubicí Provox LaryTube a tracheostomií a také k poskytnutí nástavce pro zařízení ze systému Provox HME System.

Jsou dodávány v balení po jednom kuse, nesterilní.

Existují tři modely: Standardní, fenestrované a s kroužkem (obr. 1).

Standardní model a model s kroužkem lze fenestrovat tak, aby vzduch mohl procházet hlasovou protézou u uživatelů s hlasovou protézou. Otvory jsou proraženy pomocí nástroje Provox Fenestration Punch podle návodu k použití, který je dodáván s nástrojem Provox Fenestration Punch, viz objednávací informace.

Standardní verze (obr. 1a) – určena pro použití s hlasovou protézou nebo bez ní. Lze připevnit pomocí nástroje Provox TubeHolder nebo Provox LaryClips.

Fenestrovaná verze (obr. 1b) – pro uživatele s hlasovou protézou. Lze připevnit pomocí nástroje Provox TubeHolder nebo Provox LaryClips.

Verze s kroužkem (obr. 1c) – určena pro použití s hlasovou protézou nebo bez ní. Lze připojit pouze pomocí lepidla Provox Adhesive.

Trubice Provox LaryTube se skládá z částí (obr. 1d-i):

- d) trubice
- e) kryt (kónický)

- f) HME a držák příslušenství
- g) křídýlka
- h) kroužek pro lepený spoj
- i) otvory pro fenestraci

1.4 VAROVÁNÍ

- Použitou trubicí Provox LaryTube **NEPOUŽÍVEJTE** u dalšího pacienta. Toto zařízení je určeno k použití pouze u jednoho pacienta. Opakované použití u dalšího pacienta může způsobit zkříženou kontaminaci.
- **NEPOUŽÍVEJTE** lubrikační gely, pokud má pacient alergie na tyto látky.
- **UJISTĚTE** se, že pacient byl vyškolen v používání zařízení. Pacient by měl prokázat, že rozumí návodu k použití, a že je schopen jej dodržovat bez klinického lékaře.

1.5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Vždy používejte trubicí Provox LaryTube odpovídající velikosti. Je-li trubice Provox LaryTube příliš široká, příliš úzká, příliš dlouhá nebo příliš krátká, může způsobit poškození tkáně, krvácení nebo podráždění. Kromě toho může být těžší tvořit hlas, protože trubice LaryTube může omezovat hlasovou protézu. Vložení, vyjmutí a stlačení kazety HME může vyvinout tlak na hlasovou protézu, pokud není trubice Provox LaryTube správné velikosti. Příliš úzká trubice LaryTube může způsobit zmenšení stomy.
- Při vkládání **NEPOUŽÍVEJTE** sílu. Trubicí Provox LaryTube vždy vsouvejte a vyjímejte v souladu s níže uvedenými pokyny. Pokud je produkt zatlačen do trachey příliš hluboko, může bránit dýchání. Zasunutí silou může způsobit poškození tkáně, krvácení nebo podráždění a náhodné uvolnění hlasové protézy a/nebo nástroje XtraFlange, je-li použit.
- Je-li fenestrace nezbytná, ujistěte se, že je provedena pomocí nástroje Provox Fenestration Punch. Tím se zajistí, že otvory budou malé a hladké. Příliš velké otvory pro fenestraci mohou způsobit uvolnění hlasové protézy nebo nástroje XtraFlange. Otvory pro fenestraci s ostrými okraji mohou vést ke vzniku granulační tkáně. Ujistěte se, že po fenestraci v otvorech ani v lumenu LaryTube nezůstaly zbytky silikonu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** znečištěnou nebo kontaminovanou trubicí Provox LaryTube. Přístroj čistěte a dezinfikujte podle níže uvedených pokynů pro čištění a dezinfekci.
- **NEPOUŽÍVEJTE** poškozené zařízení, protože by mohlo dojít k aspiraci malých částí nebo k vytvoření granulační tkáně.
- Používejte pouze lubrikanty rozpustné ve vodě. Lubrikanty na bázi ropy (např. vazelína) mohou oslabit, poškodit nebo zničit produkt a neměly by se používat.

- Během radiační terapie pozorně sledujte tkáň tracheostomy. Pokud je místo stomy podrážděné nebo začne krváčet, přestaňte zařízení používat.
- Pacienti s poruchami krvácení nebo pacienti užívající antikoagulanty by neměli přístroj používat, pokud způsobuje opakované krvácení.
- Pokud se v tracheostomě vytvoří granulační tkáň, přestaňte přístroj používat.
- Přístroj **NEČISTĚTE**, když je uvnitř stomy, protože by mohlo dojít k poškození tkáně. Před čištěním vždy vyjměte přístroj z místa stomy.

2. Návod k použití

2.1 Příprava

Volba správné velikosti

Průměr: Trubice Provox LaryTube jsou k dostání ve 4 různých průměrech: 8, 9, 10 a 12. Změřte velikost tracheostomy (největší průměr) pomocí pravítka a podle toho nasadte trubici Provox LaryTube. U nepravidelně tvarovaných tracheostomií může být obtížné dosáhnout vzduchotěsného umístění.

Délka: Trubice Provox LaryTube jsou k dostání ve 3 různých délkách: 27, 36 a 55 mm.

Pro pomoc s volbou velikosti (velikostí) trubice LaryTube, která má být pacientovi předepsána, může klinický lékař použít sadu Provox LaryTube Sizer Kit. Sada Sizer Kit obsahuje vzorky (k určení velikosti) komerčně dostupných trubic Provox LaryTube.

UPOZORNĚNÍ: Při upevňování se vždy ujistěte, že se trubice LaryTube nezachytila na tracheální přírubě hlasové protězy (obr. 3).

Příprava na vložení

Před prvním použitím zkontrolujte, že máte správnou velikost a že obal není poškozený nebo otevřený. V opačném případě produkt nepoužívejte.

Před vložení rukou do místa stomy a před manipulací s trubicí Provox LaryTube a/nebo doplňků si vždy musíte důkladně umýt a osušit ruce.

Pro osvětlení stomy mějte zrcátko a dostatek světla.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM (tzn. před vložení) vždy pozorně prohlédněte trubicí Provox LaryTube a ujistěte se, že není poškozená a nevykazuje žádné známky trhlin, prasklin nebo nánosů. Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a získejte náhradu.

Před vložení opláchněte přístroj pitnou vodou, abyste odstranili zbytky dezinfekčního prostředku (obr. 2). Zajistěte, že vkládáte pouze čistá zařízení. V nemocničním prostředí je lepší používat sterilní vodu místo pitné.

V případě potřeby lehce namažte trubicí malým množstvím lubrikantu rozpustného ve vodě. S trubicí Provox LaryTube doporučujeme používat následující lubrikanty rozpustné ve vodě:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidocaine)

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze lubrikanty rozpustné ve vodě. Lubrikanty na bázi ropy (např. vazelína) mohou oslabit, poškodit nebo zničit produkt a neměly by se nikdy používat.

Na držák HME, kazetu HME nebo příslušenství, které má trubice Provox LaryTube držet, nepoužívejte lubrikanty. To by mohlo vést k náhodnému odpojení.

2.2 Návod k obsluze

Vložení (obr. 3):

Standardní a fenestrovaná trubice Provox LaryTube:

Jemně zasuněte trubici Provox LaryTube přímo do tracheostomy. Tyto trubice upevněte pomocí nástroje Provox LaryClip nebo Provox TubeHolder (obr. 4b-c).

Provox LaryTube s kroužkem:

Nasaďte adhezivní lepidlo Provox a poté jemně zasuněte Provox LaryTube do tracheostomy pomocí lepidla (obr. 4a).

Ujistěte se, že lepidlo je řádně umístěno tak, aby LaryTube nevytvářelo tlak na stranách stomy.

Vložte komponentu systému Provox HME System do držáku HME Holder.

POZNÁMKA: Někteří pacienti mohou zaznamenat výraznější kašláni po prvním vložení trubice LaryTube nebo při zakrývání HME při mluvení. Problém obvykle zmizí, jakmile si uživatel na zařízení zvykne. V případě nepohodlí by měla být trubice LaryTube odstraněna.

Vyjmutí zařízení

1. Držte trubici Provox LaryTube na místě a vyjměte součást systému Provox HME System z trubičky (obr. 5).
2. Vyjměte trubici Provox LaryTube ze stomy.

POZNÁMKA: Vložení a/nebo vyjmutí trubice LaryTube může příležitostně způsobit mírné krvácení, podráždění nebo kašel. Informujte lékaře, pokud tyto příznaky přetrvávají.

2.3 Čištění a dezinfekce

UPOZORNĚNÍ: Přístroj NEČISTĚTE, když je uvnitř stomy. Mohlo by dojít ke zranění. Před čištěním vždy vyjměte přístroj z místa stomy.

Po každém použití trubici Provox LaryTube vyčistěte. K čištění a proplachu přístroje nepoužívejte jinou vodu než pitnou.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste se při čištění teplou vodou nepopálili.

1. Propláchněte trubici Provox LaryTube v pitné vodě (obr. 6a).
2. Nasaďte trubici Provox LaryTube na mýdlo, které není na bázi oleje (obr. 6b).
3. Vyčistěte vnitřek trubice pomocí kartáče Provox TubeBrush (obr. 6c, 6h).
4. Je-li použita fenestrovaná trubice, měly by být otvory čištěny kartáčem Provox Brush, viz objednávací informace (obr. 6d, 6h).
5. Propláchněte trubičku Provox LaryTube v pitné vodě (obr. 6e).
6. Nejméně jednou denně dezinfikujte trubici Provox LaryTube (obr. 6f) jedním z následujících způsobů:
 - 70% ethanol po dobu 10 minut,
 - 70% isopropylalkohol po dobu 10 minut,
 - 3% peroxid vodíku po dobu 60 minut.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte výrobek, dokud nebude zcela suchý (obr. 6g). Vdechování výparů dezinfekčních prostředků může způsobit silný kašel a podráždění dýchacích cest.

Pokud trubice Provox LaryTube vypadá znečištěně nebo pokud je suchý vzduch v oblasti s nebezpečím kontaminace, je třeba přístroj před použitím vyčistit a vydezinfikovat. Nebezpečí kontaminace hrozí v případě, že zařízení upadlo na podlahu, nebo pokud bylo v kontaktu s domácím zvířetem, osobou s respirační infekcí, nebo jiným zdrojem hrubé kontaminace.

Během hospitalizace je důležité čistit a dezinfikovat trubici Provox LaryTube po použití, ale také před použitím, protože existuje zvýšené riziko infekce a kontaminace. V nemocnici je lepší používat k čištění a opláchnutí sterilní vodu místo pitné.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte jiné metody čištění či dezinfekce, než uvedené výše, protože by mohlo dojít k poškození výrobku a ke zranění pacienta.

2.4 Pokyny pro skladování

Jestliže se zařízení nepoužívá, vyčistěte je a vydezinfikujte, jak je popsáno výše, a poté trubici Provox LaryTube uskladněte v čistém a suchém obalu při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

2.5 Životnost zařízení

Trubice Provox LaryTube může být používána nejdéle po dobu 6 měsíců. Vykazuje-li přístroj jakékoli známky poškození, musí být vyměněn dříve.

2.6 Likvidace

Při likvidaci použitého zdravotnického prostředku vždy postupujte podle lékařské praxe a vnitrostátních požadavků týkajících se biologického nebezpečí.

2.7 Příslušenství

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální součásti. Jiné příslušenství může vést k poškození nebo chybné funkci produktu.

Některá ze zařízení, která lze použít se trubicí Provox LaryTube, jsou:

- Kazety Provox HME Cassettes (Heat and Moisture Exchangers)
- Provox FreeHands HME, pro mluvení bez manuální okluze stomy.
- Pomůcka Provox ShowerAid, která může pomoci zabránit vniknutí vody do trubice LaryTube během sprchování.
- Pomůcky Provox TubeHolder a Provox LaryClip lze použít pro dodatečnou podporu, aby se předešlo vypadnutí trubice Provox LaryTube ze stomy.
- Pro trubicí Provox LaryTube s kroužkem se používá lepidlo Provox Adhesive pro připevnění a udržení trubice LaryTube na místě.

Další dostupné příslušenství najdete v objednacích informacích.

3. Informace o řešení problémů

Krvácení stomy

Přestaňte zařízení používat. Po postupném zhojení tracheostomy se snažte postupně prodlužovat dobu používání přístroje. Pokud i krátká časová období způsobují krvácení nebo pokud krvácení přetrvává i po vyjmutí přístroje, přestaňte jej používat a poraďte se se svým klinickým lékařem.

Rychlé zmenšení stomy

Pokud používáte trubicí Provox LaryTube kvůli rychle se zmenšující tracheostomě, prodiskutujte se svým klinickým lékařem možnost mít dva přístroje (stejně velikosti). To vám umožní vyjmout trubicí Provox LaryTube ze stomy a okamžitě ji nahradit čistou trubicí. Čištění vyjmutého zařízení lze provést po vložení čisté trubice LaryTube.

Stoma se během používání zvětšuje

Pokud se tracheostoma zvětšuje po použití trubice LaryTube, zeptejte se svého klinického lékaře, zda je možné použít dvě zařízení (jedno s menším průměrem a jedno s větším průměrem). To vám umožní použít větší velikost trubice LaryTube, když se tracheostoma zvětší, a menší velikost trubice LaryTube, aby se tracheostoma mohla zmenšit. Možná bude nutné přerušit používání trubice během noci, aby se tracheostoma mohla zmenšit. V takovém případě prodiskutujte alternativní možnosti připojení kazety HME Cassette se svým klinickým lékařem, abyste mohli v noci pokračovat v používání kazety HME Cassette.

4. Další informace

4.1 Kompatibilita s vyšetřením magnetickou rezonancí (MR)

Bezpečné při MR: Toto zařízení neobsahuje žádné kovové prvky a nemá potenciál pro interakci s polem MR.

4.2 Objednací informace

Viz konec tohoto návodu k použití.

4.3 Informace pro pomoc uživatelům

Pro dodatečnou pomoc nebo informace použijte kontaktní informace uvedené na zadním obalu tohoto návodu k použití.

1. Leíró jellegű információ

1.1 Rendeltetés

A Provox LaryTube (Provox Lary szilikon légsőkanül) –foglatat a Provox HME System (Provox hő- és nedvességcserélő rendszer) teljes gégeeltávolítást követően vokális és pulmonális rehabilitációra szolgáló eszközei számára.

Zsugorodó tracheostomával rendelkező betegeknél a tracheostoma légzéshez való fenntartására is használatos.

A Provox LaryTube légsőkanült kizárólag egy beteg használhatja.

1.2 ELLENJAVALLATOK

A Provox LaryTube nem használható olyan betegeknél,

- akik bármilyen típusú mechanikus lélegeztetést használnak.
- akiknél a trachea vagy a tracheostoma szövete károsodott.

1.3 Az eszköz leírása

A Provox LaryTube orvosi minőségű szilikon anyagból készült légsőkanül. Az eszköz célja, hogy kényelmes és légmentesen záródó illesztést hozzon létre a Provox LaryTube és a tracheostoma között, továbbá, hogy csatlakozási helyként szolgáljon a Provox HME System (Provox hő- és nedvességcserélő rendszer) eszközei számára.

Egyenként csomagolva, nem steril állapotban kerül forgalomba.

3 modell áll rendelkezésre: Standard, Fenestrated (átlyukasztott, nyílásolt) és „with Ring” (gyűrűvel ellátott) (1. ábra).

A Standard modell és a „with Ring” (gyűrűvel ellátott) verziók átlyukaszthatók hogy a hangprotézist használóknál a levegő keresztáramolhasson a hangprotézisen. A lyukak a Provox Fenestration Punch (Provox lyukasztó) segítségével készíthetők a Provox Fenestration Punch lyukasztóhoz mellékelt használati útmutató szerint, lásd a rendelési információt.

Standard verziók (1a. ábra) – hangprotézissel vagy anélkül történő használatra. Provox TubeHolder (Provox légsőkanül-rögzítő) vagy Provox LaryClips (Provox Lary csíptető) eszközzel csatlakoztathatók.

Fenestrated (átlyukasztott, nyílásolt) verziók (1b. ábra) – hangprotézis-használók számára.

Provox TubeHolder (Provox légsőkanül-rögzítő) vagy Provox LaryClips (Provox Lary csíptető) eszközzel csatlakoztathatók.

„With Ring” (gyűrűvel ellátott) verziók (1c. ábra) – hangprotézissel vagy anélkül történő használatra.

Csak Provox Adhesive (Provox ragasztós lap) segítségével csatlakoztathatók.

A Provox LaryTube különféle részei a következők (1d–i. ábra):

- d) Légcsőkanül
- e) Védőburok (kúpos)
- f) HME és tartozékok foglalatja
- g) Szárnyak
- h) Gyűrű ragasztós csatlakozáshoz
- i) Perforált lyukak

1.4 VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉSEK

- **NE** használja fel újra a már használt Provox LaryTube légcsőkanült másik betegnél! Az eszköz kizárólag egy beteg használatára szolgál. Több betegnél történő újrafelhasználás keresztszennyeződést okozhat.
- **NE** használjon sikosító gél, ha a beteg allergiás ezekre az anyagokra.
- **GONDOSKODJON** arról, hogy a beteg fel legyen világosítva az eszköz használatáról. A beteget meg kell tanítani az eszköz használatára, és meg kell győződni arról, hogy képes azt orvosi felügyelet nélkül, helytállóan használni és követni a használati útmutatót.

1.5 ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Mindig megfelelő méretű Provox LaryTube légcsőkanült használjon. Ha a Provox LaryTube túl széles, túl keskeny, túl hosszú vagy túl rövid, szövetkárosodást, vérzést és irritációt okozhat. Ezenkívül a beszéd is nehezebbé válhat, mert a LaryTube elzárhatja a hangprotézist. Ha a Provox LaryTube nem megfelelő méretű, a HME Cassette (HME kazetta) behelyezése, eltávolítása és megnyomása nyomást gyakorolhat a hangprotézisre. Ha a LaryTube túl keskeny, a stoma zsugorodását okozhatja.
- **NE** nem szabad erőszakkal behelyezni az eszközt. Mindig az alábbi utasítások szerint helyezze be és távolítsa el a Provox LaryTube légcsőkanült. Ha a terméket túl mélyre benyomják a tracheába, akadályozhatja a légzést. Az erőszakos behelyezés szövetkárosodást, vérzést és irritációt okozhat, továbbá véletlenül kimozdíthatja a hangprotézist és/vagy az XtraFlange eszközt (ha használ ilyet).
- Ha átlukasztásra van szükség, az mindenképp a Provox Fenestration Punch (Provox lyukasztó) segítségével történjék. Ezzel biztosítható, hogy a lyukak kicsik és sima szélűek legyenek. A túl nagy perforált lyukak a hangprotézis vagy az XtraFlange kimozdulását okozhatják. Az éles szélű perforált lyukak granulációs szövet képződését okozhatják. Gondoskodjon arról, hogy lyukasztás után ne maradjanak szilikonmaradékok a lyukakban vagy a LaryTube üregében.

- **NE** használjon piszkos vagy szennyezett Provox LaryTube légsőkanült. Az alábbi tisztítási és fertőtlenítési utasításoknak megfelelően tisztítsa és fertőtlenítse az eszközt.
- **NE** használjon károsodott meghibásodott eszközt, mert ezek a kis részecskék aspirációját vagy granulációs szövet kialakulását okozhatják.
- Kizárólag vízben oldható síkosítót használjon. Az olajalapú síkosítók (pl. a vazelin) meggyengíthetik, károsíthatják vagy tönkretelhetik a terméket, ezért ezeket nem szabad használni.
- Sugárterápia során gondosan kísérje figyelemmel a tracheostoma szövetét. Ha a stoma irritálódik vagy vérezni kezd, hagyja abba az eszköz használatát.
- Vértézési rendellenességekben szenvedő, vagy véralvadásgátlókkal kezelt betegeknek nem szabad használniuk az eszközt, ha az ismétlődő vértézés okoz.
- Ha a tracheostomában granulációs szövet képződik, hagyja abba az eszköz használatát.
- **NE** tisztítsa a stomában lévő eszközt, mert ez szövetkárosodást okozhat. Mindig vegye ki az eszközt a stomából tisztítás előtt.

2. Használati útmutató

2.1 Előkészítés

A helyes méret kiválasztása

Átmérő: A Provox LaryTube légsőkanülok 4 különböző méretben (8, 9, 10 és 12) állnak rendelkezésre. Vonalzóval mérje meg a tracheostoma méretét (legnagyobb átmérőjét), és ehhez illessze a Provox LaryTube méretét. Szabálytalan alakú tracheostomák esetében a légmentesen záródó illesztés létrehozása nehézségekbe ütközhet.

Hossz: A Provox LaryTube légsőkanülok 3 különböző hosszban (27, 36 és 55 mm) állnak rendelkezésre.

Az orvosnak segítségére lehet a Provox LaryTube Sizer Kit (Provox LaryTube méretező készlet) abban, hogy a megfelelő méretű LaryTube légsőkanült írhasse fel a betegnek. A méretező készlet a kereskedelembe kapható Provox LaryTube légsőkanülok közül tartalmaz mintákat („méretezőket”).

FIGYELEM: Illesztés során mindig gondoskodjon arról, hogy a LaryTube ne érje el a hangprotézis tracheális szegélyét (3. ábra).

Előkészület a behelyezéshez

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz helyes méretű-e, és hogy a csomag nem sérült-e, vagy nincs-e nyitva. Egyéb esetben ne használja.

Gondoskodjon arról, hogy a keze teljesen tiszta és száraz legyen, mielőtt a stoma területére helyezi, vagy kezeli a Provox LaryTube légsőkanült /vagy annak tartozékait.

Legyen kéznél egy tükör, és a stoma legyen megfelelően megvilágítva. **MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT** (azaz minden behelyezés előtt) mindig gondosan vizsgálja meg a Provox LaryTube légsőkanült, és győződjön meg arról, hogy az sértetlen és nem látszik rajta szakadás, repedés vagy lerakódás. Ha bármilyen károsodást figyel meg, ne használja a terméket, és pótolja másik eszközzel.

Behelyezés előtt öblítse le az eszközt ivóvízzel az esetleges fertőtlenítőszer-maradékok eltávolítására (2. ábra). Ügyeljen arra, hogy csak tiszta eszközt helyezzen be. Kórházi környezetben ivóvíz helyett inkább steril vizet kell használni.

Ha szükséges, enyhén síkosítsa a kanült kis mennyiségű, vízben oldható síkosítóval. A következő, vízben oldható síkosítók használata javasolt a Provox LaryTube légsőkanülhöz:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokain)

FIGYELEM: Kizárólag vízben oldható síkosítókat használjon. Az olajalapú síkosítók (pl. a vazelin) meggyengíthetik, károsíthatják vagy tönkretethetik a terméket, ezért ezeket soha nem szabad használni.

Ügyeljen arra, hogy ne síkosítsa a HME foglalatot, a HME Cassette eszközt (HME kazettát), vagy bármelyik tartozékot, amelyet a Provox LaryTube légsőkanülbe kell behelyezni. Ez véletlen leváláshoz vezethet.

2.2 Működtetési útmutató

Behelyezés (3. ábra):

Provox LaryTube, Standard és Fenestrated (átlyukasztott, nyílasolt):

Óvatosan helyezze be a Provox LaryTube légsőkanült közvetlenül a tracheostomába. A légsőkanüloket vagy Provox LaryClip eszközzel (csíptetővel), vagy Provox TubeHolder eszközzel (légsőkanül-rögzítővel) rögzítse (4b–c. ábra).

Provox LaryTube with Ring (Provox LaryTube gyűrűvel):

Tegyen fel egy Provox Adhesive (Provox ragasztó) lapot, majd óvatosan helyezze be a Provox LaryTube légsőkanült a ragasztós lapon keresztül a tracheostomába (4a. ábra).

Gondoskodjon arról, hogy a ragasztós lap megfelelően centrálva legyen, hogy a LaryTube ne nyomja a stoma oldalait.

Helyezze be a Provox HME System (Provox HME rendszer) komponensét a HME foglalatba.

MEGJEGYZÉS: Egyes betegeknél előfordulhat, hogy a LaryTube első behelyezése után, valamint a HME beszéd céljából való elzárásakor többlet köhögnek. Ez általában csökken, ahogy a beteg hozzászokik az eszköz használatához. Ha a kényelmetlenség fennmarad, a LaryTube légsőkanült el kell távolítani.

Az eszköz eltávolítása

1. Tartsa a helyén a Provox LaryTube légsőkanült, és távolítsa el a Provox HME System (Provox HME rendszer) komponensét a légsőkanülből (5. ábra).
2. Távolítsa el a Provox LaryTube légsőkanült a stomából.

MEGJEGYZÉS: A LaryTube behelyezése és/vagy eltávolítása időnként csekély vérzést, irritációt vagy köhögést okozhat. Ha ezek a tünetek nem csillapodnak, tájékoztassa az orvost.

2.3 Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM: NE tisztítsa az eszközt, amíg az a stomában van. Ez sérülést okozhat. Mindig vegye ki az eszközt a stomából tisztítás előtt.

Minden használat után tisztítsa meg a Provox LaryTube légsőkanült. Az eszköz tisztításához és öblítéséhez kizárólag ivóvizet használjon.

FIGYELEM: Ügyeljen, nehogy megégesse az ujját a meleg mosóvízzel.

1. Öblítse le a Provox LaryTube légsőkanült ivóvízzel (6a. ábra).
2. Helyezze a Provox LaryTube légsőkanült nem olaj-alapú mosogatószerbe (6b. ábra).
3. Tisztítsa meg a légsőkanül belsejét a Provox TubeBrush kanültisztító kefével (6c, 6h. ábra).
4. Ha átlukasztott kanült használ, a lyukakat Provox Brush (Provox kefe) segítségével kell megtisztítani, lásd a rendelési információt (6d, 6h. ábra).
5. Öblítse le a Provox LaryTube kanült ivóvízzel (6e. ábra).
6. Legalább naponta egyszer fertőtlenítse a Provox LaryTube légsőkanült (6f. ábra) a következő módszerek egyikével:
 - 70% etanol, 10 perc
 - 70% izopropil-alkohol, 10 perc
 - 3% hidrogén-peroxid, 60 perc

FIGYELEM: Ne használja az eszközt, mielőtt teljesen megszáradna (6g. ábra). A fertőtlenítőszer gőzeinek belélegzése súlyos köhögést és légső-irritációt okozhat.

Ha a Provox LaryTube piszkosnak látszik, vagy levegőn szárítása szennyezésveszélyes területen történt, az eszközt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell használat előtt. Ha az eszközt a padlóra ejtették, vagy ha háziállattal, légúti fertőzésben szenvedő személlyel, vagy bármilyen más erős szennyezésszennyező forrással került érintkezésbe, szennyeződés veszélye állhat fenn.

Kórházi tartózkodás idején használat után, de használat előtt is lényeges mind megtisztítani, mind fertőtleníteni a Provox LaryTube légsőkanült, mivel fertőzés és szennyeződés fokozott veszélye áll fenn. Kórházban ivóvíz helyett jobb steril vizet használni a tisztításhoz és az öblítéshez.

FIGYELEM: Ne végezze az eszköz tisztítását és fertőtlenítését a fentiekől eltérő módszerrel, mert ez a termék károsodását és a beteg sérülését okozhatja.

2.4 Tárolási utasítások

Ha a Provox LaryTube nincs használatban, tisztítsa meg és fertőtlenítsa az eszközt a fent leírt módon, majd tárolja tiszta és száraz tartályban, szobahőmérsékleten. Közvetlen napfénytől óvando.

2.5 Az eszköz élettartama

A Provox LaryTube legfeljebb 6 hónapon át használható. Ha az eszköz károsodás bármilyen jelét mutatja, előbb ki kell cserélni.

2.6 Hulladékba helyezés

Használt orvosi eszközök hulladékba helyezésénél mindig kövesse a biológiailag veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó orvosi gyakorlatot és nemzeti követelményeket.

2.7 Tartozékok

FIGYELEM: Kizárólag eredeti komponenseket használjon. Egyéb komponensek használata a termék károsodását és/vagy helytelen működését okozhatja.

A Provox LaryTube többek között a következő eszközökkel együtt használható:

- Provox HME Cassettes (Provox HME kazetták) (hő- és nedvességcserélők).
- Provox FreeHands HME, szabadkezes a stoma kézi elzárása nélküli beszédhez.
- Provox ShowerAid, amely segít megakadályozni a víz bejutását a LaryTube légcsőkanülbe zuhanyozás alatt.
- Provox TubeHolder (Provox kanülrögzítő) vagy Provox LaryClips (Provox Lary csíptető) eszköz is használható kiegészítő támaszként, a Provox LaryTube stomából való kiesésének megelőzésére.
- A Provox LaryTube with Ring (Provox LaryTube gyűrűvel) eszköz rögzítéséhez és a LaryTube helyén tartásához Provox Adhesive ragasztós lap használatos.

Lásd a rendelkezésre álló különféle tartozékokra vonatkozó rendelési információt.

3. Hibaelhárítási információ

A stoma vérzése

Hagyja abba az eszköz használatát. Miután a tracheostoma meggyógyult, próbálja fokozatosan növelni az eszköz használatának időtartamát. Ha még a rövid idejű használat is vérzést okoz, vagy ha a vérzés az eszköz eltávolítása után is folytatódik, hagyja abba az eszköz használatát, és kérjen tanácsot az orvostól.

A stoma gyors zsugorodása

Ha gyorsan zsugorodó tracheostoma miatt viseli a Provox LaryTube légsőkanült, beszélje meg az orvossal annak lehetőségét, hogy két (egyforma méretű) eszközt használjon. Ez lehetővé tenné, hogy eltávolítsa a Provox LaryTube kanült a stomából, majd azonnal tiszta eszközt tegyen a helyére. Az eltávolított eszköz tisztítása a tiszta LaryTube légsőkanül behelyezése után elvégezhető.

A stoma használat során tágul

Ha a tracheostoma a LaryTube használata után megnagyobbodik, kérdezze meg az orvostól, lehetséges lenne-e, hogy két eszközt (egy kisebb és egy nagyobb átmérőjűt) használjon. Ez lehetővé tenné, hogy a nagyobb méretű LaryTube légsőkanült használja, amikor a tracheostoma kitágult, és a kisebb méretű LaryTube kanült, hogy engedje zsugorodni a tracheostomát. A kanül használatát éjszakára fel lehet függeszteni, hogy a tracheostoma zsugorodhasson. Ebben az esetben beszélje meg az orvossal a HME Cassette (HME kazetta) csatlakoztatásának egyéb választható módszereit, hogy éjszaka továbbra is használhassa a HME Cassette eszközt (HME kazettát).

4. További információ

4.1 MRI-vizsgálattal való kompatibilitás

MR-biztonságos: Ez az eszköz nem tartalmaz fémből készült elemeket, és nem lép kölcsönhatásba az MRI mágneses mezőjével.

4.2 Rendelési információ

Lásd a használati útmutató végét.

4.3 Felhasználói támogatással kapcsolatos információ

Amennyiben további segítségre vagy információra van szüksége, használja a használati utasítás hátulján található kapcsolattartási információt.

1. Opisne informacije

1.1 Namen uporabe

Provox LaryTube je držalo za pripomočke sistema izmenjevalnika toplote in vlage Provox, ki so namenjeni vokalni in pljučni rehabilitaciji po popolni laringektomiji.

Pri bolnikih, ki se jim krči traheostoma, se uporablja tudi za ohranjanje traheostome za dihanje.

Provox LaryTube je namenjen samo za uporabo pri enem bolniku.

1.2 KONTRAINDIKACIJE

Provox LaryTube ni namenjen za uporabo pri bolnikih, ki:

- so na kateri koli obliki mehanske ventilacije.
- imajo poškodovano trahealno ali traheostomsko tkivo.

1.3 Opis pripomočka

Provox LaryTube je držalo, izdelano iz medicinskega silikona. Namen tega pripomočka je ustvariti udoben in zračno nepredušen člen med držalom Provox LaryTube in traheostomo in tudi zagotavljati priponko za pripomočke sistema izmenjevalnika toplote in vlage Provox.

Dostavljeni so v posamičnem pakiranju; nesterilno.

Obstajajo 3 modeli: Standardni, fenestriran in z obročem (sl. 1).

Standardni model in model z obročem sta lahko fenestrirana za uporabnike govorne proteze, da lahko zrak prehaja skozi govorno protezo. Luknje so izdelane z uporabo pripomočka Provox Fenestration Punch v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena pripomočku Provox Fenestration Punch; oglejte si informacije za naročanje.

Standardne različice (sl. 1a) – izdelane za uporabo z govorno protezo ali brez nje. Pritrdijo se lahko z držalom Provox TubeHolder ali sponkami Provox LaryClips.

Fenestrirane različice (sl. 1b) – za uporabnike govorne proteze. Pritrdijo se lahko z držalom Provox TubeHolder ali sponkami Provox LaryClips.

Različice z obročem (sl. 1c) – izdelane za uporabo z govorno protezo ali brez nje. Pritrdijo se lahko samo s ploščico Provox Adhesive.

Posamezni deli držala Provox LaryTube so (sl. 1d–i):

d) Cevka

e) Varovalo (stožčasto)

- f) Izmenjevalnik toplote in vlage in držalo za nastavke
- g) Krila
- h) Obroč za spojni priključek
- i) Fenestracijske luknje

1.4 OPOZORILA

- **NE** uporabljajte rabljenega izdelka Provox LaryTube pri drugih bolnikih. Pripomoček sme uporabljati samo en bolnik. Ponovna uporaba pri drugem bolniku lahko povzroči okužbo.
- **NE** uporabljajte gelov za mazanje, če ima bolnik alergijo na te substance.
- **PREPRIČAJTE SE**, da je bolnik podučen o uporabi tega pripomočka. Bolnik mora razumeti in biti sposoben slediti navodilom za uporabo brez nadzora zdravnika.

1.5 PREVIDNOSTNI UKREPI

- Vedno uporabljajte pravilno velikost držala Provox LaryTube. Če je držalo Provox LaryTube preširoko, preozko, predolgo ali prekratko, lahko povzroči poškodbe tkiva, krvavenje ali draženje. Poleg tega je lahko težje proizvesti glas, saj lahko držalo LaryTube ovira govorno protezo. Vstavljanje, odstranjevanje in pritiskanje na kaseto izmenjevalnika toplote in vlage lahko pritiska na govorno protezo, če držalo Provox LaryTube ni pravilne velikosti. Če je držalo LaryTube preozko, lahko povzroči krčenje stome.
- **NE** uporabljajte sile pri vstavljanju. Vedno vstavite in odstranite držalo Provox LaryTube v skladu s spodnjimi navodili. Če je izdelek potisnjen pregloboko v sapnik, lahko ovira dihanje. Uporaba sile med vstavljanjem lahko povzroči poškodbo tkiva, krvavenje ali razdraženost in nenamerno premikanje govorne proteze in/ali tesnila XtraFlange, če je to uporabljeno.
- Če je potrebna fenestracija, se prepričajte, da se opravi s pripomočkom Provox Fenestration Punch. S tem boste zagotovili, da bodo luknje majhne in gladke. Fenestracijske luknje, ki so prevelike, lahko povzročijo premikanje govorne proteze ali tesnila XtraFlange. Fenestracijske luknje z ostrimi robovi lahko povzročijo tvorbo granulacijskega tkiva. Prepričajte se, da po fenestraciji v luknjah ali v lumnu pripomočka LaryTube ni ostankov silikona.
- **NE** uporabljajte umazanega ali kontaminiranega pripomočka Provox LaryTube. Očistite in razkužite pripomoček v skladu s spodnjimi navodili za čiščenje in razkuževanje.
- **NE** uporabljajte poškodovanega pripomočka, saj lahko povzroči aspiracijo manjših delov ali nastanek granulacijskega tkiva.
- Uporabljajte samo vodotopna mazila. Mazila na oljni osnovi (npr. vazelin) lahko oslabijo, poškodujejo ali uničijo izdelek in se zato ne smejo uporabljati.
- Pozorno spremljajte tkivo traheostome med obsevanjem. Prenehajte z uporabo pripomočka, če stoma postane razdražena ali začne krvaveti.

- Bolniki z motnjami strjevanja krvi ali bolniki, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila ne smejo uporabljati tega pripomočka, če povzroča ponavljajoče se krvavitve.
- Prenehajte z uporabo tega pripomočka, če v traheostomi nastane granulacijsko tkivo.
- **NE** čistite tega pripomočka, medtem ko je v stomi, saj to lahko poškoduje tkivo. Pripomoček pred čiščenjem vedno odstranite iz stome.

2. Navodila za uporabo

2.1 Priprava

Izbira prave velikosti

Premier: Držala Provox LaryTube so na voljo v 4 različnih premerih, in sicer 8, 9, 10 in 12. Izmerite velikost traheostome (največji premer) z ravnilom in ustrezno prilagodite držalo Provox LaryTube. Pri traheostomah nenavadnih oblik bo morda težko doseči zračno nepredušno prilaganje.

Dolžina: Držala Provox LaryTube so na voljo v 3 različnih dolžinah, in sicer 27, 36 in 55 mm.

Zdravnik si pri predpisovanju pravilne velikosti (ali pravih velikosti) držala LaryTube bolniku lahko pomaga s kompletom za določanje velikosti Provox LaryTube Sizer Kit. Komplet za določanje velikosti vsebuje vzorce (»za določanje velikosti«) komercialno razpoložljivih držal Provox LaryTube.

POZOR: Med vstavljanjem se vedno prepričajte, da se pripomoček LaryTube ne zatakne za trahealni zavihek govorne proteze (sl. 3).

Priprava na vstavljanje

Pred prvo uporabo se prepričajte, da imate pravo velikost in da embalaža ni poškodovana ali odprta. V nasprotnem primeru pripomočka ne uporabljajte.

Prepričajte se, da so vaše roke povsem čiste in suhe, preden se dotaknete predela stome ali rokujete s pripomočkom Provox LaryTube in/ali njegovimi dodatki.

Uporabite ogledalo in zagotovite dovolj svetlobe, da osvetlite stomo. **PRED VSAKO UPORABO** previdno preverite držalo Provox LaryTube (t. j. pred vstavljanjem) in se prepričajte, da ni poškodovano in ne kaže znakov trganja, razpok in oblog. Če opazite kakršno koli poškodbo, izdelka ne uporabljajte in si priskrbite nadomestek.

Pred vstavljanjem sperite pripomoček s pitno vodo, da odstranite morebitne ostanke razkužila (sl. 2). Prepričajte se, da vstavljate le čiste pripomočke. V bolnišnici je bolje uporabiti sterilno kot pitno vodo.

Če je potrebno, rahlo namažite cevko z majhno količino vodotopnega mazila. Za uporabo z držalom Provox LaryTube so priporočena naslednja vodotopna mazila:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokain)

POZOR: Uporabljajte samo vodotopna mazila. Mazila na oljni osnovi (npr. vazelin) lahko oslabijo, poškodujejo ali uničijo izdelek in se zato ne smejo v nobenem primeru uporabljati.

Prepričajte se, da ne namažete držala izmenjevalnika toplote in vlage ali kasete izmenjevalnika toplote in vlage ali katerega koli dodatka, ki naj bi ga držal pripomoček Provox LaryTube. Dodatek se lahko namreč nenamerno loči.

2.2 Navodila za uporabo

Vstavljanje (sl. 3):

Standardno in fenestrirano držalo Provox LaryTube:

Nežno vstavite držalo Provox LaryTube neposredno v traheostomo. Cevke pritrdite s sponkami Provox LaryClip ali držalom Provox TubeHolder (sl. 4b–c).

Držalo Provox LaryTube z obročem:

Pritrdite ploščico Provox Adhesive in nato nežno vstavite držalo Provox LaryTube skozi ploščico v traheostomo (sl. 4a).

Prepričajte se, da je ploščica natančno naravnana, da držalo LaryTube ne pritiska na stene stome.

Vstavite komponento sistema izmenjevalnika toplote in vlage Provox v držalo izmenjevalnika toplote in vlage.

OPOMBA: Nekateri bolniki lahko po prvi vstavitvi držala LaryTube ali pri zapiranju izmenjevalnika toplote in vlage za govor pogosteje kašljajo. Kašelj je manj pogostejši, ko se uporabnik privadi na pripomoček. Če nelagodje ne izgine, je treba držalo LaryTube odstraniti.

Odstranitev pripomočka

1. Primite in držite držalo Provox LaryTube in odstranite komponento sistema izmenjevalnika toplote in vlage Provox iz cevice (sl. 5).
2. Odstranite držalo Provox LaryTube iz stome.

OPOMBA: Vstavljanje in/ali odstranjevanje držala LaryTube lahko občasno povzroči rahlo krvavitev, draženje ali kašelj. Obvestite svojega zdravnika, če simptomi ne izginejo.

2.3 Čiščenje in razkuževanje

POZOR: NE čistite tega pripomočka, medtem ko je v stomi. To lahko povzroči poškodbe. Pripomoček pred čiščenjem vedno odstranite iz stome.

Držalo Provox LaryTube očistite po vsaki uporabi. Za čiščenje in spiranje pripomočka uporabljajte samo pitno vodo.

POZOR: Pazite, da si ne opečete prstov v vroči vodi za čiščenje.

1. Sperite držalo Provox LaryTube s pitno vodo (sl. 6a).
2. Položite držalo Provox LaryTube v sredstvo za pranje posode, ki ne vsebuje olja (sl. 6b).
3. Notranji del cevke očistite s krtačko Provox TubeBrush (sl. 6c, 6h).
4. Če uporabljate fenestrirano cevko, očistite luknje s krtačko Provox; oglejte si informacije za naročanje (sl. 6d, 6h).
5. Sperite držalo Provox LaryTube s pitno vodo (sl. 6e).
6. Razkužite držalo Provox LaryTube vsaj enkrat dnevno (sl. 6f) z uporabo enega izmed naštetih postopkov:
 - Etanol 70 % za 10 minut
 - Izopropilni alkohol 70 % za 10 minut
 - Vodikov peroksid 3 % za 60 minut

POZOR: Pripomočka ne uporabljajte, dokler ni povsem suh (sl. 6g). Vdihavanje pare dezinfekcijskih sredstev lahko povzroči močno kihanje in draženje dihalnih poti.

Če je držalo Provox LaryTube videti umazano ali pa se je sušilo na območju, kjer obstaja nevarnost kontaminacije pripomočka, ga je treba pred uporabo očistiti in razkužiti. Do tveganja za kontaminacijo lahko pride, če je pripomoček padel na tla ali prišel v stik s hišnim ljubljencem, posameznikom, ki ima okužbo dihal ali če se je pripomoček močno umazal na kakršen koli drug način.

Ob zdravljenju v bolnišnici je pomembno očistiti in razkužiti držalo Provox LaryTube po uporabi in tudi pred uporabo, saj obstaja večja nevarnost okužbe in kontaminacije. V bolnišnici je za čiščenje in spiranje bolje uporabiti sterilno kot pitno vodo.

POZOR: Ne čistite in razkužujte pripomočka z drugimi postopki, kot zgoraj s tistimi, ki so opisani zgoraj, saj to lahko vodi do poškodbe izdelka in bolnika.

2.4 Napotki za shranjevanje

Ko držala Provox LaryTube ne uporabljate, ga očistite in razkužite z uporabo enega od zgoraj opisanih postopkov in ga shranite pri sobni temperaturi v čisti in suhi posodi. Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

2.5 Življenjska doba pripomočka

Nprekinjena uporaba držala Provox LaryTube ne sme presegati 6 mesecev. Če pripomoček kaže znake dotrajanja, ga je treba zamenjati prej.

2.6 Odstranjevanje med odpadke

Pri odstranjevanju rabljenega medicinskega pripomočka med odpadke vedno upoštevajte medicinsko prakso in nacionalne predpise glede biološko nevarnih odpadkov.

2.7 Dodatki

POZOR: Uporabljajte izključno originalne dele. Drugi deli lahko povzročijo poškodbe in/ali okvaro izdelka.

Z držalom Provox LaryTube se lahko med drugim uporabljajo naslednji pripomočki:

- Kasete izmenjevalnika toplote in vlage Provox (za izmenjevalnik toplote in vlage)
- Izmenjevalnik toplote in vlage Provox FreeHands za govor brez ročnega zapiranja stome.
- Provox ShowerAid, ki med tuširanjem prepreči vstop vode v držalo LaryTube.
- Provox TubeHolder ali Provox LaryClips lahko uporabite kot dodatno podporo za preprečevanje izpada držala Provox LaryTube iz stome.
- Za pritrdjevanje in ohranjanje držala Provox LaryTube z obročem na mestu se uporablja ploščica Provox Adhesive.

Različne razpoložljive dodatke najdete v informacijah za naročanje.

3. Informacije o odpravljanju težav

Krvavitev stome

Prenehajte z uporabo tega pripomočka. Ko se traheostoma pozdravi, poskusite postopoma podaljševati čas uporabe pripomočka. Če že krajša uporaba povzroča krvavitev ali če krvavitev po odstranitvi pripomočka ne preneha, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Hitro krčenje stome

Če uporabljate držalo Provox LaryTube zaradi hitrega krčenja traheostome, se posvetujte s svojim zdravnikom o možnosti uporabe dveh pripomočkov (enake velikosti). To vam bo omogočilo, da zamenjate držalo Provox LaryTube s čistim takoj, ko ga odstranite iz stome. Odstranjen pripomoček lahko nato očistite, ko ste vstavili čisto držalo LaryTube.

Povečanje stome med uporabo

Če se vaša traheostoma po uporabi držala LaryTube poveča, se posvetujte z zdravnikom o možnosti uporabe dveh pripomočkov (enega z manjšim in enega z večjim premerom). Tako boste lahko večje držalo LaryTube uporabili, ko bo traheostoma povečana, manjše držalo LaryTube pa, da se bo lahko traheostoma krčila. Morda boste morali prekiniti z uporabo držala LaryTube ponoči, da se bo traheostoma lahko skrčila. V tem primeru se posvetujte s svojim zdravnikom o alternativnih možnostih za pritrditev kasete izmenjevalnika toplote in vlage, da boste lahko kaseto izmenjevalnika toplote in vlage še naprej uporabljali tudi ponoči.

4. Dodatne informacije

4.1 Združljivost s preiskavo MR

Varno za magnetno resonanco: Ta pripomoček ne vsebuje nobenih kovinskih elementov in ne deluje na magnetno polje MR.

4.2 Informacije za naročanje

Oglejte si konec teh navodil za uporabo.

4.3 Informacije za pomoč uporabnikom

Za dodatno pomoč ali informacije si oglejte zadnjo platnico teh navodil za uporabo, kjer so navedene informacije za stik.

1. Popis

1.1 Účel použitia

Provox LaryTube je držiak na zariadenia v systéme Provox HME System určené na hlasivkovú a pľúcnu rehabilitáciu po celkovej laryngektómii.

U pacientov so zmršťujúcou sa tracheostómiou sa používa aj na udržiavanie tracheostómie na dýchanie.

Provox LaryTube je určený na používanie výhradne u jedného pacienta.

1.2 KONTRAINDIKÁCIE

Provox LaryTube nie je určený na používanie u pacientov, ktorí:

- podstupujú akúkoľvek formu mechanickej ventilácie,
- majú poškodené tracheálne alebo tracheostómiové tkanivo.

1.3 Popis pomôcky

Provox LaryTube je trubica vyrobená zo silikónovej gummy medicínskej kvality. Účelom tejto pomôcky je vytvoriť pohodlné a vzduchotesné spojenie medzi trubicou Provox LaryTube a tracheostómiou, ako aj umožniť pripojenie zariadení zo systému Provox HME System.

Dodávajú sa balené jednotlivo v nesterilnom stave.

K dispozícii sú 3 modely: štandardný, perforovaný a s krúžkom (obrázok 1).

Štandardný model a verzia s krúžkom môžu byť perforované tak, aby mohol prechádzať vzduch cez hlasovú protézu u používateľov hlasových protéz. Otvory sa dierujú pomocou dierovača Provox Fenestration Punch v súlade s pokynmi na používanie dodávanými s dierovačom Provox Fenestration Punch (pozrite si informácie o objednávaní).

Štandardné verzie (obr. 1a) – vyrobené na používanie s hlasovou protézou alebo bez nej.

Dajú sa pripevniť pomocou držiaka Provox TubeHolder alebo spôn Provox LaryClip.

Perforované verzie (obr. 1b) – pre používateľov hlasových protéz.

Dajú sa pripevniť pomocou držiaka Provox TubeHolder alebo spôn Provox LaryClip.

Verzie s krúžkom (obr. 1c) – vyrobené na používanie s hlasovou protézou alebo bez nej.

Dajú sa pripevniť iba lepidlom Provox Adhesive.

Časti trubice Provox LaryTube (obr. 1d až i):

- d) Trubica
- e) Chránič (kónický)
- f) Držiak výmenníka tepla a vlhkosti a príslušenstva
- g) Krídelká
- h) Krúžok na pripevnenie lepidlom
- i) Perforované otvory

1.4 VÝSTRAHY

- Použitú trubicu Provox LaryTube **NEPOUŽÍVAJTE** opätovne u iného pacienta. Táto pomôcka je určená na použitie výhradne u jedného pacienta. Opätovné použitie u iného pacienta môže spôsobiť krížovú kontamináciu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** lubrikačné gély, ak má pacient alergie súvisiace s týmito látkami.
- **ZABEZPEČTE**, aby bol pacient vyškolený v používaní tejto pomôcky. Pacient musí preukázať schopnosť porozumieť pokynom na používanie bez dohľadu lekára a dôsledne ich dodržiavať.

1.5 PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Vždy používajte trubicu Provox LaryTube vhodnej veľkosti. Ak je trubica Provox LaryTube príliš široká, príliš úzka, príliš dlhá alebo príliš krátka, môže spôsobiť poškodenie tkaniva, krvácanie alebo podráždenie. Okrem toho to môže sťažiť rozprávanie, pretože trubica LaryTube môže prekážať hlasovej protéze. Ak nebude mať trubica Provox LaryTube vhodnú veľkosť, vloženie, vybratie a zatlačenie na kazetu výmenníka tepla a vlhkosti môže vyvinúť tlak na hlasovú protézu. Trubica LaryTube, ktorá je príliš úzka, môže spôsobiť zmrštenie stómie.
- Počas zavádzania **NEPOUŽÍVAJTE** silu. Trubicu Provox LaryTube vždy vkladajte a vyberte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak sa produkt zatlačí príliš ďaleko do priedušnice, môže prekážať dýchaniu. Použitie sily počas zavádzania môže spôsobiť poškodenie tkaniva, krvácanie alebo podráždenie a náhodnú dislokáciu hlasovej protézy a/alebo pomôcky XtraFlange, ak sa používa.
- Ak je potrebná perforácia, musí sa vykonať pomocou dierovača Provox Fenestration Punch. Tým sa zabezpečí, že otvory budú malé a hladké. Príliš veľké perforované otvory môžu spôsobiť dislokáciu hlasovej protézy alebo pomôcky XtraFlange. Perforované otvory s ostrými hranami môžu spôsobiť tvorbu granulačného tkaniva. Uistite sa, že v otvoroch alebo kanáloch trubice LaryTube nezostali po perforácii žiadne zvyšky silikónu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** znečistenú ani kontaminovanú trubicu Provox LaryTube. Pomôcku vyčistite a vydezinfikujte podľa pokynov na čistenie a dezinfekciu uvedených nižšie.

- **NEPOUŽÍVAJTE** poškodenú pomôcku, pretože by to mohlo spôsobiť vdýchnutie malých častí alebo tvorbu granulačného tkaniva.
- Používajte výhradne lubrikanty rozpustné vo vode. Lubrikanty na báze oleja (napr. vazelína) môžu tento produkt oslabiť, poškodiť alebo zničiť a nemali by sa používať.
- Počas radiačnej terapie starostlivo monitorujte tkanivo tracheostómie. V prípade podráždenia stómie alebo začatia jej krvácania prestaňte túto pomôcku používať.
- Pacienti s poruchami spôsobujúcimi krvácanie alebo pacienti užívajúci antikoagulanciá nemajú užívať túto pomôcku, ak im spôsobuje opakované krvácanie.
- Ak sa v tracheostómii vytvorí granulačné tkanivo, prestaňte túto pomôcku používať.
- **NEČISTITE** pomôcku vo vnútri stómie, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie tkaniva. Pred čistením vždy vyberte pomôcku zo stómie.

2. Pokyny na používanie

2.1 Príprava

Voľba správnej veľkosti

Priemer: Trubice Provox LaryTube sú k dispozícii v 4 rôznych priemeroch: 8, 9, 10 a 12. Pravítkom zmerajte veľkosť tracheostómie (najväčší priemer) a zaveďte príslušnú trubicu Provox LaryTube. V prípade nepravidelne tvarovaných tracheostómii môže byť ťažké dosiahnuť vzduchotesné utesnenie.

Dĺžka: Trubice Provox LaryTube sú k dispozícii v 3 rôznych dĺžkach: 27, 36 a 55 mm.

Na pomoc pri výbere veľkosti trubice LaryTube, ktorú treba pacientovi predpísať, môže lekár použiť súpravu Provox LaryTube Sizer Kit. Súprava Sizer Kit obsahuje vzorky („meradlá“) komerčne dostupných trubíc Provox LaryTube.

UPOZORNENIE: Počas zavádzania vždy zaistite, aby sa trubica LaryTube nezachytila o tracheálnu prírubu hlasovej protézy (obr. 3).

Príprava na zavedenie

Pred prvým použitím skontrolujte, či máte správnu veľkosť a či balenie nie je poškodené alebo otvorené. V opačnom prípade túto pomôcku nepoužívajte.

Uistite sa, že máte dôkladne čisté a suché ruky pred ich umiestnením do oblasti stómie alebo pred manipuláciou s trubicou Provox LaryTube a/alebo príslušenstvom.

Prípravte si zrkadlo a dostatočné svetlo na osvetlenie stómie. Trubicu Provox LaryTube PRED KAŽDÝM POUŽITÍM (t. j. pred zavedením) vždy pozorne skontrolujte a uistite sa, že je nepoškodená a nevykazuje žiadne

známky trhlín, prasklín ani znečistenia. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, tento produkt nepoužívajte a vymeňte ho.

Pred zavedením opláchnite túto pomôcku pitnou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky dezinfekčného prostriedku (obr. 2). Zavádzajte výhradne čisté pomôcky. V nemocničnom prostredí je lepšie použiť sterilnú vodu než pitnú vodu.

V prípade potreby mierne namažte trubicu malým množstvom lubrikantu rozpustného vo vode. S trubicou Provox LaryTube sa odporúčajú používať nasledujúce mazivá rozpustné vo vode:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]/(lidokaín)

UPOZORNENIE: Používajte výhradne lubrikanty rozpustné vo vode. Lubrikanty na báze oleja (napr. vazelína) môžu tento produkt oslabiť, poškodiť alebo zničiť a nemali by sa nikdy používať.

Dbajte na to, aby ste nenamazali držiak výmenníka tepla a vlhkosti, kazetu výmenníka tepla a vlhkosti ani žiadne príslušenstvo pridržiavajúce trubicu Provox LaryTube. To môže viesť k náhodnému uvoľneniu.

2.2 Prevádzkové pokyny

Zavedenie (obr. 3):

Provox LaryTube Standard a Fenestrated:

Opatrne zaveďte trubicu Provox LaryTube priamo do tracheostómie. Pripevnite tieto trubice sponou Provox LaryClip alebo držiakom Provox TubeHolder (obr. 4b až c).

Provox LaryTube s krúžkom:

Naneste lepidlo Provox Adhesive a potom jemne zaveďte trubicu Provox LaryTube cez lepidlo do tracheostómie (obr. 4a).

Uistite sa, že lepidlo je správne vycentrované tak, aby trubica LaryTube netlačila na boky stómie.

Zaveďte súčasť systému Provox HME System do držiaka výmenníka tepla a vlhkosti.

POZNÁMKA: Niektorí pacienti môžu po prvom zavedení trubice LaryTube alebo pri upchatí výmenníka tepla a vlhkosti viac kašľať. Keď si používateľ zvykne na túto pomôcku, zvyčajne to ustúpi. Ak pretrváva nepohodlie, trubicu LaryTube treba odstrániť.

Odstránenie pomôcky

1. Podržte trubicu Provox LaryTube na mieste a vyberte súčasť systému Provox HME System z trubice (obr. 5).
2. Vyberte trubicu Provox LaryTube zo stómie.

POZNÁMKA: Zavedenie a/alebo odstránenie trubice LaryTube môže niekedy spôsobiť určité mierne krvácanie, podráždenie alebo kašeľ. Ak tieto príznaky pretrvávajú, informujte svojho lekára.

2.3 Čistenie a dezinfekcia

UPOZORNENIE: Pomôcku NEČISTITE, kým sa nachádza v stómii. Môže to spôsobiť zranenie. Pred čistením vždy vyberte pomôcku zo stómie.

Trubicu Provox LaryTube po každom použití očistite. Na čistenie a oplachovanie pomôcky nepoužívajte žiadnu vodu okrem pitnej vody.

UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste si nepopálili prsty v teplej čistiacej vode.

1. Opláchnite trubicu Provox LaryTube v pitnej vode (obr. 6a).
2. Trubicu Provox LaryTube umiestnite do čistiaceho prostriedku na riad neobsahujúceho olej (obr. 6b).
3. Vnútro trubice vyčistite kefkou Provox TubeBrush (obr. 6c, 6h).
4. Ak sa používa perforovaná trubica, otvory treba vyčistiť kefkou Provox Brush; pozrite si informácie o objednávaní (obr. 6d, 6h).
5. Opláchnite trubicu Provox LaryTube v pitnej vode (obr. 6e).
6. Trubicu Provox LaryTube dezinfikujte najmenej jedenkrát denne (obr. 6f) jednou z nasledujúcich metód:
 - 70 % etanol po dobu 10 minút,
 - 70 % izopropylalkohol po dobu 10 minút,
 - 3 % peroxid vodíka po dobu 60 minút.

UPOZORNENIE: Pomôcku nepoužívajte, kým nebude úplne suchá (obr. 6g). Vdýchnutie výparov dezinfekčného prostriedku môže spôsobiť silný kašeľ a podráždenie dýchacích ciest.

Ak trubica Provox LaryTube vyzerá znečistená alebo sa vysušila vzduchom v oblasti s rizikom kontaminácie, pomôcku treba pred použitím vyčistiť a vydezinfikovať. Ak pomôcka spadla na podlahu alebo bola v kontakte s nejakým domácim zvieratkom, s osobou s infekciou dýchacích ciest alebo s akoukoľvek inou hrubou kontamináciou, môže existovať riziko kontaminácie.

Počas hospitalizácie je dôležité trubicu Provox LaryTube po jej použití, ale aj pred jej použitím vyčistiť a vydezinfikovať, pretože existuje zvýšené riziko infekcie a kontaminácie. V nemocnici je lepšie používať na čistenie a oplachovanie namiesto pitnej vody sterilnú vodu.

UPOZORNENIE: Nečistite ani nedezinfikujte žiadnym iným spôsobom než tým, ktorý sa opisuje vyššie, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie produktu a poranenie pacienta.

2.4 Pokyny na skladovanie

Keď sa trubica Provox LaryTube nepoužíva, vyčistite a dezinfikujte ju podľa pokynov uvedených vyššie a potom ju uskladnite v čistej a suchej nádobe pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

2.5 Životnosť pomôcky

Trubica Provox LaryTube sa môže používať po dobu maximálne 6 mesiacov. Ak pomôcka vykazuje akékoľvek známky poškodenia, musí sa vymeniť skôr.

2.6 Likvidácia

Pri likvidácii použitej zdravotníckej pomôcky vždy dodržiavajte lekársku prax a vnútroštátne požiadavky týkajúce sa biologického nebezpečenstva.

2.7 Príslušenstvo

UPOZORNENIE: Používajte iba originálne súčasti. Iné príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie a/alebo poruchu tohto produktu.

S trubicou Provox LaryTube možno používať napríklad nasledujúce zariadenia:

- kazety Provox HME Cassette (výmenníky tepla a vlhkosti),
- výmenník tepla a vlhkosti Provox FreeHands HME umožňujúci rozprávanie bez manuálneho uzavretia stómie,
- pomôcku Provox ShowerAid, ktorá pomáha zabrániť vniknutiu vody do trubice LaryTube počas sprchovania,
- na zlepšenie upevnenia možno použiť držiak Provox TubeHolder alebo spojny Provox LaryClip, aby sa zabránilo vypadnutiu trubice Provox LaryTube zo stómie,
- pre trubicu Provox LaryTube s krúžkom sa používa na pripevnenie a pridržiavanie trubice LaryTube na mieste lepidlo Provox Adhesive.

Informácie o rôznom dostupnom príslušenstve nájdete v informáciách o objednávaní.

3. Informácie o riešení problémov

Krvácanie stómie

Prestaňte používať túto pomôcku. Po zahojení tracheostómie sa postupne snažte predĺžiť dobu používania pomôcky. Ak aj krátke používanie spôsobuje krvácanie alebo ak krvácanie pretrváva aj po odstránení pomôcky, prestaňte ju používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Rýchle zmršťovanie stómie

Ak používate trubicu Provox LaryTube z dôvodu rýchleho zmršťovania tracheostómie, poraďte sa so svojim lekárom o možnosti mať dve pomôcky (rovnakej veľkosti). To vám umožní odstrániť trubicu Provox LaryTube zo stómie a ihneď ju vymeniť za čistú. Po zavedení čistej trubice LaryTube môžete potom odstránenú pomôcku vyčistiť.

Stómia sa počas používania zväčšuje

Ak sa vaša tracheostómia po použití trubice LaryTube zväčší, spýtajte sa svojho lekára, či je možné, aby ste používali dve pomôcky (jednu s menším priemerom a jednu s väčším priemerom). To vám umožní používať trubicu LaryTube s väčšou veľkosťou, keď sa tracheostómia zväčší, a trubicu LaryTube s menšou veľkosťou, aby sa umožnilo zmrštenie tracheostómie. Môže byť potrebné prerušiť používanie trubice počas noci, aby sa umožnilo zmrštenie tracheostómie. V takom prípade prediskutujte alternatívne možnosti pripojenia kazety výmenníka tepla a vlhkosti s lekárom, aby ste mohli kazetu výmenníka tepla a vlhkosti naďalej používať počas noci.

4. Ďalšie informácie

4.1 Kompatibilita s vyšetrením MR

Bezpečné v prostredí MR: Táto pomôcka neobsahuje žiadne kovové prvky a nemôže spôsobovať žiadnu interakciu s poľom generovaným pri vyšetrení MR.

4.2 Informácie o objednávaní

Pozrite si koniec týchto pokynov na používanie.

4.3 Informácie o pomoci pre používateľov

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo informácie, pozrite si kontaktné údaje na zadnej obálke týchto pokynov na používanie.

1. Informacje opisowe

1.1 Przeznaczenie

Rurka Provox LaryTube to uchwyt do urządzeń systemu Provox HME System przeznaczonych do rehabilitacji głosowej i płucnej po całkowitej laryngektomii.

U pacjentów z obkurczającą się tracheostomą jest również stosowany dla zapewnienia oddychania przez tracheostomę.

Rurka Provox LaryTube jest przeznaczona do stosowania u jednego pacjenta.

1.2 PRZECIWWSKAZANIA

Rurka Provox LaryTube nie jest przeznaczona do stosowania u pacjentów:

- poddawanych wentylacji mechanicznej w jakiegokolwiek postaci;
- z uszkodzoną tkanką w obrębie tchawicy lub tracheostomy.

1.3 Opis urządzenia

Provox LaryTube jest rurką wykonaną z silikonu medycznego. Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie komfortowego i szczelnego dopasowania rurki Provox LaryTube do tracheostomy, a także zapewnienie mocowania urządzeń systemu Provox HME System.

Rurki są dostarczane w pojedynczych opakowaniach w postaci niejławowej.

Dostępne są 3 modele: Standard, Fenestrated (rurka perforowana) oraz Ring (rurka z pierścieniem) (rys. 1).

Można wykonać perforację modelu Standard oraz wersji Ring (z pierścieniem), tak aby powietrze mogło przechodzić przez protezę głosową w przypadku użytkowników protez głosowych. Otwory wykonuje się za pomocą przebijaka Provox Fenestration Punch zgodnie z instrukcją użycia dołączoną do przebijaka Provox Fenestration Punch; zob. informacje potrzebne do zamawiania.

Wersje Standard (rys. 1a) — przeznaczone do użycia z protezą głosową lub bez niej. Mogą być mocowane przy użyciu taśmy utrzymującej rurkę Provox TubeHolder lub zatrzasków Provox LaryClip.

Wersje Fenestrated (perforowane) (rys. 1b) — dla użytkowników protez głosowych. Mogą być mocowane przy użyciu taśmy utrzymującej rurkę Provox TubeHolder lub zatrzasków Provox LaryClip.

Wersje Ring (z pierścieniem) (rys. 1c) — przeznaczone do użycia z protezą głosową lub bez niej.

Mogą być mocowane wyłącznie przy użyciu plastrów Provox Adhesive.

Poszczególne części rurki Provox LaryTube to (rys. 1d–i):

- d) rurka
- e) kołnierz (stożkowy)
- f) uchwyt HME i akcesoriów
- g) skrzydełka
- h) pierścień do przymocowania plastra
- i) otwory

1.4 OSTRZEŻENIA

- **NIE UŻYWAĆ** ponownie używanej rurki Provox LaryTube u innego pacjenta. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta. Ponowne użycie u innego pacjenta może spowodować zakażenie krzyżowe.
- **NIE UŻYWAĆ** żeli poślizgowych, jeśli pacjent ma uczulenie na takie substancje.
- **UPEWNIĆ SIĘ**, że pacjent został przeszkolony w zakresie korzystania z urządzenia. Pacjent powinien wykazywać zdolność do zrozumienia i poprawnego stosowania się do instrukcji użycia bez nadzoru lekarza.

1.5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy zawsze używać rurki Provox LaryTube w odpowiednim rozmiarze. Jeżeli rurka Provox LaryTube jest zbyt szeroka, zbyt wąska, zbyt długa lub zbyt krótka, może spowodować uszkodzenie lub podrażnienie tkanek albo krwawienie. Ponadto wytworzenie głosu może być trudniejsze, ponieważ rurka LaryTube może zatykać protezę głosową. Wkładanie, wyjmowanie i naciskanie kasety HME może powodować nacisk na protezę głosową, jeśli rozmiar rurki Provox LaryTube nie jest odpowiedni. Zbyt wąska rurka LaryTube może powodować obkurczenie stomy.
- **NIE UŻYWAĆ** siły podczas wkładania. Rurkę Provox LaryTube należy zawsze wkładać i wyjmować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeżeli produkt zostanie wsunięty zbyt daleko do tchawicy, może utrudniać oddychanie. Użycie siły podczas wkładania może spowodować uszkodzenie lub podrażnienie tkanek albo krwawienie, a także przypadkowe przemieszczenie protezy głosowej i (lub) kołnierza XtraFlange, jeśli jest stosowany.
- W przypadku konieczności wykonania perforacji należy pamiętać, aby użyć w tym celu przebijaka Provox Fenestration Punch. Dzięki temu otwory będą małe i gładkie. Zbyt duże otwory mogą spowodować przemieszczenie protezy głosowej lub kołnierza XtraFlange. Otwory o ostrych brzegach mogą doprowadzić do powstania tkanki ziarninowej. Po wykonaniu perforacji należy upewnić się, że pozostałości silikonu nie pozostały w otworach ani w kanale rurki LaryTube.

- **NIE UŻYWAĆ** brudnej ani zanieczyszczonej rurki Provox LaryTube. Urządzenie należy czyścić i dezynfekować zgodnie z instrukcjami czyszczenia i dezynfekcji podanymi poniżej.
- **NIE UŻYWAĆ** uszkodzonego urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować aspirację małych elementów lub powstanie tkanki ziarninowej.
- Można stosować wyłącznie środki poślizgowe rozpuszczalne w wodzie. Środki poślizgowe na bazie oleju (np. Vaseline) mogą osłabiać, uszkadzać lub zniszczyć produkt i nie powinny być stosowane.
- Dokładnie obserwować tkankę tracheostomy podczas radioterapii. Zaprześcić używania urządzenia, jeśli dojdzie do podrażnienia stomy lub pojawi się krwawienie.
- Pacjenci z zaburzeniami krwawienia lub pacjenci leczeni antykoagulantami nie powinni stosować urządzenia, jeśli wywołuje ono nawracające krwawienia.
- Należy zaprzestać stosowania urządzenia, jeżeli w obrębie tracheostomy tworzy się tkanka ziarninowa.
- **NIE WOLNO** czyścić urządzenia znajdującego się w stomie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkanek. Zawsze wyjmować urządzenie ze stomy przed czyszczeniem.

2. Instrukcja użycia

2.1 Przygotowanie

Dobór właściwego rozmiaru

Średnica: Dostępne są 4 różne średnice rurek Provox LaryTubes: 8, 9, 10 i 12. Zmierzyć linijką rozmiar tracheostomy (należy brać pod uwagę największą średnicę) i odpowiednio dopasować rurkę Provox LaryTube. W przypadku tracheostom o nieregularnym kształcie osiągnięcie szczelności może być trudne.

Długość: Dostępne są 3 różne długości rurek Provox LaryTubes: 27, 36 i 55 mm.

Jako pomoc przy doborze właściwego rozmiaru(ów) rurki LaryTube zalecanej pacjentowi, lekarz może wykorzystać zestaw do doboru rozmiaru Provox LaryTube Sizer Kit. Zestaw do doboru rozmiaru zawiera próbki („rozmiary”) dostępnych na rynku rurek Provox LaryTube.

UWAGA: Podczas dopasowywania należy się zawsze upewnić, że rurka LaryTube nie dosięga do kołnierza tchawiczego protezy głosowej (rys. 3).

Przygotowanie do włożenia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie ma właściwy rozmiar oraz czy opakowanie nie jest uszkodzone ani otwarte. W przeciwnym razie nie należy używać urządzenia.

Przed dotknięciem obszaru wokół stomy lub rozpoczęciem manipulacji rurką Provox LaryTube i (lub) akcesoriami należy się upewnić, że ręce są całkowicie czyste i suche.

Potrzebne jest lustro oraz wystarczająca ilość światła, aby oświetlić stomę. Należy zawsze starannie skontrolować rurkę Provox LaryTube PRZED KAŻDYM UŻYCIEM (tzn. przed włożeniem) i upewnić się, że nie jest ona uszkodzona i nie wykazuje oznak rozdarcia, pęknięcia ani osadów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać produktu; należy uzyskać produkt zamienny.

Przed włożeniem należy wypłukać urządzenie wodą pitną w celu usunięcia wszelkich pozostałości środka dezynfekującego (rys. 2). Należy się upewnić, że wkładane są wyłącznie czyste urządzenia. W szpitalu lepiej używać wody jałowej zamiast wody pitnej.

W razie potrzeby delikatnie nanieść na rurkę niewielką ilość środka poślizgowego rozpuszczalnego w wodzie. Do stosowania z rurką Provox LaryTube zaleca się następujące środki poślizgowe rozpuszczalne w wodzie:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidokaina)

UWAGA: Można stosować wyłącznie środki poślizgowe rozpuszczalne w wodzie. Środki poślizgowe na bazie oleju (np. Vaseline) mogą osłabiać, uszkadzać lub niszczyć produkt i nigdy nie wolno ich stosować.

Należy dopilnować, aby nie nanieść środka poślizgowego na uchwyt HME Holder, kasetę HME ani inne akcesoria, które mają być utrzymywane za pomocą rurki Provox LaryTube. Mogłoby to doprowadzić do ich przypadkowego odłączenia.

2.2 Instrukcja obsługi

Wkładanie (rys. 3):

Provox LaryTube Standard i Fenestrated:

Delikatnie włożyć rurkę Provox LaryTube prosto do tracheostomy. Przymocować rurkę za pomocą zatrzasku Provox LaryClip lub taśmy utrzymującej rurkę Provox TubeHolder (rys. 4b–c).

Provox LaryTube z pierścieniem:

Przymocować plaster Provox Adhesive, a następnie delikatnie włożyć rurkę Provox LaryTube przez plaster do tracheostomy (rys. 4a).

Upewnić się, że plaster jest odpowiednio wyśrodkowany, tak aby rurka LaryTube nie naciskała na boki stomy.

Włożyć element systemu Provox HME System do uchwytu HME Holder.
UWAGA: Niektórzy pacjenci mogą mocniej kaszleć po pierwszym włożeniu rurki LaryTube lub podczas zamykania urządzenia HME w celu mówienia. Zazwyczaj kaszel zmniejsza się, gdy użytkownik przyzwyczai się do urządzenia. Jeśli dyskomfort utrzymuje się, należy wyjąć rurkę LaryTube.

Wymywanie urządzenia

1. Przytrzymać rurkę Provox LaryTube na miejscu i zdjąć element systemu Provox HME System z rurki (rys. 5).
2. Wyjąć rurkę Provox LaryTube ze stomy.

UWAGA: Wkładanie lub wymywanie rurki LaryTube może czasem spowodować niewielkie krwawienie, podrażnienie lub kaszel. Jeżeli te objawy się utrzymują, należy powiadomić lekarza.

2.3. Czyszczenie i dezynfekcja

UWAGA: NIE WOLNO czyścić urządzenia, gdy znajduje się ono w stomie. Może to spowodować obrażenia. Zawsze wyjmować urządzenie ze stomy przed czyszczeniem.

Rurkę Provox LaryTube należy czyścić po każdym użyciu. Do czyszczenia i płukania urządzenia nie używać innej wody niż woda pitna.

UWAGA: Należy uważać, aby się nie oparzyć gorącą wodą podczas czyszczenia.

1. Przepłukać rurkę Provox LaryTube wodą pitną (rys. 6a).
2. Włożyć rurkę Provox LaryTube do roztworu płynu do mycia naczyń nie opartego na oleju (rys. 6b).
3. Wyczyścić wnętrze rurki szczoteczką Provox TubeBrush (rys. 6c, 6h).
4. W przypadku używania rurki perforowanej otwory należy wyczyścić szczoteczką Provox Brush (rys. 6d, 6h), zob. informacje potrzebne do zamawiania.
5. Przepłukać rurkę Provox LaryTube wodą pitną (rys. 6e).
6. Odkazać rurkę Provox LaryTube co najmniej raz na dobę (rys. 6f), stosując jedną z następujących metod:
 - 70% roztwór etanolu przez 10 minut,
 - 70% roztwór alkoholu izopropylowego przez 10 minut,
 - 3% roztwór nadtlenku wodoru przez 60 minut.

UWAGA: Nie używać urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie suche (rys. 6g). Wdychanie oparów środka dezynfekcyjnego może spowodować silny kaszel i podrażnienie dróg oddechowych.

Jeśli rurka Provox LaryTube wygląda na brudną lub była suszona na powietrzu w pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko skażenia, urządzenie należy

zarówno wyczyścić, jak i odkazić przed użyciem. Istnieje ryzyko skażenia, jeśli urządzenie upadło na podłogę, miało kontakt ze zwierzęciem domowym, z osobą z zakażeniem układu oddechowego lub z innym poważnym zanieczyszczeniem.

Podczas hospitalizacji ważne jest zarówno czyszczenie, jak i dezynfekcja rurki Provox LaryTube po użyciu, ale również przed użyciem, ponieważ w tych warunkach istnieje większe ryzyko zakażenia i skażenia. W szpitalu do czyszczenia i płukania lepiej używać wody jałowej zamiast wody pitnej.

UWAGA: Nie należy czyścić ani dezynfekować metodą inną niż opisano powyżej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała pacjenta.

2.4 Instrukcje dotyczące przechowywania

Nieużywaną rurkę Provox LaryTube należy wyczyścić i zdezynfekować zgodnie z opisem powyżej, a następnie przechowywać w czystym i suchym pojemniku w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

2.5 Okres eksploatacji

Rurka Provox LaryTube może być stosowana maksymalnie przez 6 miesięcy. Jeżeli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, należy je wymienić wcześniej.

2.6 Usuwanie

Przy usuwaniu używanego wyrobu medycznego należy zawsze postępować zgodnie z praktyką medyczną oraz krajowymi wymogami dotyczącymi zagrożeń biologicznych.

2.7 Akcesoria

UWAGA: Używać wyłącznie oryginalnych komponentów. Inne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie produktu lub jego nieprawidłowe działanie.

Urządzenia, które mogą być używane z rurką Provox LaryTube, to m.in.:

- Kasety Provox HME (Heat and Moisture Exchangers — wymienniki ciepła i wilgoci).
- Urządzenie Provox FreeHands HME, do mówienia bez konieczności ręcznego zamykania stomy.
- Osłona pod prysznic Provox ShowerAid, zapobiegająca przedostaniu się wody do rurki LaryTube podczas kąpieli pod prysznicem.
- Taśma utrzymująca rurkę Provox TubeHolder lub zatrzaski Provox LaryClip, stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem rurki Provox LaryTube ze stomy.
- W przypadku rurki Provox LaryTube w wersji Ring do mocowania i utrzymywania rurki LaryTube w odpowiednim miejscu stosuje się plaster Provox Adhesive.

Informacje na temat dostępności różnych akcesoriów znajdują się w części dotyczącej informacji potrzebnych do zamawiania.

3. Rozwiązywanie problemów

Krwawienie stomy

Zaprzestać używania urządzenia. Po wygojeniu tracheostomy należy podjąć próbę stopniowego przedłużania czasu używania urządzenia. Jeżeli nawet krótki czas używania wywołuje krwawienie lub jeśli krwawienie utrzymuje się po wyjęciu urządzenia, należy zaprzestać jego używania i zasięgnąć porady lekarza.

Szybkie zmniejszanie się stomy

W przypadku korzystania z rurki Provox LaryTube ze względu na szybkie zmniejszanie się tracheostomy należy omówić ze swoim lekarzem możliwość posiadania dwóch urządzeń (o jednakowym rozmiarze). Umożliwi to wymywanie rurki Provox LaryTube ze stomy i natychmiastowe zastępowanie jej drugim, czystym urządzeniem. Po włożeniu czystej rurki LaryTube można przeprowadzić czyszczenie wyjętego urządzenia.

Stoma powiększa się podczas używania

Jeżeli tracheostoma powiększa się po użyciu rurki LaryTube, należy zapytać lekarza, czy możliwe jest używanie dwóch urządzeń (jednego o mniejszej, drugiego o większej średnicy). Umożliwia to stosowanie większego rozmiaru rurki LaryTube, jeśli tracheostoma się powiększyła, a mniejszego rozmiaru rurki LaryTube, aby tracheostoma mogła się zmniejszyć. Może być konieczne zaprzestanie używania rurki w nocy, tak aby tracheostoma mogła się zmniejszyć. W takim przypadku należy przedyskutować z lekarzem alternatywne możliwości mocowania kasety HME, tak aby nadal można było stosować w nocy kasety HME.

4. Informacje dodatkowe

4.1 Zgodność z badaniami obrazowymi metodą RM

Bezpieczeństwo RM: Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych metalowych elementów i nie jest możliwe jego oddziaływanie z polem magnetycznym stosowanym przy obrazowaniu metodą RM.

4.2 Informacje potrzebne do zamawiania

Patrz koniec niniejszej Instrukcji użycia.

4.3 Informacje o pomocy dla użytkownika

Informacje kontaktowe umożliwiające uzyskanie dodatkowej pomocy lub informacji podano na tylnej okładce niniejszej Instrukcji użycia.

1. Informații descriptive

1.1 Domeniul de utilizare

Provox LaryTube este un suport pentru dispozitivele din sistemul Provox HME System destinat reabilitării vocale și pulmonare după o laringectomie totală.

În cazul pacienților cu traheostomă care se contractă, este utilizat și pentru a susține traheostoma pentru respirație.

Tubul Provox LaryTube este destinat utilizării la un singur pacient.

1.2 CONTRAINDICAȚII

Tubul Provox LaryTube nu este destinat utilizării de către pacienții care:

- sunt supuși oricărei forme de ventilare mecanică;
- au țesut traheal lezat sau leziuni la nivelul traheostomei.

1.3 Descrierea dispozitivului

Provox LaryTube este un tub fabricat din cauciuc siliconic medical. Scopul acestui dispozitiv este de a fixa confortabil și etanș tubul Provox LaryTube de traheostomă, precum și de a oferi posibilitatea de a fixa dispozitivele din sistemul Provox HME System.

Acestea sunt furnizate în pachete individuale, nesterile.

Există 3 modele: standard, fenestrat și cu inel (Fig. 1).

Modelul standard și versiunea cu inel pot fi fenestrate, astfel încât aerul să poată pătrunde prin proteza vocală în cazul utilizatorilor de proteză vocală. Orificiile sunt create cu ajutorul dispozitivului Provox Fenestration Punch conform instrucțiunilor de utilizare furnizate împreună cu acesta. Consultați informațiile privind comenzile.

Versiunile standard (Fig. 1a) – concepute pentru utilizarea cu sau fără proteză vocală.

Pot fi fixate cu un dispozitiv de prindere a tuburilor Provox TubeHolder sau cu cleme Provox LaryClips.

Versiunile fenestrate (Fig. 1b) – pentru utilizatorii de proteze vocale.

Pot fi fixate cu un dispozitiv de prindere a tuburilor Provox TubeHolder sau cu cleme Provox LaryClips.

Versiunile cu inel (Fig. 1c) – concepute pentru utilizarea cu sau fără proteză vocală.

Pot fi fixate numai cu bandă adezivă Provox.

Componentele dispozitivului Provox LaryTube sunt următoarele (Fig. 1d-i):

- d) Tub
- e) Protecție (conică)
- f) Suport pentru HME și accesorii
- g) Aripă
- h) Inel pentru conexiunea realizată cu bandă adezivă
- i) Orificii de fenestrare

1.4 AVERTISMENTE

- **NU** reutilizați un tub Provox LaryTube pe un alt pacient. Dispozitivul este destinat numai utilizării la un singur pacient. Reutilizarea la un alt pacient poate duce la contaminări încrucișate.
- **NU** utilizați geluri lubrifiante dacă pacientul are alergii la aceste substanțe.
- **ASIGURAȚI-VĂ** că pacientul a fost instruit cu privire la utilizarea dispozitivului. Pacientul trebuie să demonstreze că înțelege și poate urma în mod consecvent instrucțiunile de utilizare, fără supraveghere din partea unui medic.

1.5 PRECAUȚII

- Utilizați întotdeauna un tub Provox LaryTube de dimensiune corespunzătoare. Dacă tubul Provox LaryTube este prea lat, prea îngust, prea lung sau prea scurt, poate duce la leziuni tisulare, sângerare sau iritații. În plus, poate fi mai dificil ca pacientul să producă sunete, deoarece tubul LaryTube poate obstrucționa proteza vocală. Introducerea, scoaterea și apăsarea casetei HME poate exercita presiune asupra protezei vocale dacă tubul Provox LaryTube nu are dimensiunea corespunzătoare. Un tub LaryTube prea îngust poate duce la contractarea stomei.
- **NU** forțați tubul la introducere. Introduceți și scoateți tubul Provox LaryTube întotdeauna conform instrucțiunilor de mai jos. Dacă produsul este împins prea departe în trahee, poate împiedica respirația. Forțarea tubului la introducere poate duce la leziuni tisulare, sângerare sau iritații și la dislocarea accidentală a protezei vocale și/sau a garniturii XtraFlange dacă sunt utilizate.
- Dacă este necesară fenestrarea, asigurați-vă aceasta este realizată cu dispozitivul Provox Fenestration Punch. Acesta va garanta realizarea unor orificii mici și delicate. Orificiile de fenestrare prea mari pot duce la dislocarea protezei vocale sau a garniturii XtraFlange. Orificiile de fenestrare cu margini ascuțite pot duce la formarea de țesut de granulație. Asigurați-vă că în orificiile sau lumenul tubului LaryTube nu rămân resturi de silicon în urma fenestrării.
- **NU** utilizați un tub Provox LaryTube murdar sau contaminat. Curățați și dezinfectați dispozitivul conform instrucțiunilor de curățare și dezinfectare de mai jos.

- **NU** utilizați un dispozitiv deteriorat, deoarece acest lucru poate duce la aspirarea componentelor mici sau la formarea de țesut de granulație.
- Utilizați numai lubrifianți solubili în apă. Lubrifianții pe bază de ulei (de exemplu, vaselină) pot slăbi, deteriora sau distruge produsul și nu trebuie utilizați.
- Monitorizați cu atenție țesutul de la nivelul traheostomei în timpul radioterapiei. Întrerupeți utilizarea dispozitivului dacă stoma se irită sau începe să sângereze.
- Pacienții cu tulburări de sângerare sau pacienții care iau anticoagulante nu trebuie să utilizeze dispozitivul dacă acesta cauzează sângerări recurente.
- Întrerupeți utilizarea dispozitivului dacă se formează țesut de granulație în traheostomă.
- **NU** curățați dispozitivul când acesta este în stomă deoarece această acțiune poate duce la leziuni tisulare. Scoateți întotdeauna dispozitivul din stomă înainte de curățare.

2. Instrucțiuni de utilizare

2.1 Pregătirea

Alegerea dimensiunii corecte

Diametrul: tuburile Provox LaryTubes sunt disponibile cu 4 diametre diferite: 8, 9, 10 și 12. Măsurați dimensiunea traheostomei (diametrul cel mai mare) cu un liniar și fixați corespunzător tubul Provox LaryTube. În cazul traheostomelor cu formă neregulată, este posibil ca fixarea etanșă să fie dificilă.

Lungimea: tuburile Provox LaryTubes sunt disponibile cu 3 lungimi diferite: 27, 36 și 55 mm.

Pentru a alege dimensiunea (dimensiunile) tubului LaryTube care trebuie prescris pacientului, medicul poate utiliza un kit de dimensionare Provox LaryTube Sizer Kit. Sizer Kit conține eșantioane („etalioane”) de tuburi Provox LaryTubes disponibile în comerț.

ATENȚIE: în timpul unei fixări, asigurați-vă întotdeauna că tubul LaryTube nu se prinde de garnitura traheală a protezei vocale (Fig. 3).

Pregătirea pentru introducere

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că aveți dimensiunea corespunzătoare și că ambalajul nu este deteriorat sau deschis. În caz contrar, nu utilizați produsul.

Asigurați-vă că mâinile dvs. sunt bine curățate și uscate înainte de a le pune în zona stomei sau de a manipula tubul Provox LaryTube și/sau accesoriile.

Utilizați o oglindă și lumină suficientă pentru a ilumina stoma.

Inspectați întotdeauna cu atenție tubul Provox LaryTube ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE (adică înainte de introducere) și asigurați-vă că nu este deteriorat

și că nu prezintă semne de rupturi, fisuri sau cruste. Dacă detectați urme de deteriorare, nu utilizați produsul și solicitați un produs de schimb.

Înainte de introducerea, clătiți dispozitivul cu apă potabilă pentru a elimina orice fel de urme de dezinfectant (Fig. 2). Asigurați-vă că introduceți doar dispozitive curate. Într-un mediu spitalicesc, se recomandă utilizarea de apă sterilă în loc de apă potabilă.

Dacă este necesar, lubrifiați ușor tubul cu o cantitate mică de lubrifianți solubili în apă. Pentru utilizarea cu tubul Provox LaryTube se recomandă următorii lubrifianți solubili în apă:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®] / (lidocaină)

ATENȚIE: Utilizați numai lubrifianți solubili în apă. Lubrifianții pe bază de ulei (de exemplu, vaselină) pot slăbi, deteriora sau distruge produsul și nu trebuie utilizate niciodată.

Asigurați-vă că nu lubrifiați suportul HME, caseta HME sau orice accesoriu care trebuie susținut de Provox LaryTube. Acest lucru poate duce la desprindere accidentală.

2.2 Instrucțiuni privind operarea

Introducerea (Fig. 3):

Provox LaryTube standard și fenestrat:

Introduceți cu grijă tubul Provox LaryTube direct în traheostomă. Cuplați aceste tuburi cu ajutorul clemei Provox LaryClip sau al dispozitivului de prindere Provox TubeHolder (Fig. 4b-c).

Provox LaryTube cu inel:

Aplicați o bandă adezivă Provox și introduceți cu grijă tubul Provox LaryTube prin banda adezivă în traheostomă (Fig. 4a).

Asigurați-vă că banda adezivă este centrată corespunzător, astfel încât tubul LaryTube să nu apese pe părțile laterale ale stomei.

Introduceți componenta Provox HME System în suportul HME.

OBSERVAȚIE: este posibil ca unii pacienți să tușească la prima introducerea a tubului LaryTube sau la blocarea sistemului HME pentru a vorbi. De obicei, tusea se diminuează pe măsură ce utilizatorul ajustează dispozitivul. Dacă disconfortul persistă, tubul LaryTube trebuie scos.

Scoaterea dispozitivului

1. Țineți tubul Provox LaryTube fix și scoateți componenta Provox HME System din tub (Fig. 5).
2. Scoateți tubul Provox LaryTube din stomă.

OBSERVAȚIE: introducerea și/sau scoaterea tubului LaryTube poate cauza uneori sângerare ușoară, iritații sau tuse. Adresați-vă unui medic dacă aceste simptome persistă.

2.3 Curățarea și dezinfectarea

ATENȚIE: NU curățați dispozitivul când acesta este introdus în stomă. Această acțiune poate duce la rănirea pacientului. Scoateți întotdeauna dispozitivul din stomă înainte de curățare.

Curățați tubul Provox LaryTube după fiecare utilizare. Nu utilizați decât apă potabilă pentru a curăța și clăti dispozitivul.

ATENȚIE: aveți grijă să nu vă ardeți degetele cu apa fierbinte utilizată pentru curățare.

1. Clătiți tubul Provox LaryTube în apă potabilă (Fig. 6a).
2. Puneți tubul Provox LaryTube în detergent de vase care nu conține ulei (Fig. 6b).
3. Curățați interiorul tubului cu peria Provox TubeBrush (Fig. 6c, 6h).
4. Dacă utilizați un tub fenestrat, orificiile trebuie curățate cu o perie Provox Brush. Consultați instrucțiunile privind comenzile (Fig. 6d, 6h).
5. Clătiți tubul Provox LaryTube în apă potabilă (Fig. 6e).
6. Dezinfectați tubul Provox LaryTube cel puțin o dată pe zi (Fig. 6f) folosind una dintre metodele următoare:
 - etanol 70% timp de 10 minute;
 - alcool izopropilic 70% timp de 10 minute;
 - peroxid de hidrogen 3% timp de 60 de minute.

ATENȚIE: nu folosiți dispozitivul până când nu este complet uscat (Fig. 6g). Inhalarea gazelor degajate de dezinfectanți poate duce la tuse gravă și iritații în căile respiratorii.

Dacă tubul Provox LaryTube este murdar sau dacă a fost uscat la aer într-o zonă cu risc de contaminare, dispozitivul trebuie curățat și dezinfectat înainte de utilizare. Pacientul este expus la contaminare dacă dispozitivul a căzut pe podea sau dacă a intrat în contact cu un animal de companie, o persoană cu infecție respiratorie ori există orice contaminare globală.

În timpul spitalizării este important să curățați și să dezinfectați tubul Provox LaryTube după utilizare, dar și înainte de utilizare, deoarece există un risc ridicat de infectare și contaminare. Într-un spital, este mai eficientă utilizarea de apă sterilă pentru curățarea și clătirea produsului în loc de apă potabilă.

ATENȚIE: nu curățați și nu dezinfectați dispozitivul prin nicio altă metodă decât cea descrisă, pentru că acest lucru poate duce la deteriorarea produsului și vătămarea corporală a pacientului.

2.4 Instrucțiuni privind păstrarea

Când nu este utilizat, curățați și dezinfectați dispozitivul conform indicațiilor de mai sus și depozitați tubul Provox LaryTube într-un recipient curat și uscat, la temperatura camerei. Protejați produsul de lumina directă a soarelui.

2.5 Durata de viață a dispozitivului

Tubul Provox LaryTube poate fi utilizat pe o perioadă de maximum 6 luni. Dacă există orice semn de deteriorare pe dispozitiv, acesta trebuie înlocuit înainte de acest termen.

2.6 Eliminarea

Urmați întotdeauna practicile medicale și cerințele naționale privind pericolele biologice când eliminați un dispozitiv medical uzat.

2.7 Accesorii

ATENȚIE: utilizați numai componente originale. Alte accesorii pot duce la deteriorarea produsului și/sau funcționare defectuoasă.

Printre dispozitivele care pot fi utilizate cu tubul Provox LaryTube se numără următoarele:

- casetele Provox HME (schimbătoare de căldură și umiditate);
- Provox FreeHands HME pentru vorbire fără obturarea manuală a stomei;
- Provox ShowerAid (Protecție pentru stomă în timpul dușului) care poate împiedica pătrunderea apei în tubul LaryTube în timpul dușului;
- pentru a preveni căderea tubului Provox LaryTube din stomă, se poate utiliza un suport Provox TubeHolder sau cleme Provox LaryClips, pentru susținere suplimentară;
- pentru tubul Provox LaryTube cu inel, se utilizează o bandă adezivă Provox pentru a asigura fixarea și menținerea tubului LaryTube.

Pentru diversele accesorii disponibile, consultați informațiile privind comenzile.

3. Informații privind remedierea problemelor

Sângerarea stomei

Întrerupeți utilizarea dispozitivului. După vindecarea traheostomei, încercați să măriți treptat durata de utilizare a dispozitivului. Dacă și perioadele scurte provoacă sângerare sau dacă sângerarea persistă după scoaterea dispozitivului, întrerupeți utilizarea acestuia și adresați-vă medicului dvs.

Contractarea rapidă a stomei

Dacă purtați tubul Provox LaryTube din cauza unei traheostome care se contractă rapid, discutați cu medicul dvs. despre posibilitatea de a avea două dispozitive (de aceeași dimensiune). Acest lucru vă va permite să scoateți tubul Provox LaryTube din stomă și să îl înlocuiți imediat cu unul curat. Curățarea dispozitivului scos poate fi efectuată după ce ați introdus tubul LaryTube curat.

Stoma se lărgeste în timpul utilizării

Dacă traheostoma dvs. se lărgeste după utilizarea tubului LaryTube, întrebați medicul dvs. dacă este posibil să utilizați două dispozitive (unul cu un diametru mai mic și unul cu un diametru mai mare). Astfel, veți putea utiliza tubul LaryTube cu dimensiune mai mare când traheostoma s-a lărgit, iar tubul LaryTube de dimensiune mai mică pentru a permite contractarea traheostomei. Este posibil să fie necesară întreruperea utilizării tubului pe timpul nopții pentru a permite traheostomei să se contracte. În acest caz, discutați cu medicul dvs. care sunt alternativele pentru cuplarea casetei HME, astfel încât să puteți utiliza în continuare caseta HME pe timpul nopții.

4. Informații suplimentare

4.1 Compatibilitatea cu examinările cu rezonanță magnetică

Dispozitiv compatibil cu rezonanța magnetică: acest dispozitiv nu conține elemente metalice și nu prezintă risc de interacțiune cu câmpul de rezonanță magnetică.

4.2 Informații privind comenzile

Consultați secțiunea finală a acestor instrucțiuni de utilizare.

4.3. Informații despre asistența pentru utilizatori

Dacă aveți nevoie de ajutor sau informații suplimentare, consultați coperta din spate a acestui manual de instrucțiuni de utilizare, pentru a vedea datele de contact.

1. Opisne informacije

1.1 Namjena

Provox LaryTube je držač za uređaje u sustavu Provox HME namijenjenom rehabilitaciji glasnica i pluća nakon potpune laringektomije.

Kod pacijenata sa traheostomom koja se skuplja koristi se također i kako bi održavao traheostomu za disanje.

Provox LaryTube namijenjen je uporabi na jednom pacijentu.

1.2 NUSPOJAVE

Provox LaryTube nije namijenjen pacijentima koji:

- su na bilo kojem obliku mehaničke ventilacije.
- imaju oštećeno tkivo dušnika ili traheostome.

1.3 Opis uređaja

Provox LaryTube je cijev načinjena od silikonske gume medicinske kvalitete. Svrha uređaja je stvaranje ugodnog postavljanja bez prodora zraka između Provox LaryTube i traheostome, te osiguravanje dodatka za pričvršćivanje od sustava Provox HME.

Isporučuju se u pojedinačnim pakiranju, ne-sterilni.

Postoje 3 modela: Standard (Standardno), Fenestrated (Fenestrirano) i with Ring (s prstenom) (Sl. 1).

Model Standard (Standardni) i inačica with Ring (s prstenom) mogu se fenestrirati kako bi zrak mogao prolaziti kroz govornu protezu za korisnike govorne proteze. Rupe se buše pomoću Provox Fenestration Punch u skladu s Uputama za uporabu priloženima uz Provox Fenestration Punch, vidjeti informacije za narudžbu.

Inačice Standard (Standardne) (Sl. 1a) – namijenjena uporabi sa i bez govorne proteze.

Može se pričvrstiti koristeći Provox TubeHolder ili Provox LaryClips.

Inačice Fenestrated (Fenestrirane) (Sl. 1b) – Za korisnike govorne proteze.

Može se pričvrstiti koristeći Provox TubeHolder ili Provox LaryClips.

Inačice with Ring (s prstenom) (Sl. 1c) – namijenjena uporabi sa i bez govorne proteze.

Može se pričvrstiti samo koristeći Provox Adhesive (samoljepivi sloj).

Dijelovi Provox LaryTube su (Sl. 1d-i):

- d) Cijev
- e) Štit (kupasti)
- f) HME i držač dodataka
- g) Krila
- h) Prsten za samoljepivu vezu
- i) Fenestracijski otvori

1.4 UPOZORENJA

- **NEMOJTE** ponovno koristiti upotrijebljenu Provox LaryTube na drugom pacijentu. Uređaj je namijenjen isključivo za primjenu na jednom pacijentu. Uporaba korištenog uređaja na drugom pacijentu može dovesti do unakrsne kontaminacije.
- **NEMOJTE** koristiti gelove za podmazivanje ako pacijent ima alergije povezane s ovim tvarima.
- **OBVEZNO** osigurajte da je pacijent obučan za uporabu uređaja. Pacijent bi trebao pokazati sposobnost razumijevanja i dosljedno slijediti Upute za uporabu bez nadzora kliničkog djelatnika.

1.5 MJERE OPREZA

- Uvijek koristite Provox LaryTube odgovarajuće veličine. Ako je Provox LaryTube preširok, preuzak, predug ili prekratak, može doći do oštećenja tkiva, krvarenja ili iritacije. Osim toga možda će biti teže proizvesti zvuk jer LaryTube može zapriječiti govornu protezu. Umetanje, uklanjanje i pritiskanje HME Cassette može stvoriti pritisak na govornu protezu ako Provox LaryTube nije odgovarajuće veličine. A LaryTube koja je preuska može uzrokovati skupljanje stome.
- **NEMOJTE** koristiti silu tijekom umetanja. Uvijek umećite i uklanjajte Provox LaryTube u skladu s donjim uputama. Ako se proizvod ugura preduboko u dušnik može zapriječiti disanje. Uporaba sile tijekom istiskivanja može dovesti do oštećenja tkiva, krvarenja ili iritacije, kao i do slučajnog utiskivanja govorne proteze i/ili XtraFlange ako se koristi.
- Ako je potrebno fenestriranje obvezno ga obavite koristeći Provox Fenestration Punch. Time ćete osigurati da su rupe male i glatke. Fenestracijske rupe koje su prevelike mogu uzrokovati istiskivanje govorne proteze ili XtraFlange. Fenestracijske rupe s oštrim rubovima mogu uzrokovati stvaranje granuliranog tkiva. Provjerite da nema ostatka silikona u rupama ili lumen LaryTube nakon fenestracije.
- **NEMOJTE** koristiti prljav ili kontaminiran Provox LaryTube. Očistite i dezinficirajte uređaj u skladu s donjim uputama za čišćenje i dezinfekciju.
- **NEMOJTE** koristiti oštećen uređaj jer može doći do udisanja malih dijelova ili nastanka granuliranog tkiva.

- Koristite samo maziva topiva u vodi. Maziva na bazi ulja (npr. Vazelin) mogu oslabiti, oštetiti ili uništiti proizvod i ne bi se trebala koristiti.
- Pažljivo pratite tkivo traheostome tijekom terapije zračenjem. Prestanite koristiti uređaj ako stoma postane iritirana ili prokrvari.
- Pacijenti s poremećajima krvarenja ili pacijenti na koagulansima ne bi trebali koristiti uređaj ako on uzrokuje opetovano krvarenje.
- Prekinite uporabu uređaja ako se pojavi granulirano tkivo na traheostomi.
- **NEMOJTE** čistiti uređaj dok je unutar stome jer tako može doći do oštećenja tkiva. Uvijek izvadite uređaj iz stome prije čišćenja.

2. Upute za uporabu

2.1 Priprema

Odabir ispravne veličine

Promjer: Provox LaryTube dostupan je u 4 različite dimenzije, 8, 9, 10 i 12. Izmjerite veličinu traheostome (najveći promjer) ravnalom i postavite Provox LaryTube u skladu s tim. Kod nepravilno oblikovanih traheostoma može biti teško postići potpuno brtvljenje.

Duljina: Provox LaryTube dostupan je u 3 različite duljine, 27, 36 i 55 mm.

Kako bi lakše odabrao veličinu (veličine) LaryTube kojeg će propisati pacijentu klinički djelatnik može koristiti Provox LaryTube Sizer Kit. Komplet za kalibraciju sadrži uzorke („mjerila“) komercijalno dostupnih Provox LaryTube.

OPREZ: Tijekom postavljanja uvijek vodite računa da LaryTube ne zahvati krilce dušnika na govornoj protezi (Sl. 3).

Priprema za umetanje

Prije prve uporabe provjerite da imate ispravnu veličinu i da ambalaža nije oštećena ili otvorena. U protivnom nemojte koristiti.

Pazite da su vam ruke potpuno čiste i suhe prije nego ih stavite u blizinu stome ili prije rukovanja s Provox LaryTube i/ili dodacima.

Imajte ogledalo i dovoljno svjetla za osvjetljavanje stome.

Uvijek pažljivo pregledajte Provox LaryTube **PRIJE** SVAKE UPORABE (npr. prije umetanja) i pazite da nije oštećen i da nema znakova kidanja, pucanja ili korice. Ako otkrijete oštećenje nemojte koristiti proizvod i nabavite zamjenu.

Prije umetanja isperite uređaj pitkom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za dezinfekciju (Sl. 2). Pazite da umećete samo čiste uređaje. U bolničkom je okruženju bolje koristiti sterilnu vodu nego pitku.

Ako je potrebno podmažite cijev malom količinom maziva topivog u vodi. Sljedeća se maziva topiva u vodi preporuča koristiti s Provox LaryTube:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidokain)

OPREZ: Koristite samo maziva topiva u vodi. Maziva na bazi ulja (npr. Vazelin) mogu oslabiti, oštetiti ili uništiti proizvod i ne bi se nikad trebala koristiti.

Pazite da ne podmažete HME držač, HME Cassette ili bilo koji dodatak kojeg će držati Provox LaryTube. To može dovesti do slučajnog odvajanja.

2.2 Upute za rad

Umetanje (Sl. 3):

Provox LaryTube Standard (Standardni) i Fenestrated (Fenestrirani):

Pažljivo umetnite Provox LaryTube izravno u traheostomu. Pričvrstite ove cijevi koristeći Provox LaryClip ili Provox TubeHolder (Sl. 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (s prstenom):

Pričvrstite Provox Adhesive (samoljepivi sloj) pa nježno umetnite Provox LaryTube kroz ljepilo u traheostomu (Sl. 4a).

Pazite da je samoljepivi sloj pravilno centriran kako LaryTube ne bi pritiskao stranice stome.

Umetnite komponentu Provox HME sustava u HME držač.

NAPOMENA: Neki pacijenti više kašlju nakon prvog umetanja LaryTube ili prilikom zatvaranja HME radi govora. To obično nestaje kako se korisnik prilagođava uređaju. Ako se nelagoda nastavi LaryTube treba ukloniti.

Uklanjanje uređaja

1. Držite Provox LaryTube na mjestu i uklonite komponentu sustava Provox HME iz cijevi (Sl. 5).
2. Uklonite Provox LaryTube iz stome.

NAPOMENA: Umetanje i/ili uklanjanje LaryTube može povremeno uzrokovati manje krvarenje, iritaciju ili kašljanje. Obavijestite svog kliničkog djelatnika ako ovi simptomi potraju.

2.3 Čišćenje i dezinfekcija

OPREZ: NEMOJTE čistiti uređaj dok je u stomi. To može uzrokovati ozljedu. Uvijek izvadite uređaj iz stome prije čišćenja.

Očistite Provox LaryTube nakon svake uporabe. Nemojte koristiti nikakvu vodu osim pitke za čišćenje i ispiranje uređaja.

OPREZ: Pazite da ne opečete prste vrućom vodom za čišćenje.

1. Isperite Provox LaryTube u pitkoj vodi (Sl. 6a).
2. Stavite Provox LaryTube u sredstvo za pranje koje nije na bazi ulja (Sl. 6b).
3. Očistite unutrašnjost cijevi koristeći Provox TubeBrush (Sl. 6c, 6h).
4. Ako se koristi fenestrirana cijev rupe treba očistiti koristeći Provox Brush, vidjeti informacije o narudžbi (Sl. 6d, 6h).

5. Isperite Provox LaryTube u pitkoj vodi (Sl. 6e).
6. Dezinficirajte Provox LaryTube barem jednom na dan (Sl. 6f) jednom od sljedećih metoda:
 - Etanol 70% 10 minuta
 - Izopropilni alkohol 70% 10 minuta
 - Vodikov peroksid 3% 60 minuta

OPREZ: Nemojte koristiti uređaj dok se potpuno ne osuši (Sl. 6g). Udisanje isparavanja od sredstava za dezinfekciju može uzrokovati ozbiljan kašalj i iritaciju dišnih putova.

Ako Provox LaryTube izgleda prljavo ili ako ima osušenog zraka u području u kojem postoji opasnost od kontaminacije uređaj treba očistiti i dezinficirati prije uporabe. Rizik kontaminacije može postojati ako uređaj padne na pod ili ako je bio u doticaju s kućnim ljubimcima, osobama s upalom dišnih putova ili drugom većom kontaminacijom.

Tijekom hospitalizacije je važno očistiti i dezinficirati Provox LaryTube nakon uporabe ali i prije uporabe jer postoji povećan rizik infekcije i kontaminacije. U bolnici je bolje za čišćenje i ispiranje koristiti sterilnu vodu nego pitku.

OPREZ: Nemojte čistiti ili dezinficirati drugim metodama osim onih gore opisanih jer to može oštetiti proizvod i ozlijediti pacijenta.

2.4 Upute o čuvanju

Kad se ne koristi, očistite i dezinficirajte uređaj kako je gore opisano, a zatim pohranite Provox LaryTube u čist i suh spremnik na sobnoj temperaturi. Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti.

2.5 Trajanje uređaja

Provox LaryTube se može koristiti tijekom najviše 6 mjeseci. Ako uređaj pokazuje znakove oštećenja treba ga zamijeniti ranije.

2.6 Odlaganje u otpad

Uvijek slijedite medicinsku praksu i nacionalne zahtjeve glede biološkog otpada kad odlazite korištene medicinske uređaje.

2.7 Dodaci

OPREZ: Koristite samo originalne komponente. Drugi dodaci mogu dovesti do oštećenja uređaja i/ili kvara.

Neki od proizvoda koji se mogu koristiti s Provox LaryTube su:

- Provox HME Cassette (Heat and Moisture Exchanger).

- Provox FreeHands HME, za govor bez zatvaranja manualne stome.
- Provox ShowerAid koji može pomoći u sprječavanju ulaska vode u LaryTube tijekom tuširanja.
- Provox TubeHolder ili Provox LaryClips mogu se koristiti za dodatnu potporu kako bi spriječili ispadanje Provox LaryTube iz stome.
- Za Provox LaryTube with Ring (s prstenom) koristi se Provox Adhesive kao dodatak i za držanje LaryTube na mjestu.

Pogledajte informacije o narudžbi za dostupne dodatke.

3. Informacije o rješavanju problema

Krvarenje stome

Prestanite koristiti uređaj. Nakon zarastanja traheostome postupno pokušavajte produljiti vrijeme korištenja uređaja. Ako čak i kratko korištenje uzrokuje krvarenje ili ako se krvarenje nastavi i nakon uklanjanja uređaja prestanite ga koristiti i obratite se svom kliničkom djelatniku.

Ubrzano skupljanje stome

Ako nosite Provox LaryTube zbog ubrzanog skupljanja traheostome, razgovarajte sa svojim kliničkim djelatnikom o mogućnosti nošenja dva uređaja (iste veličine). To će vam omogućiti da uklonite Provox LaryTube iz stome i odmah je zamijenite čistom. Čišćenje izvađenog uređaja može se obaviti nakon umetanja čiste LaryTube.

Stoma se povećava tijekom uporabe

Ako se vaša traheostoma poveća nakon korištenja LaryTube, upitajte svog kliničkog djelatnika je li moguće da dobijete dva uređaja (jedan većeg i jedan manjeg promjera). To vam omogućava korištenje veće LaryTube kad se traheostoma poveća i manje LaryTube kako biste omogućili traheostomi da se smanji. Možda će biti potrebno prekinuti uporabu Cijeve tijekom noći kako bi se traheostoma mogla smanjiti. U tom slučaju razgovarajte o alternativnim opcijama za pričvršćenje HME Cassette sa svojim kliničkim djelatnikom kako biste mogli nastaviti s uporabom HME Cassette tijekom noći.

4. Dodatne informacije

4.1 Kompatibilnost s MR pregledom

Sigurno za MR: Ovaj proizvod ne sadrži metalne elemente i nema mogućnosti interakcije s magnetskim poljem.

4.2 Podaci za naručivanje

Vidjeti kraj ovih Uputa za korištenje.

4.3 Informacije za pomoć korisniku

Za dodatnu pomoć ili informacije pogledajte stražnju koricu ovih Uputa za korištenje i potražite informacije za kontakt.

1. Opisne informacije

1.1 Namena

Provox LaryTube je držač za medicinska sredstva u sistemu Provox HME System koja su namenjena za rehabilitaciju glasnih žica i pluća nakon totalne laringektomije.

Kod pacijenata sa traheostomom koja se skuplja koristi se i za održavanje traheostome za disanje.

Provox LaryTube je namenjen za upotrebu na jednom pacijentu.

1.2 KONTRAINDIKACIJE

Provox LaryTube nije namenjen pacijentima koji:

- su na bilo kom obliku mehaničke ventilacije.
- imaju oštećeno tkivo dušnika ili traheostome.

1.3 Opis uređaja

Provox LaryTube je cevčica napravljena od silikonske gume medicinskog kvaliteta. Svrha ovog medicinskog sredstva je da se stvori ugodno uklapanje bez prodora vazduha između sredstva Provox LaryTube i traheostome i da omogućući pričvršćivanje medicinskih sredstava sa sistema Provox HME System.

Isporučuju se u pojedinačnom pakovanju, nesterilni.

Postoje 3 modela: Standardni, fenestrirani i sa prstenom (sl. 1).

Standardni model i verzija sa prstenom mogu da se fenestriraju kako bi vazduh mogao da prolazi kroz govornu protezu za korisnike govorne proteze. Rupe se buše pomoću sredstva Provox Fenestration Punch u skladu sa Uputstvom za upotrebu koje je priloženo uz Provox Fenestration Punch. Pogledajte informacije o poručivanju.

Standardne verzije (sl. 1a) – za korisnike sa govornom protezom i bez nje. Može da se pričvrsti pomoću sredstva Provox TubeHolder ili Provox LaryClips.

Fenestrirane verzije (sl. 1b) – za korisnike govorne proteze. Može da se pričvrsti pomoću sredstva Provox TubeHolder ili Provox LaryClips.

Verzije sa prstenom (sl. 1c) – za korisnike sa govornom protezom i bez nje. Može da se pričvrsti samo pomoću Provox lepljive površine.

Delovi medicinskog sredstva Provox LaryTube su (sl. 1d-i):

- d) Cevčica
- e) Štit (kupasti)

- f) HME i držač dodataka
- g) Krila
- h) Prsten za vezu lepljive površine
- i) Fenestracioni otvori

1.4 UPOZORENJA

- **NEMOJTE** ponovo da koristite upotrebljeno medicinsko sredstvo Provox LaryTube na drugom pacijentu. Medicinsko sredstvo je namenjeno za korišćenje samo na jednom pacijentu. Ponovno korišćenje na drugom pacijentu može dovesti do unakrsne kontaminacije.
- **NEMOJTE** da koristite gelove za podmazivanje ako pacijent ima alergije povezane sa ovim supstancama.
- **UVERITE** se da je pacijent prošao obuku za upotrebu medicinskog sredstva. Pacijent treba da pokaže sposobnost razumevanja i doslednog pridržavanja Uputstva za upotrebu bez nadzora lekara.

1.5 MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Uvek koristite Provox LaryTube odgovarajuće veličine. Ako je medicinsko sredstvo Provox LaryTube previše široko, previše usko, previše dugo ili previše kratko, može doći do oštećenja tkiva, krvarenja ili iritacije. Osim toga, možda će biti teže proizvesti zvuk zato što LaryTube može da smeta govornoj protezi. Umetanje, uklanjanje i pritiskanje kasete HME može da stvori pritisak na govornu protezu ako Provox LaryTube nije odgovarajuće veličine. Previše usko sredstvo LaryTube može da prouzrokuje skupljanje stome.
- **NEMOJTE** da primenjujete silu tokom umetanja. Uvek umetnite i uklanjajte Provox LaryTube u skladu sa uputstvima u nastavku. Ako se proizvod ugura preduboko u dušnik, može da blokira disanje. Primena sile tokom umetanja može da dovede do oštećenja tkiva, krvarenja ili iritacije, kao i do slučajnog uklanjanja govorne proteze i/ili sredstva XtraFlange ako se koristi.
- Ako je potrebna fenestracija, obavezno je obavite pomoću sredstva Provox Fenestration Punch. Tako ćete osigurati da rupe budu male i glatke. Prevelike fenestracione rupe mogu da prouzrokuju uklanjanje govorne proteze ili sredstva XtraFlange. Fenestracione rupe sa ostrim ivicama mogu da dovedu do stvaranja granulacionog tkiva. Uverite se da nema ostataka silikona u rupama ili lumenu medicinskog sredstva LaryTube nakon fenestracije.
- **NEMOJTE** da koristite medicinsko sredstvo Provox LaryTube ako je zaprljano ili kontaminirano. Očistite i dezinfikujte medicinsko sredstvo u skladu sa uputstvima za čišćenje i dezinfekciju u nastavku.
- **NEMOJTE** da koristite oštećeno medicinsko sredstvo jer može doći do udisanja malih delova ili nastanka granulacionog tkiva.

- Koristite isključivo lubrikante koji se mogu rastvoriti u vodi. Lubrikanti na bazi ulja (npr. vazelin) mogu da oslabe, oštete ili unište proizvod i ne treba ih koristiti.
- Pažljivo pratite tkivo traheostome tokom terapije zračenjem. Prestanite sa korišćenjem medicinskog sredstva ako stoma postane nadražena ili prokvari.
- Pacijenti sa poremećajima krvarenja ili pacijenti koji koriste antikoagulanse ne bi trebalo da koriste medicinsko sredstvo ako ono uzrokuje ponovno javljanje krvarenja.
- Prestanite sa korišćenjem medicinskog sredstva ako se formira granulaciono tkivo na traheostomi.
- **NEMOJTE** da čistite medicinsko sredstvo sve dok se nalazi unutar stome jer tako može doći do oštećenja tkiva. Uvek izvadite medicinsko sredstvo iz stome pre čišćenja.

2. Uputstvo za upotrebu

2.1 Priprema

Biranje odgovarajuće veličine

Prečnik: Sredstva Provox LaryTube su dostupna u 4 različite veličine prečnika 8, 9, 10 i 12. Izmerite veličinu traheostome (najveći prečnik) lenjirom i postavite medicinsko sredstvo Provox LaryTube u skladu sa tim. Kod nepravilno oblikovanih traheostoma postizanje uklapanja bez prodora vazduha može biti otežano.

Dužina: Sredstva Provox LaryTube su dostupna u 3 različite dužine od 27, 36 i 55 mm.

Kako bi lekar lakše odabrao veličinu medicinskog sredstva LaryTube koje će prepisati pacijentu, može da koristi medicinsko sredstvo Provox LaryTube Sizer Kit. Komplet za kalibraciju sadrži uzorke („merače“) komercijalno dostupnih medicinskih sredstava Provox LaryTube.

OPREZ: Tokom postavljanja uvek vodite računa da LaryTube ne zahvati obod dušnika na govornoj protezi (sl. 3).

Priprema za umetanje

Pre prve upotrebe se uverite da imate ispravnu veličinu i da pakovanje nije oštećeno ili otvoreno. U suprotnom ga nemojte koristiti.

Uverite se da su vam ruke potpuno čiste i suve pre nego što ih stavite u blizinu stome ili pre rukovanja medicinskim sredstvom Provox LaryTube i/ili dodacima.

Obezbedite ogledalo i dovoljno svetlosti za osvetljavanje stome.

Uvek pažljivo pregledajte medicinsko sredstvo Provox LaryTube PRE SVAKE UPOTREBE (npr. pre umetanja) i uverite se da nije oštećeno i da nema znakova

kidanja, pucanja ili nabore. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti proizvod i nabavite zamenu.

Pre umetanja, isperite medicinsko sredstvo pijaćom vodom kako biste uklonili ostatke dezinfekcionog sredstva (sl. 2). Umećite samo čista medicinska sredstva. Bolje je koristiti sterilnu vodu nego pijaću u bolničkom okruženju.

Ako je potrebno, podmažite cevčicu malom količinom lubrikanta rastvorivog u vodi. Preporučuju se sledeći lubrikanti rastvorivi u vodi za upotrebu sa medicinskim sredstvom Provox LaryTube:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidokain)

OPREZ: Koristite isključivo lubrikante koji su rastvorivi u vodi. Lubrikanti bazirani na ulju (npr. vazelin) mogu da oslabe, oštete ili unište proizvod i nikada ne smeju da se koriste.

Pazite da ne podmažete držač HME, kasetu HME ili bilo koji dodatak koji će držati Provox LaryTube. To može dovesti do slučajnog odvajanja.

2.2 Uputstvo za rad

Umetanje (sl. 3):

Provox LaryTube standardni i fenestrirani:

Pažljivo umetnite medicinsko sredstvo Provox LaryTube direktno u traheostomu. Pričvrstite ove cevčice medicinskim sredstvom Provox LaryClip ili Provox TubeHolder (sl. 4b-c).

Provox LaryTube sa prstenom:

Pričvrstite Provox lepljivu površinu, pa nežno umetnite Provox LaryTube kroz lepljivu površinu u traheostomi (sl. 4a).

Uverite se da je lepljiva površina pravilno centrirana kako LaryTube ne bi pritiskao strane stome.

Umetnite komponentu sistema Provox HME System u držač HME.

NAPOMENA: Neki pacijenti više kašlju nakon prvog umetanja LaryTube ili prilikom zapušavanja HME zbog govora. To se obično smanjuje kako se korisnik prilagođava medicinskom sredstvu. Ako se nelagodnost nastavi, treba ukloniti LaryTube.

Uklanjanje medicinskog sredstva

1. Držite Provox LaryTube na mestu i uklonite komponentu sistema Provox HME System iz cevčice (sl. 5).
2. Uklonite Provox LaryTube iz stome.

NAPOMENA: Umetanje i/ili uklanjanje medicinskog sredstva LaryTube može povremeno da uzrokuje blago krvarenje, iritaciju ili kašalj. Obavestite svog lekara ako simptomi potraju.

2.3 Čišćenje i dezinfekcija

OPREZ: NEMOJTE da čistite medicinsko sredstvo dok je u stomi. To može da izazove povredu. Uvek izvadite medicinsko sredstvo iz stome pre čišćenja.

Očistite Provox LaryTube nakon svake upotrebe. Nemojte koristiti nikakvu vodu osim pijaće za čišćenje i ispiranje medicinskog sredstva.

OPREZ: Pazite da ne opečete prste vrućom vodom za čišćenje.

1. Ispirite Provox LaryTube u pijaćoj vodi (sl. 6a).
2. Stavite Provox LaryTube u sredstvo za pranje koje nije na bazi ulja (sl. 6b).
3. Očistite unutrašnjost cevčice pomoću sredstva Provox TubeBrush (sl. 6c, 6h).
4. Ako se koristi fenestrirana cevčica, rupe treba očistiti pomoću sredstva Provox Brus (četkica). Pogledajte informacije za poručivanje (sl. 6d, 6h).
5. Ispirite Provox LaryTube u pijaćoj vodi (sl. 6e).
6. Dezinfikujte Provox LaryTube najmanje jednom dnevno (sl. 6f) nekom od sledećih metoda:
 - Etanol 70% tokom 10 minuta
 - Izopropil alkohol 70% tokom 10 minuta
 - Hidrogen peroksid 3% tokom 60 minuta

OPREZ: Nemojte koristiti medicinsko sredstvo dok se u potpunosti ne osuši (sl. 6g). Udisanje isparavanja dezinfekcionog sredstva može da izazove jak kašalj i iritaciju disajnih puteva.

Ako Provox LaryTube izgleda zaprljano ili ako postoji vazduh u području u kom postoji opasnost od kontaminacije, medicinsko sredstvo treba očistiti i dezinfikovati pre upotrebe. Rizik od kontaminacije postoji i ako se medicinsko sredstvo ispusti na pod ili ako dođe u dodir sa kućnim ljubimcem, nekim ko ima respiratornu infekciju ili nekim drugim značajnim izvorom kontaminacije.

Tokom hospitalizacije, važno je očistiti i dezinfikovati sredstvo Provox LaryTube nakon upotrebe, ali i pre upotrebe jer postoji povećan rizik od infekcije i kontaminacije. U bolničkom okruženju je bolje koristiti sterilnu vodu za čišćenje i ispiranje umesto pijaće.

OPREZ: Nemojte čistiti ili dezinfikovati bilo kojom drugom metodom osim gorenavedene jer to može dovesti do oštećenja proizvoda i povrede pacijenta.

2.4 Uputstvo za čuvanje

Kada se ne koristi, očistite i dezinfikujte medicinsko sredstvo kao što je prethodno opisano, a zatim čuvajte Provox LaryTube u čistoj i suvoj posudi na sobnoj temperaturi. Zaštitite je od direktne sunčeve svetlosti.

2.5 Rok upotrebe medicinskog sredstva

Provox LaryTube se može koristiti najviše 6 meseci. Ako medicinsko sredstvo ima tragove oštećenja, treba ga zameniti ranije.

2.6 Odlaganje

Uvek poštujujte medicinsku praksu i nacionalne propise u pogledu bioloških opasnosti prilikom odlaganja upotrebljenog medicinskog uređaja.

2.7 Dodaci

OPREZ: Koristite samo originalne komponente. Drugi dodaci mogu dovesti do oštećenja proizvoda i/ili kvara.

Neka od medicinskih sredstava koja mogu da se koriste sa Provox LaryTube:

- kaseta Provox HME (izmenjivači toplote i vlage)
- Provox FreeHands HME, za govor bez ručnog blokiranja stome.
- Provox ShowerAid (Provox pomoć pri tuširanju) koji može da pomogne u sprečavanju ulaska vode u LaryTube prilikom tuširanja.
- Provox TubeHolder ili Provox LaryClips mogu da se koriste za dodatnu potporu kako bi se sprečilo ispadanje medicinskog sredstva Provox LaryTube iz stome.
- Za Provox LaryTube sa prstenom, Provox lepljiva površina se koristi kao dodatak za držanje medicinskog sredstva LaryTube na mestu.

Pogledajte informacije o poručivanju za ostale dostupne dodatke.

3. Informacije o rešavanju problema

Krvarenje stome

Prekinite sa korišćenjem medicinskog sredstva. Nakon zarastanja traheostome, postepeno pokušavajte da produžite vreme korišćenja medicinskog sredstva. Ako čak i kratko korišćenje uzrokuje krvarenje ili ako krvarenje potraje nakon uklanjanja medicinskog sredstva, prestanite da ga koristite i obratite se lekaru.

Brzo skupljanje stome

Ako nosite Provox LaryTube zbog brzog skupljanja traheostome, razgovarajte sa svojim lekarom o mogućnosti nošenja dva medicinska sredstva (iste veličine). To će vam omogućiti da uklonite medicinsko sredstvo Provox LaryTube iz stome i odmah da ga zamenite čistim medicinskim sredstvom. Čišćenje uklonjenog medicinskog sredstva može da se obavi i nakon umetanja čistog medicinskog sredstva LaryTube.

Stoma se povećava tokom upotrebe

Ako se vaša traheostoma povećava nakon upotrebe medicinskog sredstva LaryTube, pitajte lekara da li postoji mogućnost da dobijete dva medicinska sredstva (jedno većeg prečnika i jedno manjeg prečnika). To vam omogućava

korišćenje većeg sredstva LaryTube kada se traheostoma poveća i manjeg sredstva LaryTube koje omogućava skupljanje traheostome. Možda će biti neophodno da prekinete upotrebu medicinskog sredstva LaryTube tokom noći kako bi traheostoma mogla da se smanji. U tom slučaju, razgovarajte sa lekarom o alternativnim opcijama za pričvršćivanje kasete HME kako biste mogli da nastavite sa upotrebom kasete HME tokom noći.

4. Dodatne informacije

4.1 Kompatibilnost sa MR

Bezbedno za MR: Ovo medicinsko sredstvo ne sadrži metalne elemente i nema mogućnost ostvarivanja interakcije sa poljem MR.

4.2 Informacije o naručivanju

Videti kraj Uputstva za upotrebu.

4.3 Informacije za pomoć korisniku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć ili informacije, pogledajte zadnju stranicu ovog Uputstva za upotrebu na kojoj se nalaze informacije o kontaktu.

1. Περιγραφικές πληροφορίες

1.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το Provox LaryTube είναι μια υποδοχή για συσκευές στο Provox HME System, το οποίο προορίζεται για φωνητική και πνευμονική αποκατάσταση μετά από ολική λαρυγγεκτομή.

Για ασθενείς με συρρικνούμενη τραχειοστομία, χρησιμοποιείται επίσης για τη διατήρηση της τραχειοστομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της αναπνοής.

Το Provox LaryTube προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή.

1.2 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Provox LaryTube δεν προορίζεται για χρήση από ασθενείς που:

- βρίσκονται υπό οποιαδήποτε μορφή μηχανικού αερισμού.
- έχουν υποστεί ιστική βλάβη στην τραχεία ή την τραχειοστομία.

1.3 Περιγραφή της συσκευής

Το Provox LaryTube είναι ένας σωλήνας που κατασκευάζεται από ελαστικό σιλικόνης για ιατρική χρήση. Στόχος της συσκευής είναι η εξασφάλιση άνετης και στεγανής εφαρμογής μεταξύ του Provox LaryTube και της τραχειοστομίας, καθώς και η προσάρτηση συσκευών από το Provox HME System.

Η συσκευή παρέχεται σε συσκευασίες του ενός τεμαχίου, μη στείρα.

Υπάρχουν 3 μοντέλα: Τυπικό, με θυρίδες και με δακτύλιο (Εικ. 1).

Στο τυπικό μοντέλο και στην έκδοση με δακτύλιο μπορούν να δημιουργηθούν θυρίδες, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του αέρα από τη φωνητική πρόθεση για τους χρήστες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συσκευή. Για τη δημιουργία των οπών χρησιμοποιείται το Provox Fenestration Punch σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που το συνοδεύουν. Βλ. Πληροφορίες παραγγελιών.

Τυπικές εκδόσεις (Εικ. 1a) – Κατασκευασμένες για χρήση με ή χωρίς φωνητική πρόθεση.

Μπορούν να προσαρτηθούν με Provox TubeHolder ή Provox LaryClip.

Εκδόσεις με θυρίδες (Εικ. 1b) – Για χρήστες με φωνητική πρόθεση.

Μπορούν να προσαρτηθούν με Provox TubeHolder ή Provox LaryClip.

Εκδόσεις με δακτύλιο (Εικ. 1c) – Κατασκευασμένες για χρήση με ή χωρίς φωνητική πρόθεση.

Μπορούν να προσαρτηθούν μόνο με αυτοκόλλητο Provox.

Τα διάφορα μέρη του Provox LaryTube είναι (Εικ. 1d-i):

- d) Σωλήνας
- e) Προστατευτικό (κωνικό)
- f) Υποδοχή HME και παρελκόμενων
- g) Πτερύγια
- h) Δακτύλιος για σύνδεση αυτοκόλλητου
- i) Οπές θυριδοποίησης

1.4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **MHN** επαναχρησιμοποιείτε ένα χρησιμοποιημένο Provox LaryTube σε άλλον ασθενή. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση σε άλλον ασθενή μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη μόλυνση.
- **MHN** χρησιμοποιείτε λιπαντικές γέλες εάν ο ασθενής έχει αλλεργίες που σχετίζονται με αυτές τις ουσίες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής. Ο ασθενής θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανός να κατανοήσει και να ακολουθεί με συνέπεια τις οδηγίες χρήσης, χωρίς επίβλεψη κλινικού ιατρού.

1.5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα Provox LaryTube κατάλληλου μεγέθους. Εάν το Provox LaryTube έχει υπερβολικά μεγάλη ή μικρή διάμετρο ή υπερβολικά μεγάλο ή μικρό μήκος, μπορεί να προκαλέσει ιστική βλάβη, αιμορραγία ή ερεθισμό. Επιπλέον, μπορεί να δυσχεράνει την παραγωγή φωνής, γιατί το LaryTube ενδέχεται να παρεμποδίζει τη φωνητική πρόθεση. Εάν το Provox LaryTube δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος, η εισαγωγή, η αφαίρεση και η πίεση στην κασέτα HME μπορεί να ασκήσει πίεση στη φωνητική πρόθεση. Ένα LaryTube με υπερβολικά μικρή διάμετρο μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση της στομίας.
- **MHN** ασκείτε δύναμη κατά την εισαγωγή. Εισάγετε και αφαιρείτε το Provox LaryTube πάντα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Εάν το προϊόν προωθηθεί πολύ βαθιά εντός της τραχείας, μπορεί να παρεμποδίζει την αναπνοή. Η άσκηση δύναμης κατά την εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει ιστική βλάβη, αιμορραγία ή ερεθισμό και ακούσια μετατόπιση της φωνητικής πρόθεσης ή/και τυχόν χρησιμοποιούμενου XtraFlange.
- Εάν χρειάζεται θυριδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι γίνεται με το Provox Fenestration Punch. Έτσι θα διασφαλιστεί η δημιουργία μικρών και ομαλών οπών. Οι υπερβολικά μεγάλες οπές θυριδοποίησης μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση της φωνητικής πρόθεσης ή του XtraFlange. Οι οπές θυριδοποίησης με αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν κατάλοιπα σιλικόνης στις οπές ή στον αυλό του LaryTube μετά τη θυριδοποίηση.

- **MHN** χρησιμοποιείτε ακάθαρτα ή μολυσμένα Provox LaryTube. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης.
- **MHN** χρησιμοποιείτε συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την αναρρόφηση μικρών μερών ή τον σχηματισμό κοκκιδώδους ιστού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο υδατοδιαλυτά λιπαντικά. Τα λιπαντικά με βάση έλαιο (π.χ. βαζελίνη) μπορεί να αποδυναμώσουν, να βλάψουν ή να καταστρέψουν το προϊόν και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Παρακολουθείτε προσεκτικά τον ιστό της τραχειοστομίας κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας. Εάν η στομία παρουσιάσει ερεθισμό ή αρχίσει να αιμορραγεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Οι ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές ή οι ασθενείς υπό θεραπεία με αντιπηκτικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή εάν προκαλεί αιμορραγία που επανεμφανίζεται.
- Εάν στην τραχειοστομία σχηματιστεί κοκκιδώδης ιστός, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- **MHN** καθαρίζετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται στο εσωτερικό της στομίας, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ιστική βλάβη. Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από τη στομία πριν από τον καθαρισμό.

2. Οδηγίες χρήσης

2.1 Προετοιμασία

Επιλογή του σωστού μεγέθους

Διάμετρος: Τα Provox LaryTube διατίθενται σε 4 διαφορετικές διαμέτρους: 8, 9, 10 και 12. Μετρήστε το μέγεθος της τραχειοστομίας (μέγιστη διάμετρος) με έναν χάρακα και επιλέξτε το κατάλληλο Provox LaryTube. Σε περίπτωση τραχειοστομίας με ακανόνιστο σχήμα, μπορεί να είναι δύσκολη η επίτευξη στεγανής εφαρμογής.

Μήκος: Τα Provox LaryTube διατίθενται σε 3 διαφορετικά μήκη: 27, 36 και 55 mm.

Ως βοήθημα στην επιλογή του μεγέθους LaryTube για συνταγογράφηση στον ασθενή, ο κλινικός ιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει το Provox LaryTube Sizer Kit. Το Sizer Kit περιέχει δείγματα (εργαλεία προσδιορισμού μεγέθους) Provox LaryTube που διατίθενται στο εμπόριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το LaryTube δεν πιάνεται στο τραχειακό πετρύγιο της φωνητικής πρόθεσης (Εικ. 3).

Προετοιμασία για την εισαγωγή

Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε εάν διαθέτετε το σωστό μέγεθος και βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει ανοιχτεί. Σε διαφορετική περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Να βεβαιώνεστε ότι έχετε καθαρίσει και στεγνώσει σχολαστικά τα χέρια σας προτού τα τοποθετήσετε στην περιοχή της στομίας ή χειριστείτε το Provox LaryTube ή/και τα παρελκόμενα.

Να έχετε έναν καθρέπτη και επαρκή φωτισμό για να φωτίζετε τη στομία. Πάντα να επιθεωρείτε προσεκτικά το Provox LaryTube ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ (δηλ. πριν από την εισαγωγή) και να βεβαιώνεστε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς, ρωγμών ή κρούστας. Εάν εντοπίσετε ζημιά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και εξασφαλίστε προϊόν αντικατάστασης.

Πριν από την εισαγωγή, εκπλένετε τη συσκευή με πόσιμο νερό για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα απολυμαντικού (Εικ. 2). Να βεβαιώνεστε ότι εισάγετε μόνο καθαρές συσκευές. Σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, είναι καλύτερη η χρήση στείρου νερού, αντί πόσιμου νερού.

Εάν χρειάζεται, λιπάνετε ελαφρά τον σωλήνα με μια μικρή ποσότητα υδατοδιαλυτού λιπαντικού. Για χρήση με το Provox LaryTube, συνιστώνται τα παρακάτω υδατοδιαλυτά λιπαντικά:

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®] / (λιδοκαΐνη)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο υδατοδιαλυτά λιπαντικά. Τα λιπαντικά με βάση έλαιο (π.χ. βαζελίνη) μπορεί να αποδυναμώσουν, να βλάψουν ή να καταστρέψουν το προϊόν και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση.

Φροντίστε να μη λιπάνετε την υποδοχή HME, την κασέτα HME ή οποιοδήποτε παρελκόμενο που πρόκειται να συγκρατείται από το Provox LaryTube. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκούσια αποσύνδεση.

2.2 Οδηγίες λειτουργίας

Εισαγωγή (Εικ. 3):

Provox LaryTube τυπικό και με θυρίδες:

Εισαγάγετε προσεκτικά το Provox LaryTube κατευθείαν στην τραχειοστομία. Προσαρτήστε αυτούς τους σωλήνες με Provox LaryClip ή Provox TubeHolder (Εικ. 4b-c).

Provox LaryTube με δακτύλιο:

Προσαρτήστε ένα αυτοκόλλητο Provox και στη συνέχεια εισαγάγετε προσεκτικά το Provox LaryTube μέσα από το αυτοκόλλητο στην τραχειοστομία (Εικ. 4a).

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκόλλητο έχει κεντραριστεί σωστά, έτσι ώστε το LaryTube να μην πιέζει τις πλευρές της στομίας.

Εισαγάγετε το στοιχείο του Provox HME System στην υποδοχή HME.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν εντονότερο βήχα μετά την εισαγωγή του LaryTube για πρώτη φορά ή όταν κλείνουν το HME για να μιλήσουν. Αυτό συνήθως μειώνεται καθώς ο χρήστης προσαρμόζεται στη συσκευή. Εάν η ενόχληση παραμένει, το LaryTube θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Αφαίρεση συσκευής

1. Κρατήστε το Provox LaryTube στη θέση του και αφαιρέστε το στοιχείο του Provox HME System από τον σωλήνα (Εικ. 5).
2. Αφαιρέστε το Provox LaryTube από τη στομία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εισαγωγή ή/και η αφαίρεση του LaryTube μπορεί περιστασιακά να προκαλέσει ελαφρά αιμορραγία, ερεθισμό ή βήχα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ενημερώστε τον κλινικό ιατρό σας.

2.3 Καθαρισμός και απολύμανση

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ καθαρίζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται στο εσωτερικό της στομίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από τη στομία πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε το Provox LaryTube μετά από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο νερού, εκτός από πόσιμο νερό, για τον καθαρισμό και την έκπλυση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε να μην κάψετε τα δάχτυλά σας με το ζεστό νερό που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό.

1. Εκπλύνετε το Provox LaryTube με πόσιμο νερό (Εικ. 6a).
2. Τοποθετήστε το Provox LaryTube σε υγρό για το πλύσιμο των πιάτων χωρίς έλαια (Εικ. 6b).
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του σωλήνα με το Provox TubeBrush (Εικ. 6c, 6h).
4. Εάν χρησιμοποιείται σωλήνας με θυρίδες, οι οπές θα πρέπει να καθαρίζονται με βούρτσα Provox Brush. Βλ. πληροφορίες παραγγελιών (Εικ. 6d, 6h).
5. Εκπλύνετε το Provox LaryTube με πόσιμο νερό (Εικ. 6e).
6. Απολυμαίνετε το Provox LaryTube τουλάχιστον μία φορά την ημέρα (Εικ. 6f) με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - Αιθανόλη 70% για 10 λεπτά
 - Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% για 10 λεπτά
 - Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% για 60 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρά μόνο όταν στεγνώσει εντελώς (Εικ. 6g). Η εισπνοή αναθυμιάσεων από το απολυμαντικό μπορεί να προκαλέσει έντονο βήχα και ερεθισμό των αεραγωγών.

Εάν το Provox LaryTube φαίνεται ακάθαρτο ή έχει στεγνώσει με αέρα σε περιοχή στην οποία υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν από τη χρήση. Κίνδυνος μόλυνσης μπορεί να υπάρξει εάν η συσκευή πέσει στο δάπεδο ή εάν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο κατοικίδιο, με κάποιο άτομο που πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή γενικής μόλυνσης.

Κατά τη διάρκεια της ενδοноσοκομειακής νοσηλείας, είναι σημαντικός τόσο ο καθαρισμός όσο και η απολύμανση του Provox LaryTube μετά τη χρήση,

αλλά και πριν τη χρήση, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης και μόλυνσης. Σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, είναι καλύτερη η χρήση στείρου νερού για τον καθαρισμό και την έκπλυση, αντί πόσιμου νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καθαρίζετε και μην απολυμαίνετε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εκτός αυτών που περιγράφονται παραπάνω, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και τραυματισμό στον ασθενή.

2.4 Οδηγίες φύλαξης

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να την καθαρίζετε και να την απολυμαίνετε όπως περιγράφεται παραπάνω και, στη συνέχεια, να αποθηκεύετε το Provox LaryTube σε έναν καθαρό και στεγνό περιέκτη σε θερμοκρασία δωματίου. Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως.

2.5 Διάρκεια ζωής της συσκευής

Το Provox LaryTube μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εάν η συσκευή εμφανίζει ενδείξεις φθοράς, πρέπει να αντικαθίσταται νωρίτερα.

2.6 Απόρριψη

Να ακολουθείτε πάντοτε τις κατάλληλες ιατρικές πρακτικές και τις εθνικές απαιτήσεις περί βιολογικών κινδύνων όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες ιατρικές συσκευές.

2.7 Παρελκόμενα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Άλλα παρελκόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή/και δυσλειτουργία του προϊόντος.

Μερικές από τις συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Provox LaryTube είναι οι εξής:

- Κασέτες Provox HME (Εναλλάκτες θερμότητας και υγρασίας)
- Provox FreeHands HME, για ομιλία χωρίς χειροκίνητο κλείσιμο της στομίας.
- Provox ShowerAid (βοήθημα για το ντους), το οποίο αποτρέπει την εισχώρηση νερού στο LaryTube κατά τη διάρκεια του ντους.
- Provox TubeHolder ή Provox LaryClip, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον στήριξη, εμποδίζοντας το Provox LaryTube να πέσει από τη στομία.
- Για το Provox LaryTube με δακτύλιο, χρησιμοποιείται ένα αυτοκόλλητο Provox ως προσάρτημα, το οποίο διατηρεί το LaryTube στη θέση του.

Για τα διάφορα διαθέσιμα παρελκόμενα, βλ. πληροφορίες παραγγελιών.

3. Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Αιμορραγία της στομίας

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μετά τη σταδιακή επούλωση της τραχειοστομίας, προσπαθήστε να αυξήσετε τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Εάν ακόμα και μικρά χρονικά διαστήματα χρήσης προκαλούν αιμορραγία ή εάν η αιμορραγία επιμένει μετά την αφαίρεση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε τον κλινικό ιατρό σας.

Ταχεία συρρίκνωση της στομίας

Εάν φοράτε το Pronox LaryTube λόγω ταχέως συρρικνούμενης τραχειοστομίας, συζητήστε με τον κλινικό ιατρό σας το ενδεχόμενο να έχετε δύο συσκευές (του ίδιου μεγέθους). Αυτό θα σας επιτρέψει να αφαιρείτε το Pronox LaryTube από τη στομία σας και να το αντικαταθιστάτε αμέσως με ένα καθαρό. Ο καθαρισμός της συσκευής που έχετε αφαιρέσει μπορεί να γίνει στη συνέχεια, αφού έχετε εισαγάγει το καθαρό LaryTube.

Η στομία μεγεθύνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης

Εάν η τραχειοστομία σας μεγεθυνθεί μετά τη χρήση του LaryTube, ρωτήστε τον κλινικό ιατρό σας εάν είναι εφικτό να χρησιμοποιείτε δύο συσκευές (μία με μικρότερη διάμετρο και μία με μεγαλύτερη διάμετρο). Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το LaryTube μεγαλύτερης διαμέτρου όταν η τραχειοστομία έχει μεγεθυνθεί και το LaryTube μικρότερης διαμέτρου για να αφήσετε την τραχειοστομία να συρρικνωθεί. Ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε τη χρήση του σωλήνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μπορέσει η τραχειοστομία να συρρικνωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, συζητήστε με τον κλινικό ιατρό σας εναλλακτικές επιλογές για την προσάρτηση της κασέτας HME, έτσι ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κασέτα HME κατά τη διάρκεια της νύχτας.

4. Πρόσθετες πληροφορίες

4.1 Συμβατότητα με εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI)

Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία: Η συσκευή αυτή δεν περιέχει μεταλλικά στοιχεία και δεν υπάρχει πιθανότητα να αλληλεπιδράσει με το πεδίο των συστημάτων απεικόνισης MRI.

4.2 Ordering information (Πληροφορίες παραγγελιών)

Ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος εγγράφου οδηγιών χρήσης.

4.3 Πληροφορίες βοήθειας για τους χρήστες

Για πρόσθετη βοήθεια ή πληροφορίες, ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγγράφου οδηγιών χρήσης.

1. Tanımlayıcı bilgi

1.1 Kullanım amacı

Provox LaryTube, total larenjektomiden sonra vokal ve pulmoner rehabilitasyon için tasarlanan Provox HME System'daki cihazlar için bir tutucudur.

Daralan trakeostomalı hastalar için soluk alma açısından trakeostomanın sürekliliğini sağlamak için de kullanılır.

Provox LaryTube sadece tek hastada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.2 KONTRENDİKASYONLARI

Provox LaryTube, şu özelliklere sahip hastalar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:

- herhangi bir tür mekanik ventilasyon altında olanlar.
- hasarlı trakeal doku veya trakeostoma dokusu olanlar.

1.3 Cihazın tanımı

Provox LaryTube, tıbbi sınıf silikon kauçuktan yapılmış bir tüptür. Cihazın amacı, Provox LaryTube ile trakeostoma arasında rahat ve hava geçirmeyen bir yerleşme sağlamak olup, ayrıca Provox HME System cihazları için bir bağlantı yeri sağlamaktır.

Tekli pakette, steril olmayan şekilde tedarik edilirler.

3 model vardır: Standart, Fenestre ve Halkalı (Şekil 1).

Standart model ve Halkalı versiyon delinebilir ve böylece ses protezi kullanıcıları için hava, ses protezinden geçebilir. Delikler, Provox Fenestration Punch ile birlikte verilen Kullanım Talimatlarına göre Provox Fenestration Punch kullanılarak delinir, sipariş bilgilerine bakın.

Standart versiyonlar (Şekil 1a) - Ses protezi ile birlikte veya ses protezi olmadan kullanım için üretilir.

Bir Provox TubeHolder veya Provox LaryClips ile takılabilir.

Fenestre versiyonlar (Şekil 1b) - Ses protezi kullanıcıları içindir.

Bir Provox TubeHolder veya Provox LaryClips ile takılabilir.

Halkalı versiyonlar (Şekil 1c) - Ses protezi ile birlikte veya ses protezi olmadan kullanım için üretilir.

Sadece bir Provox Adhesive ile takılabilir.

Provox LaryTube'un farklı parçaları şunlardır (Şekil 1d-i):

d) Tüp

e) Koruyucu (konik)

- f) HME ve Aksesuar Tutucu
- g) Kanatlar
- h) Yapışkanlı bağlantı için halka
- i) Fenestrasyon delikleri

1.4 UYARILAR

- Kullanılmış bir Provox LaryTube'u başka bir hastada tekrar **KULLANMAYIN**. Cihaz sadece tek hastada kullanım içindir. Başka bir hastada tekrar kullanılması çapraz kontaminasyona yol açabilir.
- Hastanın kayganlaştırıcı jellere alerjisi varsa bu maddeleri **KULLANMAYIN**.
- Hastanın cihazın kullanımı konusunda eğitim almış olduğundan emin **OLUN**. Hasta, klinisyen gözetimi olmadan Kullanma Talimatını anlayabildiğini ve sürekli olarak buna uyabildiğini gösteren tutumu sergilemelidir.

1.5 ÖNLEMLER

- Her zaman uygun büyüklükte bir Provox LaryTube kullanın. Provox LaryTube fazla geniş, fazla dar, fazla uzun veya fazla kısa ise doku hasarına, kanamaya veya tahrişe yol açabilir. Ayrıca, LaryTube ses protezini engelleyebileceği için ses çıkarmak daha zor olabilir. Provox LaryTube uygun boyutta değilse HME Kasetinin yerleştirilmesi, çıkarılması ve bastırılması ses protezi üzerinde baskı uygulayabilir. Çok dar olan bir LaryTube, stomanın büzülmesine neden olabilir.
- Yerleştirme sırasında kuvvet **UYGULAMAYIN**. Provox LaryTube'u her zaman aşağıdaki talimata uygun olarak yerleştirin ve çıkarın. Ürün trakeaya fazla miktarda itilirse soluk almayı engelleyebilir. Yerleştirme sırasında kuvvet uygulanması doku hasarına, kanamaya veya tahrişe ve ses protezinin ve/veya kullanılıyorsa XtraFlange'ın yerinden çıkmasına neden olabilir.
- Fenestrasyon gerekliyse, Provox Fenestration Punch ile yapıldığından emin olun. Bu, deliklerin küçük ve düzgün olmasını sağlayacaktır. Çok büyük fenestrasyon delikleri, ses protezinin veya XtraFlange'ın yerinden çıkmasına neden olabilir. Keskin kenarları olan fenestrasyon delikleri, granülasyon dokusu oluşumuna neden olabilir. Fenestrasyon sonrasında LaryTube lümeninde veya deliklerinde hiçbir silikon kalıntısı kalmadığından emin olun.
- Kirli veya kontamine bir Provox LaryTube **KULLANMAYIN**. Cihazı aşağıda verilen temizleme ve dezenfektan talimatına uygun olarak temizleyin ve dezenfekte edin.
- Küçük parçaların aspire edilmesine veya granülasyon dokusu oluşmasına neden olabileceği için hasarlı bir cihazı **KULLANMAYIN**.
- Sadece suda çözünen kayganlaştırıcılar kullanın. Yağ bazlı kayganlaştırıcılar (örn. Vazelin) ürünü zayıflatılabileceği, ürüne hasar verebileceği veya tahrip edebileceği için kullanılmamalıdır.

- Işın tedavisi sırasında trakeostoma dokusunu dikkatle izleyin. Stomada tahriş meydana gelirse veya kanama başlarsa cihazı kullanmayı durdurun.
- Kanama bozuklukları olan veya antikoagülan kullanan hastalar nükseden kanamaya yol açması durumunda cihazı kullanmamalıdır.
- Trakeostomada granülasyon dokusu oluşması durumunda cihazı kullanmayı durdurun.
- Doku hasarına neden olabileceği için cihaz stomanın içindeyken **TEMİZLEMİYİN**. Temizlemeden önce cihazı daima stomadan çıkarın.

2. Kullanım talimatı

2.1 Hazırlık

Doğru büyüklüğü seçme

Çap: Provox LaryTube; 8, 9, 10 ve 12 olmak üzere 4 farklı çapta mevcuttur. Trakeostomanın büyüklüğünü (en büyük çapını) bir cetvelle ölçün ve Provox LaryTube'un büyüklüğünü buna uygun olarak seçin. Düzensiz şekildedeki trakeostomalarda hava geçirmez şekilde yerleştirme elde etmek zor olabilir.

Uzunluk: Provox LaryTube; 27, 36 ve 55 mm olmak üzere 3 farklı uzunlukta mevcuttur.

Klinisyen, hastaya reçete edilecek LaryTube büyüklüğünü (büyüklüklerini) seçmeye yardımcı olması Provox LaryTube Sizer Kit'i kullanabilir. Sizer Kit, ticari olarak mevcut Provox LaryTube örneklerini ("büyüklük belirleyiciler") içerir. **DİKKAT:** Yerleştirme sırasında LaryTube'un, ses protezinin trakeal flanşına takılmadığından daima emin olun (Şekil 3).

Yerleştirme için hazırlık

İlk kullanımdan önce doğru büyüklüğün elinizde olduğunu ve ambalajın hasarsız veya açılmamış olduğunu kontrol edin. Aksi halde kullanmayın.

Ellerinizi stoma alanına koymadan veya Provox LaryTube'u ve/veya aksesuarlarını kullanmadan önce iyice temizleyip kuruladığınızdan emin olun.

Stomayı aydınlatmak için bir ayna ve yeterli ışık bulundurun.

Provox LaryTube'u HER KULLANIMDAN ÖNCE (yani, yerleştirmeden önce) daima dikkatle inceleyin ve hasarsız olduğundan ve herhangi bir yırtık, çatlak veya kabuklanma izi olmadığından emin olun. Herhangi bir hasar tespit ederseniz ürünü kullanmayın ve yenisini temin edin.

Yerleştirmeden önce, herhangi bir dezenfektan kalıntısını gidermek için cihazı içme suyuyla durulayın (Şekil 2). Yerleştirme için sadece temiz cihazları kullandığınızdan emin olun. Hastane ortamında içme suyu yerine steril su kullanmak daha iyidir.

Gerekirse, Tüpü az miktarda suda çözünen bir kayganlaştırıcıyla hafifçe kayganlaştırın. Provox LaryTube ile kullanılmak üzere aşağıdaki suda çözünen kayganlaştırıcılar önerilir:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidokain)

DİKKAT: Sadece suda çözünen kayganlaştırıcılar kullanın. Yağ bazlı kayganlaştırıcılar (örn., Vaseline) ürünü zayıflatabileceği, ürüne hasar verebileceği veya bozabileceği için hiç bir zaman kullanılmamalıdır.

HME Holder'ı, HME Kasetini veya Provox LaryTube tarafından tutulacak hiçbir aksesuarı kayganlaştırmadığınızdan emin olun. Bu, kazara ayrılmaya yol açabilir.

2.2 Çalıştırma talimatı

Yerleştirme (Şekil 3):

Standart ve Fenestre Provox LaryTube:

Provox LaryTube'u doğrudan trakeostomanın içine nazikçe yerleştirin. Bu tüpleri Provox LaryClip veya Provox TubeHolder ile takın (Şekil 4b-c).

Halkalı Provox LaryTube:

Provox Adhesive uygulayın ve ardından Provox LaryTube'u nazikçe yapıştırıcı yoluyla trakeostomaya yerleştirin (Şekil 4a).

LaryTube stomanın yanlarına baskı yapmayacak şekilde yapıştırıcının düzgün bir şekilde ortalandığından emin olun.

Provox HME System bileşenini HME Holder'ın içine yerleştirin.

NOT: Bazı hastalarda LaryTube'un ilk kez yerleştirilmesinden sonra veya konuşmak için HME tıkanıldığında fazla öksürme görülebilir. Bu durum, kullanıcı cihaza alıştığında genellikle azalır. Rahatsızlık devam ederse LaryTube çıkarılmalıdır.

Cihazın çıkarılması

1. Provox LaryTube'u yerinde tutun ve Provox HME System bileşenini tüpten çıkarın (Şekil 5).
2. Stomadan Provox LaryTube'u çıkarın.

NOT: LaryTube'un yerleştirilmesi ve/veya çıkarılması bazen hafif kanamaya, tahrişe veya öksürüğe yol açabilir. Bu semptomlar devam ederse klinisyeninizi bilgilendirin.

2.3 Temizleme ve dezenfeksiyon

DİKKAT: Cihaz stomanın içindeyken cihazı TEMİZLEMİYİN. Hasara neden olabilir. Temizleme öncesinde cihazı daima stomadan çıkarın.

Her kullanımdan sonra Provox LaryTube'u temizleyin. Cihazı temizlemek ve durulamak için içme suyundan başka su kullanmayın.

DİKKAT: Sıcak temizleme suyunda parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.

1. Provox LaryTube'u içme suyunda durulayın (Şekil 6a).
2. Provox LaryTube'u yağ esaslı olmayan bulaşık deterjanına koyun (Şekil 6b).
3. Provox TubeBrush ile tüpün içini temizleyin (Şekil 6c, 6h).
4. Fenestre bir tüp kullanılıyorsa tüpler, bir Provox Brush ile temizlenmelidir, sipariş bilgilerine bakın (Şekil 6d, 6h).
5. Provox LaryTube'u içme suyunda durulayın (Şekil 6e).
6. Provox LaryTube'u aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak en az günde bir kez dezenfekte edin (Şekil 6f):
 - %70'lik etanol ile 10 dakika
 - %70'lik izopropilalkol ile 10 dakika
 - %3'lük hidrojen peroksit ile 60 dakika

DİKKAT: Cihazı tamamen kurumadan kullanmayın (Şekil 6g). Dezenfektan dumanlarını solumak şiddetli öksürüğe ve hava yollarının tahriş olmasına yol açabilir.

Provox LaryTube kirli görünüyorsa veya cihazın kontamine olma riski taşıdığı bir alanda açık havada kurutulmuşsa, cihaz kullanımdan önce hem temizlenmeli hem de dezenfekte edilmelidir. Cihaz yere düşürülmüşse veya bir evcil hayvana, solunum yolu enfeksiyonu olan birine veya diğer herhangi bir önemli kontaminasyon kaynağına temas etmişse kontaminasyon riski mevcut olabilir.

Hastanede tedavi sırasında, enfeksiyon ve kontaminasyon riskinin yüksek olması nedeniyle, Provox LaryTube'u hem her kullanımdan sonra hem de her kullanımdan önce temizlemek ve dezenfekte etmek önemlidir. Hastanede, temizleme ve durulama için içme suyu yerine steril su kullanmak daha iyidir.

DİKKAT: Ürünün hasar görmesine ve hastanın yaralanmasına yol açabileceği için temizlik veya dezenfeksiyon amacıyla yukarıda açıklananlardan başka bir yöntem kullanmayın.

2.4 Saklama talimatı

Kullanılmadığında cihazı yukarıda açıklanan şekilde temizleyip dezenfekte edin, ardından Provox LaryTube'u temiz ve kuru bir kap içinde oda sıcaklığında saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.

2.5 Cihazın kullanım ömrü

Provox LaryTube en fazla 6 aylık bir süre için kullanılabilir. Cihazda herhangi bir hasar izi görülürse cihaz daha önce değiştirilmelidir.

2.6 Atma

Kullanılmış bir tıbbi cihazı atarken biyolojik açıdan tehlikeli maddeler ile ilgili tıbbi uygulamalara ve ulusal koşullara daima uyun.

2.7 Aksesuarlar

DİKKAT: Sadece orijinal bileşenleri kullanın. Diğer aksesuarlar, ürünün hasar görmesine ve/veya bozulmasına neden olabilir.

Provox LaryTube ile kullanılabilen cihazlardan bazıları şunlardır:

- Provox HME Kasetleri (Isı ve Nem Değiştiriciler (Heat and Moisture Exchangers))
- Manuel stoma kapatması yapılmadan konuşmak için Provox FreeHands HME.
- Duş alırken LaryTube'un içine su girişini önlemeye yardımcı olan Provox ShowerAid.
- Provox LaryTube'un stomadan düşmesini önlemek üzere ek destek olarak Provox TubeHolder veya Provox LaryClips kullanılabilir.
- Halkalı bir Provox LaryTube için bağlantı olarak ve LaryTube'u yerinde tutmak için Provox Adhesive kullanılır.

Mevcut farklı aksesuarlar için lütfen sipariş bilgilerine bakın.

3. Sorun giderme bilgisi

Stomanın kanaması

Cihazı kullanmayı durdurun. Trakeostoma iyileştikten sonra, cihazın kullanım süresini kademeli olarak artırmayı deneyin. Kısa süreli kullanımlar bile kanamaya neden oluyorsa veya kanama, cihazı çıkardıktan sonra da devam ediyorsa cihazı kullanmayı durdurun ve klinisyeninize danışın.

Stomanın hızla daralması

Hızla daralan bir trakeostoma nedeniyle Provox LaryTube takıyorsanız, klinisyeninizle iki cihaz (aynı büyüklükte) alma ihtimalini görüşün. Bu sayede, Provox LaryTube'u stomanızdan çıkarıp hemen temiz bir yenisiyle değiştirebilirsiniz. Çıkarılan cihazın temizliği, temiz LaryTube'u yerleştirdikten sonra da yapılabilir.

Kullanım sırasında stomanın genişlemesi

LaryTube'u kullandıktan sonra trakeostomanız genişliyorsa, klinisyeninize iki cihaz (biri küçük çaplı, diğeri büyük çaplı) kullanma ihtimalinizi sorun. Bu sayede, trakeostoma genişlediğinde büyük çaplı olan LaryTube'u ve trakeostoma daraldığında ise küçük çaplı olan LaryTube'u kullanabilirsiniz. Trakeostomanın daralabilmesi için geceleri Tüpü kullanmaya ara vermek gerekli olabilir. Bu durumda, klinisyeninizle HME Kaseti takmak için alternatif seçenekleri görüşün; bu sayede, geceleri HME Kaseti kullanmaya devam edebilirsiniz.

4. Ek bilgi

4.1 MRG İncelemesi ile Uyumluluk

MR Güvenli: Bu cihaz herhangi bir metalik unsur içermez ve MRG alanı ile herhangi bir etkileşim potansiyeli yoktur.

4.2 Ordering information (Sipariş bilgileri)

Bu Kullanma Talimatının son kısmına bakın.

4.3 Kullanıcı yardım bilgisi

Ek yardım veya bilgi için lütfen bu Kullanım Talimatının arka kapağındaki irtibat bilgilerine bakın.



1. აღწერილობითი ინფორმაცია

1.1 დანიშნულება

Provox LaryTube არის მოწყობილობების მფლობელი Provox HME System-ში, რომლებიც გამოიყენება ხმის აპარატისა და ფილტვის რეაბილიტაციისათვის სრული ლარინგექტომიის შემდეგ.

ის ასევე გამოიყენება პაციენტებში, რომლებსაც ჩადგმული აქვს კუმშვადი ტრაქეოსტომა სუნთქვისთვის.

Provox LaryTube-ი განკუთვნილია ერთი პაციენტისთვის.

1.2 უკუჩვენებები

Provox LaryTube-ი არ არის განკუთვნილი იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც:

- გადიან მექანიკური ვენტილაციის რომელიმე ფორმას.
- დაზიანებული აქვთ ტრაქეალური ან ტრაქეოსტომას ქსოვილი.

1.3 მოწყობილობის აღწერა

Provox LaryTube-ი არის მილი, რომელიც დამზადებულია სამედიცინო დანიშნულების სილიკონის რეზინისგან. მოწყობილობის მიზანია კომფორტული და ჰერმეტიკი შეერთების უზრუნველყოფა Provox LaryTube-სა და ტრაქეოსტომას შორის და ასევე Provox HME System-ის მოწყობილობებისთვის სამარჯვების უზრუნველყოფა.

ისინი წარმოდგენილია ერთჯერადი შეფუთვით, არასტერილურ ფორმაში.

არსებობს 3 მოდელი: სტანდარტული, ფენესტრირებული და რგოლი (სურ. 1).

შესაძლებელია სტანდარტული მოდელისა და რგოლის ვერსიის ფენესტრირება ისე, რომ ჰაერმა გაიაროს ხმის პროთეზში პროთეზის მომხმარებლებისთვის. ხვრლები დახვრეტილია Provox Fenestration Punch-ის გამოყენებით, პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქციის თანახმად, რომელიც მოყვება Provox Fenestration Punch-ს, იხილეთ ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ.

სტანდარტული ვერსიები (სურ. 1a) – გამოიყენება ხმის პროთეზთან ერთად ან მის გარეშე.

შეიძლება დამაგრდეს Provox TubeHolder ან Provox LaryClips-ით.

ფენესტრიზებული ვერსიები (სურ. 1b) – ხმის პროთეზის მომხმარებლისთვის.

შეიძლება დამაგრდეს Provox TubeHolder ან Provox LaryClips-ით.

რგოლის ვერსიები (სურ. 1c) – გამოიყენება ხმის პროთეზთან ერთად ან მის გარეშე.

შეიძლება დამაგრდეს მხოლოდ Provox Adhesive-ით.

Provox LaryTube-ის სხვა ნაწილებია (სურ. 1d-i):

- d) მილი
- e) ფარი (კონიკური)
- f) HME და აქსესუარის დამჭერი
- g) ფრთები
- h) რგოლი წებვადი შეერთებისთვის
- i) ფენესტრაციის ხვრელები

1.4 გაფრთხილებები

- **არ** გამოიყენოთ Provox LaryTube-ი განმეორებით სხვა პაციენტზე. მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ ერთი პაციენტისთვის. სხვა პაციენტისთვის გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ჯვარედინი დაბინძურება.
- **არ** გამოიყენოთ საპოხი გელები, თუ პაციენტი ალერგიულია ამ ნივთიერებებზე.
- **დარწმუნდით**, რომ პაციენტმა გაიარა მომზადება მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით. პაციენტმა უნდა გამოავლინოს უნარი, გაიგოს და მუდმივად დაიცვას გამოყენების ინსტრუქციები ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე.

1.5 სიფრთხილის ზომები

- ყოველთვის გამოიყენეთ შესაბამისი ზომის Provox LaryTube-ი. თუ Provox LaryTube-ი მეტისმეტად განიერია, მეტისმეტად ვიწროა, მეტისმეტად გრძელი ან მოკლეა, მან შეიძლება გამოიწვიოს ქსოვილის დაზიანება, სისხლდენა ან გაღიზიანება. გარდა ამისა, შესაძლოა გართულდეს ბგერების გაჟღერება, ვინაიდან LaryTube-მ შეიძლება გადაკეტოს ხმის პროთეზი. HME კასეტის ჩადგმამ, ამოღებამ და დაწოლამ შეიძლება გამოიწვიოს ხმის პროთეზის ზეწოლა, თუ Provox LaryTube-ი არასწორი ზომისაა. მეტისმეტად ვიწრო LaryTube-მა შეიძლება გამოიწვიოს სტომას შეკუმშვა.
- **არ** გამოიყენოთ ძალა ჩადგმისას. ყოველთვის ჩადგით და ამოიღეთ Provox LaryTube-ი ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციების მიხედვით. თუ პროდუქტი მეტისმეტად შევა ტრაქეაში, ამან შეიძლება შეაფერხოს სუნთქვა. ჩადგმის დროს ძალის გამოყენებამ

- შეიძლება გამოიწვიოს ქსოვილის დაზიანება, სისხლდენა ან გაღიზიანება და ხმის პროთეზის და ან XtraFlange-ის, ასეთის გამოყენების შემთხვევაში, შემთხვევითი გადაადგილება.
- ფენესტრაციის საჭიროების შემთხვევაში, დარწმუნდით, რომ ის Provox Fenestration Punch-ით გაკეთდეს. ეს უზრუნველყოფს, რომ ხვრელები პატარა და თანაბარი იყოს. მეტისმეტად დიდმა ხვრელებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხმის პროთეზის ან XtraFlange-ის გადაადგილება. ბასრკიდებიაანმა ხვრელებმა შეიძლება გამოიწვიოს უსწორმასწორო ქსოვილის წარმოქმნა. დარწმუნდით, რომ ფენესტრაციის შემდეგ ხვრელებში არ დარჩა სილიკონის ნარჩენები ან LaryTube-ის სანათური.
 - **არ** გამოიყენოთ ჭუჭყიანი ან დაბინძურებული Provox LaryTube-ი. გაასუფთავეთ და მოახდინეთ მოწყობილობის დეზინფექცია ქვემოთ მოცემული დასუფთავებისა და დეზინფექციის ინსტრუქციების მიხედვით.
 - **არ** გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს პატარა ნაწილების ასპირაცია ან უსწორმასწორო ქსოვილის წარმოქმნა.
 - გამოიყენეთ მხოლოდ წყალში ხსნადი ლუბრიკანტები. ზეთოვანმა ლუბრიკანტებმა (მაგ. ვაზელინი) შეიძლება შეასუსტოს, დააზიანოს ან გაანადგუროს პროდუქტი, ამიტომ მათი გამოყენება რეკომენდებული არ არის.
 - სხივური თერაპიისას, ყურადღებით დააკვირდით ტრაქეოსტომას ქსოვილს. შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება, თუ სტომა გაღიზიანდება ან დაიწყებს სისხლდენას.
 - სისხლდენის დარღვევების მქონე ან ანტიკოაგულანტებზე მყოფმა პაციენტებმა არ უნდა გამოიყენონ მოწყობილობა, თუ ის იწვევს სისხლდენას, რომელიც შეიძლება მორეციდივე იყოს.
 - შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება, თუ ტრაქეოსტომაში წარმოიქმნება უსწორმასწორო ქსოვილი.
 - არ გაასუფთავოთ მოწყობილობა, სანამ ის სტომაშია, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ქსოვილის დაზიანება. წმენდის დაწყებამდე, ყოველთვის ამოიღეთ მოწყობილობა სტომადან.

2. გამოყენების ინსტრუქცია

2.1 მომზადება

სწორი ზომის არჩევა

დიამეტრი: Provox LaryTubes წარმოდგენილია 4 სხვადასხვა დიამეტრით, 8, 9, 10 და 12. გაზომეთ ტრაქეოსტომას (ყველაზე დიდი დიამეტრი) ზომა სახაზავით და შესაბამისად მოარგეთ Provox LaryTube-ი. უსწორმასწოროდ ფორმირებულ ტრაქეოსტომებზე, შეიძლება რთული იყოს ჰერმეტიკული შეერთების უზრუნველყოფა.

სიგრძე: Provox LaryTubes წარმოდგენილია 3 სხვადასხვა სიგრძით, 27, 36 და 55 მმ.

პაციენტისთვის დასანიშნად, LaryTube-ის სწორი ზომის ასარჩევად ექიმმა შეიძლება გამოიყენოს Provox LaryTube Sizer Kit-ი. Sizer Kit-ი შეიცავს სერიულად წარმოებული Provox LaryTubes-ის ნიმუშებს („მზომები“).

გაფრთხილება: მორგების დროს, ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ LaryTube-ი არ ედებოდეს ხმის პროთეზის ტრაქეის კიდეს (სურ. 3).

მომზადება ჩასასმელად

პირველად გამოყენებამდე შეამოწმეთ, რომ ზომა სწორად შეარჩიეთ და რომ პაკეტი დაზიანებული ან ღია არ არის. არ გამოიყენოთ სხვაგვარად.

დარწმუნდით, რომ ხელები ზედმიწევნით სუფთა და მშრალი გქონდეთ, სანამ შეეხებით სტომის ადგილს ან დაამუშავებთ Provox LaryTube-ს და/ან აქსესუარებს.

იქონიეთ სარკე და საკმარისი განათება, სტომას გასანათებლად. ყოველი გამოყენების წინ, ყურადღებით შეამოწმეთ Provox LaryTube-ი (ე.ი. ჩადგამამდე), და დარწმუნდით, რომ ის დაუზიანებელია და არ აღენიშნება ცვეთის ნიშნები, ბზარები ან არ არის აქერცლილი. ნებისმიერი დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, არ გამოიყენოთ პროდუქტი და შეცვალეთ ის.

ჩადგამამდე, გაავლეთ მოწყობილობა სასმელ წყალში ნებისმიერი სადეზინფექციო საშუალების ნარჩენების მოსაშორებლად (სურ. 2). დარწმუნდით, რომ დგამთ მხოლოდ სუფთა მოწყობილობებს. სტაციონარულ პირობებში, უმჯობესია სტერილური წყლის გამოყენება, ვიდრე სასმელი წყლისა.

საჭიროების შემთხვევაში, მსუბუქად გაპოხეთ მილი მცირე ოდენობის წყალში ხსნადი ლუბრიკანტით. Provox LaryTube-თან რეკომენდებულია შემდეგი წყალში ხსნადი ლუბრიკანტების გამოყენება:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- ქსილოკაინი®/(ლიდოკაინი)

გაფრთხილება: გამოიყენეთ მხოლოდ წყალში ხსნადი ლუბრიკანტები. ზეთოვანმა ლუბრიკანტებმა (მაგ. ვაზელინი) შეიძლება შეასუსტოს, დააზიანოს ან გაანადგუროს პროდუქტი, ამიტომ მათი გამოყენება ნებისმიერ დროს რეკომენდებული არ არის.

ეცადეთ, არ გაპოხოთ HME დამჭერი, HME კასეტა ან რომელიმე აქსესუარი, რომელიც უნდა დამაგრდეს Provox LaryTube-ით. ამან შეიძლება გამოიწვიოს შემთხვევითი მოწყვეტა.

2.2 ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

ჩადგმა (სურ. 3):

Provox LaryTube-ი სტანდარტული და ფენესტრირებული:

ფრთხილად ჩასვით Provox LaryTube-ი პირდაპირ ტრაქეოსტომაში. დაამაგრეთ ეს მილები Provox LaryClip-ით ან Provox TubeHolder-ით (სურ. 4b-c).

Provox LaryTube-ი რგოლით:

დაამაგრეთ Provox Adhesive და შემდეგ ფრთხილად ჩასვით Provox LaryTube-ი მაკავშირებლით ტრაქეოსტომაში (სურ. 4a).

დარწმუნდით, რომ მაკავშირებელი ჯეროვნად არის მორგებული ისე, რომ LaryTube-ი არ დააწვეს სტომას გვერდებს.

ჩასვით Provox HME System-ის კომპონენტი HME დამჭერში.

შენიშვნა: LaryTube-ის პირველად ჩადგმის შემდეგ ან საუბრის მიზნით HME-ის დახურვისას, ზოგიერთ პაციენტს შეიძლება განუვითარდეს ხველა. ეს, ჩვეულებრივ, ზღუდავს მომხმარებელს, დაარეგულიროს მოწყობილობა. დისკომფორტის შემთხვევაში, LaryTube-ი უნდა მოიხსნას.

მოწყობილობის ამოღება

1. დაიჭირეთ Provox LaryTube-ი და მოხსენით Provox HME System-ის ნაწილი მილიდან (სურ. 5).
2. მოხსენით Provox LaryTube-ი სტომადან.

შენიშვნა: LaryTube-ის ჩადგამა და/ან მოხსნამ შეიძლება ზოგჯერ გამოიწვიოს მცირე სისხლდენა, გაღიზიანება ან ხველა. აღნიშნული სიმპტომების შემთხვევაში, აცნობეთ თქვენს ექიმს.

2.3 გაწმენდა და დეზინფექცია

გაფრთხილება: არ გაწმინდოთ მოწყობილობა სტომაში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება. წმენდის დაწყებამდე, ყოველთვის ამოიღეთ მოწყობილობა სტომადან.

Provox LaryTube-ი გაწმინდეთ ყოველი გამოყენების შემდეგ. მოწყობილობის გასაწმენდად და გასავლებად არ გამოიყენოთ სხვა წყალი, სასმელი წყლის გარდა.

გაფრთხილება: ფრთხილად იყავით, არ დაიწვათ თითები თბილ წყალში გაწმენდისას.

1. გაავლეთ Provox LaryTube-ი სასმელ წყალში (სურ. 6a).
2. მოათავსეთ Provox LaryTube-ი არაზეთოვან საყოფაცხოვრებო საპონში (სურ. 6b).
3. მილის შიდა ნაწილი გაწმინდეთ Provox TubeBrush-ით (სურ. 6c, 6h).
4. ფენესტრირებული მილის გამოყენების შემთხვევაში, ხვრელები უნდა გაიწმინდოს Provox Brush-ით, იხილეთ ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ (სურ. 6d, 6h).
5. გაავლეთ Provox LaryTube-ი სასმელ წყალში (სურ. 6e).
6. გაუკეთეთ Provox LaryTube-ს დეზინფექცია დღეში ერთხელ (სურ. 6f) ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდით:
 - ეთანოლი 70% - 10 წუთის განმავლობაში
 - იზოპროპილის სპირტი 70% - 10 წუთის განმავლობაში
 - წყალბადის ზეჟანგი 3% - 60 წუთის განმავლობაში

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მის სრულ გაშრობამდე (სურ. 6g). სადეზინფექციო საშუალებების ორთქლის შესუნთქვამ შეიძლება გამოიწვიოს მწვავე ხველა ან სასუნთქი გზების გაღიზიანება.

Provox LaryTube-ი ჭუჭყიანია ან ჰაერი გამოშრა მილში, რაც ზრდის დაბინძურების რისკს, გამოყენებამდე მოწყობილობა უნდა გაიწმინდოს და ჩაუტარდეს დეზინფექცია. დაბინძურების რისკი შეიძლება არსებობდეს, თუ მოწყობილობა დავარდა იატაკზე ან შეხება ქონდა ცხოველთან, რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანს ან რაიმეს ძლიერი დაბინძურებით.

ჰოსპიტალიზაციისას მნიშვნელოვანია Provox LaryTube-ი გაიწმინდოს და ჩაუტარდეს დეზინფექცია როგორც გამოყენების შემდეგ, ისე გამოყენებამდეც, ვინაიდან არსებობს ინფექციის ან დაბინძურების მომატებული რისკი. საავადმყოფოში, გასარეცხად და გასავლებად უმჯობესია, გამოიყენოთ სტერილური წყალი, ვიდრე სასმელი წყალი.

გაფრთხილება: არ გაწმინდოთ ან გააკეთოთ დეზინფექცია ნებისმიერი სხვა ხერხით, გარდა ზემოთ აღწერილისა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის დაზიანება და პაციენტის დაშავება.

2.4 ინსტრუქციები შენახვის შესახებ

როდესაც არ იყენებთ პროდუქტს, გაწმინდეთ და მოახდინეთ მოწყობილობის დეზინფექცია ზემოთ აღწერილის მიხედვით და შემდეგ, შეინახეთ Provox LaryTube-ი სუფთა და მშრალ კონტეინერში ოთახის ტემპერატურაზე. დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან.

2.5 მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობა

Provox LaryTube-ი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში. თუ მოწყობილობაზე აღინიშნება დაზიანების რაიმე ნიშნები, ის უნდა შეიცვალოს.

2.6 ნარჩენების განკარგვა

გამოყენებული სამედიცინო მოწყობილობების მოშორების დროს ყოველთვის დაიცავით არსებული სამედიცინო პრაქტიკა და ეროვნული მოთხოვნები ბიოლოგიური საშიში ნივთიერებების მიმართ.

2.7 აქსესუარები

გაფრთხილება: გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი ნაწილები. სხვა აქსესუარებმა შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის დაზიანება და/ან არასწორი მუშაობა.

ზოგიერთი მოწყობილობა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას Provox LaryTube-თან, შემდეგია:

- Provox HME კასეტები (სითბოსა და ტენიანობის ცვლადები (Heat and Moisture Exchangers))
- Provox FreeHands HME, სასაუბროდ, სტომას ხელით დახურვის გარეშე.
- Provox ShowerAid, რაც ხელს უშლის წყალს მოხვდეს LaryTube-ში შხაპის მიღების დროს.
- Provox TubeHolder ან Provox LaryClips შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამატებითი საყრდენის სახით, რომელიც უზრუნველყოფს Provox LaryTube-ის სტომადან ამოვარდნის პრევენციას.
- რაც შეეხება Provox LaryTube-ს რგოლით, Provox Adhesive-ი გამოიყენება, როგორც სამაგრი, რომელიც იჭერს LaryTube-ს ადგილზე.

სხვა ხელმისაწვდომი აქსესუარების დეტალებისთვის, გთხოვთ იხილოთ ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ.

3. დიაგნოსტიკური ინფორმაცია

სტომას სისხლდენა

შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება. ტრაქეოსტომას შენორცების შემდეგ, ეცადეთ ეტაპობრივად გააჩანგრძლივოთ მოწყობილობის გამოყენების დრო. მაშინაც კი, თუ დროის მცირე პერიოდები იწვევს სისხლდენას ან თუ სისხლდენა გაგრძელდება მოწყობილობის მოხსნის შემდეგ, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და რჩევისთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს.

სტომას სწრაფი შევიწროება

თუ თქვენ იყენებთ Provox LaryTube-ს სწრაფად კუმშვადი ტრაქეოსტომას გამო, გაესაუბრეთ თქვენს ექიმს ორი მოწყობილობის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე (იგივე ზომის). ეს საშუალებას მოგცემთ, მოხსნათ Provox LaryTube-ი თქვენი სტომადან და დაუყოვნებლივ შეცვალოთ ის სუფთა მოწყობილობით. მოხსნილი მოწყობილობის გაწმენდა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ სუფთა LaryTube-ის ჩადგმის შემდეგ.

სტომა ფართოვდება გამოყენების დროს

თუ თქვენი ტრაქეოსტომა გაფართოვდება LaryTube-ის გამოყენების შემდეგ, ჰკითხეთ თქვენს ექიმს, შესაძლებელია თუ არა ორი მოწყობილობის გამოყენება (ერთი შედარებით პატარა დიამეტრით და ერთი შედარებით დიდი დიამეტრით). ეს საშუალებას მოგცემთ, გამოიყენოთ დიდი ზომის LaryTube-ი, როდესაც ტრაქეოსტომა გაფართოვდება და შედარებით პატარა ზომის LaryTube-ი, რაც ტრაქეოსტომას შეკუმშვის საშუალებას მისცემს. შესაძლოა საჭირო გახდეს მილის გამოყენების შეწყვეტა ღამის განმავლობაში იმისათვის, რომ ტრაქეოსტომა შეიკუმშოს. ასეთ შემთხვევაში, თქვენს ექიმთან განიხილეთ ალტერნატიული ვარიანტები HME კასეტის დასამაგრებლად ისე, რომ შეძლოთ HME კასეტის გამოყენება მთელი ღამის განმავლობაში.

4. დამატებითი ინფორმაცია

4.1 შეთავსებადობა MRI (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია, მრტ) შემოწმებასთან

მრ-უსაფრთხო: ეს მოწყობილობა არ შეიცავს რაიმე ლითონის ელემენტებს და არ გააჩნია მრტ ველზე ზემოქმედების უნარი.

4.2 ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ

იხილეთ მოცემული გამოყენების ინსტრუქციების ბოლო.

4.3 ინფორმაცია მომხმარებლის დახმარების შესახებ

დამატებითი დახმარების ან ინფორმაციისთვის, იხილეთ მოცემული გამოყენების ინსტრუქციის უკანა მხარე საკონტაქტო ინფორმაციისთვის.

1. Նկարագրական տեղեկություններ

1.1 Օգտագործման նպատակը

Provox LaryTube-ը Provox HME System համակարգի սարքերի բոնիչ է: Համակարգը նախատեսված են ամբողջական լարինգեկտոմիայից հետո ձայնային և թոքային վերականգնման համար:

Ստենոզային տրախեոստոմայով հիվանդների դեպքում այն օգտագործվում է նաև շնչառության համար տրախեոստոման պահպանման համար:

Provox LaryTube սարքը նախատեսված է մեկ հիվանդի օգտագործման համար միայն:

1.2 ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Provox LaryTube-ը նախատեսված չէ այն հիվանդների համար, որոնք.

- ենթարկվում են ցանկացած տեսակի մեխանիկական օղակոխության:
- ունեն շնչափողի կամ տրախեոստոմայի վնասված հյուսվածք:

1.3 Սարքի նկարագրությունը

Provox LaryTube-ը բժշկական դասի սիլիկոնային ռետինից պատրաստված խողովակ է: Սարքի նպատակն է ապահովել հարմարավետ և հերմետիկ կապակցում Provox LaryTube-ի և տրախեոստոմայի միջև, ինչպես նաև ապահովել ամրակցում Provox HME System համակարգի սարքերի համար:

Սարքերը տրամադրվում են առանձին փաթեթավորման մեջ, առանց մանրէազերծման:

Գոյություն ունի 3 մոդել. Standard (ստանդարտ), Fenestrated (բազմաթիվ անցքերով) և with Ring (օղով) (նկար 1):

Standard (ստանդարտ) մոդելը և with Ring (օղով) տարբերակը կարող են ունենալ բազմաթիվ անցքեր, որպեսզի ձայնային պրոթեզի օգտագործման դեպքում օդը կարողանա անցնել ձայնային պրոթեզի միջով: Անցքերը հնարավոր է ծակել Provox Fenestration Punch սարքի միջոցով՝ Provox Fenestration Punch-ի հետ տրամադրվող Օգտագործման հրահանգների համաձայն (տես պատվերի տվյալները):

Standard (ստանդարտ) տարբերակներ (նկար 1a) – պատրաստված են ձայնային պրոթեզով կամ առանց դրա օգտագործելու համար:

Կարող է կցվել Provox TubeHolder կամ Provox LaryClips սարքին:

Fenestrated (բազմաթիվ անցքերով) տարբերակներ (նկար 1b) – ձայնային պրոթեզ օգտագործողների համար:

Կարող է կցվել Provox TubeHolder կամ Provox LaryClips սարքին:

Ring (օղով) տարբերակներ (նկար 1c) – պատրաստված են ձայնային պրոթեզով կամ առանց դրա օգտագործելու համար:
Կարող է կցվել միայն Provox Adhesive-ի օգնությամբ:

Provox LaryTube-ի տարբեր մասերը ներառում են հետևյալը (նկար 1d-i).

- d) Խողովակ
- e) Վահանակ (կոնաձև)
- f) HME-ի (ջերմա- և խոնավափոխանակիչ) և պարագաների բռնիչ
- g) Թևեր
- h) Օդ՝ սոսնձամիացքի համար
- i) Բազմաթիվ անցքեր

1.4 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

- **ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է** Provox LaryTube-ը կրկնակի օգտագործել մեկ այլ հիվանդի կողմից: Սարքը նախատեսված է մեկ հիվանդի օգտագործման համար միայն: Մեկ այլ հիվանդի կողմից օգտագործման դեպքում կարող է առաջանալ խաչաձև վարակում:
- **ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է** օգտագործել քսուքային գելեր, եթե հիվանդը նման նյութերի նկատմամբ պերզիա ունի:
- **ԱՆՀՐԱԺԵՇՑ Է ՀԱՄՈՉՎԵԼ**, որ հիվանդն անցել է ուսուցում սարքն օգտագործելու վերաբերյալ: Հիվանդը պետք է ապացուցի, որ կարողանում է հասկանալ և հետևողականորեն կատարել Օգտագործման հրահանգները առանց բժշկի վերահսկողության:

1.5 ՆԱԽԱԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Միշտ օգտագործեք համապատասխան չափի Provox LaryTube: Եթե Provox LaryTube-ը չափազանց լայն, նեղ, երկար կամ կարճ է, դա կարող է առաջացնել հյուսվածքի վնասվածքներ, արյունահոսություն կամ գրգռում: Բացի այդ, դա կարող է դժվարացնել ձայնի վերարտադրումը, քանի որ Provox LaryTube-ը կարող է խցանել ձայնային պրոթեզը: Եթե Provox LaryTube-ի չափը սխալ է ընտրվել, ապա HME Cassette-ը (ջերմա- և խոնավափոխանակիչ կասետը) տեղադրելիս, հեռացնելիս և սեղմելիս կարող է ճնշում գործադրվել ձայնային պրոթեզի վրա: Չափազանց կարճ LaryTube-ը կարող է առաջացնել ստոմայի նեղացում:
- Սարքը տեղադրելիս հարկավոր է **ԽՈՒՄԱՓՈԹԵԼ** ուժ գործադրելուց: Provox LaryTube-ը միշտ տեղադրեք և հեռացրեք ստորև բերված ցուցումների համաձայն: Արտադրանքը շնչափողի մեջ չափազանց խորը հրելու դեպքում, դա կարող է խանգարել շնչառությանը: Տեղադրելու ընթացքում ուժ գործադրելը կարող է առաջացնել հյուսվածքի վնասվածք, արյունահոսություն կամ գրգռում կամ ձայնային պրոթեզի և (կամ) XtraFlange-ի տեղաշարժ՝ դրանք օգտագործելու դեպքում:
- Եթե պահանջվում է ֆենեստրացիա, ապա համոզվեք, որ այն իրականացվում է Provox Fenestration Punch-ի օգնությամբ: Դա

կապահովի անցքերի փոքր չափը և հարթությունը: Չափազանց մեծ ֆենեստրացիոն անցքերը կարող են առաջացնել ձայնային պրոթեզի կամ XtraFlange-ի տեղաշարժ: Սուր եզրեր ունեցող ֆենեստրացիոն անցքերը կարող են առաջացնել հատիկավոր հյուսվածքի գոյացում: Անհրաժեշտ է համոզվել, որ ֆենեստրացիայից հետո LaryTube-ի անցքերում կամ բացվածքում սիլիկոնի մնացորդներ չկան:

- Կեղտոտ կամ աղտոտված Provox LaryTube-ի օգտագործումն **ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է**: Սարքն անհրաժեշտ է մաքրել և ախտագերծել մաքրման և ախտագերծման ստորև նշված հրահանգների համաձայն:
- **ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է** օգտագործել վնասված սարք, քանի որ դա կարող է առաջանել մանր դետալների ասպիրացիա կամ հատիկավոր հյուսվածքի գոյացում:
- Անհրաժեշտ է օգտագործել միայն ջրալուծվող քսանյութեր: Անհրաժեշտ է խուսափել յուղային հիմք ունեցող քսանյութերի (օրինակ՝ վազելինի) օգտագործումից, քանի որ դրանք կարող են թուլացնել, վնասել կամ ոչնչացնել արտադրանքը:
- Ճառագայթային թերապիայի ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել տրախեոստոմայի հյուսվածքին: Եթե ստոման գրգռվում է կամ սկսում է արյունահոսել, ապա հարկավոր է անմիջապես դադարեցնել սարքի օգտագործումը:
- Արյան մակարդման հետ կապված խնդիրներ ունեցող կամ հակամակարդիչներ ընդունող հիվանդները չպետք է օգտագործեն սարքը, եթե այն առաջացնում է կրկնակի արյունահոսություն:
- Եթե տրախեոստոմայում գոյանում է հատիկավոր հյուսվածք, ապա հարկավոր է դադարեցնել սարքի օգտագործումը:
- **ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է** մաքրել սարքը, երբ այն գտնվում է ստոմայի մեջ, քանի որ դա կարող է վնասել հյուսվածքը: Մաքրելուց առաջ սարքը պետք է միշտ հեռացնել ստոմայից:

2. Օգտագործման հրահանգներ

2.1 Նախապատրաստում

Ճիշտ չափի ընտրություն

Տրամագիծ. Provox LaryTubes սարքերը հասանելի են 4 տարբեր տրամագծերով՝ 8, 9, 10 և 12: Քանոնի օգնությամբ որոշեք տրախեոստոմայի չափը (ամենամեծ տրամագիծը) և տեղադրեք համապատասխան չափի Provox LaryTube: Հնարավոր է, որ անկանոն ձևի տրախեոստոմաների դեպքում դժվար լինի ստանալ հերմետիկ նստեցում:

Երկարություն. Provox LaryTubes սարքերը հասանելի են 3 տարբեր երկարություններով՝ 27, 36 և 55 մմ:

Հիվանդի համար LaryTube-ի ճիշտ չափ(եր)ն ընտրելու համար բժիշկը կարող է օգտագործել Provox LaryTube Sizer Kit չափի որոշման լրակազմը: Sizer Kit չափի որոշման լրակազմը պարունակում է շուկայում առկա Provox LaryTubes սարքերի նմուշներ («ստուգանշտիչներ»):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է միշտ համոզվել, որ LaryTube-ը չի հասնում ձայնային պրոթեզի շնչափողային ելունին (տես նկար 3-ը):

Զետեղելուն նախապատրաստում

Առաջին օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ ընտրել եք ճիշտ չափը, և որ փաթեթը վնասված կամ բացված չէ: Հակառակ դեպքում պետք չէ օգտագործել սարքը:

Ստոմայի տարածքին դիպչելուց կամ Provox LaryTube-ը և (կամ) պարագաները օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ ձեր ձեռքերը մաքուր են և չոր:

Ստոմայի հատվածի լուսավորությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել հայելի և լույսի բավարար աղբյուր:

ՅՈՒՐԱԶԱՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ (այսինքն՝ տեղադրելուց առաջ) անհրաժեշտ է ուշադիր զննել Provox LaryTube-ը և համոզվել, որ այն վնասված չէ և չի պարունակում պատռվածքների, ճեղքերի կամ կեղևակալման հետքեր: Վնասվածքներ հայտնաբերելու դեպքում հարկավոր է խուսափել սարքն օգտագործելուց և փոխարինել այն:

Տեղադրելուց առաջ սարքն անհրաժեշտ է ողողել խմելու ջրով՝ ախտազերծող նյութի բոլոր հետքերը հեռացնելու համար (տես նկար 2-ը): Համոզվեք, որ տեղադրում եք միայն մաքուր սարքեր: Հիվանդանոցներում խմելու ջրի փոխարեն խորհուրդ է տրվում օգտագործել մանրէազերծած ջուր:

Անհրաժեշտության դեպքում թեթևակի յուղեք սարքը ջրալուծվող քսանյութի փոքր քանակությամբ: Provox LaryTube-ի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ ջրալուծվող քսանյութերը.

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(լիդոկաին)

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Անհրաժեշտ է օգտագործել միայն ջրալուծվող քսանյութեր: Անհրաժեշտ է միշտ խուսափել յուղային հիմք ունեցող քսանյութերի (օրինակ՝ վազելինի) օգտագործումից, քանի որ դրանք կարող են թուլացնել, վնասել կամ ոչնչացնել արտադրանքը:

Անհրաժեշտ է խուսափել HME Holder-ի (ջերմա- և խոնավափոխանակիչ բռնիչ), HME Cassette-ի (ջերմա- և խոնավափոխանակիչ կասետ) կամ ցանկացած այլ պարագայի յուղումից, որը կազմում է Provox LaryTube-ի մաս: Դա կարող է առաջացնել պատահական անջատում:

2.2 Շահագործման հրահանգներ

Տեղադրում (նկար 3).

Provox LaryTube Standard (ստանդարտ) և Fenestrated (բազմաթիվ անցքերով).

Զգուշորեն տեղադրեք Provox LaryTube-ն անմիջապես տրախեոստոմայի մեջ: Ամրացրեք այս խողովակները Provox LaryClip կամ Provox TubeHolder սարքի օգնությամբ (տես նկար 4b-c):

Provox LaryTube with Ring (օղով).

Ամրացրեք Provox Adhesive-ը, ապա Provox LaryTube-ը սպեղանու միջև զգուշորեն անցկացրեք տրախեոստոմայի մեջ (նկար 4a):

Համոզվեք, որ սպեղանին պատշաճ կերպով տեղադրված է կենտրոնում այնպես, որ LaryTube-ը ճնշում չի գործադրում ստոմայի կողքերի վրա:

Տեղադրեք Provox HME System բաղադրիչը HME Holder-ի մեջ:

ՆՇՈՒՄ LaryTube-ն առաջին անգամ տեղադրելուց կամ գրուցելու նպատակով HME-ն փակելուց հետո, որոշ հիվանդներ կարող են ավելի շատ հագալ: Հազը, որպես կանոն, թեթևանում է, երբ օգտվողն ընտելանում է սարքին: Եթե տիան զգացումները չեն անցնում, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել LaryTube-ը:

Սարքի հեռացում

1. Provox LaryTube սարքը պահեք իր տեղում և հեռացրեք Provox HME System բաղադրիչը խողովակից (նկար 5):
2. Հեռացրեք Provox LaryTube-ը ստոմայից:

ՆՇՈՒՄ LaryTube-ի տեղադրումը և (կամ) հեռացումը կարող է երբեմն առաջացնել թեթև արյունահոսություն, գրգռում կամ հագ: Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե այդ ախտանիշները չեն անցնում:

2.3 Մաքրում և ախտազերծում

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է մաքրել սարքը, երբ այն գտնվում է ստոմայում: Դա կարող է առաջացնել վնասվածքներ: Մաքրելուց առաջ սարքը պետք է միշտ հեռացնել ստոմայից:

Provox LaryTube սարքն անհրաժեշտ է մաքրել յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Մաքրը մաքրելու և ողողելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել միայն խմելու ջուր:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ցուցաբերեք զգուշություն՝ մաքրման համար նախատեսված տաք ջրում մատերը չայրելու համար:

1. Provox LaryTube-ը ողողեք խմելու ջրում (նկար 6a):
2. Provox LaryTube-ը տեղադրեք ոչ յուղային հիմքով սպասք լվանալու լուծույթում (նկար 6b):

3. Խոդողվակի ներքին մակերևույթը մաքրեք Provox TubeBrush-ի օգնությամբ (նկար 6c, 6h):
4. Բազմաթիվ անցքերով խոդողակ օգտագործելու դեպքում անցքերն անհրաժեշտ է մաքրել Provox Brush-ի օգնությամբ, տես պատվերի տվյալները (նկար 6d, 6h):
5. Provox LaryTube-ը ողողեք խմելու ջրում (նկար 6e):
6. Provox LaryTube-ը ախտագրեժեք օրական առնվազն մեկ անգամ (նկար 6f) հետևյալ եղանակներից մեկով.
 - Էթանոլի 70% լուծույթ՝ 10 րոպեի ընթացքում
 - Իզոպրոպիլ սպիրտի 70% լուծույթ՝ 10 րոպեի ընթացքում
 - Ջրածնի պերօքսիդի 3% լուծույթ՝ 60 րոպեի ընթացքում

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Մի օգտագործեք սարքը, քանի դեռ այն ամբողջովին չոր չէ (նկար 6g): Ախտագրեժող նյութի գոլորշիների ներշնչումը կարող է առաջացնել ուժեղ հազ շնչուղիների գրգռում:

Եթե Provox LaryTube սարքը կեղտոտ տեսք ունի կամ ենթարկվել է օդային չորացման սարքի աղտոտման բարձր ռիսկ պարունակող վայրում, ապա օգտագործելուց առաջ այն անհրաժեշտ է մաքրել և ախտագրեժել: Աղտոտման ռիսկ կարող է առաջանալ նաև, եթե սարքն ընկել է գետին, շփման մեջ է մտել տնային կենդանու, շնչուղիների վարակ ունեցող անձի կամ վարակի մեկ այլ աղբյուրի հետ:

Հոսափտալացման ընթացքում կարևոր է մաքրել և ախտագրեժել Provox LaryTube-ը ոչ միայն օգտագործելուց հետո, այլ նաև օգտագործելուց առաջ, քանի որ հիվանդանոցում սարքի վարակման և աղտոտման ռիսկն ավելի բարձր է: Հիվանդանոցներում սարքի մաքրման և ողողման համար խմելու ջրի փոխարեն խորհուրդ է տրվում օգտագործել մանրէազերծած ջուր:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Սարքն անհրաժեշտ է մաքրել կամ ախտագրեժել միայն վերը նկարագրված եղանակով: Հակառակ դեպքում դա կարող է սարքի կամ հիվանդի մոտ առաջացնել վնասվածքներ:

2.4 Պահպանման վերաբերյալ հրահանգներ

Երբ սարքը չի օգտագործվում, այն անհրաժեշտ է մաքրել և ախտագրեժել վերը նշված եղանակով, ապա պահպանել Provox LaryTube-ը մաքուր և չոր կոնտեյներում՝ սենյակային ջերմաստիճանի ներքո: Սարքն անհրաժեշտ է պաշտպանել արևի ճառագայթներից:

2.5 Սարքի օգտագործման ժամկետ

Provox LaryTube-ը կարող է օգտագործվել առավելագույնը 6 ամսվա ընթացքում: Եթե սարքի վրա նկատվում են վնասվածքների հետքեր, ապա այն անհրաժեշտ է փոխարինել ավելի շուտ:

2.6 Թափոնացում

Միշտ հետևեք բժշկական խորհուրդներին և կենսաբանական վտանգներին վերաբերող ազգային օրենսդրական պահանջներին օգտագործված բժշկական սարքերի թափոնացման ժամանակ:

2.7 Պարագաներ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Օգտագործեք միայն գործարանային բաղադրիչներ: Այլ բաղադրիչները կարող են վնաս հասցնել սարքին և (կամ) առաջացնել անսարքություններ:

Ստորև բերված են այն սարքերի օրինակները, որոնք կարող են օգտագործվել Provox LaryTube-ի հետ.

- Provox HME Cassette կասետներ (ջերմա- և խոնավափոխանակիչներ)
- Provox FreeHands HME՝ առանց ստոման ձեռքով փակելու անհրաժեշտության խոսելու համար:
- Provox ShowerAid, որը ցնցուղ ընդունելիս կարող է կանխել ջրի ներթափանցումը LaryTube սարքի մեջ:
- Provox TubeHolder կամ Provox LaryClips սարքը կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ նեցուկ՝ ստոմայից Provox LaryTube-ի անկումը կանխելու համար:
- Օղով Provox LaryTube-ի համար օգտագործվում է Provox Adhesive՝ LaryTube-ն ամրացնելու և տեղում պահելու համար:

Տարբեր հասանելի պարագաների ցանկը կարող եք տեսնել պատվերի տվյալներում:

3. Անսարքությունների շտկում

Արյունահոսություն ստոմայից

Դադարեցրեք սարքի օգտագործվումը: Տրախեոստոման բուժելուց հետո փորձեք աստիճանաբար ավելացնել սարքի օգտագործման տևողությունը: Եթե նույնիսկ կարճատև օգտագործումն առաջացնում է արյունահոսություն կամ եթե սարքը հեռացնելուց հետո արյունահոսությունը չի դադարում, ապա անմիջապես դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և խորհրդակցեք բժշկի հետ:

Ստոմայի չափերի արագ նվազում

Եթե Provox LaryTube-ը կրում եք տրախեոստոմայի չափերի արագ նվազման պատճառով, ապա անհրաժեշտ է բժշկի հետ քննարկել միևնույն չափի երկու սարքերի օգտագործման հնարավորությունը: Դա թույլ կտա հեռացնել Provox LaryTube-ը ստոմայից և անմիջապես փոխարինել այն նոր, մաքուր սարքով: Մաքուր LaryTube տեղադրելուց հետո կարելի է մաքրել հեռացված սարքը:

Օգտագործման ընթացքում ստոման մեծանում է

Եթե LaryTube սարքն օգտագործելուց հետո տրախեոստոման մեծանում է, ապա բժշկից ճշտեք երկու սարքի օգտագործման հնարավորությունը (մեկը՝ ավելի փոքր, իսկ մյուսը՝ ավելի մեծ տրամագծով): Դա Ձեզ թույլ կտա տրախեոստոմայի չափերի մեծացման դեպքում օգտագործել մեծ տրամագծով LaryTube-ը, և օգտագործել փոքր տրամագծով LaryTube-ը՝ թույլ տալու, որ տրախեոստոմայի չափերը նվազեն: Հնարավոր է, որ գիշերային ժամերին անհրաժեշտ լինի դադարեցնել խողովակի օգտագործումը՝ թույլ տալու, որ տրախեոստոմայի չափերը նվազեն: Նման դեպքերում բժշկի հետ քննարկեք HME Cassette կասետայի ամրացման այլընտրանքային եղանակները, որոնք թույլ կտան շարունակել HME Cassette-ի օգտագործումը գիշերային ժամերին:

4. Լրացուցիչ տեղեկություններ

4.1 Համատեղելիություն մագնիսա- ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (MRI)

հետազոտության հետ

MR-անվտանգ է. Այս սարքը չի պարունակում մետաղական տարրեր և չի կարող փոխազդեցության ենթարկվել MRI դաշտի հետ:

4.2 Պատվերի տվյալներ

Տե՛ս այս Օգտագործման հրահանգների վերջում:

4.3 Տեղեկատվություն օգտվողին աջակցելու համար

Լրացուցիչ օգնություն կամ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք օգտվել այս Օգտագործման հրահանգների հետևի կողմում գտնվող կոնտակտային տվյալները:

1. Описание

1.1 Назначение

Provox LaryTube является держателем для устройств в Provox HME System, предназначенной для голосовой и легочной реабилитации после полной ларингэктомии.

Для пациентов со стенозирующей трахеостомой он также используется для поддержания трахеостомы для дыхания.

Provox LaryTube предназначен для одного пациента.

1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Provox LaryTube не предназначен для использования пациентами, которые:

- подвергаются любой форме механической вентиляции;
- имеют поврежденные ткани трахеи или трахеостомы.

1.3 Описание устройства

Provox LaryTube является трубкой, изготовленной из силиконовой резины медицинского класса. Целью устройства является создание комфортной и герметичной посадки между Provox LaryTube и трахеостомой, а также обеспечение прикрепления для устройств с Provox HME System.

Они поставляются в индивидуальной упаковке, нестерильными.

Существует 3 модели: Standard (стандартная), Fenestrated (с многочисленными отверстиями) и with Ring (с кольцом) (рис. 1)

Модель Standard и версия with Ring (с кольцом) могут иметь многочисленные отверстия, таким образом, воздух может проходить через голосовой протез для пользователей голосового протеза. Отверстия пробиваются с помощью Provox Fenestration Punch в соответствии с инструкцией по использованию, идущей вместе с Provox Fenestration Punch, см. информацию для заказа.

Версии Standard (рис. 1a) - изготовлены для использования с или без голосового протеза.

Может быть присоединен с Provox TubeHolder или с Provox LaryClips.

Версии Fenestrated (рис. 1b) - Для пользователей голосового протеза.

Может быть присоединен с Provox TubeHolder или с Provox LaryClips.

Версии with Ring (с кольцом) (рис. 1c) - сделаны для использования с или без голосового протеза.

Может быть присоединен только при помощи Provox Adhesive.

Различные части Provox LaryTube включают (рис. 1 d-i):

- d) Трубка
- e) Щит (конический)
- f) Держатель НМЕ (тепло- и влагообменника) и аксессуаров
- g) Крылья
- h) Кольцо для соединения при помощи пластыря
- i) Многочисленные отверстия

1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **НЕ** использовать Provox LaryTube повторно у другого пациента. Система предназначена исключительно для применения у одного пациента. Повторное использование у другого пациента может привести к перекрестному загрязнению.
- **НЕ** применяйте смазывающий гель, если у пациента имеется аллергия на эти вещества.
- **УБЕДИТЕСЬ**, что пациент был обучен использованию устройства. Пациент должен продемонстрировать способность понимать и последовательно следовать инструкциям по применению без надзора врача.

1.5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда используйте Provox LaryTube соответствующего размера. Если Provox LaryTube слишком широкая, слишком узкая, слишком длинная или слишком короткая, это может вызвать повреждение, кровотечение или раздражение тканей. Кроме этого, это может затруднить воспроизведение речи, потому что LaryTube может закупоривать голосовой протез. Вставление, удаление и нажатие на НМЕ Cassette (кассету тепло- и влагообменника) может оказать давление на голосовой протез, если Provox LaryTube имеет неправильный размер. LaryTube, которая является слишком узкой, может привести к стенозированию стомы.
- **НЕ** используйте силу во время вставки. Всегда вставляйте и удаляйте Provox LaryTube в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Если протолкнуть продукт слишком далеко в трахею, это может препятствовать дыханию. Применение силы во время введения может вызвать повреждение тканей, кровотечение или раздражение и случайный сдвиг голосового протеза и/или XtraFlange при его использовании.
- Если необходима фенестрация, убедитесь, что она проводится с помощью Provox Fenestration Punch. Это обеспечит малые размеры и гладкость отверстий. Множественные отверстия, которые слишком велики, могут вызвать смещение голосового протеза или XtraFlange.

Множественные отверстия с острыми краями могут вызвать образование грануляционной ткани. Убедитесь, что в отверстиях и просвете LaryTube не осталось остатков силикона, образовавшихся при фенестрации.

- **НЕ** используйте грязную или загрязненную Provox LaryTube. Очищайте и дезинфицируйте устройство в соответствии с инструкциями по очистке и дезинфекции, представленными ниже.
- **НЕ** используйте поврежденное устройство, так как это может привести к аспирации мелких деталей или вызвать образование грануляционной ткани.
- Используйте только водорастворимые смазки. Смазки на жировой основе (например, вазелин) могут ослабить, повредить или разрушить продукт и не должны использоваться.
- Внимательно следите за тканью трахеостомы во время лучевой терапии. Прекратите использование устройства, если стома раздражается или начинает кровоточить.
- Пациенты с нарушениями свертываемости крови или получающие антикоагулянты не должны использовать устройство, если оно вызывает повторное кровотечение.
- Прекратите работу с устройством, если образуется грануляционная ткань в трахеостоме.
- **НЕ** очищайте устройство, когда оно находится внутри стомы, так как это может привести к повреждению тканей. Всегда вынимайте устройство из стомы перед чисткой.

2. Инструкции по применению

2.1 Подготовка

Выбор правильного размера

Диаметр: Provox LaryTube доступны в 4 различных размерах, 8, 9, 10 и 12. Измерьте размер трахеостомы (наибольший диаметр) с помощью линейки и установите Provox LaryTube соответствующего размера. Для трахеостом неправильной формы может быть трудным достичь воздушнопроницаемую посадку.

Длина: Provox LaryTube доступны в 3 различных длинах, 27, 36 и 55 мм.

Чтобы помочь выбрать размер(ы) LaryTube для пациента врач может использовать комплект для определения размера Provox LaryTube Sizer Kit. Комплект для определения размера содержит образцы («калибраторы») из коммерчески доступных Provox LaryTube.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время установки всегда убеждайтесь, что LaryTube не достигает трахеального выступа голосового протеза (рис. 3).

Подготовка к вставке

Перед первым использованием убедитесь, что вы выбрали правильный размер и что пакет не поврежден и не открыт. В ином случае не используйте. Убедитесь, что ваши руки являются чистыми и сухими, прежде чем касаться области стомы или использовать Provox LaryTube и/или аксессуары.

У вас должно быть зеркало и достаточно света для освещения стомы. Всегда внимательно осматривайте Provox LaryTube ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (т.е. до введения), и убедитесь, что она не повреждена и не имеет никаких признаков надрывов, трещин или корок. Если вы обнаружили повреждения, не используйте продукт и получите замену.

Перед введением промойте устройство питьевой водой, чтобы удалить любые остатки дезинфицирующего средства (рис. 2). Убедитесь, что вы вставляете только чистые устройства. В условиях клиники для очищения и промывания изделия предпочтительно использование стерильной, а не питьевой воды.

При необходимости слегка смажьте трубку небольшим количеством водорастворимой смазки. Следующие водорастворимые смазки рекомендуются для использования с Provox LaryTube:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(лидокаин)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только водорастворимые смазки. Смазки на масляной основе (например, вазелин) могут ослабить, повредить или разрушить продукт и никогда не должны использоваться.

Убедитесь, что вы не смазываете держатель тепло- и влагообменника HME, HME Cassette или любой аксессуар, который входит в состав Provox LaryTube. Это может привести к случайному отсоединению.

2.2 Инструкция по эксплуатации

Вставка (рис. 3):

Provox LaryTube Standard и Fenestrated:

Аккуратно вставьте Provox LaryTube непосредственно в трахеостому. Прикрепите эти трубки при помощи Provox LaryClip или Provox TubeHolder (рис 4b-c).

Provox LaryTube with Ring (с кольцом):

Прикрепите Provox Adhesive, а затем осторожно вставьте Provox LaryTube через пластырь в трахеостому (рис. 4a).

Убедитесь в том, что пластырь расположен по центру должным образом, так что LaryTube не давит на стороны стомы.

Вставьте компонент Provox HME System в держатель HME.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые пациенты могут испытывать более интенсивный кашель первое время после вставки LaryTube или при окклюзии НМЕ для разговора. Он обычно уменьшается по мере привыкания пользователя к устройству. Если неприятные ощущения не проходят, LaryTube следует удалить.

Удаление устройства

1. Удерживайте Provox LaryTube на месте и удалите компонент Provox НМЕ System из трубки (рис. 5).
2. Удалите Provox LaryTube из стомы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставка и/или извлечение LaryTube может иногда вызвать небольшое кровотечение, раздражение или кашель. Информировуйте врача, если эти симптомы не проходят.

2.3 Очистка и дезинфекция

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ очищайте устройство, когда оно находится внутри стомы. Это может привести к травме. Всегда вынимайте устройство из стомы перед чисткой.

Очищайте Provox LaryTube после каждого использования. Для очищения и промывания устройства не используйте какую-либо воду, кроме питьевой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны и не обожгите пальцы в теплой воде для очистки.

1. Промойте Provox LaryTube в питьевой воде (рис. 6a).
2. Поместите Provox LaryTube в раствор для мытья посуды не на масляной основе (рис. 6b).
3. Очистите внутреннюю поверхность трубки с помощью Provox TubeBrush (рис. 6c, 6h).
4. Если используется трубка с множественными отверстиями, отверстия должны быть очищены с помощью ProvoxBrush, см. информацию для заказа (рис. 6d, 6h).
5. Промойте Provox LaryTube в питьевой воде (Рис 6e).
6. Дезинфицируйте изделие Provox LaryTube по крайней мере 1 раз в день (рис. 6f) при помощи одного из следующих методов:
 - 70% р-р этанола в течение 10 минут
 - 70% р-р изопропилового спирта в течение 10 минут
 - 3% р-р перекиси водорода в течение 60 минут

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте устройство, пока оно полностью не высохнет (рис. 6g). Вдыхание дезинфицирующих паров может привести к сильному кашлю и раздражению дыхательных путей.

Если изделие Provox LaryTube выглядит грязным или было высушено на воздухе в месте с риском загрязнения изделия, перед использованием его необходимо очистить и продезинфицировать. Риск загрязнения может существовать, если изделие упало на пол, было в контакте с домашним животным, человеком с респираторной инфекцией или попало в другой очаг сильного загрязнения.

Во время госпитализации важно и очищать, и дезинфицировать Provox LaryTube как после, так и до использования, так как в клинике повышен риск инфицирования и загрязнения изделия. В условиях клиники для очищения и промывания изделия предпочтительно использование стерильной, а не питьевой воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не очищайте и не дезинфицируйте изделие другими методами, так как это может привести к повреждению изделия и травмам пациента.

2.4 Инструкции по хранению

Когда вы не пользуетесь устройством, его следует мыть и дезинфицировать, как описано выше, а затем хранить Provox LaryTube в чистом и сухом контейнере при комнатной температуре. Защищайте от прямых солнечных лучей.

2.5 Срок службы устройства

Provox LaryTube может быть использована в течение максимального периода 6 месяцев. Если устройство подает какие-либо признаки повреждения, оно должно быть заменено раньше.

2.6 Утилизация

Всегда следуйте медицинской практике и национальным требованиям в отношении биологической опасности при утилизации использованного медицинского устройства.

2.7 Аксессуары

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только оригинальные компоненты. Другие аксессуары могут вызвать повреждение изделия и/или неисправности.

Некоторые из устройств, которые могут использоваться с Provox LaryTube, включают:

- Provox HME Cassette (кассеты тепло- и влагообменника Provox).

- Provox FreeHands HME для разговора без ручной окклюзии стомы.
- Provox ShowerAid, который может помочь предотвратить попадание воды в LaryTube во время принятия душа.
- Provox TubeHolder или Provox LaryClips могут быть использованы для дополнительной поддержки для предотвращения выпадения Provox LaryTube из стомы.
- Для Provox LaryTube with Ring используется Provox Adhesive для приклепления и удержания LaryTube на месте.

См. информацию для заказа для различных доступных аксессуаров.

3. Поиск и устранение неисправностей

Кровотечение из стомы

Прекратите использование устройства. После заживления трахеостомы попробуйте постепенно увеличивать продолжительность использования устройства. Если даже короткие периоды использования вызывают кровотечение или если кровотечение продолжается после извлечения устройства, не используйте его и обратитесь к врачу.

Быстрое уменьшение площади стомы

Если вы носите Provox LaryTube из-за быстрого стенозирования трахеостомы, обсудите с вашим врачом возможность использования двух устройств (одинакового размера). Это позволит вам удалить Provox LaryTube из стомы и заменить его сразу же на другой, чистый. После вставки чистого LaryTube может быть выполнена очистка удаленного устройства.

Стома увеличивается во время использования

Если ваша трахеостома увеличивается после использования устройства в течение нескольких часов, обратитесь к врачу насчет возможности использования двух устройств (одно меньшего и одно большего диаметра). Это позволит вам использовать больший размер LaryTube, когда трахеостома расширится, и меньший размер LaryTube, чтобы позволить трахеостоме сократиться. Может потребоваться прекратить использование трубки в течение ночи, чтобы трахеостома могла сокращаться. В этом случае обсудите альтернативные варианты для крепления HME Cassette с вашим врачом, так чтобы вы могли продолжать использование HME Cassette в ночное время.

4. Дополнительная информация

4.1 Совместимость с МРТ исследованием

Безопасный для МРТ: Это устройство не содержит никаких металлических элементов и не несет риска взаимодействия с полем МРТ.

4.2 Информация для заказа

См. окончание настоящей инструкции по применению

4.3 Справочная информация для пользователя

Контактную информацию для получения дополнительной помощи или информации см. на обратной странице обложки настоящей инструкции.

1. Maklumat perihalan

1.1 Tujuan Penggunaan

Provox LaryTube adalah pemegang bagi peranti dalam Provox HME System yang bertujuan untuk pemulihan vokal dan paru-paru selepas laringektomi penuh.

Bagi pesakit yang mengalami trakeostoma mengecil, ia juga digunakan untuk mengekalkan trakeostoma untuk bernafas.

Provox LaryTube adalah untuk kegunaan pesakit tunggal.

1.2 KONTRAINDIKASI

Provox LaryTube bukan untuk digunakan oleh pesakit yang:

- berada di bawah sebarang bentuk ventilasi mekanikal.
- mempunyai tisu trakea atau trakeostoma yang sudah rosak.

1.3 Perihalan peranti

Provox LaryTube adalah tiub yang diperbuat daripada getah silikon gred perubatan. Tujuan peranti ini adalah untuk mencipta padanan yang selesa dan kedap udara antara Provox LaryTube dan trakeostoma serta menyediakan pelekapan untuk peranti daripada Provox HME System.

Ia dihantar dalam pek tunggal, tidak steril.

Terdapat 3 model: Standard, Berfenestrat dan dengan Cincin (Rajah 1).

Model Standard dan versi Cincin boleh difenestrat supaya udara dapat melalui prostesis suara untuk pengguna prostesis suara. Lubang ditebuk dengan menggunakan Provox Fenestration Punch mengikut Arahan Penggunaan yang disertakan bersama Provox Fenestration Punch, lihat maklumat aturan.

Versi standard (Rajah 1a) –dibuat untuk digunakan dengan atau tanpa prostesis suara.

Boleh disambungkan dengan Provox TubeHolder atau Provox LaryClips.

Versi berfenestrat (Rajah. 1b) – Bagi pengguna prostesis suara.

Boleh disambungkan dengan Provox TubeHolder atau Provox LaryClips.

Versi cincin (Rajah 1c) –dibuat untuk digunakan dengan atau tanpa prostesis suara.

Hanya boleh disambungkan dengan Provox Adhesive.

Bahagian yang berbeza bagi Provox LaryTube ialah (Rajah 1d-i):

d) Tiub

e) Pelindung (kon)

- f) HME dan Pemegang Aksesori
- g) Sayap
- h) Cincin untuk sambungan pelekut
- i) Lubang fenestrasi

1.4 AMARAN

- **JANGAN** guna semula Provox LaryTube yang telah digunakan dalam pesakit lain. Peranti ini hanya untuk kegunaan pesakit tunggal. Penggunaan semula pada pesakit lain boleh menyebabkan pencemaran silang.
- **JANGAN** gunakan gel pelincir jika pesakit mempunyai alahan yang berkaitan dengan bahan-bahan ini.
- **SILA** pastikan yang pesakit telah dilatih dengan penggunaan peranti ini. Pesakit harus menunjukkan keupayaan untuk memahami dan mengikuti Arahan Penggunaan dengan konsisten tanpa pengawasan klinisian.

1.5 LANGKAH BERJAGA-JAGA

- Sentiasa gunakan Provox LaryTube daripada saiz yang sesuai. Sekiranya Provox LaryTube terlalu lebar, terlalu sempit, terlalu panjang atau terlalu pendek, ia boleh menyebabkan kerosakan tisu, pendarahan atau kerengsaan. Di samping itu, ia mungkin lebih sukar untuk menghasilkan suara, kerana LaryTube boleh menghalang prostesis suara. Memasukkan, mengeluarkan dan menekan pada Kaset HME boleh memberi tekanan pada prostesis suara jika Provox LaryTube tidak disaizkan dengan betul. LaryTube yang terlalu sempit boleh menyebabkan stoma mengecut.
- **JANGAN** gunakan kekerasan semasa pemasukan. Sentiasa masukkan dan keluarkan Provox LaryTube mengikut arahan di bawah. Jika produk ditolak terlalu jauh ke dalam trakea, ia boleh menghalang pernafasan. Penggunaan kekerasan semasa pemasukan boleh menyebabkan kerosakan tisu, pendarahan atau kerengsaan dan penanggalan tidak sengaja prostesis suara dan/atau XtraFlange jika digunakan.
- Jika fenestrasi diperlukan, pastikan ia dilakukan dengan Provox Fenestration Punch. Ini akan memastikan yang lubang itu adalah kecil dan licin. Lubang fenestrasi yang terlalu besar boleh menyebabkan penanggalan prostesis suara atau XtraFlange. Lubang fenestrasi dengan tepi yang tajam boleh menyebabkan pembentukan tisu granulasi. Pastikan tiada sisa silikon tertinggal dalam lubang atau lumen daripada LaryTube selepas pemfenestratan.
- **JANGAN** gunakan Provox LaryTube yang kotor atau tercemar. Bersihkan dan nyahjangkit peranti mengikut arahan pembersihan dan penyahjangkitan di bawah.
- **JANGAN** gunakan peranti yang rosak kerana ini boleh menyebabkan penyedutan bahagian kecil atau menyebabkan pembentukan tisu granulasi.

- Hanya gunakan pelincir larut air. Pelincir berasaskan minyak (cth., Vaseline) boleh melemahkan, merosakkan atau memusnahkan produk dan tidak boleh digunakan.
- Pantau dengan berhati-hati tisu trakeostoma semasa terapi sinaran. Berhenti menggunakan peranti jika stoma menjadi merengsakan atau mula berdarah.
- Pesakit yang mengalami gangguan pendarahan atau pesakit yang menggunakan bahan antigumpal tidak harus menggunakan peranti ini jika ia menyebabkan pendarahan yang berulang.
- Berhenti menggunakan peranti ini jika tisu granulasi terbentuk dalam trakeostoma.
- **JANGAN** bersihkan peranti semasa berada dalam stoma kerana ini boleh menyebabkan kerosakan tisu. Sentiasa keluarkan peranti dari stoma sebelum dibersihkan.

2. Arahan penggunaan

2.1 Persediaan

Memilih saiz yang betul

Diameter: Provox LaryTubes tersedia dalam 4 diameter berbeza, 8, 9, 10 dan 12. Ukur saiz trakeostoma (diameter terbesar) dengan pembaris dan muatkan Provox LaryTube dengan betul. Dalam trakeostoma berbentuk tidak sekata, mungkin sukar untuk mencapai kedap udara yang sesuai.

Panjang: Provox LaryTubes tersedia dalam 3 panjang berbeza, 27, 36 dan 55 mm.

Bagi membantu memilih saiz LaryTube untuk dipreskripsikan kepada pesakit, klinisian boleh menggunakan Provox LaryTube Sizer Kit. Sizer Kit tersebut mengandungi sampel (“penguji saiz”) bagi Provox LaryTubes yang tersedia secara komersial.

AWAS: Semasa pemasangan sentiasa pastikan yang LaryTube tidak tersangkut pada bibir trakea prostesis suara (Rajah 3).

Bersedia untuk pemasukan

Sebelum penggunaan pertama, periksa yang anda mempunyai saiz yang betul dan pakej tidak rosak atau terbuka. Jangan gunakan jika sebaliknya.

Pastikan tangan anda benar-benar bersih dan kering sebelum meletakkannya di kawasan stoma atau mengendalikan Provox LaryTube dan/atau aksesori.

Dapatkan cermin dan cahaya yang cukup untuk menerangi stoma. Sentiasa memeriksa Provox LaryTube dengan berhati-hati **SEBELUM SETIAP PENGGUNAAN** (iaitu sebelum pemasukan) dan pastikan yang ia tidak rosak dan tidak menunjukkan tanda-tanda koyakan, retak atau lapisan keras. Jika anda mengesan sebarang kerosakan, jangan gunakan produk tersebut dan dapatkan gantian.

Sebelum memasukan, bilaskan peranti dengan air minuman untuk membuang sebarang sisi bahan penyahjangkit (Rajah 2). Pastikan anda hanya memasukkan peranti yang bersih. Dalam suasana hospital, lebih baik menggunakan air steril daripada air minuman.

Jika perlu, bubuh pelincir pada Tiub dengan sedikit pelincir larut air. Pelincir larut air berikut disyorkan untuk digunakan dengan Provox LaryTube:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(lidocaine)

AWAS: Hanya gunakan pelincir larut air. Pelincir berasaskan minyak (cth., Vaseline) boleh melemahkan, merosakkan atau memusnahkan produk dan tidak boleh digunakan pada bila-bila masa.

Pastikan anda tidak membubuh pelincir pada Pemegang HME, Kaset HME atau apa-apa aksesori yang akan dipegang oleh Provox LaryTube. Ini boleh menyebabkan penanggalan yang tidak disengajakan.

2.2 Arahan pengendalian

Pemasukan (Rajah 3):

Provox LaryTube Standard dan Berfenestrat:

Masukkan Provox LaryTube perlahan-lahan terus ke dalam trakeostoma. Pasangkan tiub ini dengan sama ada Provox LaryClip atau Provox TubeHolder (Rajah 4b-c).

Provox LaryTube dengan Cincin:

Pasangkan Provox Adhesive dan kemudian masukkan Provox LaryTube perlahan-lahan melalui pelekat tersebut ke dalam trakeostoma (Rajah 4a).

Pastikan yang pelekat tersebut diletakkan dengan betul di tengah-tengah supaya LaryTube tidak menekan bahagian tepi stoma.

Masukkan komponen Provox HME System ke dalam Pemegang HME.

NOTA: Sesetengah pesakit mungkin mengalami lebih banyak batuk selepas memasukkan LaryTube buat kali pertama atau apabila mengatup HME untuk bercakap. Ini biasanya berkurangan apabila pengguna sudah biasa dengan peranti tersebut. Jika ketidakselesaan berterusan, LaryTube perlu dikeluarkan.

Mengeluarkan peranti

1. Pegang Provox LaryTube dengan kemas dan keluarkan komponen Provox HME System daripada tiub (Rajah 5).
2. Keluarkan Provox LaryTube daripada stoma.

NOTA: Pemasukan dan/atau mengeluarkan LaryTube kadang-kadang boleh menyebabkan sedikit pendarahan, kerengsaan atau batuk. Maklumkan klinisian anda jika tanda-tanda ini berterusan.

2.3 Pembersihan dan penyahjangkitan

AWAS: JANGAN bersihkan peranti semasa di dalam stoma. Ini boleh menyebabkan kecederaan. Sentiasa keluarkan peranti dari stoma sebelum dibersihkan.

Bersihkan Provox LaryTube selepas setiap penggunaan. Jangan gunakan sebarang air selain daripada air minuman untuk membersihkan dan membilas peranti.

AWAS: Berhati-hati supaya tidak melecurkan jari anda di dalam air pembersih yang panas.

1. Bilas Provox LaryTube dalam air minuman (Rajah 6a).
2. Letakkan Provox LaryTube dalam sabun pinggan mangkuk bukan berasaskan minyak (Rajah 6b).
3. Bersihkan bahagian dalam tiub dengan Provox TubeBrush (Rajah 6c, 6h).
4. Jika tiub berfenestrat digunakan, lubangnya perlu dibersihkan dengan Berus Provox, lihat maklumat aturan (Rajah 6d, 6h).
5. Bilas Provox LaryTube dalam air minuman (Rajah 6e).
6. Nyahjangkit Provox LaryTube sekurang-kurangnya sekali sehari (Rajah 6f) dengan salah satu daripada kaedah berikut:
 - Etanol 70% selama 10 minit
 - Isopropil alkohol 70% selama 10 minit
 - Hidrogen peroksida 3% selama 60 minit

AWAS: Jangan gunakan peranti ini sehingga ia benar-benar kering (Rajah 6g). Penyedutan wasap bahan penyahjangkit boleh menyebabkan batuk yang teruk dan kerengsaan saluran pernafasan.

Jika Provox LaryTube kelihatan kotor atau terdapat udara kering di kawasan yang mempunyai risiko pencemaran, peranti harus dibersihkan dan dinyahjangkit sebelum digunakan. Risiko pencemaran boleh wujud jika peranti telah jatuh di atas lantai atau jika ia telah bersentuhan dengan haiwan kesayangan, seseorang yang mengalami jangkitan pernafasan atau sebarang pencemaran kasar yang lain.

Semasa dimasukkan ke hospital, penting untuk membersihkan dan menyahjangkit Provox LaryTube selepas digunakan tetapi juga sebelum digunakan kerana terdapat peningkatan risiko jangkitan dan pencemaran. Dalam hospital, lebih baik menggunakan air steril untuk membersihkan dan membilas, daripada air minuman.

AWAS: Jangan bersihkan atau nyahjangkit dengan kaedah lain selain daripada yang dinyatakan di atas kerana ini mungkin menyebabkan kerosakan produk dan kecederaan pesakit.

2.4 Arahan penyimpanan

Apabila tidak digunakan, bersihkan dan nyahjangkit peranti seperti yang diterangkan di atas dan kemudian simpan Provox LaryTube dalam bekas yang bersih dan kering pada suhu bilik. Lindungi daripada cahaya matahari langsung.

2.5 Masa hayat peranti

Provox LaryTube boleh digunakan untuk tempoh maksimum 6 bulan. Jika peranti menunjukkan sebarang tanda kerosakan, ia hendaklah digantikan lebih awal.

2.6 Pelupusan

Sentiasa ikut amalan perubatan dan keperluan negara berkaitan dengan biobahaya apabila melupuskan peranti perubatan yang telah digunakan.

2.7 Aksesori

AWAS: Gunakan hanya komponen yang asli. Aksesori lain boleh menyebabkan kerosakan dan/atau pincang tugas produk.

Beberapa peranti yang boleh digunakan dengan Provox LaryTube ialah:

- Kaset Provox HME (Penukar Haba dan Kelembapan)
- Provox FreeHands HME, untuk bercakap tanpa penyumbatan stoma manual.
- Provox ShowerAid yang boleh membantu mencegah air daripada memasuki LaryTube semasa mandi.
- Provox TubeHolder atau Provox LaryClips boleh digunakan untuk sokongan tambahan bagi menghalang Provox LaryTube daripada terkeluar dari stoma.
- Bagi Provox LaryTube dengan Cincin, Provox Adhesive digunakan sebagai pelekat dan memastikan LaryTube melekat dengan kemas.

Sila lihat maklumat aturan untuk aksesori berbeza yang tersedia.

3. Maklumat penyelesaian masalah

Pendarahan stoma

Berhenti menggunakan peranti ini. Selepas trakeostoma sembuh, cuba tingkatkan tempoh masa secara beransur-ansur apabila menggunakan peranti. Jika walaupun jangka masa yang singkat menyebabkan pendarahan atau jika pendarahan berterusan selepas mengeluarkan peranti, berhenti menggunakannya dan berjumpa dengan klinisian anda.

Pengecilan stoma yang pantas

Jika anda memakai Provox LaryTube kerana trakeostoma yang mengecil dengan pantas, bincang dengan klinician anda tentang kemungkinan untuk mempunyai dua peranti (saiz yang sama). Ini akan membolehkan anda mengeluarkan Provox LaryTube dari stoma anda dan menggantikannya dengan yang bersih dengan segera. Membersihkan peranti yang dikeluarkan boleh dilakukan setelah anda memasukkan LaryTube yang bersih.

Stoma membesar semasa digunakan

Jika trakeostoma anda membesar selepas menggunakan LaryTube, tanya klinician anda jika anda boleh menggunakan dua peranti (satu dengan diameter yang lebih kecil dan satu dengan diameter yang lebih besar). Ini membolehkan anda menggunakan saiz LaryTube yang lebih besar apabila trakeostoma membesar dan saiz LaryTube yang lebih kecil untuk membolehkan trakeostoma mengecut. Anda mungkin perlu menghentikan penggunaan Tiub tersebut pada waktu malam, supaya trakeostoma dapat mengecut. Dalam hal ini, bincangkan pilihan alternatif untuk memasang Kaset HME dengan doktor anda supaya anda dapat meneruskan penggunaan Kaset HME pada waktu malam.

4. Maklumat tambahan

4.1 Keserasian dengan Pemeriksaan MRI

MR-Selamat: Peranti ini tidak mengandungi sebarang unsur logam dan tidak mempunyai potensi bagi interaksi dengan medan MRI.

4.2 Maklumat aturan

Lihat bahagian akhir Arahan Penggunaan ini.

4.3 Maklumat bantuan pengguna

Untuk mendapatkan bantuan atau maklumat tambahan, sila lihat kulit belakang Arahan Penggunaan ini untuk maklumat hubungan.

1. 記載情報

1.1 使用適応症

Provox LaryTube (プロヴォックスラリチューブ) は喉頭全摘出術後の音声および肺リハビリテーション用に使用されるProvox HME System (プロヴォックスHMEシステム) 製品のためのホルダーです。

気管狭窄のおそれのある患者さまには、気管孔を維持し呼吸を確保するため使用されます。

プロヴォックスラリチューブは一人の患者さまのみに利用することを目的としています。

1.2 警告

プロヴォックスラリチューブは以下の患者さまへの使用を想定していません。

- 機械的人工呼吸を行っている方
- 気管または気管孔の組織に損傷のある方

1.3 製品説明

プロヴォックスラリチューブは、医療用シリコンゴムで作られた気管カニューレです。本機器の目的は、プロヴォックスラリチューブと気管孔との間に快適で完璧なフィット性を作り出すと共に、プロヴォックスHMEシステム製品を取り付けることです。

本機器は、個包装で非滅菌の状態で供給されます。

本機器には、次の3つのタイプがあります。 Standard (標準型)、Fenestrated (開窓型)、with Ring (ブルーリング型) (図1)。

標準型とブルーリング型は穴をあけることができます。これにより空気がボイスプロテゼを通るようになるので、ボイスプロテゼユーザーも使用することができます。Provox Fenestration Punch (プロヴォックスフェネストレーションパンチ) (注文情報を参照) を使用し、プロヴォックスフェネストレーションパンチに添付されている取扱説明書に従って穴を開けます。

標準型 (図1a) - ボイスプロテゼとの併用、非併用のいずれも可。
Provox TubeHolder (プロヴォックスチューブホルダー) またはProvox LaryClips (プロヴォックスラリクリップ) を取り付けることができます。

標準型 (図1b) - ボイスプロテゼユーザー用。
プロヴォックスチューブホルダーまたはプロヴォックスラリクリップを取り付けることができます。

リング型 (図1c) –ボイスプロテゼとの併用、非併用のいずれも可。
Provox Adhesive (プロヴォックスアドヒーズ) との併用によってのみ装着できます。

プロボックスラリチューブは以下の部品で構成されています (図1d～i)。

- d) チューブ
- e) シールド (円錐形)
- f) HMEおよびアクセサリホルダー
- g) ウイング
- h) アドヒーズ連結用リング
- i) フェネストレーションホール

1.4 禁忌

- ・ 使用したプロヴォックスラリチューブを他の患者さまに再使用しないでください。本機器は一人の患者さまのみに利用することを目的としています。他の患者さまでの再使用は汚染を引き起こす可能性があります。
- ・ 患者さまは潤滑ジェルの成分に対するアレルギーがある場合は、その潤滑ジェルを使用しないでください。
- ・ 患者さまが本機器の使用法について必ず訓練を受けるようにしてください。患者さまは、医師の監視がなくても「取扱説明書」を理解し、常に実践できる必要があります。

1.5 使用上の注意

- ・ 必ず適切なサイズのプロヴォックスラリチューブを使用してください。プロヴォックスラリチューブが太すぎたり細すぎたり、あるいは長すぎたり短すぎたりすると、組織損傷、出血、炎症を引き起こす可能性があります。さらに、ラリチューブがボイスプロテゼを塞ぐことがあるため、発声が困難になる場合があります。プロヴォックスラリチューブが適切なサイズになっていないと、HME Cassette (HMEカセット) の装着や取り外し、発声時の圧迫によりボイスプロテゼに圧力がかかることがあります。ラリチューブが狭すぎると、気管孔の狭窄をきたすことがあります。
- ・ 装着中に力を加えないでください。プロヴォックスラリチューブの装着および取り外しは、下記の使用方法に従って行ってください。本製品を気管の奥に押し込み過ぎると、呼吸を妨げることがあります。装着中に力を加えると、組織損傷、出血、炎症を引き起こす可能性があり、またボイスプロテゼやXtraFlange (エクストラフランジ) を使用している場合には偶発的にずれることがあります。
- ・ 開窓が必要な場合は、必ずプロヴォックスフェネストレーションパンチで行ってください。これにより小さく滑らかな穴をあけることができます。穴が大きすぎると、ボイスプロテゼやエクストラフランジのずれを引き起こす可能性があります。穴の切断面が鋭角になっていると、肉芽

組織の形成を引き起こす可能性があります。開窓後、ラリチューブの穴又は内腔にシリコンの残留物が無いことを確認してください。

- 汚い、または汚染しているプロヴォックスラリチューブを使用しないでください。本機器は下記の洗浄および消毒方法に従って洗浄消毒してください。
- 損傷した機器は、破片の誤嚥や肉芽組織の形成を引き起こすことがあるため、使用しないでください。
- 水溶性の潤滑剤のみを使用してください。油性の潤滑剤（例えば、ワセリン）は、本製品を脆弱化、損傷、破壊することがあるため、使用しないでください。
- 放射線療法中は気管孔組織を注意深く観察してください。気管孔に炎症が生じたり出血し始めた場合は本機器の使用を中止してください。
- 出血性疾患の患者または抗凝固薬を使用している患者で本機器が再発性出血の原因となる場合は、それを使用しないでください。
- 気管孔内に肉芽組織が形成された場合は、本機器の使用を中止してください。
- 気管孔内にある状態で本機器を洗浄しないでください。組織損傷を起こす可能性があります。洗浄前には必ず気管孔から本機器を取り外してください。

2. 使用方法

2.1 準備

正しいサイズの選択

直径：プロヴォックスラリチューブは、直径8、9、10、12の4種類が利用可能です。定規で気管孔（最大径）のサイズを測定し、それに応じてプロヴォックスラリチューブのサイズを決定します。特異な形状の気管孔では、密着させることが困難な場合があります。

長さ：プロヴォックスラリチューブは、27、36、55 mmの3種類の長さがあります。

患者さまに処方すべきラリチューブのサイズ選択には、プロヴォックスラリチューブ Sizer Kit（サイザーキット）が役立ちます。サイザーキットには、市販のプロヴォックスラリチューブのサンプルが同梱されています。

注意：装着時はラリチューブがボイスプロテゼの気管側フランジにあたらないよう常に確認してください（図3）。

装着の準備

最初に使用する前に、正しいサイズであることおよび包装が損傷していたり開封されていないことを確認してください。これらが確認されなかった場合は使用しないでください。

気管孔部分に触れる前、またはプロヴォックスラリチューブやアクセサリーを取り扱う前には、必ず手を十分に洗って乾燥させてください。

鏡と気管孔を照らすのに十分な光源を用意します。

使用前（すなわち装着前）には毎回必ずプロヴォックスラリチューブを慎重に点検し、損傷していないこと、および裂け目、亀裂、表面の硬化の兆候がないことを確認してください。何らかの損傷が認められた場合は、その製品を使用せずに代替品を入手してください。

装着前に本機器を飲料水ですすぎ、残留消毒薬を除去します（図2）。必ず汚染されていない機器のみを装着してください。病院内では、飲料水ではなく滅菌水を使用するようにしてください。

必要な場合は、チューブを少量の水溶性潤滑剤で軽く滑らかにします。プロヴォックスラリチューブでの使用には、以下の水溶性潤滑剤を推奨します。

- ・ KYゼリー®
- ・ SurgiLube®
- ・ キシロカイン®/（リドカイン）

注意：水溶性の潤滑剤のみを使用してください。油性の潤滑剤（例えば、ワセリン）は、本製品を脆弱化、損傷、破壊することがあるため、絶対に使用しないでください。

HMEホルダー、HME Cassette、プロヴォックスラリチューブで支えて使用するその他のアクセサリーには、潤滑剤を絶対に使用しないでください。潤滑剤を塗ると偶発的に外れる可能性があります。

2.2 操作方法

挿入（図3）：

プロヴォックスラリチューブ標準型および開窓型：

プロヴォックスラリチューブを直接気管孔にゆっくりと挿入します。このチューブにプロヴォックスラリクリップまたはプロヴォックスチューブホルダーのいずれかを取り付けます（図4b～c）。

ブルーリング型：

プロヴォックスアドヒーズブを取り付けたのち、アドヒーズブを通してプロヴォックスラリチューブを気管孔にゆっくりと挿入します（図4a）。

ラリチューブが気管孔の端を押しつけないように、アドヒーズブをきちんと中央に取り付けてください。

プロヴォックスHMEシステム製品をHMEホルダーにはめ込みます。

注：患者さまによっては、ラリチューブを初めて装着後または発声のためにHMEを押さえた時に、咳が出ることがあります。これは通常、ユーザーが機器に慣れると減少します。不快感が持続する場合は、ラリチューブを取り外してください。

機器の取り外し

1. プロヴォックスラリチューブを動かないよう押さえながら、プロヴォックスHMEシステム製品をチューブからゆっくりと取り外します(図5)。
2. プロヴォックスラリチューブを気管孔から取り外します。

注: ラリチューブの装着や取り外しによって軽い出血、炎症、咳が起きることがあります。こうした症状が続く場合は担当医に知らせてください。

2.3 洗浄および消毒

注意: 気管孔内にある状態で本機器を洗浄しないでください。外傷を負う可能性があります。洗浄前には必ず気管孔から本機器を取り外してください。

プロボックスラリチューブは使用後毎回、洗浄してください。器具の洗浄および洗い流しに飲料水以外の水を使用しないでください。

注意: お湯を使って洗浄する場合は指をやけどしないように注意してください。

1. プロヴォックスラリチューブを飲料水ですすぎます(図6a)。
2. プロヴォックスラリチューブを非石油系食器用洗剤につけます(図6b)。
3. チューブの内側をProvox TubeBrush(プロヴォックスチューブブラシ)で洗浄します(図6c, 6h)。
4. 開窓型チューブを使用する場合、穴はProvox Brush(プロヴォックスブラシ)(注文情報を参照)で洗浄してください(図6d, 6h)。
5. プロヴォックスラリチューブを飲料水ですすぎます(図6e)。
6. プロヴォックスラリチューブは少なくとも1日1回、次の方法のいずれかで消毒をしてください(図6f)。
 - ・エタノール(70%)に10分間浸す
 - ・イソプロピルアルコール(70%)に10分間浸す
 - ・過酸化水素(3%)水溶液に60分間浸す

注意: 本機器は完全に乾燥するまで使用しないでください(図6g)。消毒薬のガスを吸い込むと、ひどい咳および気道の炎症を引き起こす可能性があります。

プロヴォックスラリチューブが汚れている場合、あるいは汚染の危険性がある場所で空気乾燥させた場合、器具を洗浄および消毒してから使用するようにしてください。次のようなケースでは機器の汚染の可能性があります: 床に落とした; ペットが機器に触れた; 呼吸器感染を起こした人と接触した; その他のひどく汚れた物と接触した。

入院中は感染と機器の汚染の危険性が高まるため、プロヴォックスラリチューブの使用後に洗浄および消毒し、使用前にもう一度洗浄と消毒を行うことが重要です。病院内での洗浄および洗い流しには、飲料水ではなく滅菌水を使用するようにしてください。

注意：指定以外の方法で洗浄および消毒を行わないでください。指定以外の方法で洗浄/消毒をした場合、機器を損傷し、患者さまに外傷を与えることがあります。

2.4 保管方法

プロヴォックスラリチューブを使用しない時は、上述のとおり洗浄および消毒したのち、清潔な乾燥した容器に入れて室温で保管してください。直射日光を避けてください。

2.5 製品の寿命

プロヴォックスラリチューブは最大6ヶ月間使用することができます。損傷の兆候がみられる場合は、早めに交換してください。

2.6 廃棄方法

使用済みの医療機器を廃棄する際には、常に国で定められた基準および医療機器の廃棄の基準に従ってください。

2.7 アクセサリー

注意：純正の関連製品のみを使用してください。その他のアクセサリを使用すると、製品の損傷や不具合を起こすことがあります。

プロヴォックスラリチューブと合わせて使用できる製品には以下のものがあります。

- ・ プロヴォックスHME Cassette (熱および水分交換器)
- ・ 指で気管孔を閉鎖することなく発声するためのProvox FreeHands HME (プロヴォックスフリーハンズHME)
- ・ シャワー中のラリチューブへの水の浸入防止に役立つProvox ShowerAid (プロヴォックスシャワーエイド)
- ・ 気管孔からのプロヴォックスラリチューブの落下を防止するためのさらなる補助として、Provox TubeHolder (プロヴォックスチューブホルダー)またはProvox LaryClip (プロヴォックスラリクリップ)を使用することができます。
- ・ ブルーリング型では、連結装置として、およびラリチューブを所定の位置に保持するためにプロヴォックスアドヒージブが使用されます。

使用可能なその他のアクセサリについては、注文情報をご覧ください。

3. トラブルシューティング情報

気管孔の出血

本機器の使用を中止してください。気管孔が治癒した後、機器を使用する時間を徐々に延長するようにします。短時間の使用でも出血が起こる場合、または機器を取り外した後も出血が続く場合は、使用を中止して担当医の診察を受けてください。

気管孔の急速な狭窄

気管孔の狭窄防止のためにプロヴォックスラリチューブを装着する場合、(同じサイズの) 機器を2個所持することができかどうか、担当医とよく相談してください。これにより、気管孔からプロヴォックスラリチューブを取り外して直ちに清潔なものと交換することができます。取り外した機器の洗浄は、清潔なラリチューブを挿入後に行うことができます。

使用中の気管孔拡大

ラリチューブを使用後に気管孔が拡大する場合、機器を2個(1つは小さい径のもの、もう1つはそれよりも大きい径のもの) を使用できるかどうかを担当医に聞いてください。これにより、気管孔が拡大した時には大きいサイズのラリチューブを使用し、気管孔を収縮させるために小さいサイズのラリチューブを使用することができます。夜間は、気管孔が縮小するように、ラリチューブの使用中止が必要となる場合があります。その場合、夜間にもHME Cassetteの使用を継続できるように、HME Cassetteを取り付けるための代替オプションについて、担当医に相談してください。

4. 追加情報

4.1 MRI検査との適合性

MRIに対しての安全性: 本機器には金属元素が全く含まれていないため、MRIフィールドと相互作用する可能性はありません。

4.2 注文情報

本取扱説明書の最後を参照してください。

4.3 ユーザ支援情報

さらなるサポートまたは情報については、本取扱説明書の裏表示に記載の連絡先情報を参照してください。

1. 서술 정보

1.1 용도

Provox LaryTube는 후두전절제술 후 성대 및 폐 재활에 사용하도록 고안된 Provox HME 시스템의 장치를 위한 홀더입니다.

또한, 기관창이 수축된 환자에서 호흡이 가능하도록 기관창을 유지하는 데에도 사용됩니다.

Provox LaryTube는 한 환자에게만 사용하기 위한 용도입니다.

1.2 금기 사항

Provox LaryTube는 다음과 같은 환자가 사용해서는 안 됩니다.

- 어떤 형태든 기계적 환기를 사용하고 있는 환자.
- 기관 조직 또는 기관창 조직이 손상된 환자.

1.3 장치 설명

Provox LaryTube는 의료 등급 실리콘 고무로 제작된 튜브입니다. 이 장치의 목적은 Provox LaryTube가 기관창에 편안하게 밀착되는 동시에 Provox HME 시스템의 장치에 부착되도록 하는 데 있습니다.

이 장치는 날개 포장되며 비멸균 상태로 공급됩니다.

다음과 같은 세 모델이 있습니다: Standard, Fenestrated, with Ring (그림 1).

Standard 모델과 with Ring 버전은 공기가 인공성대 사용자의 인공성대로 들어갈 수 있도록 구멍을 낼 수 있습니다. 구멍은 Provox Fenestration Punch에 동봉된 사용 지침에 따라 Provox Fenestration Punch를 사용하여 뚫을 수 있습니다. 주문 정보를 참조하십시오.

Standard 버전 (그림 1a) – 인공성대와 함께 또는 단독으로 사용.
Provox TubeHolder 또는 Provox LaryClips에 부착할 수 있음.

Fenestrated 버전 (그림 1b) – 인공성대 사용자용.
Provox TubeHolder 또는 Provox LaryClips에 부착할 수 있음.

With Ring 버전 (그림 1c) – 인공성대와 함께 또는 단독으로 사용.
Provox Adhesive에만 부착할 수 있음.

Provox LaryTube를 구성하는 부품은 다음과 같습니다 (그림 1d-i):

- d) 튜브
- e) 덮개(원뿔형)
- f) HME 및 부속품 홀더

- g) 날개
- h) 접착부 결합용 링
- i) 천공 구멍

1.4 경고

- 사용한 Provox LaryTube를 다른 환자에게 재사용하지 **마십시오**. 이 장치는 한 환자에게만 사용하기 위한 용도입니다. 다른 환자에게 재사용할 경우 교차 오염이 발생할 수 있습니다.
- 환자에게 다음 물질에 관련된 알레르기가 있을 경우 윤활용 겔을 사용하지 **마십시오**.
- 환자가 장치 사용에 관한 교육을 받았는지 **확인하십시오**. 환자는 사용 지침을 이해할 수 있고 임상 의사의 감독 없이도 사용 지침을 일관되게 따를 수 있음을 입증해야 합니다.

1.5 주의 사항

- 항상 적절한 크기의 Provox LaryTube를 사용하십시오. Provox LaryTube가 너무 넓거나 너무 좁거나 너무 길거나 너무 짧으면 조직 손상, 출혈 또는 자극이 발생할 수 있습니다. 또한 LaryTube가 인공성대를 막을 수 있으므로 목소리를 내기 더 어려울 수 있습니다. Provox LaryTube의 크기를 적절히 선정하지 않으면 이를 HME Cassette에 삽입하거나 제거하거나 누를 때 인공성대에 압력이 가해질 수 있습니다. 너무 좁은 LaryTube를 사용하면 기문이 수축될 수 있습니다.
- 삽입 시 힘을 가하지 **마십시오**. Provox LaryTube를 삽입하고 제거할 때에는 항상 아래 지침을 따르십시오. 제품을 기관으로 너무 깊숙이 밀어 넣으면 호흡을 방해할 수 있습니다. 삽입 시 힘을 가하면 조직 손상, 출혈 또는 자극, 그리고 인공성대 및/또는 XtraFlange (사용 시)의 우발적 이탈이 발생할 수 있습니다.
- 천공이 필요할 경우, Provox Fenestration Punch로 실시하도록 하십시오. 그렇게 하면 작고 부드러운 구멍이 만들어집니다. 천공 구멍이 너무 크면 인공성대 또는 XtraFlange가 이탈될 수 있습니다. 천공 구멍의 가장자리가 날카로우면 육아 조직이 형성될 수 있습니다. 천공 후에 LaryTube의 구멍이나 내강에 실리콘 잔류물이 남아 있지 않도록 하십시오.
- 더럽거나 오염된 Provox LaryTube는 사용하지 **마십시오**. 아래의 세척 순서와 지침에 따라 장치를 세척하고 소독하십시오.
- 손상된 장치는 사용하지 **마십시오**. 작은 부품이 흡인되거나 육아 조직이 형성될 수 있습니다.
- 수용성 윤활제만 사용하십시오. 유성 윤활제 (예: 바셀린)는 제품을 약화시키거나 손상시키거나 파괴할 수 있으므로 사용을 금해야 합니다.

- 방사선 치료 기간 중에는 기관창 조직을 주위 깊게 관찰하십시오. 기문이 자극을 받거나 출혈이 발생하면 장치 사용을 중단하십시오.
- 출혈성 질환이 있거나 항응고제를 사용 중인 환자는 장치로 인해 출혈이 재발할 경우 장치를 사용해서는 안 됩니다.
- 육아 조직이 기관창 내에 형성될 경우 장치 사용을 중단하십시오.
- 장치가 기문 내에 있는 상태에서는 조직 손상이 발생할 수 있으므로 장치를 세척하지 **마십시오**. 세척 전에 기문에서 항상 장치를 분리하십시오.

2. 사용 지침

2.1 준비

적절한 크기 선택

직경: Provox LaryTube는 8, 9, 10, 12의 4가지 다른 크기로 제공됩니다. 자로 기관창의 크기(최대 직경)를 측정하고 그에 맞는 Provox LaryTube를 끼우십시오. 형태가 불규칙한 기관창에서는 제대로 밀착시키기가 어려울 수 있습니다.

길이: Provox LaryTube는 27, 36, 55 mm의 3가지 다른 길이로 제공됩니다. 임상 의사는 환자에게 처방할 LaryTube의 크기를 선택하는 데 도움을 받기 위해 Provox LaryTube Sizer Kit(크기 측정기 키트)를 사용할 수 있습니다. 크기 측정기 키트에는 시판되는 Provox LaryTube의 샘플("크기 측정기")이 들어 있습니다.

주의: 장착 중에는 항상 LaryTube가 인공 성대의 기관 플랜지에 닿지 않도록 하십시오(그림 3).

삽입 준비

처음 사용하기 전에 올바른 크기를 선택했는지, 포장에 손상되었거나 개봉되지는 않았는지 확인합니다. 제대로 되어 있지 않으면 사용하지 마십시오. 손을 기문 부위에 대거나 Provox LaryTube 및/또는 부속품을 취급하기 전에 손을 철저히 씻고 건조시킵니다.

거울과 충분한 조명을 사용하여 기문을 비춥니다.

매번 사용 전(즉, 삽입 전)에 Provox LaryTube를 주의 깊게 검사하여 손상되지 않았는지, 파열, 균열, 박피의 징후가 없는지 항상 확인합니다. 손상이 발견될 경우 제품을 사용하지 말고 교체품을 구하십시오.

삽입 전에 식수로 장치를 행구어 일체의 소독제 잔류물을 제거합니다(그림 2). 깨끗한 장치만 삽입하도록 하십시오. 병원 환경에서는 식수가 아닌 멸균수를 사용하는 것이 더 좋습니다.

필요할 경우, 약간의 수용성 윤활제로 튜브를 가볍게 윤활합니다. Provox LaryTube에 사용이 권장되는 수용성 윤활제는 다음과 같습니다:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- Xylocaine®/(리도카인)

주의: 수용성 윤활제만 사용하십시오. 유성 윤활제(예: 바셀린)는 제품을 약화시키거나 손상시키거나 파괴할 수 있으므로 항상 사용을 금해야 합니다.

HME 홀더, HME Cassette, 또는 Provox LaryTube에 의해 고정되는 일체의 부속품은 윤활하지 마십시오. 윤활하면 예기치 않게 분리될 수 있습니다.

2.2 작동 지침

삽입(그림 3):

Provox LaryTube Standard 및 Fenestrated:

Provox LaryTube를 기관창에 직접 부드럽게 삽입합니다. 이 튜브들을 Provox LaryClip 또는 Provox TubeHolder 중 하나에 부착합니다(그림 4b-c).

Provox LaryTube with Ring:

Provox Adhesive를 부착한 다음 접착부를 통해 Provox LaryTube를 기관창으로 부드럽게 삽입합니다(그림 4a).

LaryTube가 기문의 측면을 누르지 않도록 접착부가 중앙에 제대로 오도록 하십시오.

Provox HME 시스템 구성요소를 HME 홀더에 삽입합니다.

참고: 일부 환자는 LaryTube를 처음 삽입한 후 또는 말하기 위해 HME를 막을 때 기침이 더 많이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 현상은 사용자가 장치에 익숙해지면 줄어듭니다. 불편이 지속되면 LaryTube를 제거해야 합니다.

장치 제거

1. Provox LaryTube를 제자리에 고정한 상태에서 Provox HME 시스템 구성요소를 튜브에서 제거합니다(그림 5).
2. 기문에서 Provox LaryTube를 제거합니다.

참고: LaryTube의 삽입 및/또는 제거 절차는 때때로 약간의 가벼운 출혈, 자극 또는 기침을 유발할 수 있습니다. 이 증상들이 지속될 경우, 담당 임상 의사에게 알리십시오.

2.3 세척 및 소독

주의: 장치가 기문 내에 있는 상태에서는 장치를 세척하지 마십시오. 세척하면 부상이 발생할 수 있습니다. 세척 전에 기문에서 항상 장치를 분리하십시오.

매번 사용 후 Provox LaryTube를 세척하십시오. 장치를 세척하고 행구기 위해 식수 외에 다른 물을 사용하지 마십시오.

주의: 세척용 온수에 손가락이 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

1. Provox LaryTube를 식수로 헹굽니다(그림 6a).
2. Provox LaryTube를 비-유성 주방용 세제에 담급니다(그림 6b).
3. Provox TubeBrush로 튜브 내부를 세척합니다(그림 6c, 6h).
4. 천공된 튜브를 사용할 경우, Provox Brush로 구멍을 세척해야 합니다.
주문 정보를 참조하십시오(그림 6d, 6h).
5. Provox LaryTube를 식수로 헹굽니다(그림 6e).
6. Provox LaryTube는 다음 방법 중 하나를 사용하여 최소한 하루에 한 번 소독합니다(그림 6f).
 - 에탄올 70%로 10분간
 - 이소프로필알코올 70%로 10분간
 - 과산화수소 3%로 60분간

주의: 완전히 마르기 전에는 장치를 사용하지 마십시오 (그림 6g). 소독제 증기를 흡입하면 심한 기침과 기도 자극이 발생할 수 있습니다.

Provox LaryTube가 더러워 보이거나 오염 위험이 있는 곳에서 공기 건조된 경우에는 사용하기 전에 세척 및 소독해야 합니다. 장치가 바닥에 떨어졌거나 애완동물, 호흡기 감염증에 걸린 사람 또는 기타 오염물에 닿은 경우에는 오염 위험이 있을 수 있습니다.

입원 중에는 감염 및 장치 오염의 위험이 증가하기 때문에 사용 후에는 물론, 사용 전에도 Provox LaryTube를 세척 및 소독하는 것이 중요합니다. 병원에서 세척하고 행굴 때에는 식수가 아닌 멸균수를 사용하는 것이 더 좋습니다.

주의: 제품 손상 및 환자 부상을 야기할 수 있으므로 위에 나와 있지 않은 다른 방법으로 세척 또는 소독하지 마십시오.

2.4 보관 지침

장치를 사용하지 않을 때에는 위의 설명대로 세척 및 소독한 후 Provox LaryTube를 깨끗하고 건조한 용기에 넣어 실온에서 보관하십시오. 직사광선을 피하여 보관하십시오.

2.5 장치 수명

Provox LaryTube는 최대 6개월 동안 사용할 수 있습니다. 장치에 손상의 징후가 있는 경우 조기에 교체해야 합니다.

2.6 폐기

사용한 의료 기기를 폐기할 때에는 항상 생물학적 위험물질에 관한 의료 기준과 국가 요건을 따르십시오.

2.7 부속품

주의: 부속품은 정품만 사용하십시오. 다른 부속품은 제품 손상 및/또는 오작동을 일으킬 수 있습니다.

Provox LaryTube를 사용할 수 있는 일부 장치는 다음과 같습니다.

- Provox HME Cassettes(열 습도 교환기).
- Provox FreeHands HME(손으로 기문을 막지 않고 말할 수 있는 장치).
- Provox ShowerAid(샤워 시 LaryTube에 물이 들어가지 않도록 막는 장치).
- Provox LaryTube가 기문에서 빠지지 않도록 추가로 지지하기 위해 Provox TubeHolder 또는 Provox LaryClips를 사용할 수 있습니다.
- Provox LaryTube with Ring의 경우 Provox Adhesive는 부착물로서 LaryTube를 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.

이용 가능한 다양한 부속품을 보려면 주문 정보를 참조하십시오.

3. 문제 해결 정보

기문의 출혈

장치 사용을 중단하십시오. 기관창이 치유된 후 장치 사용 시간을 점진적으로 늘려 보십시오. 단시간만 사용해도 출혈이 발생하거나 장치 제거 후 출혈이 지속될 경우, 사용을 중지하고 담당 임상 의사와 상의하십시오.

기문의 급속한 수축

기관창의 급속한 수축 때문에 Provox LaryTube를 착용하고 있는 경우, 동일한 크기의 장치 두 개를 사용할 수 있는지 담당 임상 의사와 상의하십시오. 그러면 기문에서 Provox LaryTube를 제거하고 즉시 깨끗한 다른 장치로 교체할 수 있습니다. 제거한 장치의 세척은 깨끗한 LaryTube를 삽입한 다음에 실시할 수 있습니다.

사용 중 기문 확대

LaryTube 사용 후 기관창이 넓어질 경우, 두 개의 장치(직경이 더 작은 것 하나와 더 큰 것 하나)를 사용할 수 있는지 담당 임상 의사와 상의하십시오. 그러면 기관창이 넓어졌을 때에는 더 큰 크기의 LaryTube를 사용하고, 기관창이 수축되도록 하려면 더 작은 크기의 LaryTube를 사용할 수 있습니다. 야간에는 기관창이 수축할 수 있도록 튜브 사용을 중단해야 할 수 있습니다. 그러한 경우, 야간에도 HME Cassette를 계속 사용할 수 있도록 HME Cassette를 부착할 다른 방법을 담당 임상 의사와 상의하십시오.

4. 추가 정보

4.1 MRI 검사 호환성

MR-안전: 본 장치는 금속 요소를 포함하고 있지 않으므로 MRI 장과 상호작용할 가능성이 없습니다.

4.2 주문 정보

본 사용 지침의 끝 부분을 참조하십시오.

4.3 사용자 지원 정보

추가적인 도움이나 정보를 얻으려면 본 사용 지침의 뒷면 커버에 나와 있는 연락처 정보를 참조하십시오.

1. 說明資訊

1.1 預定用途

Provox LaryTube 是 Provox HME 系統中的裝置固定器，該系統用於全喉切除術後的發聲和肺部復健。

針對出現氣切造口收縮症狀的病患，Provox LaryTube 也可用於保持氣切造口以便呼吸。

Provox LaryTube 只供單一患者使用。

1.2 禁忌症

Provox LaryTube 不適合具有下列情況的患者使用：

- 採用任何形式的機械通氣；
- 氣管組織或氣切造口組織受損。

1.3 裝置說明

Provox LaryTube 是由醫用級矽膠和氟塑膠製成的套管。本裝置的目的是讓 Provox LaryTube 和氣切造口之間舒適且緊密附著，同時為 Provox HME 系統中的裝置提供附著處。

本裝置採用單一包裝的無菌方式運送。

裝置共有 3 種型號：Standard (標準)、Fenestrated (有孔) 及 with Ring (環形) (圖 1)。

Standard 型號和 with Ring 型號可以附孔，以便空氣可以穿過人工發聲瓣使用者的人工發聲瓣。氣孔是按照 Provox Fenestration Punch 隨附的《使用說明》使用 Provox Fenestration Punch 打孔，請參閱訂購資訊。

Standard 型號 (圖 1a) – 有沒有使用人工發聲瓣的使用者都可以使用。可與 Provox TubeHolder (套管固定器) 或 Provox LaryClip (喉切除術夾) 連接。

Fenestrated 型號 (圖 1b) – 適合人工發聲瓣使用者。可與 Provox TubeHolder (套管固定器) 或 Provox LaryClip (喉切除術夾) 連接。

With Ring 型號 (圖 1c) – 有沒有使用人工發聲瓣的使用者都可以使用。只能與 Provox Adhesive 連接。

Provox LaryTube 的各個組件為 (圖 1d-i) :

- d) 套管
- e) 護罩 (錐形)
- f) HME 和配件固定器
- g) 翼片
- h) 用於黏著連接的環
- i) 氣孔

1.4 警告

- **切勿**將使用過的 Provox LaryTube 用於其他的患者。本裝置僅供單一患者使用。在其他患者身上再次使用可能引起交叉感染。
- 如果患者對潤滑凝膠過敏，**切勿**使用此類物質。
- **務必**確保患者已接受裝置使用方面的訓練。患者必須能在無醫生監督下表達對《使用說明》的瞭解，且能持續遵循《使用說明》。

1.5 注意事項

- 務必使用尺寸適當的 Provox LaryTube。如果 Provox LaryTube 過寬、過窄、過長或過短，則可能引起組織損壞、出血或發炎。此外，可能難以發出聲音，原因是 LaryTube 可能阻礙人工發聲瓣。如果 Provox LaryTube 尺寸不合，那麼置入、取出和按壓 HME Cassette 可能會對人工發聲瓣造成壓力。如果 LaryTube 過窄，則可能導致造口收縮。
- 在置入過程中，**切勿**强行用力。請務必根據以下使用說明插入和移除 Provox LaryTube。如果產品置入氣切過深，可能會阻礙呼吸。在置入過程中强行用力可能會導致組織損壞、出血或刺激症狀，並可能導致人工發聲瓣和/或 XtraFlange (如果有使用) 意外移位。
- 如果需要氣孔，請務必使用 Provox Fenestration Punch 打孔。這樣能確保氣孔小而平滑。氣孔過大可能導致人工發聲瓣或 XtraFlange 移位。帶有尖利邊緣的氣孔可能會導致肉芽組織產生。打鑽氣孔後，請確保氣孔和 LaryTube 的管腔內沒有矽膠殘留物。
- **切勿**使用不乾淨或被污染的 Provox LaryTube。按照以下的清洗和消毒說明對裝置進行清洗和消毒工作。
- **切勿**使用已損壞的裝置，否則會導致吸入脫落的小零件或導致肉芽組織產生。
- 僅使用水溶性潤滑劑。油基潤滑劑 (例如凡士林) 可能會削弱、損壞或毀壞產品，不應使用。
- 在放射性治療過程中，要小心監控氣切造口組織。如果造口發炎或開始出血，請停止使用裝置。
- 針對有出血性病症或正在使用抗凝血劑的患者，如果裝置引起再次出血，則不應使用。
- 如果氣切造口產生肉芽組織，則停止使用裝置。
- 當裝置在造口內時，**切勿**進行清洗，否則會導致組織損壞。清洗器材前，務必將其從造口中取出。

2. 使用說明

2.1 準備

選擇正確的尺寸

直徑：Provox LaryTube 有四種不同的尺寸規格：8、9、10 和 12。用尺子測量氣切造口的尺寸（最大直徑），然後按此資訊裝上 Provox LaryTube。如果氣切造口形狀不規則，可能難以緊密附著。

長度：Provox LaryTube 具有 3 種不同的長度規格：27、36 和 55 毫米。

醫生可使用 Provox LaryTube Sizer Kit（篩選器套件）協助患者選擇尺寸。篩選器套件包括市面上有銷售的 Provox LaryTube 的樣本（下稱「篩選器」）。

注意：在配合過程中，務必確保 LaryTube 不會卡在人工發聲瓣的氣管凸緣上（圖 3）。

為置入做準備

在首次使用前，檢查 LaryTube 尺寸是否正確並檢查包裝是否受損或打開。否則不要使用。

雙手放置在造口區或手持 Provox LaryTube 和/或配件前，確保您的雙手完全潔淨並乾燥。

在充足的光線下，借助一面鏡子看清造口。

每次使用 Provox LaryTube 前（即置入前），務必對其進行仔細檢查，確保其未受損，未出現任何撕裂、裂縫或起皺跡象。如果您檢查到任何損壞，請不要使用產品，應更換。

在置入裝置前，先用飲用水對其進行清洗，藉此將消毒劑殘留物清理乾淨（圖 2）。確保您只置入清潔的裝置。在醫院環境下，最好使用無菌水而非飲用水。

必要時，使用少量水溶性潤滑劑稍微滑潤一下 Provox LaryTube。建議對 Provox LaryTube 使用下列水溶性潤滑劑：

- KY Jelly[®]
- SurgiLube[®]
- Xylocaine[®]（利多卡因）

注意：僅使用水溶性潤滑劑。油基潤滑劑（例如凡士林）可能會削弱、損壞或毀壞產品，任何時候都不應使用。

確保您不會滑潤 HME 固定器、HME Cassette 以及由 Provox LaryTube 固定的任何配件。否則可能會導致意外脫落。

2.2 操作說明

置入（圖 3）：

Provox LaryTube Standard 和 Fenestrated：

輕輕將 Provox LaryTube 直接置入氣切造口。用 Provox LaryClip 或 Provox TubeHolder 連接這些套管（圖 4b-c）。

Provox LaryTube with Ring :

連接 Provox Adhesive , 然後輕輕將 Provox LaryTube 穿過膠黏裝置置入氣切造口 (圖 4a)。

確保膠黏裝置正確居中定位, 讓 LaryTube 不會擠壓造口的邊緣。

將 Provox HME 系統組件置入 HME 固定器。

備註: 在第一次置入 LaryTube 或在閉合 HME 以便說話時, 一些患者可能會出現咳嗽加劇的情況。通常, 此症狀在使用者適應此裝置後便會消失。如果不適症狀一直持續, 則應該把 LaryTube 取出。

把裝置取出

1. 將 Provox LaryTube 保持定位, 然後從套管中取出 Provox HME 系統組件 (圖 5)。
2. 從造口中取出 Provox LaryTube。

備註: LaryTube 的置入和/或取出偶偶會導致輕度出血、刺激症狀或咳嗽。如果這些症狀一直持續, 請向您的醫生說明有關情況。

2.3 清洗和消毒

注意: 當裝置在造口內時, 切勿進行清洗, 否則可能會導致受傷。清洗器材前, 務必將其從造口中取出。

每次使用 Provox LaryTube 後均應進行清潔。不要使用飲用水以外的其他任何水來清洗和沖洗裝置。

注意: 注意切勿讓熱水燙傷手部。

1. 在飲用水中沖洗 Provox LaryTube (圖 6a)。
2. 將 Provox LaryTube 置入混合了非油基洗碗精的水中 (圖 6b)。
3. 用 Provox TubeBrush 清洗套管內部 (圖 6c, 6h)。
4. 若套管有氣孔, 則應使用 Provox Brush 清洗小孔。請參閱訂購資訊 (圖 6d, 6h)。
5. 用飲用水清洗 Provox LaryTube (圖 6e)。
6. 每天至少一次使用下列方法之一對 Provox LaryTube 進行消毒 (圖 6f):
 - 用 70% 乙醇浸洗 10 分鐘
 - 用 70% 異丙醇浸洗 10 分鐘
 - 用 3% 過氧化氫浸洗 60 分鐘

注意: 在裝置完全乾燥以前不要使用 (圖 6g)。吸入消毒劑煙氣可導致劇烈咳嗽和氣道刺激症狀。

如果 Provox LaryTube 外觀髒污或者局部有污染物風乾跡象, 那麼, 在使用 Provox LaryTube 之前, 應先進行清洗和消毒。如果裝置曾掉落在地板上或曾接觸到寵物、有吸氣道感染疾病的人或其他明顯的污染, 則裝置可能存在污染風險。

在住院治療期間使用 Provox LaryTube 前後，都應對其進行清洗和消毒，因為被感染和受污染的風險較高。在醫院中，最好不要使用飲用水而使用無菌水進行清洗和沖洗。

注意：不要採用上述方法以外的其他方法進行清洗和消毒，否則可能導致產品損壞或患者受傷。

2.4 儲存說明

在不使用裝置時，請按照上述方法對其進行清洗和消毒，然後在室溫下將 Provox LaryTube 存放在潔淨和乾燥的容器內。避免陽光直射。

2.5 裝置使用壽命

Provox LaryTube 最多可以使用 6 個月。如果裝置出現任何損壞跡象，則應提前更換。

2.6 丟棄

拋棄使用過之醫藥裝置時，請遵守生物危害相關的醫療實踐及國家規範。

2.7 配件

注意：企使用原裝組件。非原裝組件可能會導致產品損壞和/或失靈。

可與 Provox LaryTube 搭配使用的一些裝置如下：

- Provox HME Cassette (熱氣與濕氣交換器)。
- Provox FreeHands HME，用於在不封閉人工造口的情況下說話。
- Provox ShowerAid，有助於在淋浴過程中防止水分進入 LaryTube。
- Provox TubeHolder 或 Provox LaryClip 可用來提供額外的支撐，從而防止 Provox LaryTube 從造口中掉出。
- 對於 Provox LaryTube with Ring，使用 Provox Adhesive 貼為連接裝置，從而將 LaryTube 保持定位。

如需其他不同組件，請參閱訂購資訊。

3. 疑難排除資訊

造口出血

停止使用裝置。在氣切造口復原後，逐漸嘗試增加使用裝置的時間。如果在短時間內使用裝置仍會導致出血或者在取出裝置後一直出血，請停止使用並聯絡醫生。

造口快速收縮

如果您是因為氣切造口快速收縮而使用 Provox LaryTube，請與您的醫生商量是否需要預備兩套裝置（尺寸相同）。這樣，您就可以在從造口中取出 Provox LaryTube 後，立即更換另一個潔淨的裝置。在您置入潔淨的 LaryTube 後，就可以對取出的裝置進行清洗。

在使用過程中造口會增大

如果在使用 LaryTube 後氣切造口增大，請詢問醫生是否需要使用兩套裝置（一個直徑較小而另一個直徑較大）。這樣，在氣切造口增大後，您可以使用尺寸較大的 LaryTube，而在氣切造口縮小時，使用尺寸較小的 LaryTube。有時可能需要在夜間停止使用 LaryTube，以便氣切造口可以收縮。在此情況下，請與您的醫生協商連接 HME Cassette 的其他方法，以便您可以在夜間繼續使用 HME Cassette。

4. 其他資訊

4.1 核磁共振檢查相容性

MR 安全：此裝置不含任何金屬成分，因此不會與核磁共振產生交互作用。

4.2 訂購資訊

請參閱本《使用說明》的最後面。

4.3 使用者協助資訊

欲取得其他協助或資訊，請參閱本《使用說明》封底的聯絡資訊。

3. מידע לאיתור ותיקון בעיות

דימום בסטומה

הפסק להשתמש בהתקן. לאחר שהסטומה בקנה הנשימה תירפא, נסה בהדרגה להעלות את משך זמן השימוש בהתקן. אם גם פרקי זמן קצרים גורמים לדימום, או אם הדימום נמשך לאחר הסרת ההתקן, הפסק להשתמש בו והתייעץ עם הקלינאי.

התכווצות מהירה של הסטומה

אם אתה משתמש ב-Provox LaryTube עקב כיווץ מהיר של הסטומה בקנה הנשימה, דון עם הקלינאי שלך באפשרות להשתמש בשני התקנים (באותו גודל). זה יאפשר לך להסיר את ה-Provox LaryTube מהסטומה ולהחליפה מיידית בחדשה. לאחר מכן, אחרי שתכניס את צינורית ה-LaryTube הנקייה, תוכל לנקות את ההתקן שהוסר.

הסטומה מתרחבת במהלך השימוש

אם הסטומה בקנה הנשימה מתרחבת בעקבות השימוש ב-LaryTube, ברר עם הקלינאי אם תוכל להשתמש בשני התקנים (אחד עם קוטר צר יותר ואחד עם קוטר רחב יותר). כך תוכל להשתמש במידה הגדולה יותר של ה-LaryTube אחרי שהסטומה התרחבה, ובמידה הקטנה יותר של ה-LaryTube כדי לאפשר לסטומה להתכווץ. ייתכן שיהיה צורך להפסיק את השימוש בצינורית בלילה כדי לאפשר לסטומה להתכווץ. במקרה זה דון עם הקלינאי באפשרויות חלופיות לחיבור קסטת ה-HME, כדי שתוכל להמשיך להשתמש בקסטת ה-HME במהלך הלילה.

4. מידע נוסף

4.1 תאימות לבדיקת MRI

בטוח לשימוש בבדיקת MRI: התקן זה אינו כולל כל חלקי מתכת שהם והוא ללא פוטנציאל לאינטראקציה עם שדה ה-MRI.

4.2 מידע להזמנות

עיין בסוף הוראות השימוש האלה.

4.3 מידע מסייע למשתמש

לקבלת עזרה נוספת או מידע נוסף, עיין בפרטים ליצירת קשר באריזה האחורית של הוראות השימוש.

לזיהום אם ההתקן נפל על הרצפה או אם הוא בא במגע עם בעלי חיים, עם אדם הלוקה בזיהום בדרכי הנשימה או עם כל זיהום גס אחר. במהלך אשפוז חשוב לנקות ולחטא את צינורית ה-Provox LaryTube לאחר השימוש אך גם לפני השימוש, מכיוון שאז גובר הסיכון להידבקות וזיהום. בבית חולים עדיף להשתמש במים סטריליים לניקוי ושטיפה ולא במי שתייה.

זהירות: אין לנקות את ההתקן בשום שיטה אחרת פרט לזו שתוארה לעיל, שכן הדבר עלול לגרום נזק למוצר ופגיעה במטופל.

2.4 הוראות אחסון

כאשר ההתקן אינו בשימוש, יש לנקותו ולחטאו כפי שתואר לעיל ואז לאחסן את ה-Provox LaryTube במכל נקי וסגור בטמפרטורת החדר. הגן מפני אור שמש ישיר.

2.5 אורך חיי המכשיר

ניתן להשתמש ב-Provox LaryTube לפרק זמן של 6 חודשים לכל היותר. אם מופיעים בהתקן סימני נזק יש להחליפו עוד קודם.

2.6 סילוק

פעל תמיד בהתאם לפרקטיקה הרפואית ולדרישות הנהוגות במדינה בנוגע לנושאים של סיכון ביולוגי בעת סילוקו של התקן רפואי משומש.

2.7 אביזרים

זהירות: השתמש רק ברכיבים מקוריים. אביזרים אחרים עלולים לגרום נזק ו/או תקלה במוצר.

כמה מההתקנים שניתן להשתמש בהם בשילוב עם ה-Provox LaryTube הם:

- קסטות Provox HME (מתמרי חום ולחות)
- Provox FreeHands HME, לדיבור ללא חסימה ידנית של הסטומה.
- Provox ShowerAid שמסוגל לסייע במניעת חדירת מים ל-LaryTube במקלחת.
- ניתן להשתמש ב-Provox TubeHolder או ב-Provox LaryClips לתמיכה נוספת כדי למנוע תזוזה של ה-Provox LaryTube אל מחוץ לסטומה.
- עבור Provox LaryTube עם טבעת, נעשה שימוש ב-Provox Adhesive לצורך חיבור ה-LaryTube והשארתה במקומה.

לקבלת מידע על האביזרים השונים הזמינים אנא עיין בפרטי ההזמנה.

Provovx LaryTube עם טבעת:

הצמד Provovx Adhesive ולאחר מכן החדר בעדינות את ה-LaryTube Provovx דרך מדבקה לתוך הסטומה (איור 4א).
ודא שהמדבקה ממוקמת כהלכה במרכז כך שה-LaryTube לא תפעיל לחץ על צדי הסטומה.

החדר את רכיב ה-System Provovx HME לתוך מחזיק ה-HME.
הערה: אצל מטופלים מסוימים ייתכן שיופיע שיעול לאחר ההחדרה הראשונה של ה-LaryTube, או בעת חסימת ה-HME כדי לדבר. מצב זה בדרך כלל הולך ופוחת ככל שהמשתמש מתרגל להתקן. אם אי-הנוחות נמשכת יש להסיר את ה-LaryTube.

הסרת ההתקן

1. אחוז בצינורית ה-LaryTube Provovx במקומה והסר את רכיב ה-HME Provovx System מהצינורית (איור 5).
2. הסר את ה-LaryTube Provovx מהסטומה.

הערה: מעת לעת, ייתכן שהחדרת ו/או הסרת ה-LaryTube תגרום לדימום קל, לגירוי או לשיעול. אם תסמינים אלה נמשכים לאורך זמן, הודע על כך לקלינאי.

2.3 ניקוי וחיטוי

זהירות: אין לנקות את ההתקן כשהוא בתוך הסטומה. פעולה זו עלולה לגרום לפציעה. תמיד הסר את ההתקן מהסטומה לפני הניקוי.
נקה את ה-LaryTube Provovx לאחר כל שימוש. אין להשתמש במים שאינם מי שתיה לניקוי ושטיפה של ההתקן.

- זהירות: היזהר שמי הניקוי החמים לא יגרמו לכוויות באצבעותיך.
1. שטוף את ה-LaryTube Provovx במים לשתיה (איור 6א).
 2. הנח את ה-LaryTube Provovx בסבון כלים שאינו על-בסיס שמן (איור 6ב).
 3. נקה את חלקה הפנימי של הצינורית באמצעות ה-Provovx TubeBrush (איור 6ג, 6ד).
 4. אם נעשה שימוש בצינורית מחוררת, יש לנקות את החורים באמצעות מברשת Provovx Brush. עיין בפרטי ההזמנה (איור 6ד, 6ה).
 5. שטוף את ה-LaryTube Provovx במים לשתיה (איור 6ה).
 6. חטא את ה-LaryTube Provovx לפחות פעם ביום (איור 6ו) באחת מהשיטות הבאות:

- אתנול 70% במשך 10 דקות
- איזופרופנול 70% במשך 10 דקות
- מימן-על-חמצני 3% במשך 60 דקות

זהירות: אין להשתמש בהתקן כל עוד הוא אינו יבש לחלוטין (איור 6ז). שאיפה של אדי חומרי חיטוי עלולה לגרום לשיעול חמור ולגירוי של דרכי הנשימה.

אם צינורית ה-LaryTube Provovx נראית מלוכלכת, או אם היא יובשה באוויר באזור שקיים בו סיכון לזיהום, יש גם לנקות וגם לחטא את ההתקן לפני השימוש. יש סיכון

2. הוראות שימוש

2.1 הכנה

בחירת המידה המתאימה

קוטר: צינוריות ה-Provox LaryTube זמינות ב-4 קטרים: 8, 9, 10 ו-12. מדוד את גודל הסטומה (הקוטר הגדול ביותר) בעזרת סרגל ובחר את ה-Provox LaryTube בהתאם. במקרים של סטומה בעלת מבנה יוצא דופן ייתכן שיהיה קושי להגיע להתאמה אטומה. **אורך:** צינוריות ה-Provox LaryTube זמינות ב-3 אורכים שונים: 27, 36 ו-55 מ"מ. כדי לסייע בבחירת מידות ה-LaryTube שיש לרשום למטופל, הקלינאי יכול להשתמש ב-Provox LaryTube Sizer Kit. ערכת ה-Sizer Kit מכילה דוגמאות (sizers) של צינוריות ה-Provox LaryTube הזמינות באופן מסחרי. **זהירות:** במהלך ההתאמה, הקפד תמיד שצינורית ה-LaryTube אינה נתפסת באוגן קנה הנשימה של תותב הדיבור (איור 3).

הכנה להחדרה

לפני השימוש הראשון, וודא שברשותך המידה הנכונה וכי האריזה אינה פגומה או פתוחה. אם תנאי זה לא מתקיים, אל תשתמש בהתקן. הקפד לשטוף ולנגב היטב את ידיך לפני שתקרב אותן לאזור הסטומה או לפני הטיפול ב-Provox LaryTube ו/או באביזרים. היעזר במראה וודא שיש מספיק אור להאיר על הסטומה. תמיד בדוק היטב את ה-Provox LaryTube לפני כל שימוש (כלומר לפני ההחדרה), וודא שהמוצר אינו פגום ושאינו בו סימני קרעים, סדקים או התקלפות. אם אתה מזהה פגם כלשהו, אל תשתמש במוצר והשג תחליף. לפני ההחדרה שטוף את ההתקן במים לשתיה כדי להסיר שאריות חומר חיטוי (איור 2). הקפד להחזיר רק התקנים נקיים. בסביבת בית חולים מוטב להשתמש במים סטריליים במקום במי שתייה. במידת הצורך, שמן קלות את הצינורית במעט חומר סיכה מסיס במים. להלן רשימת חומרי סיכה מסיסים במים המומלצים לשימוש עם Provox LaryTube:

- KY Jelly®
- SurgiLube®
- (לידוקאין)/Xylocaine®

זהירות: השתמש רק בחומרי סיכה מסיסים במים. לעולם אין להשתמש בחומרי סיכה על-בסיס שמן (כגון זלין) מפני שהם עלולים להחליש את המוצר, לפגוע בו או להרוס אותו. הקפד לא לשמן את מחזיק ה-HME, קסטת ה-HME, או כל אביזר אחר שיוחזק על-ידי ה-Provox LaryTube. הדבר עלול לגרום לניתוק בשוגג.

2.2 הוראות הפעלה

החדרה (איור 3):

Provox LaryTube דגמים סטנדרטי ומחורר:

החדר את ה-Provox LaryTube בעדינות ישירות לתוך הסטומה בקנה הנשימה. הצמד את הצינוריות הללו באמצעות Provox LaryClip או Provox TubeHolder (איור 4-בג).

1.4 אזהרות

- אין לעשות שימוש חוזר ב-Provox LaryTube במטופל אחר. התקן זה מיועד לשימוש במטופל אחד בלבד. שימוש חוזר בין מטופלים עלול לגרום לזיהום צולב.
- אין להשתמש בגל סיכה במקרה בו למטופל יש אלרגיות לחומרים מסוג זה.
- יש לוודא שהמטופל הוודרך לגבי השימוש בהתקן. המטופל צריך להפגין יכולת להבין ולפעול בעקביות בהתאם להוראות השימוש ללא השגחת קלינאי.

1.5 אמצעי זהירות

- הקפד תמיד להשתמש ב-Provox LaryTube במידה המתאימה. אם ה-Provox LaryTube רחב מדי, צר מדי, ארוך מדי או קצר מדי, עלול להיגרם נזק לרקמה, דימום או גירוי. ייתכן גם שיהיה קשה יותר להפיק קול, מאחר שה-Provox LaryTube עלול לחסום את תותב הדיבור. כאשר מידת ה-Provox LaryTube אינה מתאימה, החדרת קסטת ה-HME, הסרתה או לחיצה עליה, עלולות להפעיל לחץ על תותב הדיבור. צינורית LaryTube צרה מדי עלולה לגרום כיווץ הסטומה.
- אין להפעיל לחץ במהלך ההחדרה. תמיד יש להחדיר ולהסיר את ה-Provox LaryTube בהתאם להוראות שלהלן. דחיפה של המוצר עמוק מדי לתוך קנה הנשימה עלולה לחסום את הנשימה. הפעלת כוח בעת ההחדרה עלולה לגרום נזק לרקמה, דימום או גירוי, וכן תזוזה של תותב הדיבור ו/או ה-XtraFlange, אם נעשה בהם שימוש.
- כאשר יש צורך בניקוב, ודא שהפעולה מתבצעת באמצעות Provox Fenestration Punch. כך ניתן להבטיח שהחורים יהיו קטנים וחלקים. חורים גדולים מדי עלולים לגרום לתזוזה של תותב הדיבור או ה-XtraFlange ממקומם. חורים בעלי קצוות חדים עלולים לגרום להיווצרות רקמת גרעון. ודא שלא נותרו שאריות סיליקון בחורים או בחלל הלומן של ה-LaryTube לאחר הניקוב.
- אין להשתמש ב-Provox LaryTube מלוכלך או מזוהם. נקה וחסא את ההתקן בהתאם להוראות הניקוי והחיסוי שלהלן.
- אין להשתמש בהתקן פגום מאחר ששימוש בו עלול לגרום לשאיפת חלקים קטנים או להיווצרות רקמת גרעון.
- השתמש רק בחומרי סיכה מסיסים במים. אין להשתמש בחומרי סיכה על-בסיס שמן (כגון זולין) מפני שהם עלולים להחליש את המוצר, לפגוע בו או להרוס אותו.
- במהלך טיפול בקרינה יש לנטר את רקמת הסטומה בזהירות. הפסק להשתמש בהתקן אם מופיעים גירוי או דימום בסטומה.
- מטופלים עם הפרעות דימום או מטופלים הנוטלים נוגדי קרישה לא יכולים להשתמש בהתקן אם הוא גורם להישנות הופעת הדימום.
- הפסק להשתמש בהתקן אם מתפתחת רקמת גרעון בסטומה.
- אין לנקות את ההתקן כשהוא בתוך הסטומה, מאחר שפעולה זו עלולה להזיק לרקמה. תמיד הסר את ההתקן מהסטומה לפני הניקוי.

1. מידע תיאורי

1.1 שימושי המכשיר

Provox LaryTube הוא מתקן אחיזה להתקנים ב-Provox HME System אשר מיועד לשיקום של הדיבור והריאות לאחר כריתה מלאה של בית הדיבור. עבור מטופלים עם כיווץ של הסטומה בקנה הנשימה, הוא גם משמש לשימור של הסטומה כדי לאפשר נשימה. Provox LaryTube מיועד לשימוש במטופל אחד בלבד.

1.2 התוויות-נגד

- Provox LaryTube אינו מיועד לשימוש עבור מטופלים אשר:
- עוברים הנשמה מלאכותית בדרך כלשהי.
 - רקמת קנה הנשימה או הסטומה בקנה הנשימה שלהם ניזוקות.

1.3 תיאור המכשיר

Provox LaryTube הוא צינורית המיוצרת מסיליקון רפואי. מטרת המכשיר היא ליצור התאמה נוחה ואטומה לאוויר בין התקן ה-Provox LaryTube לבין הסטומה בקנה הנשימה, וכן לאפשר חיבור של התקנים מ-Provox HME System. התקנים אלה מסופקים כשהם ארוזים בנפרד ובאופן לא סטרילי.

ישנם 3 דגמים: סטנדרטי, מחורר ועם טבעת (איור 1).

הדגם הסטנדרטי וגרסת הטבעת ניתנים לחירור כדי שאוויר יוכל לעבור דרך תותב הדיבור, אצל משתמשים תותב דיבור. החורים מנוקבים באמצעות ה-Provox Fenestration Punch בהתאם להוראות השימוש הנלוות ל-Provox Fenestration Punch. עיין בפרטי ההזמנה.

הגרסאות הסטנדרטיות (איור 1א) – מיוצרות לשימוש עם או ללא תותב דיבור. ניתן לחברם באמצעות Provox TubeHolder או Provox LaryClips.

הגרסאות המחוררות (איור 1ב) – למשתמשים תותב דיבור. ניתן לחברם באמצעות Provox TubeHolder או Provox LaryClips.

גרסאות הטבעת (איור 1ג) – מיוצרות לשימוש עם או ללא תותבת דיבור. ניתן לחברן רק עם Provox Adhesive.

החלקים השונים של Provox LaryTube הם (איורים 1ד-ט):

- ד) צינורית
- ה) מגן (חרוטי)
- ו) מחזיק HME ואביזרים

3. معلومات حل المشاكل

نزف الفغرة

توقف عن استخدام الجهاز: بعد شفاء الفغرة الرغامية، حاول زيادة مدة استخدام الجهاز تدريجيًا. إذا سببت حتى فترات الاستخدام الوجيزة نزفًا، أو إذا استمر النزف بعد إزالة الجهاز، فتوقف عن استعماله واستشر طبيبك.

انكماش الفغرة السريع

إذا كنت ترتدي أنبوب Provox LaryTube بسبب انكماش الفغرة الرغامية السريع، فناقش مع طبيبك إمكانية استخدام جهازين (من الحجم نفسه). سيسمح لك ذلك بإزالة أنبوب Provox LaryTube من الفغرة واستبداله فورًا بأنبوب نظيف. ويمكن عندئذ تنظيف الجهاز الذي تمت إزالته بعد أن تقوم بإدخال أنبوب LaryTube النظيف.

تضخم الفغرة في أثناء الاستخدام

إذا تضخمت الفغرة الرغامية لديك بعد استعمال أنبوب LaryTube، فاسأل طبيبك إذا كان من الممكن استخدام جهازين (أحدهما بقطر أصغر والآخر بقطر أكبر). سيسمح لك ذلك باستعمال أنبوب LaryTube بالحجم الأكبر عند تضخم الفغرة الرغامية، واستعمال الحجم الأصغر للسماح للفغرة الرغامية بالانكماش. قد يصير من الضروري التوقف عن استعمال الأنبوب ليلاً، بحيث يمكن للفغرة الرغامية أن تنكمش. وفي هذه الحالة، ناقش مع طبيبك الخيارات البديلة لربط قرص HME بحيث يمكنك مواصلة استعمال قرص HME ليلاً.

4. معلومات إضافية

4.1 التوافق مع فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

آمن مع التصوير بالرنين المغناطيسي: لا يحتوي هذا الجهاز على أي أجزاء معدنية ولا يوجد أي احتمال لحدوث تداخل مع مجال التصوير بالرنين المغناطيسي.

4.2 معلومات طلب الجهاز

انظر نهاية تعليمات الاستخدام هذه.

4.3 معلومات مساعدة المستخدم

لمزيد من المساعدة أو المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الغلاف الخلفي لـ "تعليمات الاستخدام" للاطلاع على معلومات الاتصال.

تنبيه: احرص على عدم لمس أصابعك بماء التنظيف الدافئ.

1. اشطف أنبوب Provox LaryTube بماء الشرب (الشكل 6أ).
2. ضع أنبوب Provox LaryTube في سائل منظف للصحن ذي أساس غير زيتي (الشكل 6ب).
3. قم بتنظيف الجزء الداخلي من الأنبوب مستخدمًا فرشاة Provox TubeBrush (الشكلان 6ج و6ح).
4. عند استخدام أنبوب منقود، لا بد من تنظيف الفتحات باستخدام فرشاة Provox (Provox Brush)، يُرجى الاطلاع على معلومات طلب الجهاز (الشكلان 6د و6ح).
5. اشطف أنبوب Provox LaryTube بماء الشرب (الشكل 6هـ).
6. طهّر أنبوب Provox LaryTube مرة واحدة يوميًا على الأقل (الشكل 6و) بواحدة من الوسائل التالية:
 - إيثانول بتركيز 70% لمدة 10 دقائق
 - كحول أيزوبروبيلي بتركيز 70% لمدة 10 دقائق
 - بيروكسيد الهيدروجين 3% لمدة 60 دقيقة

تنبيه: لا تستخدم الجهاز حتى يجف تمامًا (الشكل 6ز). يمكن أن يتسبب استنشاق الأبخرة الملوثة في الإصابة بسعال حاد وتهيج في المجاري الهوائية.

إذا بدأ أنبوب Provox LaryTube متسخًا أو جف في الهواء في منطقة مهددة بالتلوث، ينبغي تنظيف الجهاز وتعقيمه قبل الاستخدام. قد يكون هناك احتمال لحدوث التلوث إذا كان الجهاز قد سقط على الأرض، أو إذا كان قد لامس حيوانًا أليفًا، أو شخصًا يعاني التهابًا رئويًا، أو أي تلوث جسيم آخر.

أثناء الإقامة في المستشفى، يكون من الضروري تنظيف وتعقيم أنبوب Provox LaryTube بعد الاستخدام، ولكن قبل الاستخدام أيضًا بسبب وجود خطر مرتفع للعدوى والتلوث. في المستشفى، يكون من الأفضل استخدام ماء معقم للتنظيف والشطف بدلاً من ماء الشرب.

تنبيه: لا تنظف أو تطهر بأي وسيلة غير الموصوفة أعلاه، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف المنتج وتعرض المريض للإصابة.

2.4 تعليمات التخزين

عندما يكون الجهاز خارج نطاق التشغيل، يجب تنظيفه وتعقيمه على النحو المذكور أعلاه، ثم تخزين أنبوب Provox LaryTube في علبة نظيفة وجافة في درجة حرارة الغرفة. يجب حفظ الجهاز بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

2.5 عمر الجهاز

يمكن استخدام أنبوب Provox LaryTube لمدة أقصاها 6 أشهر. إذا بدت على الجهاز أي علامات تلف، يجب استبداله قبل ذلك.

2.6 التخلص من المنتج

احرص دائمًا على اتباع الممارسات الطبية والمتطلبات الوطنية المتعلقة بالمخاطر الحيوية عند التخلص من جهاز طبي مستعمل.

2.7 الملحقات

تنبيه: يجب الاقتصاد على استخدام المكونات الأصلية. فقد تتسبب الملحقات الأخرى في أعطال المنتج و/أو تلفه.

فيما يلي بعض الأجهزة التي يمكن استخدامها مع أنبوب Provox LaryTube:

- أقراص Provox HME (مبادلات الحرارة والرطوبة)
- Provox FreeHands HME، للتحدث دون سد الفقرة يدويًا.
- Provox ShowerAid، الذي يمكن استخدامه للمساعدة في منع دخول المياه في زر LaryTube في أثناء الاستحمام.
- يمكن استخدام حامل Provox TubeHolder أو مشابك Provox LaryClips لمزيد من الدعم لمنع سقوط زر Provox LaryTube من الفقرة.
- تُستخدم لاصقة Provox Adhesive مع أنبوب Provox LaryTube ذي الحلقة من أجل ربطه وتثبيتته في مكانه.

يُرجى الاطلاع على معلومات طلب مختلف الملحقات المتوفرة.

التجهيز للإدخال

قبل الاستخدام لأول مرة، تحقق من استعمالك الحجم الصحيح، ومن أن العبوة غير تالفة أو مفتوحة. وإلا فلا تستخدمها. تأكد من تنظيف اليدين تمامًا وتجفيفهما قبل استخدامهما في منطقة الفغرة الرغامية، وقبل لمس أنبوب Provox LaryTube و/أو الملحقات.

استعمل المرأة والإضاءة الكافية لإنارة الفغرة.

افحص أنبوب Provox LaryTube بعناية قبل كل استخدام (أي قبل الإدخال)، وتأكد من أنه غير تالف ولا تبدو عليه أي آثار تمزقات أو تشققات أو قشور. إذا لاحظت أي تلف، فلا تستخدم المنتج واحصل على بديل له. قبل الإدخال، اشطف الجهاز بماء الشرب لإزالة أي بقايا من المادة المطهرة (الشكل 2). احرص على إدخال الأجهزة النظيفة فقط دون غيرها. في بيئة المستشفى، يكون من الأفضل استخدام ماء معقم بدلاً من ماء الشرب. قم بطلاء الأنبوب بالمرزلق عند الحاجة، مستخدماً كمية صغيرة من مرزلق ذي أساس مائي. يوصى باستخدام المرزقات التالية، ذات الأساس المائي، مع أنبوب Provox LaryTube:

- KY Jelly*
- SurgiLube*
- Xylocaine*/(اليدوكاين)

تنبيه: استخدم المرزقات ذات الأساس المائي فقط. سوف تتسبب المرزقات ذات الأساس الزيتي (كالفازلين) في ضعف المنتج أو إتلافه أو تخريبه، ومن ثم لا يمكن استخدامها البتة. تأكد من عدم تزييق حامل HME، أو قرص HME أو أي ملحق سيحمله أنبوب Provox LaryTube. قد يتسبب هذا في الانفصال العرضي.

2.2 تعليمات التشغيل

الإدخال (الشكل 3):

الطرازان القياسي والمنفوذ من أنبوب Provox LaryTube:

أدخل أنبوب Provox LaryTube برفق داخل الفغرة الرغامية. اربط هذه الأنابيب إما بواسطة مشبك Provox LaryClip وإما بحامل Provox TubeHolder (الشكلان 4 ب وج).

طراز Provox LaryTube ذو الحلقة:

ضع لاصقة Provox Adhesive ثم أدخل أنبوب Provox LaryTube عبر اللاصقة إلى داخل الفغرة الرغامية (الشكل 4أ). احرص على أن تكون اللاصقة موضوعة في المنتصف بشكل صحيح بحيث لا يضغط أنبوب LaryTube على جوانب الفغرة. أدخل مكون نظام Provox HME System في حامل HME. ملاحظة: قد يعاني بعض المرضى سعالًا أكثر بعد إدخال أنبوب LaryTube للمرة الأولى وعند سد مبادل HME للتحديث. وعادة ما يقل ذلك عندما يعتاد المريض الجهاز. إذا استمر الضيق أو عدم الراحة، ينبغي إزالة أنبوب LaryTube.

إزالة الجهاز

1. ثبّت أنبوب Provox LaryTube في مكانه وأزل مكون نظام Provox HME System من الأنبوب (الشكل 5).
2. أزل أنبوب Provox LaryTube من الفغرة.

ملاحظة: قد يتسبب إدخال LaryTube و/أو إزالته في بعض الأحيان في حدوث نزيف بسيط أو تهيج أو سعال. إذا استمرت هذه الأعراض، فأبلغ طبيبك.

2.3 التنظيف والتعقيم

تنبيه: تجنّب تنظيف الجهاز أثناء وجوده داخل الفغرة. قد يسبب هذا إصابة. انزع الجهاز من الفغرة قبل تنظيفه دائماً. نظّف أنبوب Provox LaryTube عقب كل استخدام. لا تستخدم أي ماء غير ماء الشرب لتنظيف وغسل الأداة.

1.4 تحذيرات

- تجنّب إعادة استخدام أنبوب Provox LaryTube مع مريض مختلف. فالجهاز مصمم للاستعمال من قِبَل مريض واحد فقط. قد يؤدي تكرار الاستخدام مع مريض آخر إلى التلوث بالاختلاط.
- لا تستخدم هُلامًا مُرنًا إذا كان المريض يعاني حساسية من أي من مكوناته.
- تأكد من أن المريض قد تلقى تدريبًا على استخدام الجهاز. يجب أن يُظهر المريض القدرة على فهم "تعليمات الاستخدام" واتباعها جيدًا دون إشراف الطبيب.

1.5 الاحتياطات

- استخدم دوماً أنبوب Provox LaryTube بحجم مناسب. إذا كان أنبوب Provox LaryTube أوسع أو أطول أو أضيق أو أقصر من اللازم، فقد يُلفف النسيج أو يسبب تهيجًا أو نزفًا. وبالإضافة إلى هذا، قد تزداد صعوبة إصدار الصوت؛ إذ قد يعيق أنبوب LaryTube العضو الصوتي الاصطناعي. إذا لم يتم اختيار الحجم المناسب من أنبوب Provox LaryTube، فقد يتعرض العضو الصوتي الاصطناعي لضغط عند إدخال قرص مبادل الحرارة والرطوبة HME أو إزالته أو الضغط عليه. وقد يسبب أنبوب LaryTube انكماش الفغرة إذا كان أضيق من اللازم.
- تجنّب إدخال الأنابيب عنوة. قم دائمًا بإدخال أنبوب Provox LaryTube وإزالته وفقًا للتعليمات الموضحة أدناه. إذا تم دفع المنتج إلى داخل القصبه الهوائية أكثر من اللازم، فقد يعيق التنفس. قد يسبب الإدخال عنوة ضررًا للأنسجة أو نزفًا أو تهيجًا أو لفظًا عرضيًا للعضو الصوتي الاصطناعي و/أو XtraFlange إذا كانا مستخدمين.
- إذا كانت النوفذة ضرورية، فتأكد من استخدام Provox Fenestration Punch لإجرائها. وهذا سوف يضمن صغر حجم الفتحات وسلاسة واستواء حوافها. قد تسبب فتحات النوفذة إذا كانت أكبر من اللازم لفظًا عرضيًا للعضو الصوتي الاصطناعي وXtraFlange. كما أن فتحات النوفذة ذات الحواف الحادة قد تسبب تكوّن النسيج الحبيبي. تأكد من عدم وجود أي رواسب من السيليكون في فتحات أنبوب LaryTube أو تجويفه بعد النوفذة.
- تجنّب استخدام أنبوب Provox LaryTube متسخًا أو ملوثًا. نظّف الجهاز وطهره وفقًا لتعليمات التنظيف والتعقيم أدناه.
- تجنّب أن تستخدم جهازًا تالفًا لأن هذا قد يؤدي إلى ارتشاف أجزاء صغيرة أو تكوّن نسيج حبيبي.
- استخدم المرلّقات ذات الأساس المائي فقط. قد تسبب المرلّقات ذات الأساس الزيتي (كالفازالين) في ضعف المنتج أو تلافه أو تخريبه، ومن ثم يجب عدم استخدامها البتة.
- راقب نسيج الفغرة الرغامية بحرص في أثناء العلاج الإشعاعي. توقف عن استخدام الجهاز إذا تهيّجت الفغرة أو بدأت تنزف.
- ينبغي لمريض الاضطرابات النزفية ومن يتناولون أدوية مضادة للتخثر عدم استعمال الجهاز إذا سبب نزفًا متكررًا.
- توقف عن استخدام الجهاز إذا تكوّن نسيج حبيبي في الفغرة الرغامية.
- تجنّب تنظيف الجهاز وهو لم يزل داخل الفغرة؛ فذلك قد يؤدي إلى تلف الأنسجة. انزع الجهاز من الفغرة قبل تنظيفه دائمًا.

2. تعليمات الاستخدام

2.1 التجهيز

اختيار الحجم الصحيح

القطر: تتوفر أنابيب Provox LaryTubes في 4 أقطار مختلفة: 8 و9 و10 و12. قم بقياس حجم الفغرة الرغامية (عند أكبر قطر لها) مستخدمًا مسطرة، ثم قم بتثبيت Provox LaryTube وفقًا لهذا القياس. في حالات الفغرة الرغامية غير منتظمة الشكل، قد يكون من الصعب الوصول إلى تركيب محكم.

الطول: تتوفر أنابيب Provox LaryTubes في 3 أطوال مختلفة: 27 و36 و55 ملم.

للمساعدة في اختيار الحجم (الأحجام) الملائم وصفه للمريض من أنبوب LaryTube، يستطيع الطبيب استخدام Provox LaryTube Sizer Kit (رزمة مقاييس حجم Provox LaryTube). تحتوي Sizer Kit على عينات ("Sizers" (مقاييس الحجم)) من أنابيب Provox LaryTube المتوفرة تجاريًا.

تنبيه: احرص دوماً عند التركيب على عدم وصول أنبوب LaryTube إلى شفة الرغامي في العضو الصوتي الاصطناعي (الشكل 3).

1. معلومات فنية

1.1 الاستخدام المخصص

إن أنبوب Provox LaryTube عبارة عن حامل يُستخدم لأجهزة نظام Provox HME System المخصص للاستخدام لإعادة التأهيل الصوتي والرئوي بعد الاستئصال الكلي للحنجرة. ويتم استخدامه أيضًا مع المرضى الذين يعانون انكماش الفغرة الرغامية؛ للحفاظ عليها من أجل التنفس. صُمم أنبوب Provox LaryTube للاستعمال من قِبَل مريض واحد فقط.

1.2 موانع الاستعمال

- إن أنبوب Provox LaryTube غير مخصص لاستخدامه من قبل:
- المرضى الخاضعين لأي شكل من أشكال التهوية الآلية.
 - المرضى أصحاب النسيج المصاب في القصبة الهوائية أو الفغرة الرغامية.

1.3 وصف الجهاز

أنبوب Provox LaryTube مصنوع من مطاط السيليكون المخصص للأغراض الطبية. والغرض من الجهاز هو الوصول إلى تركيب مريح ومحكم بين أنبوب Provox LaryTube والفغرة الرغامية، وأيضًا ربط الأجهزة التابعة لنظام Provox HME System. تتوفر الأنابيب في عبوات مستقلة وغير معقمة.

توجد 3 طرز من الأنبوب: القياسي، والمنوفذ وذو الحلقة (الشكل 1).

من الممكن نؤفة الطرازين القياسي وذو الحلقة بحيث يمر الهواء من العضو الصوتي الاصطناعي عند مستخدم ذلك العضو. ويتم ثقب الفتحات باستخدام Provox Fenestration Punch وفقًا لـ "إرشادات الاستخدام" المرفقة بـ Provox Fenestration Punch. يُرجى الاطلاع على معلومات طلب الجهاز.

الإصدارات القياسية (الشكل 1أ) - مخصصة للاستخدام مع العضو الصوتي الاصطناعي أو دونه. يمكن ربطها باستخدام حامل Provox TubeHolder أو مشابك Provox LaryClips.

الإصدارات المنؤفة (الشكل 1ب) - مخصصة لمستخدمي العضو الصوتي الاصطناعي. يمكن ربطها باستخدام حامل Provox TubeHolder أو مشابك Provox LaryClips.

الإصدارات ذات الحلقات (الشكل 1ج) - مخصصة للاستخدام مع العضو الصوتي الاصطناعي أو دونه. يمكن ربطها باستخدام لاصقة Provox Adhesive فقط.

فيما يلي الأجزاء المختلفة لأنبوب Provox LaryTube (الأشكال من د1 إلى ط1):

د) الأنبوب

هـ) درع (مخروطي)

و) حامل مبادل HME والملحقات

ز) جناحان

ح) حلقة الوصلة اللاصقة

ط) فتحات النؤفة

Ordering information

Name							
Provox LaryTube	ID	OD	L	Standard REF	Fenestrated REF	with Ring REF	Rx
Provox LaryTube 8/27	9.5	12.0	27	7601	-	-	Rx
Provox LaryTube 8/36	9.5	12.0	36	7602	7637	7624	Rx
Provox LaryTube 8/55	9.5	12.0	55	7603	7638	7625	Rx
Provox LaryTube 9/27	10.5	13.5	27	7605	-	-	Rx
Provox LaryTube 9/36	10.5	13.5	36	7606	7640	7626	Rx
Provox LaryTube 9/55	10.5	13.5	55	7607	7641	7627	Rx
Provox LaryTube 10/27	12.0	15.0	27	7609	-	-	Rx
Provox LaryTube 10/36	12.0	15.0	36	7610	7643	7628	Rx
Provox LaryTube 10/55	12.0	15.0	55	7611	7644	7629	Rx
Provox LaryTube 12/27	13.5	17.0	27	7613	-	-	Rx
Provox LaryTube 12/36	13.5	17.0	36	7614	7646	7630	Rx
Provox LaryTube 12/55	13.5	17.0	55	7615	7647	7631	Rx
Provox LaryTube Standard includes: Provox XtraFlow HME (5 pcs), REF 7298							
Provox LaryTube Fenestrated includes: Provox XtraFlow HME (5 pcs), REF 7298 and 1 Provox Brush, REF 7204							
Provox LaryTube with ring includes: Provox XtraFlow HME (5 pcs), REF 7298							

Provox HME System	REF	Rx
Provox XtraMoist HME (30 pcs)	7290	-
Provox XtraFlow HME (30 pcs)	7291	-
Provox FreeHands HME Cassette (20/30 pcs)	7712 / 7711	Rx
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus	7757	Rx
Provox FreeHands FlexiVoice Set	7760	Rx
Provox FreeHands FlexiVoice Light	8161	Rx
Provox FreeHands FlexiVoice Medium	8162	Rx
Provox FreeHands FlexiVoice Strong	8163	Rx

Provox HME System	REF	Rx
Provox FreeHands HME Moist (30 pcs)	8220	Rx
Provox FreeHands HME Flow (30 pcs)	8221	Rx
Provox Micron HME (5/30 pcs)	7247 / 7248	Rx
Provox StabiliBase (15 pcs)	7289	
Provox StabiliBase OptiDerm (15 pcs)	7318	
Provox XtraBase Adhesive (20 pcs)	7265	
Provox Adhesive FlexiDerm Round / Oval / Plus (20 pcs)	7253 / 7254 / 7331	
Provox Adhesive OptiDerm Round / Oval / Plus (20 pcs)	7256 / 7255 / 7332	
Provox Adhesive Regular Round / Oval / Plus (20 pcs)	7251 / 7252 / 7330	

Provox Accessories	REF	Rx
Provox LaryClip	7669	-
Provox TubeHolder	7668	-
Provox TubeBrush	7660-7661	-
Provox Fenestration Punch	7654	Rx
Provox Adhesive Remover (50 pcs)	8012	-
Provox Cleaning Towel (200 pcs)	7244	-
Provox Skin Barrier (50 pcs)	8011	-
Provox Silicone Glue 40 ml	7720	-
Skin Tac Adhesive Barrier Wipes	MS407W	-
Provox ShowerAid	7260	-
Provox BasePlate Adaptor	7263	-
Provox Brush	7204	-

Caution: United States Federal law restricts the sale, distribution and use by, or by order of a physician or a licensed practitioner of devices identified herein with the symbol “Rx”. The prescription-free availability of these products outside the United States may vary from country to country.

This page is deliberately left empty



No. 90734, 2019-06-26

Atos
atosmedical.com



Atos Medical AB

Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Sweden

Tel: +46 (0)415 198 00 • info@atosmedical.com